

Silk'nTM
Beautiful Technology

Lipo H5001

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE PER L'UTENTE
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL








Table of contents

1. Warnings & contraindications.....	2
2. Safety with Silk'n Lipo	8
3. Get to know Silk'n Lipo	8
4. Device controls & settings	10
5. Treatment plan	14
6. What to expect with Silk'n Lipo	15
7. Get started!.....	16
8. Cleaning & maintenance	17
9. Parts & consumables	19
10. Troubleshooting	19
11. Customer service.....	20
12. Warranty	20
13. Disposal	20
14. Specifications	21
15. Signs & symbols	22

1. Warnings & contraindications

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

Silk'n Lipo is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. Please read all warnings and contraindications before use. We recommend you familiarise yourself with the instructions in this manual before each treatment.

- Do not use the device while bathing or taking a shower.
- Always ensure that your hands are dry before connecting the stand/charging cradle to the electricity supply.
- Keep the adapter away from water. The adapter is not waterproof.
- Do not place or store the treatment units, stand/charging cradle and adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water or any other liquid.

- Do not reach for the stand/charging cradle or adapter if they have fallen into water. Unplug immediately before retrieving either of them. Failure to unplug the stand/charging cradle may result in an electric shock!
- Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.
- If the stand/charging cradle malfunctions, unplug immediately.
- Dry each treatment unit before charging or storage.
- Dry each electrode pad before storage.
- Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself.
- Changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- ⦿ Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged or does not appear to be working properly. In such cases contact Customer Service.
- ⦿ Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- ⦿ Children must not play with the (plastic) packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- ⦿ Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. For details see section "13. Disposal".
- ⦿ The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- ⦿ The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- ⦿ The battery is to be disposed of safely.

- ⦿ Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in a dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.

Battery Removal

To remove the battery, the device must be broken apart. The device will no longer function after this procedure, nor can it be repaired. Any warranty will be void when the device casing is broken and the battery is removed. We recommend you wear safety protective goggles and gloves.

Home Skinovations Ltd is not liable for any physical or material damages as a result of performing this procedure.

To remove the battery place each treatment unit on a hard, strong surface. Use a hammer to break the outer plastic casing.

Use pliers or a screwdriver to remove the casing. Unscrew the PCB (printed circuit board) and remove the battery by disconnecting the plug from the PCB.

Contraindications

- Silk'n Lipo must not be used by children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Keep the device out of the reach of children.
- Use a lower EMS energy level if you experience any discomfort.
- Stop use immediately if your skin is very red, or if it blisters or burns.
- Use on clean, dry, healthy skin.

Do not use if you:

- have heart disease and you have not consulted your physician.
- are on immuno-suppressant drugs such as corticosteroids without consulting your physician, or if you have an immuno deficiency disorder.
- have any type of active cancer.
- have a lymphatic disorder, thyroid disorder, diabetes or liver disorder, or any other metabolic condition.
- have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.

- ⊙ have applied topical solutions containing metal ions on the treatment area.
- ⊙ have epilepsy.
- ⊙ have serious arterial circulatory problems in the lower limbs.
- ⊙ have an abdominal or inguinal hernia.
- ⊙ are pregnant or nursing.

Do not use on these parts of the body:

- ⊙ Near the heart. The electrodes must not be placed on any part of the front ribcage (where the ribs and breastbone are located), and specifically not on the two large pectorals. This can increase the risk of ventricular fibrillation and induce cardiac arrest.
- ⊙ The back ribcage.
- ⊙ The head or neck.
- ⊙ On the genitals.
- ⊙ On or around the eyes.
- ⊙ Areas with tattoos.
- ⊙ Areas that have metabolic arthritis or chronic pain.
- ⊙ Areas that are swollen, infected, or inflamed; or that have broken or irritated skin, or where there are skin eruptions

(e.g. skin rashes, phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, or post-operative scars where the healing process could be affected etc.).

- Parts of the body that have metal staples, implants or pins; or if you are near metal. Remove jewellery or other accessories from the treatment area during a treatment session.
- Areas that have a history of cancer or potential skin malignancies.

2. Safety with Silk'n Lipo

With Silk'n safety comes first. Silk'n Lipo has these safety features:

- **Proximity sensor:** The device works only when it is on, and the **treatment unit** is in good contact with your skin.
- **Auto shut-down:** Although you can stop a treatment whenever you wish, the device shuts down after a minute or so, when there is no contact with the skin (the **operating light** will be constant green). It also shuts down automatically after 15 minutes of continuous use.

3. Get to know Silk'n Lipo

Silk'n Lipo is a system to help you reduce fat in specific areas, exercise your muscles and tone specific parts of your body without physical effort, and in the comfort of your home.

By placing the **treatment unit**¹ on target areas such as the upper arms, abdomen, buttocks or thighs, fat can be broken down and removed specifically from that area. It can also help you shape individual areas that do not respond to diet or exercise. Silk'n Lipo is not intended for overall fat reduction or weight loss, and cannot replace diet or exercise.

¹ The singular is used to denote both single and multiple items for the product parts **treatment unit**, **belt** and **electrode pad**.

3.1 Package contents

- 1 or more Treatment units *
- 2 Connectors
- 1 or more Body belts *
- 1 or more Electrode pads *
- Stand/charging cradle
- Adapter
- User manual
- Warranty card

*Varies according to the option purchased.

3.2 Device description

Silk'n Lipo is a device for home use that utilizes Low Level Laser Technology (LLLT) and Electrical Muscle Stimulation (EMS). Together these energies help increase muscle tone and reduce fatty acids and deposits to enhance body toning and reshaping.

Silk'n Lipo includes a selection of belts suited to the part of the body you wish to treat. Each treatment unit contains laser diodes and electrodes that activate the EMS. Each treatment unit is attached to the belt and then placed on the part of the body you wish to tone and reshape. Silk'n Lipo uses integrated rechargeable batteries so that each treatment unit can be charged easily before each use.

Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.

1. Treatment unit
2. Control button
3. Indicator lights
4. Connectors
5. Body belt
6. Electrode pad
7. Charging indicator lights
8. Stand / charging cradle
9. Adapter

3.3 Intended use


Silk'n Lipo is a non-invasive aesthetic device to reduce the circumference of the waist, arms, thighs and buttocks. The device is also intended to improve muscle tone and firmness, and strengthen muscles in these areas.

The device is not intended for use in any therapy, or for the treatment of any medical conditions or diseases. Do not use for any purpose other than as described in this manual.


4. Device controls & settings

4.1 Connecting the different parts


1. Remove the different parts from the box.
2. Place the **treatment unit** on a flat surface. If you have more than one **treatment unit**, connect them together.
3. Take the female **connector** and slot it into the left side of the **treatment unit**. Then take the male **connector** and connect it to the right side (see illustration).



4. Select the **belt** for the part of the body you are treating, and lay it on a flat surface with the side with the Silk'n logo facing you.
5. Next, fold each side of the **belt** inwards so that you see the black Velcro pads.



6. Slide each end of the **belt** into the **connectors** and then fold backwards, so that the Velcro pad sticks to the **belt**. Your **belt** will now look like this.




7. Of course, to use Silk'n Lipo you will need to disconnect one side, place the **belt** on your body and then reconnect the side you disconnected!



Note that you can only use the device when:

- the **treatment unit** is charged.
- you have placed a wet **electrode pad** on each **treatment unit** (see section "4.4 Wetting the electrode pads").
- each **treatment unit** is in good contact with your skin.
- you have read this manual, and understand how to use the device.

4.2 Controls and settings



Battery / Error Operating Not in use

Each **treatment unit** has a control panel that includes:

- a **control button** (#2)
- 2 EMS energy level buttons (left and right of the **control button**)
- 2 **indicator lights** - left and middle (#3)

Control	Action	Function
Control button 	Long press	<ul style="list-style-type: none"> • Turns the treatment unit on (or off). When you turn it on, you will feel a short vibration. When you turn it off, you will feel 2 short vibrations. • The green operating light (middle) will be constant green.
+ Button 	Short press	<ul style="list-style-type: none"> • Each press increases the EMS level. As you increase levels, the operating light blinks faster.
	Long press	<ul style="list-style-type: none"> • The same effect as a short press.
- Button 	Short press	<ul style="list-style-type: none"> • Each press decreases the EMS level. As you decrease levels, the operating light blinks more slowly.
	Long press	<ul style="list-style-type: none"> • Sets the EMS level back to zero.
Battery / Error light (left)	Orange light blinks continuously	<ul style="list-style-type: none"> • Battery low.
	Constant orange	<ul style="list-style-type: none"> • Device error.
Operating light (middle)	Green light blinks continuously	<ul style="list-style-type: none"> • The device is on, and has good contact with the skin. • Blinks faster as the EMS level increases.
	Constant green	<ul style="list-style-type: none"> • There is no contact with the skin but the device is ready to use. • The device will then shut down automatically after a minute or so if there is no contact with the skin.
Indicator light (right)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Not in use.

4.3 Energy levels

Silk'n Lipo has multiple levels of Electrical Muscle Stimulation (EMS). This gives you excellent control of the intensity of muscle stimulation you wish to use for each part of the body you treat. What's more, you can change levels as often as you like during a treatment.

- **To increase the EMS level:** Short press the **+ button** as many times as you need to set to the EMS level that is comfortable for you. You will see that the **operating light** blinks more quickly as you increase the EMS level.
 - **To reduce the EMS level:** Short press the **- button** as many times as you need (see section "4.2 Controls and settings").
 - **To set the EMS level back to zero:** Long press the **- button**.
- i** You can only change EMS levels when the **treatment unit** is in good contact with your skin. When there is no contact with the skin, the EMS drops to zero.

4.4 Wetting the electrode pads

The **electrode pads** are required for the EMS to work, and they must be wet before you start your treatment.

1. Wet each **electrode pad** with a wet cloth or with wet fingers.
2. Then place the wet **electrode pad** onto the back of each **treatment unit**. Make sure that it fits firmly around the center rectangle. You might need to manipulate it slightly, so that the **electrode pad** lies flat on top of the **treatment unit**.



- i** It is important that you only wet the **electrode pad**, and not the whole **treatment unit**.


4.5 Device charging

Charge each **treatment unit** before first use. The initial charge should take around 6 hours. Subsequent charges should take around 3 hours. We recommend you recharge the device before each treatment.

1. Remove the **electrode pads** before placing the **treatment units** in the **stand/charging cradle**.
2. Connect the empty **stand/charging cradle** to the electricity supply. The **2 charging indicator lights** will be constant green.
3. Place each **treatment unit** in the cradle so that it sits in the designated grooves.
 - When the **treatment unit** is charging, the orange **battery/error indicator light** on the **treatment unit** will flash on and off.
 - When fully charged the **battery/error indicator light** (left) will go off, and the green **operating light** (middle) will be constant green.
4. Once charged, disconnect the **stand/charging cradle** from the electricity supply.

5. Treatment plan

- ⚠ For use on clean, healthy skin (see section "1. Warnings & contraindications").
- Treat the target area for 15 minutes per treatment session (see illustration).
- For larger parts of the body, like the stomach or buttocks, you may wish to move the **treatment unit** to an adjacent part of the target area, and use for another 15 minutes. You may keep doing this until you have covered the target area.
- Try to avoid gaps and overlaps.
- Never use Silk'n Lipo on exactly the same spot during a treatment session.
- For daily use, but no more than 3 times a week on each specific target area. Continue until you get the results you want.



6. What to expect with Silk'n Lipo

If you follow the instructions fully and pay attention to **all warnings and contraindications**, complications and side effects are uncommon. However, every energy-based device, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

Skin redness

You may find some skin redness in the treated area which should disappear after the treatment.

Muscle pain

As with all exercise, some muscle soreness may occur after a treatment but it should go away after a day or two. If this happens, use a low EMS level for a few treatment sessions until the soreness has gone.

Skin irritation

Although very rare, it is possible to have a prolonged reddening of the skin, or the appearance of acne. Stop use immediately, and only treat that specific area when the skin irritation has gone.

Headache

Equally rare, is the possibility that you might feel light-headed when you start using the device. If this happens, sit down during the treatment, or stop using the device until you feel OK.

Allergic reaction

If you have an allergic reaction to the device or its accessories, stop using the device.

-  Stop use immediately if any of these effects are more severe.
-  See your doctor if the effects do not go away within 2 to 3 days.

7. Get started!

Treating with Silk'n Lipo is easy. Just follow these steps for each part of the body you wish to treat.

1. Use on clean, healthy skin (see section "1. Warnings & contraindications").
 2. Check that the batteries are well charged before use. If the **battery/error light** is orange and blinks slowly, this indicates that the battery is low.
 3. Before each treatment, wet the **electrode pad** with a wet cloth or with wet fingers, and place them on each **treatment unit** (see section "4.4 Wetting the electrode pads"). Next, connect one or more **treatment units** to the **belt** (see section "4.1 Connecting the different parts").
 4. Disconnect one of the **connectors** on one side, and then place the **belt** around the area you wish to treat. Then reconnect the side you just disconnected.
 5. Adjust the tightness of the **belt** so that the **treatment unit** is in good contact with your skin, and that the **belt** is firm and well secured to your body.
-  If the **belt** is not tight against your skin, the EMS energy may disconnect. If that happens, tighten the **belt** and press the **+ button** to reselect the EMS energy level required.
6. **Switch on.** With the controls in view, press the **control button** on each **treatment unit**. The green and orange **indicator lights** will go on. The orange **indicator light** will go off after a second or so and the **treatment unit** will vibrate once. When the **treatment unit** is in good contact with the skin, the green **operating light** will blink slowly, and the laser energy will start to work.

7. Changing the EMS level:

- **To increase:** Short press the **+ button** as many times as you need to set to the EMS level that is comfortable for you. The **operating light** blinks more quickly as you increase the EMS level.

i If you long press the **+ button**, the EMS level will still only increase by one increment.

- **To reduce:** Short press the **- button** as many times as you need (see section "4.2 Controls and settings").

i Long pressing the **- button**, sets the EMS level back to zero.

8. **Treat each area for 15 minutes.** Keep the **treatment unit** in place, and the device on for up to 15 minutes. Every few minutes you will feel a vibration. The vibrations are a normal part of the treatment routine. At the end of 15 minutes, you will feel 3 vibrations, no more energy will be emitted and the device will shut down automatically.

i To switch off the device **before 15 minutes**, long press the **control button**. You will feel 2 vibrations, then the device will shut down.

9. If you want to treat another area (next to the area you have just treated or another part of your body), wet the **electrode pad**, and move the **treatment unit** to the next location.

i Try to avoid gaps and overlaps.

i If you move the device to another part of your body and the **treatment unit** is not in good contact with the skin, the EMS level will revert to zero. If this happens, make sure the **treatment unit** is in good contact with the skin, then short press the **control button** to start the device again, and then the **+ button** to increase the EMS level.

8. Cleaning & maintenance

8.1 Cleaning the treatment units & charging cradle

We recommend that you clean the **treatment unit** after each use, and the **stand/charging cradle** once a month.

Before cleaning:

- Disconnect the **treatment unit** from all other parts (**belt, electrode pads, connectors, stand/charging cradle**). Disconnect the **stand/charging cradle** from the electricity supply.
- Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any parts.
- Clean each **treatment unit** and **stand/charging cradle** with a damp cloth using a mild detergent, then wipe it dry with a clean cloth.
- ⚠ Do not clean any of the parts in the dishwasher.

8.2 Cleaning the electrode pads

- After each use, wipe each **electrode pad** and dry with a cloth.
- Do not store them in a closed box or drawer until they are completely dry.

8.3 Replacing the electrode pads

- Do not use **electrode pads** if they are damaged. If that happens, replace with new ones.

8.4 Cleaning the belt

The **belt** materials are: **External:** Nylon / **Middle layer:** SBR / **Internal:** Nylon.

Please note the cleaning instructions.



Hand wash only



Do not dry clean



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron

8.5 Storage

- After cleaning, we recommend that you return each **treatment unit** to the **stand/charging cradle**.
- If you do not plan to use the device for a long time, store the different parts in the original packaging in a clean, dry place to prevent the accumulation of dust.
- Make sure the **stand/charging cradle** is disconnected from the electricity supply.

9. Parts & consumables

You can purchase replacement **treatment units**, **electrode pads** or **belts** through the retailer where you bought the device, or you can order directly from our website: www.silkn.eu.

10. Troubleshooting

Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure that: <ul style="list-style-type: none"> ● the treatment unit is charged. ● you have pressed the control button to turn it on. ● the operating light is constant green.
I can't feel the electrical stimulation or the EMS level seems too low.	Check that: <ul style="list-style-type: none"> ● the electrode pad is wet. ● the treatment unit is in good contact with the skin and ● the belt is fixed securely to your body.
I can't change the EMS level.	Check that the treatment unit is charged.
The indicator lights are on all the time.	There is a system error.

 If you have problems or queries, please contact Customer Service.

11. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

13. Disposal

If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.



Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

14. Specifications

Model No.	H5001 (device); H5002 (charging cradle)
Technology	Low Level Laser Therapy (LLLT) Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Charging cradle	Input 12Vdc, 1.5A max Charging 2 modules simultaneously
Module powered by	Li-ion battery, 3.7V, 2600mA
Adapter models	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapter Rating Input: Output:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1.5A
LLLT - Diode wavelength - Diode power	658nm +/- 8nm 100mW (max)
EMS - Pulse Amplitude	0-32mA into 1000 ohm load
- Output Voltage	Adjustable 0-32V, Max output 32V peak to peak into 1000ohm load.
- On Time	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Off Time	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Ramp Time	Adjustable, 22~800 milliseconds, 22 milliseconds/step. The "On" time will increase and decrease.
- Pulse Rate	30~50Hz
- Pulse Width	350~450µs
- Timer	15 min
- Wave Form	Symmetrical Bi-phasic rectangular pulse
- Tolerance	There may be a +/-5% tolerance of all settings and +/- 20% tolerance of output of intensity.

Weight	Module: 300gr Charging Cradle: 215gr
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: minus 40 - 70°C Relative humidity: 10% - 90% Atmospheric pressure: 500 - 1060hPa
Operating conditions	Temperature: 5 - 40°C Relative humidity: 15% - 90% Atmospheric pressure: 700 - 1060hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Service life	3 years

15. Signs & symbols

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

	Declaration of Conformity: Products labeled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.
IP22	The device is protected against the ingress of objects such as fingers.
	Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
	Follow the operating instructions.
	Class 1 laser product.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen	25
2. Sicherheit mit Silk'n Lipo.....	32
3. Lernen Sie Ihren Silk'n Lipo kennen	32
4. Bedientasten & Einstellungen	34
5. Behandlungsplan.....	38
6. Was Sie von Silk'n Lipo erwarten können	39
7. Legen Sie los!.....	40
8. Reinigung & Wartung	42
9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.....	43
10. Fehlerbehebung	44
11. Kundenservice.....	44
12. Garantie	45
13. Entsorgung	45
14. Spezifikationen	46
15. Zeichenerklärung	48

1. Warnungen & Gegenanzeigen

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

Silk'n Lipo es handelt sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Gegenanzeigen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

- Das Gerät darf nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden.
- Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Aufbewahrungs/Ladestation an die Stromversorgung anschließen.
- Den Adapter von Wasser fernhalten. Der Adapter ist nicht wasserdicht.
- Stellen bzw. bewahren Sie die Behandlungseinheiten, die Aufbewahrungs/Ladestation und den Adapter nicht an Orten auf, an denen sie in die Badewanne, das Waschbecken, ins Wasser oder eine

andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden können.

- Sollte die Aufbewahrungs/Ladestation oder der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Netzstecker der Aufbewahrungs/Ladestation nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein.
- Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
- Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromquelle, wenn die Aufbewahrungs/Ladestation nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Vor dem Laden oder der Aufbewahrung muss jede Behandlungseinheit abgetrocknet werden.
- Vor der Aufbewahrung muss jedes Elektrodenpad abgetrocknet werden.

- Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen.
- Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr verwenden darf.
- Wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Kundenservice auf.
- Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Kinder dürfen nicht mit der (Plastik) Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- ⦿ Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt "13. Entsorgung".
- ⦿ Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- ⦿ Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- ⦿ Der Akku muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden.
- ⦿ Vor allem muss bei der Entsorgung auf die Umweltaspekte geachtet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus niemals im Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler, um die Umwelt zu schützen.

Entfernen des Akkus

Zum Entfernen des Akkus muss das Gerät auseinander gebrochen werden. Nach diesem Vorgang ist das Gerät nicht länger funktionsfähig und kann auch nicht mehr repariert werden. Durch das Aufbrechen des Gehäuses und Herausnehmen des Akkus erlischt jeglicher Garantieanspruch. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird empfohlen.

Home Skinovations Ltd haftet nicht für physische oder materielle Schäden, die durch diesen Vorgang entstehen.

Zum Entfernen des Akkus platzieren Sie jede Behandlungseinheit auf einer harten, robusten Oberfläche. Beschädigen Sie das Gehäuse mit Hilfe eines Hammers.

Entfernen Sie das Gehäuse anschließend mit einer Zange oder einem Schraubenzieher. Entfernen Sie die Schrauben von der Platine und entnehmen Sie den Akku, indem Sie den Stecker von der Platine ziehen.

Gegenanzeigen

- Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen, dürfen Silk'n Lipo nicht verwenden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.

- ⊙ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut sehr rot ist, Bläschen bildet oder brennt.
- ⊙ Auf sauberer, trockener und gesunder Haut anwenden.

Nicht verwenden, wenn:

- ⊙ Sie an einer Herzkrankheit leiden und Sie Ihren Arzt nicht konsultiert haben.
- ⊙ Sie immunsuppressive Medikamente wie Kortikosteroide einnehmen, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren oder wenn Sie an einer Immunschwäche leiden.
- ⊙ Sie aktiv an Krebs erkrankt sind.
- ⊙ Sie lymphatische Beschwerden, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes oder Leberschäden oder andere Stoffwechselerkrankungen haben.
- ⊙ Sie einen Herzschrittmacher, internen Defibrillator oder ein anderes elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- ⊙ Sie eine lokale Lösung auf dem Behandlungsbereich aufgetragen haben, die Metallionen enthält.
- ⊙ Sie an Epilepsie leiden.
- ⊙ Ihre arterielle Durchblutung in den unteren Extremitäten schwer gestört ist.

- ⊙ Sie einen Bauch- oder Leistenbruch haben.
- ⊙ Sie schwanger sind oder stillen.

Diese Körperteile dürfen nicht behandelt werden:

- ⊙ In der Nähe des Herzens. Die Elektroden dürfen nirgendwo auf dem vorderen Brustkorb platziert werden (dort wo sich die Rippen und das Brustbein befinden), vor allem nicht auf den beiden große Brustmuskeln. Dadurch erhöht sich das Risiko eines Kammerflimmerns mit folgendem Herzstillstand.
- ⊙ Hinterer Brustkorb.
- ⊙ Kopf oder Nacken.
- ⊙ Genitalbereich.
- ⊙ Auf oder um die Augen.
- ⊙ Hautbereiche mit Tattoos.
- ⊙ Bereiche mit metabolischer Arthritis oder chronischen Schmerzen.
- ⊙ Geschwollene, infizierte oder entzündete Bereiche, oder Bereiche, die Hautverletzungen, Hautirritationen oder Hautauschlag aufweisen (z.B. Hautreizungen, Venenentzündung, Thrombose, Krampfadern oder postoperative Narben, bei denen der Heilungsprozess beeinflusst werden könnte, usw.).

- ⦿ Körperteile, die Klammern, Implantate oder Stifte aus Metall aufweisen oder wenn Sie sich in der Nähe von Metall befinden. Entfernen Sie jeglichen Schmuck oder anderes Zubehör vom Behandlungsbereich.
- ⦿ Bereiche mit einer Vorgeschichte von Hautkrebs oder potenziellen bösartigen Hauttumoren.

2. Sicherheit mit Silk'n Lipo

Bei Silk'n steht Sicherheit an erster Stelle. Silk'n Lipo verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

- ⦿ **Näherungssensor:** Das Gerät funktioniert nur, wenn es eingeschaltet ist und die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat.
- ⦿ **Automatische Ausschaltung:** Auch wenn Sie die Behandlung jederzeit unterbrechen können, schaltet das Gerät nach ca. einer Minute automatisch ab, wenn kein Hautkontakt besteht (die **LED für den Betrieb** leuchtet dauerhaft grün). Auch nach einem Dauerbetrieb von 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

3. Lernen Sie Ihren Silk'n Lipo kennen

das Silk'n Lipo-System hilft dabei, ohne Trainingsaufwand an bestimmten Stellen Fett abzubauen, die Muskeln zu trainieren und spezifische Körperteile zu formen. Und all das komfortabel zu Hause.

Durch die Platzierung der **Behandlungseinheit**¹ auf bestimmten Bereichen wie Oberarmen, Bauch, Gesäß oder Oberschenkel, kann Fett gespalten und speziell von diesen Bereichen entfernt werden. Das Gerät kann individuelle Bereiche formen, die nicht auf Diäten oder sportliche Tätigkeiten reagieren. Silk'n Lipo ist nicht für die Fettreduktion oder einen Gewichtsverlust am gesamten Körper geeignet und kann keine Diät oder sportliche Tätigkeit ersetzen.

¹ Die Einzahl wird sowohl für einzelne wie mehrfach vorhandene Produktkomponenten verwendet wie **Behandlungseinheit**, **Gürtel** und **Elektrodenpad**.

3.1. Packungsinhalt

- 1 oder mehrere Behandlungseinheiten *
- 2 Gürtelschlaufen
- 1 oder mehrere Körpergürtel *
- 1 oder mehrere Elektrodenpads *
- Aufbewahrungs-/Ladestation
- Adapter
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

* Variiert je nach gekaufter Option.

3.2. Gerätebeschreibung

Silk'n Lipo ist ein Gerät für die Heimanwendung, das die LLL-Technologie (Lower Level Laser) und die EMS-Technologie (elektrische Muskelstimulation) verwendet. Zusammen erhöhen diese beiden Technologien den Muskeltonus und reduzieren Fettsäuren und Fettablagerungen, um eine besser Körperstraffung und -kontur zu erzielen.

Silk'n Lipo umfasst verschiedene Gürtel für die unterschiedlichen Behandlungsbereiche. Jede Behandlungseinheit enthält Laserdioden und Elektroden, durch welche die elektrische Muskelstimulation aktiviert wird. Jede Behandlungseinheit wird am Gürtel befestigt und anschließend auf dem Körperteil angebracht, das Sie straffen und formen möchten. Silk'n Lipo verfügt über integrierte, aufladbare Akkus, sodass jede Behandlungseinheit vor jeder Verwendung aufgeladen werden kann.

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Behandlungseinheit | 6. Elektrodenpad |
| 2. Kontrolltaste | 7. Laden Anzeigeleuchte |
| 3. Anzeigeleuchten | 8. Aufbewahrungs-/Ladestation |
| 4. Gürtelschlaufen | 9. Adapter |
| 5. Körpergürtel | |

3.3. Anwendungszweck


Silk'n Lipo ist eine nicht-invasives Gerät für die Reduktion des Umfangs an Hüfte, Armen, Schenkeln und am Gesäß. Das Gerät verbessert außerdem den Muskeltonus, strafft die Haut und stärkt die Muskeln in den behandelten Bereichen.

Das Gerät ist nicht für die Anwendung in einer Therapie oder für die Behandlung von medizinischen Beschwerden oder Krankheiten geeignet. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.


4. Bedientasten & Einstellungen

4.1. Anschließen der verschiedenen Teile


1. Entnehmen Sie die verschiedenen Teile der Verpackung.
2. Platzieren Sie die **Behandlungseinheit** auf einer flachen Oberfläche. Wenn Sie über mehr als eine **Behandlungseinheit** verfügen, verbinden Sie diese.
3. Nehmen Sie die **Buchenschlaufe** und stecken Sie diese in die linke Seite der **Behandlungseinheit**. Anschließend nehmen Sie die **Stiftschlaufe** und bringen diese auf der rechten Seite an (siehe Abbildung).



4. Wählen Sie den entsprechenden **Gürtel** für den gewünschten Behandlungsbereich und legen Sie diesen mit der Seite, auf der das Silk'n-Logo abgebildet ist, nach oben auf eine flache Oberfläche.
5. Falten Sie anschließend jede Seite des **Gürtels** nach innen, sodass Sie die schwarzen Klettverschlüsse sehen.



6. Schieben Sie die beiden Seiten des **Gürtels** in die **Schlaufen** und falten Sie nach hinten, sodass der Klettverschluss am **Gürtel** haftet. Jetzt sieht Ihr **Gürtel** so aus.




7. Um Silk'n Lipo zu verwenden, müssen Sie eine Seite öffnen, den **Gürtel** auf dem Behandlungsbereich legen und dann wieder befestigen.



Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn:

- die **Behandlungseinheit** geladen ist.
- ein nasses **Elektrodenpad** auf jeder **Behandlungseinheit** platziert wurde (siehe Abschnitt "4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads").
- jede **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat.
- Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben und verstanden haben wie das Gerät verwendet wird.

4.2. Bedientasten und Einstellungen



Akku / Fehler Betrieb Nicht in Verwendung

Jede **Behandlungseinheit** verfügt über ein Bedienpanel mit:

- eine **Kontrolltaste** (Nr. 2)
- 2 EMS-Tasten zur Regulierung der Energiestufe (links und rechts von der **Kontrolltaste**)
- 2 **LED-Anzeigen** - links und Mitte (Nr. 3)

Taste	Aktion	Funktion
Kontrolltaste 	Lange drücken	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltet die Behandlungseinheit ein (oder aus). Beim Einschalten spüren Sie eine leichte Vibration. Beim Ausschalten spüren Sie 2 leichte Vibrationen. • Die grüne LED für den Betrieb (Mitte) blinkt durchgehend grün.
+ Taste 	Kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> • Bei jedem Drücken wird die Energiestufe erhöht. Je höher die ausgewählte Energiestufe, desto schneller blinkt die LED für den Betrieb.
	Lange drücken	<ul style="list-style-type: none"> • Die gleiche Auswirkung wie kurzes Drücken.
- Taste 	Kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> • Bei jedem Drücken wird die Energiestufe reduziert. Je niedriger die ausgewählte Energiestufe, desto langsamer blinkt die LED für den Betrieb.
	Lange drücken	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt die Energiestufe auf Null.
Akku / Fehleranzeige (links)	Orange LED blinkt durchgehend	<ul style="list-style-type: none"> • Niedriger Akkustand.
	Dauerhaft orange	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefehler.
LED für den Betrieb (Mitte)	Grüne LED blinkt durchgehend	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät ist eingeschaltet und hat guten Kontakt zur Haut. • Blinkt schneller sobald die Energiestufe erhöht wird.
	Dauerhaft grün	<ul style="list-style-type: none"> • Es besteht kein Kontakt zur Haut, das Gerät ist aber betriebsbereit. • Das Gerät schaltet nach ca. einer Minute automatisch aus, wenn kein Hautkontakt besteht.
Anzeigeleuchte (rechts)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht in Verwendung.

4.3. Energiestufen

Silk'n Lipo verfügt über verschiedene Stufen der elektrischen Muskelstimulation (EMS). Dadurch können Sie die Intensität der Muskelstimulation, die Sie für jeden Behandlungsbereich wünschen, einfach regulieren. Die Energiestufe kann während der Anwendung beliebig oft geändert werden.

- **Erhöhen der Energiestufe: + Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen. Wird die Energiestufe erhöht, blinkt die **LED für den Betrieb** immer schneller.
 - **Reduzieren der Energiestufe: - Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen (siehe Abschnitt "4.2. Bedientasten und Einstellungen").
 - **Die Energiestufe zurück auf Null setzen: -Tasten** lange gedrückt halten.
- i** Die Energiestufe kann nur angepasst werden, wenn die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat. Wenn kein Hautkontakt besteht, wird die Energiestufe auf Null zurückgesetzt.

4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads

Die **Elektrodenpads** sind notwendig, damit die elektrische Muskelstimulation funktioniert. Vor Beginn der Behandlung müssen die Elektrodenpads angefeuchtet werden.

1. Befeuchten Sie jedes **Elektrodenpad** mit einem nassen Tuch oder mit nassen Fingern.
2. Platzieren Sie anschließend das nasse **Elektrodenpad** auf die Rückseite einer jeden **Behandlungseinheit**. Stellen Sie sicher, dass die Pads fest auf dem Rechteck in der Mitte haften. Möglicherweise müssen Sie die Pads etwas zurechtrücken, damit die **Elektrodenpads** flach auf der **Behandlungseinheit** aufliegen.

Elektrodenpad



Unterseite der
Behandlungseinheit



Wichtig: Feuchten Sie nur das **Elektrodenpad** und nicht die ganze **Behandlungseinheit** an.

4.5. Aufladen des Geräts


Vor der ersten Verwendung muss jede **Behandlungseinheit** aufgeladen werden. Der erste Ladevorgang dauert circa 6 Stunden. Nachfolgende Ladevorgänge dauern circa 3 Stunden. Wir empfehlen das Gerät vor jeder Behandlung aufzuladen.

1. Entfernen Sie die **Elektrodenpads** bevor Sie die **Behandlungseinheiten** auf die **Aufbewahrungs/Ladestation** stellen.
2. Schließen Sie die leere **Aufbewahrungs/Ladestation** an die Stromversorgung an. Die zwei **Ladeanzeigen** leuchten dauerhaft grün.
3. Stellen Sie jede **Behandlungseinheit** so in die Ladestation, dass diese in den entsprechenden Rillen aufliegt.
 - Sobald die **Behandlungseinheit** geladen wird, blinkt die orange **Akku-/Fehleranzeige** auf der **Behandlungseinheit**.
 - Sobald die Einheit vollständig geladen ist, geht die **Akku-/Fehleranzeige** (links) aus und die grüne **LED für den Betrieb** (Mitte) leuchtet dauerhaft grün.
4. Ziehen Sie den Netzstecker der **Aufbewahrungs/Ladestation** sobald die Einheit vollständig geladen ist.

5. Behandlungsplan

- ⚠ Zur Verwendung auf sauberer, trockener und gesunder Haut (siehe Abschnitt "1. Warnungen & Gegenanzeigen").
- Behandeln Sie den jeweiligen Bereich pro Sitzung für 15 Minuten (siehe Abbildung).
- Bei größeren Körperbereichen wie Bauch oder Gesäß können Sie die **Behandlungseinheit** an einen angrenzenden Behandlungsbereich verschieben und die Behandlung für weitere 15 Minuten fortsetzen. Wiederholen Sie dies, bis Sie den gesamten gewünschten Bereich behandelt haben.
- Versuchen Sie Auslassungen und Überlappungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Silk'n Lipo während einer Behandlung nie zweimal auf dem exakt gleichen Bereich.

- Für die tägliche Anwendung geeignet, jedoch nicht öfter als drei Mal pro Woche pro Behandlungsbereich. Fahren Sie mit der Behandlung fort, bis Sie die gewünschten Resultate erzielen.



6. Was Sie von Silk'n Lipo erwarten können

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und **alle Warnungen und Gegenanzeigen** beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede Behandlung mit einem energiebasierten Gerät, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

Rötung der Haut

Auf dem behandelten Bereich kann eine leichte Rötung der Haut auftreten, die nach der Behandlung schnell verschwinden sollte.

Muskelschmerzen

Wie bei jeder körperlichen Betätigung, können nach einer Behandlung Muskelschmerzen auftreten. Diese sollten nach ein bis zwei Tagen vergehen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Energiestufe bei den nachfolgenden Behandlungen, bis die Schmerzen nachlassen.

Hautirritation

In sehr seltenen Fällen kann die Rötung der Haut anhalten oder Akne auftreten. Unterbrechen Sie die Anwendung sofort und behandeln Sie die entsprechenden Bereiche erst wieder, sobald die Rötung verschwunden ist.

Kopfschmerzen

Genauso selten können bei der anfänglichen Verwendung des Geräts leichte Kopfschmerzen auftreten. In diesem Fall sollten Sie während der Behandlung sitzen oder die Verwendung des Geräts unterbrechen, bis Sie sich wieder wohl fühlen.

Allergische Reaktion

Sollte durch die Verwendung des Geräts oder dessen Zubehör eine allergische Reaktion auftreten, stellen Sie die Behandlung umgehend ein.

-  Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn diese Nebenwirkungen schwerer sind.
-  Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Nebenwirkungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abgeklungen sind.

7. Legen Sie los!

Die Behandlung mit Silk'n Lipo ist einfach. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

1. Auf sauberer, gesunder Haut anwenden (siehe Abschnitt "1. Warnungen & Gegenanzeigen").
2. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Gebrauch ausreichend geladen ist. Wenn die **Akku-/Fehleranzeige** orange leuchtet und langsam blinkt, weist dies auf einen niedrigen Akkustand hin.
3. Befeuchten Sie das **Elektrodenpad** vor jeder Anwendung mit einem nassen Tuch oder mit nassen Fingern und platzieren Sie die Pads auf jeder **Behandlungseinheit** (siehe Abschnitt "4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads"). Anschließend befestigen Sie eine oder mehrere **Behandlungseinheiten** am **Gürtel** (siehe "4.1. Anschließen der verschiedenen Teile").
4. Öffnen Sie eine der **Schlaufen** am **Gürtel** und legen Sie den **Gürtel** um den Behandlungsbereich. Befestigen Sie den **Gürtel** anschließend.
5. Ziehen Sie den **Gürtel** fest, bis die **Behandlungseinheit** einen guten Kontakt zur Haut hat und der **Gürtel** am Körper gut befestigt ist.



Wenn der **Gürtel** nicht eng an der Haut anliegt, kann die Energieübertragung der elektrischen Muskelstimulation unterbrochen werden. Ziehen Sie den **Gürtel** in diesem Fall enger und drücken Sie die **+ Taste**, um die gewünschte Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation erneut einzustellen.

6. **Einschalten.** Behalten Sie das Bedienfeld im Blick und drücken Sie die **Kontrolltaste** auf jeder **Behandlungseinheit**. Die grüne und orange **Anzeigeleuchten** gehen an. Die orange **Anzeigeleuchte** geht nach einigen Sekunden wieder aus und die **Behandlungseinheit** vibriert ein Mal. Sobald die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat, blinkt die grüne **LED für den Betrieb** langsam und die Laserenergie nimmt ihren Betrieb auf.

7. **Ändern der Energiestufe:**

- **Erhöhen: + Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen. Wird die Energiestufe erhöht, blinkt die **LED für den Betrieb** immer schneller.



Auch wenn Sie die **+ Taste** lange gedrückt halten, wird die Energie um jeweils nur eine Stufe erhöht.

- **Reduzieren: - Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen (siehe Abschnitt "4.2. Bedientasten und Einstellungen").



Langes Drücken der **- Taste** stellt die Energiestufe zurück auf Null.

8. **Behandeln Sie jeden Bereich für 15 Minuten.** Achten Sie darauf, dass die **Behandlungseinheit** 15 Minuten lang an ihrer Position bleibt und das Gerät ständig an ist. Alle paar Minuten fühlen Sie eine Vibration. Die Vibrationen gehören zur normalen Behandlungsroutine. Nach Ablauf der 15 Minuten fühlen Sie drei Vibrationen. Es wird keine Energie mehr ausgestoßen und das Gerät schaltet sich automatisch ab.



Wenn Sie das Gerät **vor** Ablauf der **15 Minuten** ausschalten möchten, halten Sie die **Kontrolltaste** lange gedrückt. Sie fühlen zwei Vibrationen und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

9. Wenn Sie einen anderen Bereich behandeln möchten (neben dem aktuellen Behandlungsbereich oder einen anderen Körperteil), befeuchten Sie das **Elektrodenpad** erneut und verschieben Sie die **Behandlungseinheit** an die nächste Position.



Versuchen Sie Auslassungen und Überlappungen zu vermeiden.

-  Wenn Sie das Gerät an einem anderen Körperteil anbringen und der Hautkontakt der **Behandlungseinheit** nicht ausreichend ist, wird die Energiestufe der elektrischen Muskelstimulation auf Null gesetzt. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat und anschließend die **Kontrolltaste** kurz drücken, um das Gerät erneut zu starten und die **+ Taste**, um die Energiestufe zu erhöhen.

8. Reinigung & Wartung

8.1. Reinigung der Behandlungseinheiten und der Aufbewahrungs-/Ladestation

Es wird empfohlen die **Behandlungseinheit** nach jedem Gebrauch und die **Aufbewahrungs/Ladestation** ein Mal monatlich zu reinigen.

Vor der Reinigung:

-  Trennen Sie die **Behandlungseinheit** von allen anderen Teilen (**Gürtel, Elektrodenpads, Aufbewahrungs-/Ladestation**). Ziehen Sie den Netzstecker der **Aufbewahrungs-/Ladestation**.
-  Keine scheuernden Reinigungsmittel oder chemische Substanzen für die Reinigung der Geräteteile verwenden.
-  Reinigen Sie jede **Behandlungseinheit** und die **Aufbewahrungs/Ladestation** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
-  Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

8.2. Reinigen der Elektrodenpads

-  Jedes **Elektrodenpad** nach jedem Gebrauch abwischen und mit einem Tuch abtrocknen.
-  Lagern Sie die Pads nicht in einem geschlossenen Behälter oder Schrank, solange sie nicht vollständig trocken sind.

8.3. Austauschen der Elektrodenpads

-  Die **Elektrodenpads** nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Beschädigte Elektrodenpads müssen durch neue ersetzt werden.

8.4. Reinigen des Gürtels

Der **Gürtel** bestehe aus folgendem Material: **Außen:** Nylon / **Zwischenschicht:** SBR / **Innen:** Nylon.

Beachten Sie die Reinigungsanweisungen.



Den Gürtel nur mit der Hand waschen



Nicht chemisch reinigen



Nicht bleichen



Nicht für den Trockner geeignet



Nicht bügeln

8.5. Aufbewahrung

- Es wird empfohlen jede **Behandlungseinheit** nach der Reinigung auf der **Aufbewahrungs/Ladestation** zu lagern.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie die verschiedenen Teile in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort, um eine Staubansammlung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die **Aufbewahrungs/Ladestation** von der Stromversorgung getrennt wurde.

9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Ersatz-**Behandlungseinheiten**, **Elektrodenpads** und **-Gürtel** sind über den Händler verfügbar, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bestellungen sind auch direkt über unsere Webseite www.silkn.eu möglich.

10. Fehlerbehebung

Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none">• die Behandlungseinheit geladen ist.• die Kontrolltaste gedrückt wurde, um das Gerät einzuschalten• die LED für den Betrieb dauerhaft grün leuchtet.
Ich kann die Elektrostimulation nicht fühlen oder die Energiestufe scheint zu niedrig zu sein.	Überprüfen Sie folgendes: <ul style="list-style-type: none">• das Elektrodenpad ist nass.• die Behandlungseinheit befindet sich in einem direkten Kontakt mit der Haut, und• der Gürtel ist gut an Ihrem Körper befestigt
Ich kann die Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation nicht ändern.	Stellen Sie sicher, dass die Behandlungseinheit geladen ist.
Die Anzeigeleuchten sind alle dauerhaft an.	Dies weist auf einen Systemfehler hin.



Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

11. Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten.

Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de

Land	Servicenummer	E-Mail
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n-Garantiekarte nach.

13. Entsorgung

Wenn der Lebenszyklus Ihres Geräts abgelaufen ist, dann entsorgen Sie Ihr Gerät bitte gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften für Elektrogeräte.



Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.



Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

14. Spezifikationen

Modellnr.	H5001 (Gerät); H5002 (Ladestation)
Technologie	Low Level Laser-Therapie (LLLT) Elektrische Muskelstimulation (EMS)
Ladestation	Eingang 12Vdc, 1.5A max Gleichzeitige Ladung von 2 Modulen
Modul betrieben mit	Li-Ion-Akku, 3.7V, 2600mA
Adaptermodelle	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapterleistung Eingang: Ausgang:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1.5A
LLLT - Wellenlänge der Dioden - Dioden-Leistung	658Nm +/- 8nm 100mW (max)
EMS -Impulsamplitude	0-32mA an 1000 Ohm Last
- Ausgangsspannung	Regulierbar 0-32V, Max. Ausgangsspannung 32V Spitze-Spitze an 1000 Ohm Last.
- Einschaltzeit	Regulierbar, 20~2400 Millisekunden
- Ausschaltzeit	Regulierbar, 20~2400 Millisekunden
- Rampenzeit	Regulierbar, 22~800 Millisekunden, 22 Millisekunden/Schritt. Die Einschaltzeit erhöht und reduziert sich.
- Pulsfrequenz	30~50Hz
- Pulsweite	350~450µs
- Timer	15 Min.
- Wellenform	Symmetrischer bi-phasiger Rechteckimpuls
- Toleranz	Alle Einstellungen können eine Toleranz von +/-5% aufweisen und die Intensität eine Toleranz von +/- 20%.

Gewicht	Modul: 300g Ladestation: 215g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: minus 40 - 70°C Relative Feuchtigkeit: 10% bis 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 5 - 40 °C Relative Feuchtigkeit: 15% bis 90% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Erwartete Nutzungsdauer	3 Jahre

15. Zeichenerklärung

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

DE

	Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen anwendbaren Richtlinien des Europäischen Wirtschaftsraums.
IP22	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen, wie beispielsweise Finger, geschützt.
	Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.
	Befolgen Sie die Betriebsanweisungen.
	Laser-Produkt der Klasse 1

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications	51
2. Sécurité avec Silk'n Lipo	58
3. En savoir plus sur votre Silk'n Lipo	58
4. Paramètres et contrôles de l'appareil	60
5. Protocole d'utilisation	64
6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Lipo.....	65
7. Commencez !	66
8. Nettoyage et entretien	68
9. Pièces détachées et consommables	69
10. Dépannage	69
11. Service à la clientèle	70
12. Garantie	71
13. Élimination	71
14. Caractéristiques techniques	71
15. Signes et symboles	73

1. Mises en garde et contre-indications

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

Silk'n Lipo c'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Veuillez prendre connaissance de tous les avertissements et contre-indications avant utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions dans ce mode d'emploi avant chaque séance.

- ⦿ N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- ⦿ Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher le socle/ support de chargement à l'alimentation électrique.
- ⦿ N'exposez pas l'adaptateur à l'eau. L'adaptateur n'est pas résistant à l'eau !
- ⦿ Ne pas poser ou ranger les bases, le socle/ support de chargement et l'adaptateur dans un endroit où ils risquent de tomber ou d'être précipités dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide.

- Ne pas toucher le socle/support de chargement ou l'adaptateur s'ils sont tombés dans l'eau. Avant de récupérer l'un ou l'autre, veuillez les débrancher immédiatement. Le fait de ne pas débrancher le socle/support de chargement peut entraîner un choc électrique !
- N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.
- En cas de dysfonctionnement du socle/support de chargement, débranchez immédiatement celui-ci.
- Séchez chaque base avant de charger ou de ranger celles-ci.
- Séchez chaque électrode avant de ranger celles-ci.
- Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement.

- Les modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé ou ne semble pas fonctionner correctement. Dans ces cas, contactez le service à la clientèle.
- Ne nettoyez pas les pièces en les passant au lave-vaisselle.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage (plastique). Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "13. Élimination".
- La pile doit être retirée de l'appareil avant que ce dernier soit jeté.

- Pendant la procédure de retrait de la pile, l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique.
- La pile doit être éliminée d'une manière sécuritaire.
- Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile. Ne jetez pas de piles usagées à la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

Retirer la pile

Pour retirer la pile, le dispositif doit être démonté. Suite à cette procédure, le dispositif ne pourra plus ni fonctionner, ni être réparé. Toute garantie sera annulée si le boîtier de l'appareil est cassé et la pile retirée. Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection et des gants.

Home Skinovations Ltd n'est pas responsable des dommages d'ordre physique ou matériel résultant de cette procédure.

Pour enlever la pile, posez chaque base sur une surface dure et résistante. À l'aide d'un marteau, brisez la coque externe en plastique.

Avec des pinces ou un tournevis, retirez la coque. Dévissez la carte de circuit imprimé (CCI) et enlevez la pile en débranchant la prise de la CCI.

Contre-indications

- Silk'n Lipo ne doit pas être utilisé par les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Utilisez un niveau d'énergie pour la stimulation musculaire électrique (EMS) plus faible si vous ressentez un inconfort.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge ou présente des boursouflures ou des brûlures.
- Utilisez l'appareil sur une peau saine, sèche et propre.

Ne pas utiliser si vous :

- souffrez d'une maladie cardiaque et n'avez pas consulté votre médecin traitant.

- ⊙ prenez des médicaments immunosuppresseurs tels que des corticostéroïdes sans consulter votre médecin, ou si vous souffrez de troubles de déficit immunitaire.
- ⊙ souffrez d'un cancer de quelque type que ce soit.
- ⊙ avez des troubles lymphatiques, des troubles de la thyroïde, du diabète ou des troubles hépatiques, ou toute autre maladie métabolique.
- ⊙ portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps.
- ⊙ prenez un traitement à base de solutions topiques contenant des ions métalliques sur la zone de traitement.
- ⊙ souffrez d'épilepsie.
- ⊙ avez de graves problèmes de circulation sanguine dans les membres inférieurs.
- ⊙ avez une hernie inguinale ou abdominale.
- ⊙ êtes enceinte ou allaitez.

Ne pas utiliser sur les parties du corps suivantes :

- Près du cœur. Les pastilles métalliques ne doivent pas être placées sur la partie avant de la cage thoracique (où sont situés les côtes et le sternum) et surtout pas sur les deux grands pectoraux. Ceci peut augmenter le risque de fibrillation ventriculaire et induire un arrêt cardiaque.
- L'arrière de la cage thoracique.
- La tête ou le cou.
- Sur les organes génitaux.
- Sur ou autour des yeux.
- Zones avec des tatouages.
- Les zones sujettes à de l'arthrite métabolique ou une douleur chronique.
- Les zones qui sont enflées, infectées, sur les régions enflammées, sur les lésions ou sur une peau irritée ou les éruptions cutanées (p. ex., exanthèmes, phlébite, thrombophlébite, varices ou cicatrices postopératoires où le processus de guérison pourrait être affecté, etc.).

- Les parties du corps avec agrafes en métal, broches ou implants ; ou si vous êtes près d'une source de métal. Enlevez vos bijoux ou autres accessoires de la zone de traitement pendant les séances.
- Les zones ayant des antécédents de cancer de la peau ou sujettes à des malignités dermiques.

2. Sécurité avec Silk'n Lipo

Avec Silk'n, la sécurité est au premier plan. Silk'n Lipo est équipé de plusieurs mécanismes de sécurité :

- **Un capteur de proximité** : l'appareil fonctionne uniquement lorsque vous l'allumez, et lorsque la **base** est bien en contact avec la peau.
- **Un arrêt automatique** : Même si vous pouvez interrompre une séance dès que vous le souhaitez, l'appareil s'éteint après une minute ou deux, lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau (le **témoin de fonctionnement** s'allume en vert en continu). Il s'arrête aussi automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.

3. En savoir plus sur votre Silk'n Lipo

Silk'n Lipo est un système pour vous aider à réduire la graisse dans des zones spécifiques, à exercer vos muscles et à tonifier des zones spécifiques de votre corps sans effort physique, dans le confort de votre maison.

Lorsque vous placez la **base**¹ sur des zones ciblées telles que le haut du bras, l'abdomen, les fesses ou les cuisses, les graisses peuvent être détruites et éliminées spécifiquement sur les zones concernées. L'appareil peut vous aider à tonifier des zones spécifiques qui ne répondent pas favorablement à un régime ou à l'exercice physique. Silk'n Lipo n'est pas destiné à une réduction des graisses sur la totalité du corps ou à une perte pondérale, et ne peut pas remplacer un régime ou de l'exercice.

¹ Le singulier est utilisé pour désigner les éléments de manière individuelle ou plusieurs éléments des pièces du produit : **base, ceinture et électrode**.

3.1. Contenu du paquet

- 1 ou plusieurs bases *
- 2 connecteurs
- 1 ou plusieurs ceintures *
- 1 ou plusieurs électrodes *
- Socle/support de chargement
- Adaptateur
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

* Varie en fonction de l'option achetée.

3.2. Description de l'appareil

Silk'n Lipo est un appareil destiné à un usage domestique qui utilise la technologie laser de faible niveau (LLLT) et la stimulation musculaire électrique (EMS). Ensemble, ces énergies contribuent à augmenter le tonus musculaire et à réduire les amas graisseux et les acides gras et à renforcer la tonification et la refonte corporelle.

Silk'n Lipo comprend une sélection de ceintures adaptées à la partie du corps que vous souhaitez traiter. Chaque base contient des diodes laser et des pastilles métalliques qui activent l'EMS. Chaque base est attachée à la ceinture et ensuite placée sur la partie du corps que vous souhaitez tonifier et remodeler. Silk'n Lipo utilise des batteries rechargeables pour que chaque base puisse facilement être chargée avant chaque utilisation.

Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Base | 6. Électrode |
| 2. Bouton de commande | 7. Indicateurs d'autonomie |
| 3. Voyants lumineux | 8. Socle/support de chargement |
| 4. Connecteurs | 9. Adaptateur |
| 5. Ceinture | |

3.3. Usage prévu


Silk'n Lipo est un traitement esthétique non invasif destiné à réduire la circonférence de la taille, des bras, des cuisses et des fesses. L'appareil est également destiné à améliorer le tonus musculaire et la fermeté, et à renforcer les muscles dans ces zones.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au cours d'une thérapie, ou pour le traitement d'un problème de santé ou d'une maladie. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.


4. Paramètres et contrôles de l'appareil

4.1. Branchement des différents éléments


1. Sortez les différents éléments de la boîte.
2. Placez la **base** sur une surface plane. Si vous avez plus d'une **base**, branchez-les, les unes aux autres.
3. Prenez le **connecteur** femelle et placez-le sur le côté gauche de la **base**. Ensuite, prenez le **connecteur** mâle et branchez-le sur le côté droit de la **base** (cf. illustration).



4. Sélectionnez la **ceinture** correspondant à la partie du corps que vous voulez traiter, et posez-la sur une surface plane avec le logo Silk'n face à vous.
5. Ensuite, pliez chaque côté de la **ceinture** vers l'intérieur de manière à voir les Velcro noirs.



6. Faites glisser chaque extrémité de la **ceinture** dans les **connecteurs** puis repliez les extrémités de chaque côté de sorte que les Velcro adhèrent à la **ceinture**. Votre **ceinture** devrait désormais ressembler à l'image ci-dessous.



7. Bien sûr, pour utiliser le Silk'n Lipo, vous devrez dégrafer l'un des côtés, placez la **ceinture** sur le corps et puis réagrafer le côté que vous avez dégrafé !


FR



À noter que vous ne pouvez utiliser l'appareil que lorsque :

- la **base** est chargée.
- vous avez placé une **électrode** préalablement humidifiée sur chaque **base** (voir la section "4.4. Humidification des électrodes").
- chaque **base** est bien en contact avec la peau.
- vous avez lu ce manuel, et compris comment utiliser l'appareil.

4.2. Paramètres et contrôles



Batterie / erreur Fonctionnement Non utilisé

Chaque **base** possède une console de commande qui comprend :

- **bouton de commande** (no 2)
- 2 boutons de réglage du niveau d'énergie EMS (à gauche et à droite du **bouton de commande**)
- 2 **voyants lumineux** - à gauche et au milieu (#3)

Contrôle	Action	Fonction
Bouton de commande 	Appui long	<ul style="list-style-type: none"> Allume la base (ou l'éteint). Lorsque vous allumez l'appareil, vous devriez sentir une brève vibration. Lorsque vous éteignez l'appareil, vous devriez sentir 2 vibrations brèves. Le témoin de fonctionnement vert (du milieu) s'allumera en continu.
Bouton + 	Appui bref	<ul style="list-style-type: none"> Chaque appui sur le bouton augmente le niveau d'EMS. Au fur et à mesure que vous augmentez le niveau, le témoin de fonctionnement clignote de plus en plus rapidement.
	Appui long	<ul style="list-style-type: none"> Le même effet qu'un appui court.
Bouton - 	Appui bref	<ul style="list-style-type: none"> Chaque appui sur le bouton diminue le niveau d'EMS. Au fur et à mesure que vous diminuez le niveau, le témoin de fonctionnement clignote de plus en plus lentement.
	Appui long	<ul style="list-style-type: none"> Ramène le niveau d'EMS à zéro.
Voyant d'erreur / batterie (gauche)	Voyant orange clignote en continu	<ul style="list-style-type: none"> Pile faible.
	Orange continu	<ul style="list-style-type: none"> Erreur de l'appareil.
Témoin de fonctionnement (milieu)	Voyant vert clignote en continu	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est allumé, et le contact avec la peau est bon. Clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure de l'augmentation du niveau d'EMS.
	Vert constant	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y a pas de contact avec la peau, mais l'appareil est prêt pour une utilisation. L'appareil s'arrêtera alors automatiquement après une minute ou deux ou s'il n'y a pas de contact avec la peau.
Voyant lumineux (droite)	---	<ul style="list-style-type: none"> Non utilisé.

4.3. Niveaux d'énergie

Silk'n Lipo possède plusieurs niveaux de stimulation musculaire électrique (EMS). Ceci vous permet d'avoir une très bonne maîtrise sur l'intensité de la stimulation musculaire que vous souhaitez utiliser pour chaque partie du corps à traiter. Qui plus est, vous pouvez changer les niveaux aussi souvent que vous voulez, pendant une séance.

- **Pour augmenter le niveau d'EMS :** Appuyez brièvement sur le **bouton +** autant de fois que nécessaire pour régler le niveau d'EMS pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Vous constaterez que le **témoin de fonctionnement** clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'EMS.
- **Pour diminuer le niveau d'EMS :** Appuyez brièvement sur le **bouton -** autant de fois que nécessaire (voir la section "4.2. Paramètres et contrôles").
- **Pour ramener le niveau d'EMS à zéro :** Appuyez longuement sur le **bouton -**.


i Vous pouvez uniquement changer les niveaux d'EMS lorsque la **base** est bien en contact avec la peau. Lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau, l'EMS tombe automatiquement à zéro.

4.4. Humidification des électrodes

Pour que l'EMS fonctionne, les **électrodes** sont nécessaires et doivent être humides avant le début de la séance.

1. Humidifiez chaque **électrode** avec un chiffon humide ou avec les doigts mouillés.
2. Placez ensuite une **électrode** humidifiée au dos de chacune des **bases**. Veillez à la fixer fermement autour du rectangle du milieu. Vous aurez peut-être besoin de manipuler légèrement l'**électrode** de manière à ce qu'elle soit bien à plat sur la **base**.

Électrode



Dessous de la base



Il est important que vous humidifiez uniquement l'**électrode**, et non pas l'ensemble de la **base**.

4.5. Chargement de l'appareil


Chargez la **base** avant la première utilisation. La première charge devrait prendre environ 6 heures. Les autres charges, par la suite, devraient prendre environ 3 heures. Nous vous recommandons de recharger l'appareil avant chaque séance.

1. Retirez les **électrodes** avant de placer les **bases** sur le **socle/support de chargement**.
2. Branchez le **socle/support de chargement** (vide) sur l'alimentation électrique. Les 2 **indicateurs d'autonomie** s'allument en vert en continu.
3. Placez chaque **base** dans le socle de manière à ce qu'elle siège bien dans les rainures désignées à cet effet.
 - Lorsque la **base** est en cours de chargement, le **voyant d'erreur/batterie** orange sur la **base** clignote.
 - Lorsque la **base** est entièrement chargée, le **voyant d'erreur/batterie** (gauche) s'éteint et le **témoin de fonctionnement** (milieu) s'allume en vert continu.
4. Une fois l'appareil chargé, débranchez le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.

5. Protocole d'utilisation

-  Pour une utilisation sur une peau propre et saine (voir la section "1. Mises en garde et contre-indications").
-  Traitez la zone ciblée pendant 15 minutes par séance (cf. illustration).
-  Pour les plus grandes parties du corps, comme l'estomac ou les fesses, nous vous conseillons de déplacer le **base** sur une partie adjacente de la zone ciblée, et de traiter pendant encore 15 minutes. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez couvert la zone ciblée.
-  Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.
-  N'utilisez jamais le Silk'n Lipo exactement deux fois au même endroit pendant une même séance.

- Pour une utilisation quotidienne, mais pas plus de 3 fois par semaine sur chaque zone ciblée spécifique. Continuez jusqu'à obtenir les résultats souhaités.



6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Lipo

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à **tous les avertissements et les contre-indications**, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout appareil à base d'énergie, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

Rougeur cutanée

Quelques rougeurs de la peau peuvent apparaître dans la zone traitée, qui devraient disparaître après la séance.

Douleur musculaire

Comme avec tout exercice, certaines douleurs musculaires peuvent survenir après une séance, mais devraient disparaître après une journée ou deux. Le cas échéant, utilisez un faible niveau d'EMS pendant quelques séances jusqu'à ce que la douleur disparaisse.

Irritation de la peau

Bien que très rare, il est possible d'avoir un rougissement de la peau pendant un certain temps, ou l'apparition d'acné. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, et traitez uniquement la zone concernée quand l'irritation de la peau a disparu.

Maux de tête

Tout aussi rare, la possibilité que vous soyez pris de quelques vertiges en début d'utilisation de l'appareil. Si cela se produit, asseyez-vous pendant la séance, ou arrêtez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

Réaction allergique

Si vous avez une réaction allergique à l'appareil ou à un de ses accessoires, arrêtez d'utiliser l'appareil.

-  Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si n'importe lequel de ces effets est plus grave.
-  Consultez votre médecin si les effets persistent au-delà de 2 à 3 jours.

7. Commencez !

Le traitement avec Silk'n Lipo n'a rien de plus facile. Suivez simplement les étapes ci-dessous pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

1. Utilisez l'appareil sur une peau propre et saine (voir la section "1. Mises en garde et contre-indications").
2. Vérifiez que les batteries sont bien chargées avant utilisation. Si le **voyant d'erreur/batterie** est orange et clignote lentement, cela indique que le niveau de la batterie est faible.
3. Avant chaque séance, humidifiez les **électrodes** avec un chiffon humide ou avec les doigts mouillés, et placez-les sur chaque **base** (voir la section "4.4. Humidification des électrodes"). Ensuite, placez une, voire plusieurs **bases** sur la **ceinture** (voir la section "4.1. Branchement des différents éléments").
4. Dégrafez l'un des **connecteurs** sur l'un des côtés de la **ceinture**, puis placez la **ceinture** autour de la zone que vous souhaitez traiter. Rebranchez ensuite le côté du connecteur que vous venez de dégrafer.
5. Réglez la tension de la **ceinture** de sorte que la **base** soit bien en contact avec la peau, et que la **ceinture** soit fermement fixée sur le corps.

- i** Si la **ceinture** n'est pas bien serrée contre la peau, l'appareil est susceptible de remettre le niveau d'énergie EMS à zéro. Le cas échéant, resserrez la **ceinture** et appuyez sur le **bouton +** pour sélectionner à nouveau le niveau d'énergie EMS requis.
6. **Allumage de l'appareil.** Avec les contrôles bien en vue, appuyez sur le **bouton de commande** sur chaque **base**. Les **voyants lumineux** vert et orange s'allument. Le **voyant lumineux** orange s'éteint après une seconde ou deux et la **base** se met à vibrer une seule fois. Lorsque la **base** est bien en contact avec la peau, le **témoin de fonctionnement** vert clignote lentement, et l'énergie du laser commence à opérer.
7. **Changement du niveau d'EMS :**
- **Pour augmenter :** Appuyez brièvement sur le **bouton +** autant de fois que nécessaire pour régler le niveau d'EMS pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Le **témoin de fonctionnement** clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'EMS.
- i** Si vous appuyez longuement sur le **bouton +**, l'EMS augmentera uniquement d'un incrément à la fois.
- **Pour diminuer :** Appuyez brièvement sur le **bouton -** autant de fois que nécessaire (voir la section "4.2. Paramètres et contrôles").
- i** Le fait d'appuyer longuement sur le **bouton -** ramène le niveau d'EMS à zéro.
8. **Traitez chaque zone pendant à 15 minutes.** Laissez la **base** en place, et l'appareil allumé jusqu'à 15 minutes. Vous allez sentir des vibrations toutes les quelques minutes. Les vibrations font partie du programme de traitement, et sont normales. À la fin des 15 minutes, vous devriez sentir 3 vibrations ; l'appareil n'émettra plus d'énergie et s'éteindra automatiquement.
- i** Pour éteindre l'appareil **avant les 15 minutes**, appuyez longuement sur le **bouton de commande**. Vous allez sentir 2 vibrations, puis l'appareil va s'éteindre.
9. Si vous souhaitez traiter une autre zone (à côté de la zone que vous venez de traiter ou une autre partie du corps), humidifiez l'**électrode**, et déplacez la **base** sur l'autre endroit à traiter.
- i** Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.

- i** Si vous déplacez l'appareil sur une autre partie du corps et la **base** n'est pas bien en contact avec la peau, le niveau d'EMS se remettra à zéro. Le cas échéant, assurez-vous que la **base** est bien en contact avec la peau, puis appuyez brièvement sur le **bouton de commande** pour redémarrer l'appareil, puis sur le **bouton +** pour augmenter le niveau d'EMS.

8. Nettoyage et entretien

8.1. Nettoyage des bases et du support de chargement

Nous vous recommandons de nettoyer la **base** après chaque utilisation et le **socle/support de chargement** une fois par mois.

Avant le nettoyage :

- Déconnectez la **base** de toutes les autres pièces (**ceinture, électrodes, connecteurs, socle/support de chargement**). Débranchez le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.
- Ne nettoyez aucune pièce de l'appareil au moyen de produits chimiques ou nettoyants abrasifs.
- Nettoyez chaque **base** et le **socle/support de chargement** avec un chiffon humide et un détergent doux puis essuyez-les avec un chiffon propre.
- ⚠ Ne nettoyez pas les pièces en les passant au lave-vaisselle.

8.2. Nettoyage des électrodes

- Après chaque utilisation, essuyez chaque **électrode** et séchez-la avec un chiffon.
- Ne les rangez pas dans une boîte fermée ou un tiroir à moins qu'elles ne soient complètement sèches.

8.3. Repositionnement des électrodes

- N'utilisez pas les **électrodes** si elles sont endommagées. Le cas échéant, remplacez-les par des nouveaux.

8.4. Nettoyage de la ceinture

La **ceinture** est constituée des matériaux suivants : **Externe** : nylon / **couche intermédiaire** : SBR / **Interne** : nylon.

Veillez prendre note des consignes de nettoyage.



Lavez la ceinture à la main uniquement.



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas utiliser de javellisant



Ne pas sécher dans un sèche-linge



Ne pas repasser

FR

8.5. Stockage

- Après le nettoyage, nous vous recommandons de replacer chaque **base** sur le **socle/support de chargement**.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, stockez les différents composants de l'emballage d'origine dans un lieu propre et sec pour éviter l'accumulation de poussière.
- Veillez à débrancher le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.

9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez acheter des **bases**, des **électrodes** ou des **ceintures** de rechange auprès du revendeur où vous avez acheté l'appareil, ou vous pouvez commander directement à partir de notre site Internet : www.silkn.eu.

10. Dépannage

Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> • la base est chargée. • vous avez bien appuyé sur le bouton de commande pour l'allumer. • le témoin de fonctionnement est allumé en vert continu.
Je ne sens pas la stimulation électrique ou le niveau d'EMS est trop faible.	Veuillez vérifier que : <ul style="list-style-type: none"> • l'électrode est bien humidifiée. • la base est bien en contact avec la peau et • la ceinture est bien fixée sur le corps
Je ne peux pas changer le niveau d'EMS.	Vérifiez que la base est bien chargée.
Les voyants lumineux sont allumés tout le temps.	Il y a une erreur système.

 Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

11. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil.

Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Veillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

13. Élimination

Si votre appareil atteint sa fin de vie, assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.



Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives * dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

14. Caractéristiques techniques

N° modèle	H5001 (appareil) ; H5002 (support de chargement)
Technologie	Traitement par laser de faible intensité (LLLT) + Stimulation musculaire électrique (EMS)
Support de chargement	Entrée 12Vdc, 1,5A max Chargement de 2 modules simultanément
Module alimenté par	Batterie Li-ion, 3,7V, 2600 mA
Modèles d'adaptateur	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Spécifications de l'adaptateur	
Entrée :	100-240 Vca, 50-60 Hz, 0,6 A Max
Sortie :	12 Vcc, 1,5A

LLLT	
- Longueur d'onde de la diode	658 nm +/- 8 nm
- Puissance de la diode	100 mW (max)
EMS	
- Amplitude de l'impulsion	0-32 mA avec une charge de 1000 ohms
- Tension de sortie	Réglable 0-32V, sortie max. 32V crête à crête avec une charge de 1000 ohms.
- Marche	Réglable, 20~2400 millisecondes
- Arrêt	Réglable, 20~2400 millisecondes
- Temps de la mise en charge	Réglable, 22~800 millisecondes, 22 millisecondes/incrément. La période de « Marche » augmentera et diminuera.
- Taux d'impulsion	30~50Hz
- Largeur d'impulsion	350~450µs
- Minuterie	15 min
- Forme d'onde	Impulsion rectangulaire biphasique symétrique
- Tolérance	L'appareil peut afficher une tolérance de +/-5% vis-à-vis de tous les paramètres et de +/- 20% de tolérance en termes de sortie d'intensité.
Poids	Module : 300gr Support de chargement : 215gr
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : moins 40 à 70°C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 - 1060hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 5 à 40°C Humidité relative : 15% à 90% Pression atmosphérique : 700 - 1060hPa
Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20°C	30 minutes

Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Durée de vie	3 ans

15. Signes et symboles

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

	Déclaration de conformité : Les produits étiquetés avec ce symbole répondent à toutes les dispositions applicables dans l'Espace économique européen.
IP22	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets tels que les doigts.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
	Suivre les directives de fonctionnement.
	Produit laser de classe 1.

Mentions légales

FR

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen en contra-indicaties	76
2. Veiligheid met Silk'n Lipo.....	83
3. Maak kennis met Silk'n Lipo	83
4. Apparaatbesturingen en instellingen.....	85
5. Behandelingsschema	89
6. Wat kunt u van Silk'n Lipo verwachten?	90
7. Aan de slag!	91
8. Reiniging en onderhoud	93
9. Onderdelen en verbruiksartikelen	94
10. Oplossen van problemen	94
11. Klantenservice.....	95
12. Garantie	96
13. Verwijdering.....	96
14. Specificaties.....	96
15. Pictogrammen en symbolen	98

1. Waarschuwingen en contra-indicaties

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven.

Silk'n Lipo is een krachtig elektronisch apparaat. Daarom dient het op een veilige manier gebruikt te worden. Lees a.u.b. voor gebruik alle waarschuwingen en contra-indicaties. We raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met de instructies in deze gebruiksaanwijzing vóór elke behandeling.

- Gebruik het apparaat niet wanneer u in bad of onder de douche gaat.
- Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u de houder/het oplaadstation op het stopcontact aansluit.
- Houd de adapter verwijderd van water. De adapter is niet waterdicht.
- Leg of berg de behandellementen, de houder/het oplaadstation en de adapter niet op, op een locatie waar deze mogelijk in een badkuip, wasbak, in water of een andere vloeistof kunnen vallen of kunnen worden getrokken.

- ⦿ Pak de houder/het oplaadstation of de adapter niet als ze in het water zijn gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact alvorens u ze pakt. Indien u de houder/het oplaadstation niet heeft losgekoppeld, kan dat leiden tot een elektrische schok!
- ⦿ Gebruik de adapter nooit als hij een beschadigde kabel of stekker heeft, indien hij niet naar behoren functioneert, of indien het ondergedompeld is geweest in water. Als dat gebeurt, koppel dan de adapter onmiddellijk los.
- ⦿ Indien er een storing optreedt in de houder/het oplaadstation, koppel dan direct de adapter los van de houder/het oplaadstation.
- ⦿ Droog elk behandellement af voordat u het oplaadt of opbergt.
- ⦿ Droog elke elektrode pad af voordat u deze opbergt.
- ⦿ Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel.

- Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer is bevoegd om de apparatuur te gebruiken.
- Gebruik dit apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, of als het apparaat beschadigd is of niet goed lijkt te werken. Neem in die gevallen contact op met de klantenservice.
- Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.
- Kinderen mogen niet met de (plastic) verpakking spelen. Ze kunnen zichzelf mogelijk verwonden met het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen inslikken en daarvoor stikken.
- Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Raadpleeg sectie "13. Verwijdering" voor meer informatie.
- De batterij dient verwijderd te worden van het apparaat voordat het weggegooid wordt.

- ⦿ Het apparaat dient losgekoppeld te zijn van de elektrische voeding bij het verwijderen van de batterij.
- ⦿ De batterij dient veilig afgevoerd te worden.
- ⦿ Aandacht dient besteed te worden aan de aspecten van milieuverontreiniging bij het afvoeren van de batterij. Gooi gebruikte batterijen niet in een vuilbak. Gelieve uw verkoper te raadplegen om het milieu te beschermen.

Verwijderen van batterij

Om de batterij te verwijderen, moet het apparaat worden gedemonteerd. Het apparaat zal niet meer werken na deze procedure en kan niet meer hersteld worden. Als de behuizing van het apparaat wordt opengebroken en de batterij wordt verwijderd, vervalt iedere garantie. We adviseren u om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.

Home Skinovations Ltd is niet verantwoordelijk voor enig fysieke of materiële schade ten gevolge van het uitvoeren van deze procedure.

Plaats elke behandeleenheid op een hard en stevig oppervlak wanneer u de batterij wilt verwijderen. Gebruik een hamer om de buitenkant van de kunststof behuizing te breken.

Gebruik een tang of schroevendraaier om de behuizing te verwijderen. Schroef de PCB (printed circuit board) los en verwijder de batterij door de plug los te maken van de PCB.

Contra-indicaties

- Silk'n Lipo mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met fysieke, sensomotorische of psychische beperkingen of personen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik een lager EMS-energieniveau wanneer u enig ongemak ervaart.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als uw huid erg rood wordt of blaren of brandwonden vertoont.
- Gebruik dit apparaat op een schone, droge en gezonde huid.

Gebruik niet indien u:

- last hebt van een hartaandoening en uw arts niet hebt geraadpleegd;
- gebruikmaakt van immunosuppressiva, zoals corticosteroiden, en u uw arts niet hebt geraadpleegd of als u een immuunziekte hebt;
- een actieve vorm van kanker hebt;

- ⊙ last hebt van een lymfatische ziekte, schildklierandoening, diabetes of leverziekte of van enige andere metabolische aandoening;
- ⊙ een pacemaker, interne defibrillator of ander actief elektrisch implantaat in uw lichaam gebruikt;
- ⊙ topische oplossingen met metaalionen op het behandeloppervlak hebt aangebracht;
- ⊙ last hebt van epilepsie;
- ⊙ ernstige problemen met de bloedsomloop in uw onderste ledematen hebt;
- ⊙ last hebt van een buik- of liesbreuk;
- ⊙ zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruik dit product niet op de volgende lichaamsdelen:

- ⊙ In de buurt van het hart. De elektroden dienen niet te worden aangebracht op enig deel van de ribbenkast (waar de ribben en het borstbeen zich bevinden) en vooral niet op de twee grote borstspieren. Hierdoor kan het risico op ventrikelfibrillatie toenemen en een hartstilstand worden veroorzaakt.
- ⊙ De ribben op de rug.
- ⊙ Het hoofd of de hals.

- Op de geslachtsdelen.
- Op of rond de ogen.
- Getatoeëerde huid.
- Op oppervlakken waar sprake is van metabolische artritis of chronische pijn.
- Delen die zijn gezwollen, geïnfecteerd of ontstoken, waarbij sprake is van een kapotte of geïrriteerde huid of waarbij sprake is van een gebarsten huid (zoals huiduitslag, flebitis, tromboflebitis, spataderen of postoperatieve littekens waarbij het genezingsproces kan worden beïnvloed, enz.).
- Delen van het lichaam die metalen nietjes, implantaten of pennen bevatten of wanneer u zich in de buurt van metaal bevindt. Verwijder tijdens een behandelsessie sieraden en andere accessoires van het behandeloppervlak.
- Oppervlakken waar eerder sprake was van kanker of waar mogelijk kwaadaardige huidaandoeningen aanwezig zijn.

2. Veiligheid met Silk'n Lipo

Bij Silk'n staat veiligheid voorop. Silk'n Lipo bevat de volgende veiligheidsfuncties:

- **Naderingssensor:** het apparaat werkt alleen als het is ingeschakeld en als het **behandelelement** goed contact heeft met uw huid.
- **Automatische uitschakeling:** u kunt een behandeling stoppen wanneer u wilt, maar het apparaat schakelt zichzelf uit als er ongeveer een minuut geen contact is met de huid (het **bedieningslampje** brandt constant groen). Het schakelt zichzelf ook automatisch uit na 15 minuten ononderbroken gebruik.

3. Maak kennis met Silk'n Lipo

Silk'n Lipo is een systeem dat u helpt om vet in specifieke gebieden te verminderen, om uw spieren te trainen en om specifieke delen van uw lichaam strakker te maken – zonder fysieke inspanning en in uw eigen comfortabele omgeving.

Door het **behandelelement**¹ op doeloppervlakken, zoals de bovenarmen, buik, billen of dijen te plaatsen, kan vet worden afgebroken en uit het specifieke deel worden verwijderd. Het apparaat kan u ook helpen om afzonderlijke delen die niet op een dieet of op oefeningen reageren in vorm te brengen. Silk'n Lipo is niet bedoeld voor algehele vetafbraak of gewichtsverlies en kan geen dieet of oefeningen vervangen.

¹ Het enkelvoud wordt gebruikt om zowel enkele als meerdere items van de productonderdelen **behandelelement**, **riem** en **elektrode pad** aan te duiden.

3.1. Inhoud van de verpakking

- 1 of meer behandelelementen*
- 2 verbindingstukken
- 1 of meer lichaamsriemen*
- 1 of meer elektrode pads*
- Houder/oplaadstation
- Adapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

* Verschilt, afhankelijk van de gekochte optie.

3.2. Apparaatbeschrijving

Silk'n Lipo is een apparaat voor thuisgebruik en maakt gebruik van de technologieën Low Level Laser Therapie (LLLT) en elektrische spierstimulatie (EMS). Deze energiebronnen helpen samen om spieren strakker te maken en vetzuren en 'vetrolletjes' te verminderen, zodat uw lichaam sterker wordt en beter in vorm komt.

Silk'n Lipo bevat een selectie riemen die geschikt zijn voor het specifieke lichaamsdeel dat u wilt behandelen. Elk behandelelement bevat laserdiodes en elektroden die de EMS activeren. Elk behandelelement wordt aan de riem bevestigd en vervolgens aangebracht op dat deel van het lichaam dat u strakker wilt maken en weer in vorm wilt brengen. Silk'n Lipo bevat ingebouwde oplaadbare batterijen zodat elk behandelelement gemakkelijk kan worden opgeladen voordat het wordt gebruikt.

Verwijs naar het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing om de locatie te bekijken van elk onderdeel.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Behandelelement | 6. Elektrode pad |
| 2. Bedieningsknop | 7. Controlelampje voor opladen |
| 3. Controlelampjes | 8. Houder/oplaadstation |
| 4. Verbindingsstukken | 9. Adapter |
| 5. Lichaamsriem | |

3.3. Beoogd gebruik


Silk'n Lipo is een niet-invasief esthetisch apparaat om de omtrek van de taille, armen, dijen en billen te verminderen. Het apparaat is tevens bedoeld om de spieren te verstrakken, de stevigheid te verbeteren en de spieren in deze delen te versterken.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik bij behandelingen of ter behandeling van medische aandoeningen of ziekten. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.


4. Apparaatbesturingen en instellingen

4.1. De verschillende delen verbinden


1. Haal de verschillende delen uit de verpakking.
2. Plaats het **behandelelement** op een vlakke ondergrond. Als u meer dan één **behandelelement** hebt, kunt u deze met elkaar verbinden.
3. Pak het vrouwelijke **verbindingsstuk** en schuif deze in de linkerkant van het **behandelelement**. Pak vervolgens het mannelijke **verbindingsstuk** en sluit deze aan op de rechterkant.



4. Selecteer de **riem** voor dat deel van het lichaam dat u behandelt en leg het op een vlakke ondergrond. Zorg dat de kant met het Silk'n-logo naar u toe is gericht.
5. Vouw vervolgens elke zijde van de **riem** naar binnen, zodat u de zwarte klittenbandsluitingen ziet.



6. Schuif de uiteinden van de **riem** in de **verbindingstukken** en vouw deze vervolgens terug zodat het klittenband zich aan de **riem** hecht. Uw **riem** ziet er nu zo uit.




7. Natuurlijk moet u één kant losmaken om Silk'n Lipo te kunnen gebruiken. Plaats de **riem** op uw lichaam en maak daarna de losgemaakte kant weer vast!



Let op, u kunt het apparaat alleen gebruiken als:

- het **behandelelement** is opgeladen;
- u een natte **elektrode pad** op elk **behandelelement** hebt geplaatst (zie hoofdstuk "4.4. De elektrode pads nat maken");
- elk **behandelelement** goed contact heeft met uw huid;
- u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrijpt hoe u het apparaat moet gebruiken.

4.2. Bedieningselementen en instellingen



Batterij/fout Werking Niet in gebruik

Elk **behandelelement** bevat een bedieningspaneel met:

- een **bedieningsknop** (nr. 2);
- 2 knoppen voor het EMS-energieniveau (links en rechts van de **bedieningsknop**);
- 2 **controlelampjes** - links en in het midden (nr. 3)

Bediening	Handeling	Functie
Bedieningsknop 	Lang indrukken	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelt het behandelelement in (of uit). Als u het inschakelt, voelt u een korte trilling. Als u het uitschakelt, voelt u twee korte trillingen. • Het groene bedieningslampje (in het midden) brandt continu groen.
+ Knop 	Kort indrukken	<ul style="list-style-type: none"> • Het EMS-niveau neemt steeds toe als u op de knop drukt. Naarmate u het niveau verhoogt, gaat het bedieningslampje sneller knipperen.
	Lang indrukken	<ul style="list-style-type: none"> • Hetzelfde effect als bij kort indrukken.
- Knop 	Kort indrukken	<ul style="list-style-type: none"> • Het EMS-niveau neemt steeds af als u op de knop drukt. Naarmate u het niveau verlaagt, gaat het bedieningslampje langzamer knipperen.
	Lang indrukken	<ul style="list-style-type: none"> • Stelt het EMS-niveau weer in op nul.
Lampje voor batterij/ fout (links)	Oranje lampje knippert continu	<ul style="list-style-type: none"> • Batterij leeg.
	Constant oranje	<ul style="list-style-type: none"> • Fout in apparaat.
Bedieningslampje (midden)	Groen lampje knippert continu	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat is ingeschakeld en heeft goed contact met de huid. • Knippert sneller naarmate het EMS-niveau toeneemt.
	Constant groen	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen contact met de huid, maar het apparaat is klaar voor gebruik. • Het apparaat wordt vervolgens na ongeveer een minuut automatisch uitgeschakeld als er geen contact is met de huid.
Controlelampje (rechts)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Niet in gebruik.

4.3. Energieniveaus


Silk'n Lipo heeft meerdere niveaus voor elektrische spierstimulatie (EMS). Hierdoor hebt u uitstekende controle over de intensiteit van de spierstimulatie die u wilt gebruiken voor elk deel van het lichaam dat u wilt behandelen. Bovendien kunt u zo vaak als u wilt tijdens een behandeling het niveau wijzigen.

- **Het EMS-niveau verhogen:** druk zo vaak als u wilt kort op de **knop +** om het EMS-niveau in te stellen dat u comfortabel vindt. U ziet dat het **bedieningslampje** sneller knippert naarmate u het EMS-niveau verhoogt.
 - **Het EMS-niveau verlagen:** druk zo vaak als u wilt kort op de **knop -** (zie hoofdstuk "4.2. Bedieningselementen en instellingen").
 - **Het EMS-niveau terugzetten op nul:** druk lang op de **knop -**.
- i** U kunt alleen het EMS-niveau wijzigen als het **behandelelement** goed contact heeft met uw huid. Het EMS niveau neemt af naar nul als er geen contact is met de huid.

4.4. De elektrode pads nat maken

De **elektrode pads** zijn nodig om de EMS-functie te laten werken en moeten nat worden gemaakt voordat u met de behandeling start.

1. Maak elke **elektrode pad** nat met een natte doek of met natte vingers.
2. Plaats de natte **elektrode pad** vervolgens op de achterkant van elk **behandelelement**. Zorg dat de pad nauw om de rechthoek in het midden sluit. U moet het mogelijk iets forceren, zodat de **elektrode pad** plat boven op het **behandelelement** ligt.



- i** Het is belangrijk dat u alleen de **elektrode pad** nat maakt – niet het hele **behandelelement**.


4.5. Het apparaat opladen

Laad elk **behandelelement** op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. De eerste keer duurt het ongeveer 6 uur voordat het element is opgeladen. Daarna duurt het opladen ongeveer 3 uur. We adviseren u om het apparaat voorafgaand aan elke behandeling op te laden.

1. Verwijder de **elektrode pads** voordat u de **behandelelementen** in de **houder/het oplaadstation** plaatst.
2. Sluit de lege **houder/het oplaadstation** aan op het stopcontact. De 2 **controlelampjes voor het opladen** branden constant groen.
3. Plaats elk **behandelelement** in de daarvoor bestemde gleuven in de houder.
 - Als het **behandelelement** wordt opgeladen, zal het oranje **controlelampje voor de batterij en voor storingen** op het **behandelelement** knipperen.
 - Als het **behandelelement** volledig is opgeladen, zal het **controlelampje voor de batterij/storingen** (links) uitgaan. Het groene **bedieningslampje** (in het midden) zal continu groen branden.
4. Trek de stekker van de **houder/het oplaadstation** uit het stopcontact als alles is opgeladen.

5. Behandelingsschema

- ⚠ Voor gebruik op een schone, gezonde huid (zie hoofdstuk "1. Waarschuwingen en contra-indicaties").
- Behandel het doelloppervlak 15 minuten per behandelsessie (zie afbeelding).
- Voor grotere lichaamsdelen, zoals de buik of billen, kunt u het **behandelelement** naar een aangrenzend deel van het lichaam verplaatsen en het opnieuw 15 minuten gebruiken. U kunt hiermee doorgaan totdat u het hele doelloppervlak hebt gehad.
- Probeer hiaten en overlappingen te vermijden.
- Gebruik Silk'n Lipo nooit op exact hetzelfde deel tijdens een behandelsessie.
- Voor dagelijks gebruik. Maximaal 3 keer per week voor één specifiek doelloppervlak. Ga door totdat u de gewenste resultaten hebt behaald.



6. Wat kunt u van Silk'n Lipo verwachten?

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en **alle waarschuwingen en contra-indicaties** in acht neemt, zijn complicaties en bijwerkingen ongewoon. Desalniettemin, brengt ieder apparaat op basis van energie, ook die bedoeld voor thuisgebruik, een zekere mate van risico met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u de risico's en complicaties die zich kunnen voordoen begrijpt en aanvaardt.

Roodheid van de huid

Mogelijk wordt de huid van het behandelde oppervlak een beetje rood. Dit moet na de behandeling verdwijnen.

Spierpijn

Zoals bij alle inspanningen kunnen spieren na een behandeling pijn doen. Deze pijn moet na een dag of twee echter verdwijnen. Gebruik bij spierpijn gedurende een paar behandelsessies een laag EMS-niveau totdat de pijn is verdwenen.

Huidirritatie

Dit is zeer zeldzaam, maar er kan langdurige roodheid van de huid of een vorm van acne ontstaan. Stop direct met het gebruik en behandel het specifieke deel alleen als de huidirritatie is verdwenen.

Hoofdpijn

Dit fenomeen is even zeldzaam, maar het is mogelijk dat u zich licht in uw hoofd voelt wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. Ga in dat geval zitten tijdens de behandeling of stop met het gebruik van het apparaat totdat u zich goed voelt.

Allergische reactie

Stop met het gebruik van het apparaat als u allergisch op het apparaat of de accessoires reageert.

-  Stop onmiddellijk met de behandeling indien een van deze effecten ernstig is of wordt.
-  Raadpleeg uw arts als de effecten niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnen.

7. Aan de slag!

Behandelen met Silk'n Lipo is eenvoudig. Volg gewoon deze stappen voor elk deel van het lichaam dat u wilt behandelen.

1. Gebruik het apparaat op een schone, gezonde huid (zie hoofdstuk "1. Waarschuwingen en contra-indicaties").
 2. Controleer of de batterijen goed zijn opgeladen voordat u het product gebruikt. Als het **controlelampje voor de batterij/storingen** oranje is en langzaam knippert, betekent dit dat de batterij leeg is.
 3. Maak voorafgaand aan elke behandeling de **elektrode pad** nat met een natte doek of met natte vingers. Plaats de elektrode pads vervolgens op elk **behandelelement** (zie hoofdstuk "4.4. De elektrode pads nat maken"). Verbind vervolgens één of meer **behandelelementen** aan de **riem** (zie hoofdstuk "4.1. De verschillende delen verbinden").
 4. Maak een van de **verbindingsstukken** aan een kant los en plaats vervolgens de **riem** rondom het deel dat u wilt behandelen. Maak daarna de kant die u zojuist hebt losgemaakt weer vast.
 5. Pas de strakheid van de **riem** aan, zodat het **behandelelement** goed contact maakt met uw huid en de **riem** stevig en goed aan uw lichaam is bevestigd.
-  De EMS-energieverbinding kan mogelijk worden verbroken als de **riem** niet goed aan uw huid is bevestigd. Zet de **riem** in dat geval nog strakker vast en druk op de **knop +** om opnieuw het gewenste EMS-energieniveau te selecteren.

6. **Schakel in.** Zorg dat u zicht hebt op de bedieningselementen en druk op de **bedieningsknop** op elk **behandelelement**. De groene en oranje **controlelampjes** gaan branden. Het oranje **controlelampje** gaat na ongeveer een seconde uit en het **behandelelement** zal één keer trillen. Als het **behandelelement** goed contact met de huid heeft, zal het groene **bedieningslampje** langzaam knipperen en begint de laserenergie te werken.
7. **Het EMS-niveau wijzigen:**
- **Verhogen:** druk zo vaak als u wilt kort op de **knop +** om het EMS-niveau in te stellen dat u comfortabel vindt. Het **bedieningslampje** knippert sneller naarmate u het EMS-niveau verhoogt.
- i** Als u lang op de **knop +** drukt, zal het EMS-niveau toch nog steeds met één stapje toenemen.
- **Verlagen:** druk zo vaak als u wilt kort op de **knop -** (zie hoofdstuk "4.2. Bedieningselementen en instellingen").
- i** Als u lang op de **knop -** drukt, wordt het EMS-niveau weer op nul ingesteld.
8. **Behandel elk oppervlak 15 minuten.** Houd het **behandelelement** op zijn plaats en zorg dat het apparaat maximaal 15 minuten is ingeschakeld. U voelt om de paar minuten een trilling. De trillingen zijn een normaal onderdeel van de behandelroutine. Na 15 minuten voelt u 3 trillingen. Er wordt geen energie meer afgegeven en het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit.
- i** U kunt het apparaat **eerder dan 15 minuten** uitschakelen door lang op de **bedieningsknop** te drukken. U voelt 2 trillingen. Daarna schakelt het apparaat uit.
9. Als u nog een ander oppervlak (naast het oppervlak dat u zojuist hebt behandeld of op een ander lichaamsdeel) wilt behandelen, dient u de **elektrode pad** nat te maken en het **behandelelement** naar de volgende locatie te verplaatsen.
- i** Probeer hiaten en overlappingen te vermijden.
- i** Als u het apparaat naar een ander deel van uw lichaam verplaatst en het **behandelelement** niet goed contact met de huid maakt, wordt het EMS-niveau weer ingesteld op nul. Zorg in dat geval dat het **behandelelement** goed contact met de huid maakt, druk kort op de **bedieningsknop** om het apparaat opnieuw te starten en druk op de **knop +** om het EMS-niveau te verhogen.

8. Reiniging en onderhoud

8.1. De behandellementen en het oplaadstation schoonmaken

We adviseren u om het **behandelelement** na elk gebruik en de **houder/het oplaadstation** een keer per maand schoon te maken.

Vóór de reiniging:

- Ontkoppel het **behandelelement** van alle andere onderdelen (**riem, elektrode pads, verbindingstukken, houder/oplaadstation**). Trek de stekker van de **houder/het oplaadstation** uit het stopcontact.
 - Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of chemicaliën om onderdelen te reinigen.
 - Maak elk **behandelelement** en de **houder/het oplaadstation** schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel en droog alles af met een schone doek.
-  Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.

8.2. De elektrode pads schoonmaken

- Veeg elke **elektrode pad** na het gebruik af en maak deze droog met een doek.
- Berg de pads niet op in een gesloten doos of lade totdat ze helemaal droog zijn.

8.3. De elektrode pads vervangen

- Gebruik **elektrode pads** niet als ze zijn beschadigd. Vervang ze in dat geval door nieuwe exemplaren.

8.4. De riem schoonmaken

De **riem** bevat de volgende materialen: **Uitwendig:** nylon / **Middelste laag:** SBR / **Inwendig:** nylon.

Volg de reinigingsinstructies.



Alleen met de hand wassen



Niet stomen



Niet bleken



Niet drogen in de wasdroger



Niet strijken

NL

8.5. Opbergen

- We adviseren u om elk **behandelelement** na het schoonmaken terug te plaatsen in de **houder/het oplaadstation**.
- Bewaar de verschillende onderdelen in de oorspronkelijke verpakking en op een schone droge plaats om ophoping van stof te voorkomen als u het apparaat lange tijd niet wilt gebruiken.
- Controleer of de stekker van de **houder/het oplaadstation** uit het stopcontact is verwijderd.

9. Onderdelen en verbruiksartikelen

U kunt vervangende **behandelelementen, elektrode pads** of **riemen** kopen bij de winkelier waar u het apparaat hebt gekocht of rechtstreeks via onze website www.silkn.eu.

10. Oplossen van problemen

Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel; Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Controle
Mijn apparaat start niet.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> • het behandelelement is opgeladen; • u op de bedieningsknop hebt gedrukt om het in te schakelen; • het bedieningslampje constant groen brandt.
Ik kan de elektrische stimulatie niet voelen of het EMS-niveau lijkt te laag.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> • de elektrode pad nat is. • het behandelelement goed contact heeft met de huid. • de riem stevig op uw lichaam is bevestigd.
Ik kan het EMS-niveau niet wijzigen.	Controleer of het behandelelement is opgeladen.
De controlelampjes branden de hele tijd.	Er is sprake van een systeemfout.

 Neem contact op met de klantenservice als u problemen of vragen hebt.

11. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden.

Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mail:
België	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italië		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercaueuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Raadpleeg uw Silk'n-garantiekartaat.

13. Verwijdering

Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zorgt u er dan voor dat u de regelgeving van uw land op het gebied van verwijdering van elektronische apparatuur naleeft.



Scheid de materialen als u de verpakking verwijdert. Voer papier en karton af als oud papier en het folie via de inzamelingsdienst voor recyclebare materialen.



Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit garandeert dat het apparaat op professionele wijze wordt gerecycled en voorkomt dat er schadelijke stoffen* vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het verwijdert.

* Producten met de aanduiding Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

14. Specificaties

Modelnr.	H5001 (apparaat); H5002 (houder/oplaadstation)
Technologie	Low Level Laser Therapie (LLLT) Elektrische spierstimulatie (EMS)
Houder/oplaadstation	Invoer 12 Vdc, max. 1,5A 2 modules tegelijkertijd opladen
Module werkt op	Li-ion batterij, 3,7V, 2600mA
Adaptermodellen	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapterclassificatie Ingangsspanning: Uitgangsspanning:	100-240Vac, 50-60 Hz, 0,6A (max.) 12Vdc, 1,5A

LLLT - Golfengte van diode - Vermogen van diode	658nm +/- 8nm 100mW (max.)
EMS - Puls amplitude	Belasting van 0-32mA tot 1000 ohm
- Uitgangsspanning	Instelbaar van 0-32V, max. uitgangsspanning 32V van piek tot piek bij belasting met 1000 ohm.
- Inschakelduur	Instelbaar, 20~2400 milliseconden
- Uitschakelduur	Instelbaar, 20~2400 milliseconden
- Toenameduur	Instelbaar, 22~800 milliseconden, 22 milliseconden/stap. De inschakelduur neemt toe en af.
- Pulsverhouding	30~50Hz
- Pulsbreedte	350~450µs
- Timer	15 min.
- Golfvorm	Symmetrische rechthoekige puls met twee fasen
- Tolerantie	Er kan een tolerantie zijn van +/-5% voor alle instellingen en een tolerantie van +/- 20% voor de uitgevoerde intensiteit.
Gewicht	Module: 300gr Houder/oplaadstation: 215gr
Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: -40 - 70°C Relatieve luchtvochtigheid: 10% - 90% Atmosferische druk: 500 - 1060hPa
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 5 - 40°C Relatieve luchtvochtigheid: 15% - 90% Atmosferische druk: 700 - 1060hPa
Tijdsduur van minimale opslagtemperatuur tussen sessies tot minimale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten

Tijdsduur van maximale opslagtemperatuur tussen sessies tot maximale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Gebruiksduur	3 jaar

15. Pictogrammen en symbolen

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven.

	Verklaring van overeenstemming: Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke bepalingen in de Europese Economische Ruimte.
IP22	Het apparaat is beschermd tegen binnendringende voorwerpen, zoals vingers.
	Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten.
	Volg de bedieningsvoorschriften.
	Laserproduct uit klasse 1.

Juridische mededeling

Home Skinovations Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook.

Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Índice

1. Advertencias y contraindicaciones	101
2. Seguridad con el Silk'n Lipo	107
3. Conozca su Silk'n Lipo	108
4. Controles y ajustes del dispositivo	109
5. Plan de tratamiento	114
6. Qué esperar de Silk'n Lipo.....	115
7. Empiece!	116
8. Limpieza y mantenimiento	118
9. Repuestos y consumibles	119
10. Resolución de problemas	119
11. Servicio al Cliente	120
12. Garantía	121
13. Eliminación	121
14. Especificaciones	121
15. Signos y símbolos	123

ES

1. Advertencias y contraindicaciones

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre.

Silk'n Lipo es un potente aparato eléctrico y debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Por favor, lea todas las advertencias y contraindicaciones antes de su uso. Le recomendamos que se familiarice con las instrucciones en este manual antes de cada tratamiento.

- No utilice el dispositivo mientras se baña o se ducha.
- Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de conectar el soporte/base de carga al suministro eléctrico.
- Mantenga el adaptador alejado del agua. ¡El adaptador no es resistente al agua!
- No coloque ni guarde las unidades de tratamiento, el soporte/base de carga o el adaptador donde puedan caerse o ser empujados a una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua o líquido.

- No intente recuperar el soporte/base de carga o adaptador si han caído en agua. Desenchúfelo inmediatamente antes de recuperarlos. ¡Si no desenchufa el soporte/base de carga podría producirse una descarga eléctrica!
- No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato.
- Si el soporte/base de carga no funciona correctamente, desenchúfelo inmediatamente.
- Seque cada unidad de tratamiento antes de cargar o guardar el dispositivo.
- Seque las almohadillas de electrodos antes de guardar el dispositivo.
- Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente modificar, abrir o reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves.
- Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

- No utilice si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado o no parece funcionar adecuadamente. En estos casos, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- No limpie ninguna de las partes en el lavavajillas.
- Los niños no deben jugar con el embalaje de plástico. Pueden hacerse daño con el material de embalaje, o ingerir piezas pequeñas y ahogarse.
- ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Para obtener más información, consulte la sección "13. Eliminación".
- Antes de desechar el dispositivo, se debe retirar la batería.
- Para retirar la batería del dispositivo, este se debe desconectar de la corriente eléctrica.
- La batería se debe desechar de un modo seguro.

- Debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de baterías. No tire las baterías usadas al cubo de la basura. Comuníquese con su punto de venta para proceder respetando el medio ambiente.

Cómo retirar la batería

Para retirar la batería, el dispositivo debe romperse. El dispositivo ya no funcionará después de este procedimiento, ni se podrá reparar. Cualquier garantía quedará anulada si la cobertura del dispositivo está rota y se ha removido la batería. Le recomendamos que utilice gafas de protección y guantes.

Home Skinovations Ltd no se hará responsable de daño físico o material alguno derivado de este procedimiento.

Para retirar la batería, coloque cada unidad de tratamiento sobre una superficie dura y resistente. Utilice un martillo para romper la carcasa de plástico exterior.

Utilice alicates o un destornillador para retirar la carcasa. Desentornille la placa de circuito impreso y retire la batería desconectando la clavija de la placa de circuito impreso.

Contraindicaciones

- Silk'n Lipo no deberá ser utilizado por las siguientes personas: niños, adultos con capacidad física, sensorial o psicológica limitada, o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Emplee un nivel de energía EMS más bajo si experimenta alguna molestia.
- Detenga su uso inmediatamente si su piel se enrojece demasiado, se ampolla o se quema.
- Utilice sobre piel limpia, seca y sana.

No utilice si:

- tiene una enfermedad del corazón y no ha consultado con su médico.
- está tomando medicamentos inmunodepresores como corticoesteroides sin consultar con su médico, o si tiene una enfermedad inmunodeficiente.
- tiene cualquier tipo de cáncer activo.
- tiene un trastorno linfático, trastorno tiroideo, diabetes, trastorno del hígado, o cualquier otra afección metabólica.

- lleva un marcapasos o un desfibrilador interno o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- ha aplicado soluciones tópicas que contengan iones de metal en la zona de tratamiento.
- tiene epilepsia.
- tiene problemas de circulación arterial serios en las piernas.
- tiene una hernia abdominal o inguinal.
- está embarazada o en período de lactancia.

No utilizar en estas partes del cuerpo:

- Cerca del corazón. Los electrodos no deben colocarse en ninguna parte de la caja torácica (donde las costillas y el esternón están situados), y específicamente en los dos grandes pectorales. Esto puede aumentar el riesgo de fibrilación ventricular e inducir una parada cardíaca.
- La espalda, a la altura de la caja torácica.
- La cabeza o el cuello.
- En los genitales.
- Sobre o alrededor de los ojos.
- Áreas tatuadas.

- En zonas que tengan artritis metabólica o dolor crónico.
- En zonas hinchadas, infectadas, inflamadas, piel rota o irritada, o erupciones cutáneas (por ejemplo, sarpullidos de la piel, flebitis, tromboflebitis, venas varicosas o cicatrices post-operatorias donde el proceso de cicatrización podría verse perjudicado, etc.).
- Partes del cuerpo que tengan grapas metálicas, implantes o clavos; o si está cerca de metal. Quítese las joyas u otros accesorios de la zona de tratamiento durante la sesión de tratamiento.
- Áreas que tengan un historial de cáncer o con potencial de tumores malignos cutáneos.

2. Seguridad con el Silk'n Lipo

Con Silk'n la seguridad es primordial. Silk'n Lipo tiene estas características de seguridad:

- **Sensor de proximidad:** El dispositivo funciona solo cuando está encendido y la unidad de tratamiento está en contacto con su piel.
- **Apagado automático:** Aunque puede detener un tratamiento siempre que lo desee, el dispositivo se apaga tras un minuto aproximadamente, cuando no hay contacto con la piel (la **luz de funcionamiento** será verde constante). También se apaga automáticamente tras 15 minutos de uso continuado.

3. Conozca su Silk'n Lipo

Silk'n Lipo es un sistema que le ayuda a reducir la grasa en zonas específicas, ejercitando sus músculos y tonificando partes específicas de su cuerpo sin esfuerzo físico, y en la comodidad de su casa.

Al colocar la **unidad de tratamiento**¹ sobre las zonas objetivo como la parte superior de los brazos, el abdomen, los glúteos o los muslos, la grasa se descompone y se elimina específicamente de esa zona. También puede ayudar a dar forma a zonas individuales que no responden a la dieta o el ejercicio. Silk'n Lipo no está previsto para una reducción general de la grasa o para perder peso, y no es un sustituto de una dieta adecuada o del ejercicio físico.

¹ El singular se utiliza para denotar tanto elementos individuales como múltiples para las partes del producto **unidad de tratamiento, cinturón y almohadilla de electrodo**.

3.1. Contenido del paquete

- 1 o más unidades de tratamiento *
- 2 conectores
- 1 o más cinturones corporales *
- 1 o más almohadillas de electrodos *
- Soporte/base de carga
- Adaptador
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía

* Varía según el modelo adquirido.

3.2. Descripción del dispositivo

Silk'n Lipo es un dispositivo para el uso en el hogar que utiliza tecnología láser de bajo nivel (LLLT) y estimulación muscular eléctrica (EMS). Juntas, estas energías ayudan a aumentar el tono muscular y a reducir los ácidos grasos y los depósitos de grasa para mejorar la tonificación y modelado muscular.

Silk'n Lipo incluye una selección de cinturones adecuados para la parte del cuerpo que desea tratar. Cada unidad de tratamiento incluye diodos y electrodos láser que activan la EMS. Cada unidad de tratamiento se conecta al cinturón y se coloca en la parte del cuerpo que desea tonificar y moldear. Silk'n Lipo utiliza baterías recargables integradas para que cada unidad de tratamiento pueda cargarse fácilmente antes de cada uso.

Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

1. Unidad de tratamiento
2. Botón de control
3. Luces indicadoras
4. Conectores
5. Cinturón corporal
6. Almohadilla de electrodo
7. Luces indicadoras de carga
8. Soporte/base de carga
9. Adaptador

3.3. Uso previsto

Silk'n Lipo es un dispositivo estético no invasivo para reducir la circunferencia de la cintura, brazos, muslos y glúteos. El dispositivo también está pensado para mejorar el tono y la firmeza muscular, y fortalecer los músculos en estas zonas.


El dispositivo no está destinado a su uso en terapias, o para el tratamiento de afecciones médicas o enfermedades. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

ES


4. Controles y ajustes del dispositivo

4.1. Conectar las diferentes partes


1. Extraiga las diferentes partes de la caja.
2. Coloque la **unidad de tratamiento** sobre una superficie plana. Si tiene más de una **unidad de tratamiento**, conéctelas juntas.
3. Tome el **conector** hembra e insértelo en el lado izquierdo de la **unidad de tratamiento**. Luego tome el **conector** macho y conéctelo al lado derecho (consulte la ilustración).



4. Seleccione el **cinturón** para la parte del cuerpo que desea tratar, y colóquelo sobre una superficie plana con el logotipo de Silk'n mirando hacia usted.
5. A continuación, pliegue cada lado del **cinturón** hacia adentro para que pueda ver las tiras Velcro.



6. Deslice cada extremo del **cinturón** en los **conectores** y luego pliegue hacia atrás, de forma que el Velcro se adhiera al **cinturón**. Su **cinturón** ahora tendrá este aspecto.




7. Por supuesto, para usar Silk'n Lipo, deberá desconectar un lado, colocar el **cinturón** sobre su cuerpo y luego volver a conectar el lado que desconectó.



Tenga en cuenta que solo podrá usar el dispositivo cuando:

- la **unidad de tratamiento** esté cargada.
- haya colocado una **almohadilla de electrodo** húmeda en cada **unidad de tratamiento** (consulte la sección "4.4. Humedecer las almohadillas de electrodos").
- cada **unidad de tratamiento** esté en buen contacto con su piel.
- ha leído este manual, y comprende cómo usar el dispositivo.

4.2. Controles y ajustes



Batería/error Funcionamiento No en uso

Cada **unidad de tratamiento** tiene un panel de control que incluye:

- **botón de control** (nº 2)
- 2 botones del nivel de energía de la EMS (izquierda y derecha del **botón de control**)
- 2 **luces indicadoras** - izquierda y centro (nº 3)

Control	Acción	Función
Botón de control 	Pulsación larga	<ul style="list-style-type: none"> • Enciende o apaga la unidad de tratamiento. Cuando la enciende, sentirá una breve vibración. Cuando la apaga, sentirá dos vibraciones cortas. • La luz de funcionamiento verde (central) estará en verde constante.
Botón + 	Pulsación corta	<ul style="list-style-type: none"> • Cada pulsación aumenta el nivel de EMS. A medida que aumenta niveles, la luz de funcionamiento parpadeará más rápido.
	Pulsación larga	<ul style="list-style-type: none"> • El mismo efecto que una pulsación corta.
Botón - 	Pulsación corta	<ul style="list-style-type: none"> • Cada pulsación disminuye el nivel de EMS. A medida que disminuye niveles, la luz de funcionamiento parpadeará más lentamente.
	Pulsación larga	<ul style="list-style-type: none"> • Establece el nivel de EMS a cero.
Luz de batería / error (izquierda)	La luz naranja parpadea continuamente	<ul style="list-style-type: none"> • Batería baja.
	Naranja constante	<ul style="list-style-type: none"> • Error del dispositivo.

Control	Acción	Función
Luz de funcionamiento (central)	La luz verde parpadea continuamente	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo está encendido y tiene un buen contacto con la piel. • Parpadea más rápido a medida que el nivel de EMS aumenta.
	Verde constante	<ul style="list-style-type: none"> • No hay contacto con la piel, pero el dispositivo está listo para usar. • El dispositivo se apagará automáticamente tras un minuto aproximadamente si no hay contacto con la piel.
Luz indicadora (derecha)	---	<ul style="list-style-type: none"> • No está en uso.

4.3. Niveles de energía

Silk'n Lipo tiene múltiples niveles de estimulación eléctrica muscular (EMS). Esto le proporciona un control excelente de la intensidad de la estimulación muscular que desea utilizar en cada parte del cuerpo que trata. Además, puede cambiar los niveles tan a menudo como desee durante un tratamiento.


-  **Para aumentar el nivel de EMS:** Pulse brevemente el **botón +** tantas veces como necesite para ajustar el nivel de EMS que sea más cómodo para usted. Verá que la **luz de funcionamiento** parpadea más rápidamente a medida que aumenta el nivel de EMS.
-  **Para reducir el nivel de EMS:** Pulse brevemente el **botón -** tantas veces como necesite (consulte la sección "4.2. Controles y ajustes").
-  **Para establecer el nivel de EMS a cero:** Pulse durante un par de segundos el **botón -**.

 Solo puede cambiar los niveles de EMS cuando la **unidad de tratamiento** esté en un buen contacto con su piel. Cuando no hay contacto con la piel, la EMS baja a cero.

4.4. Humedecer las almohadillas de electrodos

Las **almohadillas de electrodos** son necesarias para que la EMS funcione, y deben humedecerse antes de comenzar el tratamiento.

1. Humedezca cada **almohadilla de electrodo** con un paño húmedo o con sus dedos húmedos.
2. Luego coloque la **almohadilla de electrodo** húmeda sobre el reverso de cada **unidad de tratamiento**. Asegúrese de que se ajusta firmemente alrededor del rectángulo central. Quizá sea necesario que lo manipule ligeramente, de forma que la **almohadilla de electrodo** descansa plano sobre la parte superior de la **unidad de tratamiento**.



ES

i Es importante que solo humedezca la **almohadilla de electrodo**, y no toda la **unidad de tratamiento**.

4.5. Carga del dispositivo


Cargue cada **unidad de tratamiento** antes de su primer uso. La carga inicial debería tardar unas seis horas. Las cargas posteriores deberían tardar unas tres horas. Le recomendamos que cargue el dispositivo antes de cada tratamiento.

1. Retire las **almohadillas de electrodos** antes de colocar las **unidades de tratamiento** en el **soporte/base de carga**.
2. Conecte el **soporte/base de carga** vacío al suministro eléctrico. Las dos **luces indicadoras de carga** estarán en verde constante.

3. Coloque cada **unidad de tratamiento** en la base de forma que descance sobre las ranuras designadas.
- Cuando la **unidad de tratamiento** esté cargando, la **luz naranja indicadora de batería/error** en la **unidad de tratamiento** parpadeará.
 - Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la **luz indicadora de batería/error** (izquierda) se apagará, y la **luz de funcionamiento** verde (central) estará en verde constante.
4. Una vez cargado el dispositivo, desconecte el **soporte/base de carga** del suministro eléctrico.

5. Plan de tratamiento

-  Para su uso sobre piel limpia y sana (consulte la sección "1. Advertencias y contraindicaciones").
- Trate la zona objetivo durante 15 minutos por sesión de tratamiento (consulte la ilustración).
 - Para partes del cuerpo más grandes, como el estómago o glúteos, quizá desee mover la **unidad de tratamiento** a una parte adyacente de la zona objetivo, y usarla durante otros 15 minutos. Puede seguir haciendo esto hasta que haya cubierto la zona objetivo.
 - Intente evitar espacios y solapes.
 - Nunca utilice Silk'n Lipo sobre exactamente el mismo sitio durante una sesión de tratamiento.
 - Para uso diario, pero no más de tres veces a la semana en cada zona objetivo específica. Continúe hasta que obtenga los resultados que desea.



6. Qué esperar de Silk'n Lipo

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a **todas las advertencias y contraindicaciones**, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Sin embargo, todos los dispositivos que utilicen energía, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden surgir.

Enrojecimiento de la piel

Quizá observe enrojecimiento de la piel en la zona tratada, que debería desaparecer tras el tratamiento.

Dolor muscular

Al igual que con el ejercicio, puede producirse ciertas molestias musculares tras el tratamiento, que deberían desaparecer tras un día o dos. Si esto sucede, utilice un nivel de EMS bajo durante algunas sesiones hasta que desaparezcan las molestias.

Irritación de la piel

Aunque muy raramente, es posible tener un enrojecimiento prolongado de la piel, o la apariencia de acné. Detenga el uso inmediatamente y solo trate esa zona específica cuando desaparezca la irritación de la piel.

Dolor de cabeza

Igualmente rara, pero existe la posibilidad de que pueda sentir cierto mareo cuando comience a usar el dispositivo. Si esto sucede, siéntese durante el tratamiento, o deje de usar el dispositivo hasta que se sienta bien.

Reacción alérgica

Si tiene una reacción alérgica al dispositivo o sus accesorios, deje de utilizar el dispositivo.

-  Deje de usar el dispositivo de inmediato si algunos de estos efectos son más graves.
-  Consulte con su médico los efectos no desaparecen en 2 o 3 días.

7. Empiece!

El tratamiento con Silk'n Lipo es fácil. Siga estos pasos para cada parte del cuerpo que desea tratar.

1. Utilice el dispositivo sobre la piel limpia y sana (consulte la sección "1. Advertencias y contraindicaciones").
 2. Compruebe que las baterías están cargadas antes de su uso. Si la **luz de batería/error** está naranja y parpadea lentamente, esto indica que la batería está baja.
 3. Antes de cada tratamiento, humedezca la **almohadilla de electrodo** con un paño húmedo o con sus dedos humedecidos, y colóquelos en cada **unidad de tratamiento** (consulte la sección "4.4. Humedecer las almohadillas de electrodos"). A continuación, conecte una o más **unidades de tratamiento al cinturón** (consulte "4.1. Conectar las diferentes partes").
 4. Desconecte uno de los **conectores** en un lado, y luego coloque el **cinturón** alrededor de la zona que desea tratar. Luego vuelva a conectar el lado que acaba de desconectar.
 5. Ajuste el **cinturón** para que la **unidad de tratamiento** esté en buen contacto con su piel, y para que el **cinturón** esté firmemente ajustado a su cuerpo.
-  Si el **cinturón** no está bien ajustado contra su piel, la energía EMS puede desconectarse. Si eso sucede, apriete el **cinturón** y pulse el **botón +** para volver a seleccionar el nivel de energía EMS requerido.

6. **Encender.** Con los controles a la vista, pulse el **botón de control** en cada lado de la **unidad de tratamiento**. Las **luces indicadoras** verde y naranja se encenderán. La **luz indicadora** naranja se apagará tras un segundo aproximadamente y la **unidad de tratamiento** vibrará una vez. Cuando la **unidad de tratamiento** esté en buen contacto con la piel, la **luz de funcionamiento** parpadeará lentamente, y la energía láser comenzará a funcionar.
7. **Cambiar el nivel de EMS:**
 - **Para aumentar:** Pulse brevemente el **botón +** tantas veces como necesite para ajustar el nivel de EMS que sea más cómodo para usted. La **luz de funcionamiento** parpadea más rápidamente a medida que aumenta el nivel de EMS.
 - ❗ Si pulsa durante un par de segundos el **botón +**, el nivel de EMS aumentará en un incremento.
 - **Para reducir:** Pulse brevemente el **botón -** tantas veces como necesite (consulte la sección "4.2. Controles y ajustes").
 - ❗ Al pulsar durante un par de segundos el **botón -**, se establece el nivel de EMS a cero.
8. **Trate cada zona durante 15 minutos.** Mantenga la **unidad de tratamiento** en su sitio y el dispositivo encendido durante un máximo de 15 minutos. Cada varios minutos, sentirá una vibración. Las vibraciones son una parte normal de la rutina de tratamiento. Al final de los 15 minutos, sentirá tres vibraciones, no se emitirá más energía, y el dispositivo se apagará automáticamente.
- ❗ Para apagar el dispositivo **antes de 15 minutos**, pulse durante dos o tres segundos el **botón de control**. Sentirá dos vibraciones, y el dispositivo se apagará.
9. Si desea tratar otra zona (al lado de la zona que acaba de tratar o en otra parte de su cuerpo), humedezca la **almohadilla de electrodo**, y mueva la **unidad de tratamiento** a la siguiente zona.
 - ❗ Intente evitar espacios y solapes.
 - ❗ Si mueve el dispositivo a otra parte de su cuerpo y la **unidad de tratamiento** no está en buen contacto con la piel, el nivel de EMS volverá a cero. Si esto sucede, asegúrese de que la **unidad de tratamiento** está en buen contacto con la piel, luego pulse brevemente el **botón de control** para iniciar de nuevo el dispositivo, y luego pulse el botón **+** para aumentar el nivel de EMS.

8. Limpieza y mantenimiento

8.1. Limpieza de la unidad de tratamiento y de la base de carga

Le recomendamos que limpie la **unidad de tratamiento** tras cada uso **y el soporte/base de carga** una vez al mes.

Antes de su limpieza:

- Desconecte la **unidad de tratamiento** de todas las otras partes (**cinturón, almohadillas de electrodo, conectores, soporte/base de carga**). Desconecte el **soporte/base de carga** del suministro eléctrico.
- No utilice limpiadores abrasivos o productos químicos para limpiar cualquiera de sus partes.
- Limpie cada **unidad de tratamiento** y el **soporte/base de carga** con un paño húmedo usando un detergente suave, luego séquelos con un paño limpio.
- ⚠ No limpie ninguna de las partes en el lavavajillas.

8.2. Limpiar las almohadillas de electrodos

- Tras cada uso, limpie las **almohadillas de electrodos** y séquelos con un paño.
- No las guarde en una caja cerrada o cajón hasta que estén completamente secas.

8.3. Sustitución de las almohadillas de electrodos

- No utilice las **almohadillas de electrodos** si están dañados. Si eso sucede, sustitúyalos por unos nuevos.

8.4. Limpiar el cinturón

Los materiales del cinturón son: **Exterior:** Nylon / **Capa central:** SBR / **Interior:** Nylon.

Por favor, siga las instrucciones de limpieza.



Lavar solo a mano



No limpiar en seco



No utilizar lejía



No usar secadora



No planchar

8.5. Almacenamiento

- Tras su limpieza, le recomendamos que devuelva cada **unidad de tratamiento** al **soporte/base de carga**.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, guarde las diferentes partes en el embalaje original en un lugar limpio y seco para evitar la acumulación de polvo.
- Asegúrese de que el **soporte/base de carga** está desconectado del suministro eléctrico.

9. Repuestos y consumibles

Puede comprar unidades de tratamiento, almohadillas de electrodos o cinturones de repuesto a través del comercio donde adquirió el dispositivo, o puede pedirlos directamente en nuestro sitio web: www.silkn.eu.

10. Resolución de problemas

Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente modificar, abrir o reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
Mi dispositivo no se enciende.	Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> • la unidad de tratamiento esté cargada. • ha pulsado el botón de control para encenderlo. • la luz de funcionamiento esté en verde constante.
No siento la estimulación eléctrica o el nivel de EMS parece demasiado bajo.	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> • la almohadilla de electrodo esté húmeda. • la unidad de tratamiento está en contacto con la piel, y • el cinturón está ajustado a su cuerpo
No puedo cambiar el nivel de EMS.	Compruebe que la unidad de tratamiento esté cargada.
Las luces indicadoras están encendidas todo el tiempo.	Hay un error del sistema.

 Si tiene algún problema o consulta, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.

11. Servicio al Cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contactar con el servicio al cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo.

Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
España	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercaueuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantía

Consulte su tarjeta de garantía de Silk'n.

13. Eliminación

Si su dispositivo alcanza el final de su vida útil, asegúrese de seguir la legislación de su país para la eliminación de objetos eléctricos.



Deseche el embalaje separado en materiales de tipo único. Deseche el cartón como papel y film transparente a través del servicio de recogida de materiales.



¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto garantiza que el dispositivo se recicle de forma profesional, e impide la liberación de sustancias dañinas* al medioambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

14. Especificaciones

N.º de modelo	H5001 (dispositivo); H5002 (base de carga)
Tecnología	Low Level Laser Therapy (LLLT) Estimulación muscular eléctrica (EMS)
Base de carga	Entrada 12Vdc, 1.5A max Cargar dos módulos simultáneamente
Modulo alimentado por	Batería Li-ion, 3,7V, 2600mA
Modelos de adaptador	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Clasificación del adaptador	
Entrada:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,6A max
Salida:	12Vdc, 1,5A

LLLT	
- Longitud de onda del diodo	658nm +/- 8nm
- Potencia del diodo	100mW (max)
EMS	
- Amplitud de impulso	0-32mA en carga de 1000 ohm
- Tensión de salida	Ajustable 0-32V, salida máx. 32V pico a pico a carga de 1000ohm.
- Tiempo On	Ajustable, 20-2400 milisegundos
- Tiempo Off	Ajustable, 20-2400 milisegundos
- Tiempo de rampa	Ajustable, 22~800 milisegundos, 22 milisegundos/paso. El tiempo "Encendido" aumentará y disminuirá.
- Tasa de impulso	30~50Hz
- Anchura de impulso	350~450µs
- Temporizador	15 min.
- Forma de onda	Impulso simétrico-bifásico rectangular
- Tolerancia	Puede haber una tolerancia +/-5% de todos los ajustes y una tolerancia de +/-20% de salida de intensidad.
Peso	Módulo: 300gr Base de carga: 215gr
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: menos 40° a 70°C Humedad relativa: 10% a 90% Presión atmosférica: 500 a 1060hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5° a 40°C Humedad relativa: 15% a 90% Presión atmosférica: 700 a 1060hPa
Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20°C	30 minutos

Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Vida útil	3 años

15. Signos y símbolos

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre.

	Declaración de conformidad: Los productos etiquetados con este símbolo cumplen con las provisiones de la Zona Económica Europea.
IP22	El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos como los dedos.
	¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.
	Siga las instrucciones de funcionamiento.
	Producto láser de Clase 1.

Aviso legal

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

ES No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Índice

1. Advertências e contraindicações.....	126
2. Segurança com o Silk'n Lipo	132
3. Conhecer Silk'n Lipo	133
4. Controlos e configurações do dispositivo.....	134
5. Plano de tratamento.....	139
6. O que esperar com Silk'n Lipo.....	140
7. Começar a utilizar!	140
8. Limpeza e manutenção	142
9. Peças e consumíveis.....	144
10. Resolução de problemas	144
11. Serviço de apoio ao cliente	144
12. Garantia	145
13. Descarte.....	145
14. Especificações	146
15. Sinais e símbolos.....	148

1. Advertências e contraindicações

O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país.

Silk'n Lipo é um aparelho eficaz e, como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. Leia todas as advertências e contraindicações antes de utilizar. Recomendamos que se familiarize com as instruções deste manual antes de cada tratamento.

- Não use o dispositivo enquanto toma banho ou duche.
- Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de ligar o suporte/carregador à tomada elétrica.
- Mantenha o adaptador afastado da água. O adaptador NÃO é impermeável.
- Não coloque nem armazene as unidades de tratamento, suporte/carregador e adaptador, em local onde possam cair ou ser puxados para uma banheira, lavatório, reservatório com água ou qualquer outro líquido.

- ⦿ Não pegue no suporte/carregador ou adaptador caso tenham caído na água. Desligue imediatamente antes de tentar recuperar algum destes. A incapacidade de desligar o suporte/carregador pode resultar em choque elétrico!
- ⦿ Nunca utilize o adaptador se tiver um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido submerso em água. Caso isso aconteça, desligue imediatamente o adaptador.
- ⦿ Em caso de avaria do suporte/carregador, desligar imediatamente da tomada.
- ⦿ Seque cada unidade de tratamento antes de carregar ou guardar.
- ⦿ Seque cada almofada de eléctrodo antes de guardar.
- ⦿ Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio.
- ⦿ As alterações ou modificações a este dispositivo não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem inibir o direito do utilizador de usar este equipamento.

- Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante, conforme definido neste manual, ou se o dispositivo estiver danificado ou se parecer não estar a funcionar corretamente. Nesses casos, contacte o Serviço de apoio ao cliente.
- Não limpe nenhuma das peças na máquina de lavar louça.
- As crianças não devem brincar com a embalagem (de plástico). Estas podem ferir-se com o material da embalagem, ou engolir peças pequenas e sufocar.
- Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Para detalhes, consulte a secção "13. Descarte".
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação, ao remover a bateria.
- A pilha deve ser eliminada em segurança.

- Deve prestar atenção aos aspetos ambientais de eliminação da bateria. Não coloque as baterias usadas num cesto do lixo. Para proteger o ambiente, contacte o seu revendedor.

Remoção da pilha

Para remover a bateria, o dispositivo deve ser desmontado. O dispositivo deixará de funcionar após este procedimento e não poderá se reparado. Qualquer garantia será anulada quando o alojamento do aparelho estiver quebrado e a bateria tiver sido removida. Recomendamos que utilize óculos de proteção e luvas de segurança.

A Home Skinovations Ltd não é responsável por nenhuns danos físicos ou materiais, como resultado da realização deste procedimento.

Para retirar a bateria, coloque cada unidade de tratamento numa superfície dura e resistente. Utilize um martelo para quebrar a caixa de plástico exterior.

Utilize um alicate ou uma chave de parafusos para remover a caixa. Desaparafuse o PCB (placa de circuito impresso) e remova a bateria, desligando a ficha do PCB.

Contraindicações

- O Silk'n Lipo não deverá ser usado por crianças, adultos com capacidades física, sensorial ou psicológicas limitadas, ou aqueles a quem falte experiência ou conhecimento sobre como usar o equipamento. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Use um nível de energia EMS mais baixo se experienciar algum desconforto.
- Pare de usar imediatamente se a sua pele ficar com bolhas ou queimada.
- Utilize em pele limpa, seca e saudável.

Não utilize se:

- tiver uma doença cardíaca e não consultou o seu médico.
- estiver a tomar medicamentos imunossupressores, tais como corticosteroides sem consultar o seu médico, ou se possui uma deficiência imunitária.
- tiver algum tipo de cancro ativo.
- tiver um distúrbio linfático, distúrbios da tiroide, diabetes ou distúrbio hepático ou qualquer outra doença metabólica.

- tiver um pacemaker, um desfibrilhador interno ou qualquer outro implante elétrico ativo em qualquer parte do corpo.
- tiver aplicado na área de tratamento soluções tópicas que contenham iões metálicos.
- tiver epilepsia.
- tiver problemas arteriais circulatórios graves nos membros inferiores.
- tiver uma hérnia abdominal ou inguinal.
- estiver grávida ou a amamentar.

Não utilize nestas partes do corpo:

- Perto do pescoço. Os elétrodos não devem ser colocados em nenhum local da caixa torácica anterior (onde se localizam as costelas e o esterno) nem, em particular, nos dois grandes peitorais. Isto pode aumentar o risco de fibrilhação ventricular e induzir uma paragem cardíaca.
- A caixa torácica posterior.
- A cabeça e pescoço.
- Nos genitais.
- Nos à volta dos olhos.
- Áreas de pele com tatuagens.

- Áreas que tenham artrite metabólica ou dor crónica.
- Áreas que estejam inchadas, infetadas ou inflamadas; ou que tenham uma pele gretada ou irritada, ou onde existam erupções cutâneas (por exemplo, irritações cutâneas, flebite, tromboflebite, varizes ou cicatrizes pós-operatórias, onde o processo de cicatrização possa ser afetado, etc.).
- Partes do corpo que possuem agrafes metálicos, implantes ou pinos; ou se estiver perto de metal. Remova as joias ou outros acessórios da área de tratamento durante uma sessão de tratamento.
- Áreas que tenham um historial de cancro ou potenciais doenças malignas da pele.

2. Segurança com o Silk'n Lipo

Com o Silk'n a segurança está primeiro. Silk'n Lipo possui estas características de segurança:

- **Sensor de proximidade:** O dispositivo funciona apenas se estiver ligado e a **unidade de tratamento** estiver em perfeito contacto com a sua pele.
- **Desligamento automático:** Embora possa parar um tratamento sempre que desejar, se não existir contacto com a pele, o dispositivo desliga após um minuto, aproximadamente (a **luz de funcionamento** ficará verde em contínuo). Também desliga automaticamente após 15 minutos de utilização contínua.

3. Conhecer Silk'n Lipo

Silk'n Lipo é um sistema que auxilia na redução de gordura em áreas específicas, exercita os seus músculos e tonifica partes específicas de seu corpo sem esforço físico e no conforto da sua casa.

Ao colocar a **unidade de tratamento**¹ nas áreas-alvo, tais como antebraços, abdómen, nádegas ou coxas, a gordura pode ser decomposta e retirada especificamente dessa área. Também pode ajudar a modelar áreas individuais que não respondem a dieta nem a exercício. Silk'n Lipo não se destina a redução geral de gordura ou perda de peso e não pode substituir dieta ou exercício.

¹ O singular é utilizado para indicar os itens individuais e múltiplos de partes do produto, tal como **unidade de tratamento**, **cinto** e **almofada de elétrodo**.

3.1. Conteúdo da embalagem

- 1 ou mais unidades de tratamento*
- 2 Conectores
- 1 ou mais cintos corporais*
- 1 ou mais almofadas de elétrodos*
- Suporte/carregador
- Adaptador
- Manual do utilizador
- Cartão de garantia

* Varia em conformidade com a opção adquirida.

3.2. Descrição do dispositivo

Silk'n Lipo é um dispositivo para utilização doméstica que utiliza Tecnologia a Laser de Nível Reduzido (Low Level Laser Technology, LLLT) e Estimulação Muscular Elétrica (EME). Em conjunto, estas energias ajudam a aumentar o tónus muscular e reduzem os ácidos gordos e os depósitos para melhorar a tonificação e a remodelação do corpo.

Silk'n Lipo inclui uma seleção de cintos adaptados à parte do corpo que pretende tratar. Cada unidade de tratamento contém díodos e elétrodos a laser que ativam a EME. Cada unidade de tratamento é fixada ao cinto e, em seguida, colocada na parte do corpo que pretende tonificar e remodelar. Silk'n Lipo utiliza baterias recarregáveis integradas para que cada unidade de tratamento possa ser facilmente carregada antes de cada utilização.

Consulte o esquema na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.

1. Unidade de tratamento
2. Botão de controlo
3. Luzes indicadoras
4. Conectores
5. Cinto corporal
6. Almofada de elétrodo
7. Luzes indicadoras de carregamento
8. Suporte / carregador
9. Adaptador

3.3. Uso a que se destina


Silk'n Lipo é um dispositivo estético não-invasivo para redução da circunferência da cintura, braços, coxas e nádegas. O dispositivo também se destina a melhorar o tônus muscular e a firmeza e a fortalecer os músculos nessas áreas.

O dispositivo não se destina a ser utilizado em qualquer terapêutica, nem para o tratamento de quaisquer condições clínicas ou doenças. Não utilizar para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual.


4. Controlos e configurações do dispositivo

4.1. Ligação das diversas partes


1. Retire da caixa as diversas partes.
2. Coloque a **unidade de tratamento** numa superfície plana. Caso possua mais do que uma **unidade de tratamento**, ligue-as em conjunto.
3. Pegue no **conector** fêmea e encaixe-o na extremidade esquerda da **unidade de tratamento**. Em seguida, pegue no **conector** macho e ligue-o à extremidade direita.



4. Selecione o **cinto** para a parte do corpo que está a tratar e coloque-o sobre uma superfície plana com a parte do logotipo Silk'n virado para si.
5. Em seguida, dobre para dentro cada extremidade do **cinto** de modo a ver as almofadas de velcro preto.



6. Faça deslizar para o interior dos **conectores** ambas as extremidades do **cinto** e, em seguida, dobre-as para trás, de modo a que os adesivos de Velcro permaneçam fixos no **cinto**. O seu **cinto** tem agora este aspeto.



7. É claro, para utilizar Silk'n Lipo terá de desligar uma extremidade, colocar o **cinto** no seu corpo e, em seguida, voltar a ligar a extremidade que desligou!



Note que só pode utilizar o dispositivo quando:

- a **unidade de tratamento** está carregada.
- colocou uma **almofada de elétrodo** em cada **unidade de tratamento** (consulte a secção "4.4. Humedecimento das almofadas de elétrodo").
- cada **unidade de tratamento** estiver em perfeito contacto com a pele.
- leu este manual e sabe como utilizar o dispositivo.

4.2. Controlos e configurações



Bateria / Erro Utilizar Não está a ser utilizado

Cada **unidade de tratamento** possui um painel de controlo que inclui:

- um **botão de controlo** (n.º 2)
- 2 botões de nível de energia EME (à esquerda e à direita do **botão de controlo**)
- 2 **luzes indicadoras** - à esquerda e no meio (n.º 3)

Controlo	Ação	Função
Botão de controlo 	Premir demoradamente	<ul style="list-style-type: none"> • Liga (ou desliga) a unidade de tratamento. Quando ligar, irá sentir uma breve vibração. Quando desligar, irá sentir 2 breves vibrações. • A luz de funcionamento verde (ao meio) ficará verde contínuo.
Botão + 	Premir brevemente	<ul style="list-style-type: none"> • Sempre que premir está a aumentar o nível de EME. À medida que diminui os níveis, a luz de funcionamento pisca mais depressa.
	Premir demoradamente	<ul style="list-style-type: none"> • O mesmo efeito que premir brevemente.
- Botão 	Premir brevemente	<ul style="list-style-type: none"> • Sempre que premir está a diminuir o nível de EME. À medida que diminui os níveis, a luz de funcionamento pisca mais devagar.
	Premir demoradamente	<ul style="list-style-type: none"> • Coloca o nível de EME de volta ao zero.
Luz de Bateria / Erro (esquerda)	A luz laranja pisca intermitentemente	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria fraca
	Laranja contínuo	<ul style="list-style-type: none"> • Erro do dispositivo.

Controlo	Ação	Função
Luz de funcionamento (meio)	A luz verde pisca continuamente	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo está ligado e está em perfeito contacto com a pele. • Pisca com maior rapidez à medida que o nível de EME aumenta.
	Verde contínuo	<ul style="list-style-type: none"> • Não existe contacto com a pele, mas o dispositivo está pronto para utilização. • O dispositivo desligar-se-á automaticamente após um minuto, aproximadamente, caso não haja contacto com a pele.
Luz indicadora (à direita)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Não está a ser utilizado.

4.3. Níveis de energia


Silk'n Lipo possui múltiplos níveis de Estimulação Muscular Eléctrica (EME). Isto proporciona um excelente controlo da intensidade de estimulação muscular que pretende utilizar para cada parte do corpo que trata. Além disso, pode alterar os níveis com a frequência pretendida durante um tratamento.

-  **Para aumentar o nível de EME:** Prima brevemente o **botão +** tantas vezes quantas as necessárias para definir o nível de EME em que se sinta confortável. Verificará que a **luz de funcionamento** pisca com maior rapidez, à medida que aumenta o nível de EME.
-  **Para reduzir o nível de EME:** Prima brevemente o **botão -** tantas vezes quantas as necessárias (consulte a secção "4.2. Controlos e configurações").
-  **Para colocar o nível EME novamente no zero:** Prima demoradamente o **botão -**.
-  Apenas poderá alterar os níveis de EME quando a **unidade de tratamento** estiver em perfeito contacto com a sua pele. Quando não existe contacto com a pele, a EME baixa para zero.

4.4. Humedecimento das almofadas de eléctrodo

As **almofadas de eléctrodo** são necessárias para o funcionamento da EME e estas devem ser humedecidas antes de iniciar o seu tratamento.

1. Humedeça cada **almofada de eléctrodo** com um pano húmido ou com os dedos húmidos.
2. Em seguida, coloque a **almofada de eléctrodo** na parte posterior de cada **unidade de tratamento**. Certifique-se de que está colocada firmemente à volta do retângulo central. Poderá ter de manuseá-la ligeiramente, de modo a que a **almofada de eléctrodo** fique plana no topo da **unidade de tratamento**.



i É importante que humedeça apenas a **almofada de eléctrodo** e não a totalidade da **unidade de tratamento**.

4.5. Carregamento do dispositivo


Carregue cada **unidade de tratamento** antes da primeira utilização. O carregamento inicial deverá demorar cerca de 6 horas. Os carregamentos posteriores deverão demorar cerca de 3 horas. Recomendamos que recarregue o dispositivo antes de cada tratamento.

1. Retire as **almofadas de eléctrodos** antes de colocar as **unidades de tratamento** no **suporte/carregador**.
2. Ligue o **suporte/carregador** vazio à tomada eléctrica. As 2 **luzes indicadoras de carregamento** permanecerão a verde contínuo.
3. Coloque cada **unidade de tratamento** no carregador, de modo a encaixar nas ranhuras específicas.
 - Quando a **unidade de tratamento** estiver a carregar, a **luz indicadora de bateria/erro** laranja, na **unidade de tratamento** ficará intermitente entre ligado e desligado.

- Quando estiver totalmente carregado a **luz indicadora de bateria/erro** (à esquerda) desligar-se-á e a **luz de funcionamento** verde (ao meio) ficará verde contínuo.
4. Uma vez carregado, desligue o **suporte/carregador** da tomada elétrica.

5. Plano de tratamento

- ⚠ Para utilização em pele limpa e saudável (consulte a secção "1. Advertências e contraindicações").
- Trate a área-alvo durante 15 minutos por cada sessão de tratamento (veja a ilustração).
- Para partes maiores do corpo, como estômago ou nádegas, poderá pretender deslocar a **unidade de tratamento** para uma parte adjacente da área-alvo e utilizar durante 15 minutos adicionais. Pode continuar até ter coberto a área-alvo.
- Tente evitar lacunas e sobreposições.
- Nunca utilize Silk'n Lipo no mesmo local durante uma sessão de tratamento.
- Para utilização diária, mas não mais do que 3 vezes por semana em cada área-alvo específica. Continue até obter os resultados que pretende.



6. O que esperar com Silk'n Lipo

Se seguir totalmente as instruções e tiver em atenção **todos os avisos e contraindicações**, as complicações e os efeitos secundários são raros. Contudo, todos os dispositivos com eletricidade, incluindo aqueles idealizados para utilização caseira, contêm algum grau de risco. Por conseguinte, é importante que compreenda e aceite os riscos e as complicações que podem ocorrer.

Vermelhidão da pele

Pode constatar vermelhidão da pele na área tratada, que deve desaparecer após o tratamento.

Dor muscular

Tal como acontece com todo o exercício, pode ocorrer dor muscular após um tratamento, mas este deverá desaparecer após um dia ou dois. Caso isso aconteça, utilize um nível de energia EME baixo durante algumas sessões, até desaparecer a dor.

Irritação da pele

Embora muito raramente, é possível ficar com vermelhidão prolongada na pele ou com aparência de acne. Pare imediatamente de utilizar e apenas trate essa área específica quando a irritação da pele tiver desaparecido.

Dores de cabeça

Embora também seja raro, existe a possibilidade de sentir tonturas quando iniciar a utilização do dispositivo. Caso isso aconteça, sente-se durante o tratamento ou pare de utilizar o dispositivo até se sentir bem.

Reação alérgica

Caso tenha uma reação alérgica ao dispositivo ou aos seus acessórios, pare de utilizar o dispositivo.

-  Pare imediatamente de utilizar se algum desses efeitos for mais grave.
-  Consulte o seu médico caso os efeitos não desapareçam no prazo de 2 a 3 dias.

7. Começar a utilizar!

O tratamento com Silk'n Lipo é fácil. Basta seguir estas etapas para cada parte do corpo que pretende tratar.

1. Utilize em pele limpa e saudável (consulte a secção "1. Advertências e contraindicações").

2. Verifique se as baterias estão bem carregadas antes de utilização. Se a **luz de bateria/erro** estiver laranja e a piscar devagar, isso indica que a bateria está fraca.
3. Antes de cada tratamento, humidificar a **almofada do eléctrodo** com um pano húmido, ou com os dedos húmidos, e coloque-os em cada **unidade de tratamento** (consulte a secção "4.4. Humedecimento das almofadas de eléctrodo"). Em seguida, conecte uma ou mais **unidades de tratamento** ao **cinto** (consulte a secção "4.1. Ligação das diversas partes").
4. Desligue uma das extremidades de um dos **conectores** e, em seguida, coloque o **cinto** em redor da área que pretende tratar. Em seguida, volte a ligar a extremidade que acabou de desligar.
5. Ajuste o aperto do **cinto** para que a **unidade de tratamento** esteja em bom contacto com a sua pele e o **cinto** esteja firme e bem seguro ao seu corpo.



Se o **cinto** não estiver apertado contra a sua pele, a energia EME poderá desligar-se. Caso isso aconteça, aperte o **cinto** e prima o **botão +** para voltar a seleccionar o nível de energia EME necessário.

6. **Ligar.** Com os controlos visíveis, prima o **botão de controlo** em cada **unidade de tratamento**. As **luzes indicadoras** verde e laranja permanecerão ligadas. A **luz indicadora** laranja desliga após um segundo, aproximadamente, e a **unidade de tratamento** irá vibrar uma vez. Quando a **unidade de tratamento** estiver em perfeito contacto com a pele, a **luz de funcionamento** verde irá piscar devagar e a energia a laser começará a funcionar.

7. **Alteração do nível de EME:**

- **Para aumentar:** Prima brevemente o **botão +** tantas vezes quantas as necessárias para definir o nível de EME em que se sinta confortável. A **luz de funcionamento** pisca mais rapidamente, à medida que aumenta o nível de EME.



Se premir demoradamente o **botão +**, o nível de EME irá apenas avançar uma vez.

- **Para reduzir:** Prima brevemente o **botão -** tantas vezes quantas as necessárias (consulte a secção "4.2. Controlos e configurações").



Premir demoradamente o **botão -**, recoloca no zero o nível de EME.

8. **Trate cada área durante 15 minutos.** Mantenha a **unidade de tratamento** no local adequado e o dispositivo ligado até 15 minutos. Com a frequência de breves minutos sentirá uma vibração. As vibrações são uma parte usual da rotina de tratamento. Ao fim de 15 minutos, sentirá 3 vibrações, não será emitida mais energia e o dispositivo desligar-se-á automaticamente.
-  Para desligar o dispositivo **antes dos 15 minutos**, prima demoradamente o **botão de controlo**. Sentirá 2 vibrações; em seguida, o dispositivo desligar-se-á.
9. Se pretender tratar outra área (próxima da área que acabou de tratar ou noutra parte do seu corpo), humedeça a **almofada de eléctrodo** e desloque a **unidade de tratamento** para a próxima localização.
-  Tente evitar lacunas e sobreposições.
-  Se deslocar o dispositivo para outra parte do seu corpo e se a **unidade de tratamento** não estiver em perfeito contacto com a pele, o nível de EME voltará a zero. Caso isso aconteça, certifique-se de que a **unidade de tratamento** está em perfeito contacto com a pele; em seguida, prima rapidamente o **botão de controlo** para iniciar novamente o dispositivo e, em seguida, o **botão +** para aumentar o nível de EME.

8. Limpeza e manutenção

8.1. Limpeza das unidades de tratamento e carregador

Recomendamos que limpe a **unidade de tratamento** após cada utilização e o **suporte/carregador** uma vez por mês.

Antes de limpar:

-  Desligue a **unidade de tratamento** de todas as outras partes (**cinto, almofadas de eléctrodos, conetores, suporte/carregador**). Desligue o **suporte/carregador** da tomada elétrica.
-  Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou produtos químicos para limpar quaisquer peças.
-  Limpe cada **unidade de tratamento** e **suporte/carregador** com um pano húmido, utilizando um detergente suave; em seguida, seque com um pano seco.
-  Não limpe nenhuma das peças na máquina de lavar louça.

8.2. Limpeza das almofadas de elétrodos

- Após cada utilização, limpe cada **almofada de elétrodo** e seque com um pano.
- Não os guarde numa caixa ou gaveta fechada até estarem completamente secos.

8.3. Substituição das almofadas de elétrodos

- Não utilize as **almofadas de elétrodos** se estas estiverem danificadas. Caso isso aconteça, substitua-as por novas.

8.4. Limpeza do cinto

Os materiais do cinto são: **Exterior:** Nylon / **Camada intermédia:** SBR / **Interior:** Nylon.

Tome nota das instruções de limpeza.



Lave apenas à mão



Não limpe a seco



Não utilize lixívia



Não seque em máquina de secar



Não engome

8.5. Armazenamento

- Após limpeza, recomendamos que coloque novamente cada **unidade de tratamento** no **suporte/carregador**.
- Se não planeia utilizar o dispositivo por um longo período de tempo, guarde as diversas peças na embalagem original, num local limpo e seco, para evitar a acumulação de pó.
- Certifique-se de que o **suporte/carregador** está desligado da tomada elétrica.

9. Peças e consumíveis

Pode comprar **unidades de tratamento** de substituição, **almofadas de eléctrodos** ou **cintos** através do revendedor onde comprou o dispositivo ou pode encomendar diretamente no nosso website: www.silkn.eu.

10. Resolução de problemas

Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

Problema	Verificações
O meu dispositivo não inicia.	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none">• a unidade de tratamento está carregada.• premiu o botão de controlo para ligar.• a luz de funcionamento fica verde contínuo.
Não consigo sentir a estimulação elétrica ou o nível EME parece ser muito baixo.	Verifique se: <ul style="list-style-type: none">• a almofada de eléctrodo está húmida.• a unidade de tratamento está em perfeito contacto com a pele e• o cinto é fixado de modo seguro ao seu corpo.
Não consigo alterar o nível de EME.	Verifique se a unidade de tratamento está carregada.
As luzes indicadoras estão ligadas durante o tempo todo.	Há um erro do sistema.



Se tiver problemas ou dúvidas, entre em contacto com o Serviço de apoio ao cliente.

11. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informação, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo.

Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itália		servizioclientiit@silkn.eu
Holanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantia

Consulte o seu cartão de garantia Silk'n.

13. Descarte

Se o seu equipamento atingir a sua fase de fim de vida, certifique-se de que segue as leis do seu país sobre eliminação de artigos elétricos.



Descarte a embalagem separadamente por materiais individuais. Descarte o papelão e cartão como resíduo de papel e película através do serviço de recolha de material reciclável.



Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Isto garante que o dispositivo seja reciclado profissionalmente e evita a libertação de substâncias* prejudiciais para o meio ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está descarregado antes de ser eliminado.

* Produtos etiquetados com Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

14. Especificações

Modelo nº.	H5001 (dispositivo); H5002 (carregador)
Tecnologia	Terapia a Laser de Nível Reduzido (Low Level Laser Therapy, LLLT) Estimulação Muscular Elétrica (EME)
Carregador	Entrada 12 Vdc, 1,5 A máx. Carregamento simultâneo de 2 módulos
Módulo com energia de	Pilha de íão de lítio, 3,7 V, 2600 mA
Modelos de adaptador	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Classificação de adaptador	
Entrada:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,6 A Máx.
Saída:	12 Vdc, 1,5 A
LLLT	
- Comprimento de onda de diodo	658 nm +/- 8nm
- Potência de diodo	100 mW (máx.)
EME	
- Amplitude de impulso	0-32 mA em carga 1000 ohm
- Tensão de saída	Ajustável 0-32V, Saída máx. 32 V de pico a pico em carga 1000 ohm.
- Tempo de ligação	Ajustável, 20~2400 milissegundos
- Tempo de pausa	Ajustável, 20~2400 milissegundos
- Tempo de rampa	Ajustável, 22~800 milissegundos, 22 milissegundos/etapa. O tempo "Ligado" ("On") aumentará e diminuirá.
- Ritmo de impulso	30~50Hz
- Largura de impulso	350~450µs
- Cronómetro	15 min
- Formato de onda	Impulso retangular bifásico simétrico
- Tolerância	Poderá existir uma tolerância de +/-5% de todas as configurações e uma tolerância de +/-20% na saída de intensidade.

Peso	Módulo: 300gr Carregador: 215gr
Transporte e conservação entre utilizações e condições de conservação	Temperatura: menos 40° a 70°C Humidade relativa: 10% a 90% Pressão atmosférica: 500 - 1060hPa
Condições de funcionamento	Temperatura: 5° a 40°C Humidade relativa: 15% a 90% Pressão atmosférica: 700 - 1060hPa
Período a partir da temperatura de armazenamento mínima entre utilizações a temperatura de funcionamento mínima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Período a partir da temperatura de armazenamento máxima entre utilizações a temperatura de funcionamento máxima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Vida útil	3 anos

15. Sinais e símbolos

O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país.

	Declaração de conformidade: os produtos rotulados com este símbolo satisfazem todas as disposições aplicáveis da Área Económica Europeia.
IP22	O dispositivo está protegido contra a introdução de objetos, tais como dedos.
	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos.
	Siga as instruções de funcionamento.
	Produto a laser de classe 1.

Aviso legal

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.

A Home Skinovations Ltd possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Silk'n e o logótipo Silk'n são marcas registadas da Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Πίνακας περιεχομένων

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	151
2. Ασφαλή χρήση του Silk'n Lipo	159
3. Γνωρίστε το Silk'n Lipo	159
4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής.....	161
5. Πρόγραμμα θεραπείας	166
6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Lipo	167
7. Έναρξη!.....	168
8. Καθαρισμός και συντήρηση.....	169
9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα	171
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων	171
11. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	172
12. Εγγύηση.....	172
13. Απόρριψη	172
14. Προδιαγραφές.....	173
15. Σήματα και σύμβολα.....	175

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας.

Το Silk'n Lipo είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις πριν τη χρήση. Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από κάθε θεραπεία.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Φροντίστε να είναι τα χέρια σας στεγνά προτού συνδέσετε τη βάση φόρτισης στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Διατηρείτε τον προσαρμογέα μακριά από το νερό. Ο προσαρμογέας ΔΕΝ είναι αδιάβροχος.

- Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε τις μονάδες θεραπείας, τη βάση φόρτισης και τον προσαρμογέα σε σημείο όπου μπορεί να πέσουν ή να παρασυρθούν μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νερό ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού.
- Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη βάση φόρτισης ή τον προσαρμογέα σε περίπτωση που πέσουν μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε τα αμέσως από την τροφοδοσία πριν τα πιάσετε. Αν δεν αποσυνδέσετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!
- Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα.
- Αν η βάση φόρτισης παρουσιάζει δυσλειτουργία, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Στεγνώστε καλά κάθε μονάδα θεραπείας πριν τη φόρτιση ή τη φύλαξή της.
- Στεγνώστε κάθε επίθεμα ηλεκτροδίου πριν τη φύλαξη.

- Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας της συσκευής από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, ή αν η συσκευή παρουσιάζει ζημιές ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη (πλαστική) συσκευασία. Το υλικό συσκευασίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "13. Απόρριψη".
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψή της.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.
- Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον κάδο σκουπιδιών. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αφαίρεση μπαταρίας

Για την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί πλέον μετά από τη διαδικασία αυτή, αλλά ούτε και θα είναι δυνατόν να επισκευαστεί. Οποιαδήποτε εγγύηση θα καταστεί άκυρη αν σπάσετε το περίβλημα της συσκευής και αφαιρέσετε την μπαταρία. Σας συνιστούμε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Η Home Skinovations Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές ή υλικές ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, τοποθετήστε κάθε μονάδα θεραπείας σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να σπάσετε το εξωτερικό πλαστικό περίβλημα.

Χρησιμοποιήστε μια πένσα ή ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το περίβλημα. Ξεβιδώστε την πλακέτα PCB (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος) και βγάλτε την μπαταρία αποσυνδέοντας το βύσμα από την πλακέτα PCB.

Αντενδείξεις

- Το Silk'n Lipo δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, ενήλικες με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία EMS σε χαμηλή ένταση, αν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση.
- Σταματήστε τη χρήση αμέσως, αν το δέρμα σας εμφανίζει έντονη ερυθρότητα, φλύκταινες ή εγκαύματα.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και υγιή επιδερμίδα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν:

- πάσχετε από κάποιο καρδιακό νόσημα και δεν έχετε συμβουλευτεί προηγουμένως τον γιατρό σας,
- λαμβάνετε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή, και δεν έχετε συμβουλευτεί προηγουμένως τον γιατρό σας ή έχετε κάποια διαταραχή ανοσολογικής ανεπάρκειας,

- ⊙ πάσχετε από ενεργό καρκίνο οποιασδήποτε μορφής,
- ⊙ πάσχετε από διαταραχή του λεμφικού συστήματος ή του θυρεοειδούς, διαβήτη, ηπατική νόσο ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολική ασθένεια,
- ⊙ έχετε βηματοδότη, εμφυτεύσιμο απινιδωτή ή άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος,
- ⊙ έχετε χρησιμοποιήσει τοπικά διαλύματα που περιέχουν μεταλλικά ιόντα στην περιοχή θεραπείας,
- ⊙ πάσχετε από επιληψία,
- ⊙ υποφέρετε από σοβαρά αρτηριακά κυκλοφορικά προβλήματα στα κάτω άκρα,
- ⊙ πάσχετε από κήλη κοιλιακού τοιχώματος ή βουβωνοκήλη,
- ⊙ είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα εξής σημεία του σώματος:

- ⊙ Κοντά στην καρδιά. Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να τοποθετούνται σε κανένα σημείο του θώρακα (όπου βρίσκονται οι θωρακικοί σπόνδυλοι και το στέρνο) και συγκεκριμένα στους δύο μείζονες θωρακικούς μύες. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κοιλιακής μαρμαρυγής και να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή.

- Στο πίσω μέρος του θώρακα.
- Στο κεφάλι ή το λαιμό.
- Στα γεννητικά όργανα.
- Γύρω από την περιοχή των ματιών.
- Περιοχές με τατουάζ
- Σε σημεία που παρουσιάζουν μεταβολική αρθρίτιδα ή χρόνια άλγος.
- Περιοχές που είναι πρησμένες, μολυσμένες ή φλεγμονώδεις ή στις οποίες η επιδερμίδα εμφανίζει σκασίματα ή ερεθισμούς ή υπάρχουν δερματικές εξανθήσεις (π.χ. δερματικά εξανθήματα, φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, κισσώδεις φλέβες ή μετεγχειρητικές ουλές όπου η διαδικασία επουλώσης θα μπορούσε να επηρεαστεί κ.λπ.).
- Μέρη του σώματος που έχουν μεταλλικούς συνδετήρες, εμφυτεύματα ή ακίδες ή βρίσκονται κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Αφαιρέστε οποιαδήποτε κοσμήματα ή άλλα αξεσουάρ από την περιοχή θεραπείας στη διάρκεια της θεραπείας.
- Περιοχές με ιστορικό καρκίνου ή πιθανές κακοήθειες του δέρματος.

2. Ασφαλή χρήση του Silk'n Lipo

Με το Silk'n η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Το Silk'n Lipo έχει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:

- **Αισθητήρας εγγύτητας:** Η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη και η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Μπορείτε να διακόψετε τη θεραπεία ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα για περισσότερο από ένα λεπτό (η **λυχνία λειτουργίας** παραμένει αναμμένη σε πράσινο χρώμα). Επίσης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά συνεχούς χρήσης.

3. Γνωρίστε το Silk'n Lipo

Το Silk'n Lipo είναι ένα σύστημα που βοηθά στη μείωση του λίπους, την εκγύμναση των μυών και την τόνωση συγκεκριμένων σημείων του σώματος χωρίς σωματική προσπάθεια και από την άνεση του σπιτιού σας.

Τοποθετώντας τη **μονάδα θεραπείας**¹ σε στοχευμένες περιοχές, όπως ο βραχίονας, το άνω τμήμα των χεριών, η κοιλιά, οι γλουτοί ή οι μηροί, η συσκευή μπορεί να συμβάλλει στη λιποδιάλυση και εξάλειψη του λίπους από τις συγκεκριμένες περιοχές. Μπορεί, ωστόσο, να βοηθήσει στη γράμμωση μεμονωμένων περιοχών του σώματος που δεν ανταποκρίνονται σε δίαιτα ή σωματικές ασκήσεις. Το Silk'n Lipo δεν εξασφαλίζει ολική μείωση του σωματικού λίπους ή απώλεια βάρους και δεν υποκαθιστά τη διαίτα ή τη σωματική άσκηση.

¹ Ο ενικός αριθμός στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται για τα μεμονωμένα και τα συνολικά στοιχεία των εξαρτημάτων του προϊόντος, δηλαδή τη **μονάδα θεραπείας**, τη **ζώνη** και τα **επιθέματα ηλεκτροδίων**.

3.1. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 ή περισσότερες μονάδες θεραπείας*
- 2 σύνδεσμοι
- 1 ή περισσότερες ζώνες σώματος*
- 1 ή περισσότερα επιθέματα ηλεκτροδίων*
- Βάση φόρτισης
- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης

* Ο αριθμός διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

3.2. [Περιγραφή της συσκευής

Το Silk'n Lipo είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης με τεχνολογία laser χαμηλής ισχύος (Low Level Laser Technology, LLLT) και ηλεκτρικού νευρομυϊκού ερεθισμού (Electrical Muscle Stimulation, EMS). Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων βοηθά στη σύσφιξη των μυών, τη λιποδιάλυση και την καταπολέμηση του συσσωρευμένου λίπους, συμβάλλοντας στην τόνωση και την ανάπλαση του σώματος.

Το Silk'n Lipo περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές ζώνες κατάλληλες για τη θεραπεία των διαφορετικών σημείων το σώματος. Κάθε μονάδα θεραπείας περιλαμβάνει διόδους λέιζερ και ηλεκτρόδια που ενεργοποιούν το EMS. Η μονάδα θεραπείας ενσωματώνεται στη ζώνη και στη συνέχεια τοποθετείται στο σημείο του σώματος που θέλετε να τονώσετε και να σμιλεύσετε. Το Silk'n Lipo διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, για την εύκολη φόρτιση των μονάδων θεραπείας μετά τη χρήση.

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Μονάδα θεραπείας | 6. Επίθεμα ηλεκτροδίου |
| 2. Κουμπί ελέγχου | 7. Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης |
| 3. Ενδεικτικές λυχνίες | 8. Βάση φόρτισης |
| 4. Σύνδεσμοι | 9. Προσαρμογέας |
| 5. Ζώνη σώματος | |

GR

3.3. Προοριζόμενη χρήση


Το Silk'n Lipo είναι μια συσκευή μη επεμβατικής αισθητικής περιποίησης που μειώνει την περιφέρεια της μέσης και εξαλείφει το τοπικό πάχος στα μπράτσα, τους μηρούς και τους γλουτούς. Ταυτόχρονα τονώνει, συσφίγγει και ενδυναμώνει τους μους σε αυτές τις περιοχές του σώματος.

Η συσκευή δεν προορίζεται για θεραπευτική χρήση ή για την αντιμετώπιση ιατρικών παθήσεων ή ασθενειών. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.


4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής

4.1. Σύνδεση διαφορετικών εξαρτημάτων


1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε τη **μονάδα θεραπείας** επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αν έχετε περισσότερες από μία **μονάδες θεραπείας**, συνδέστε τις μεταξύ τους.
3. Πάρτε το θηλυκό **σύνδεσμο** και τοποθετήστε τον στην αριστερή πλευρά της **μονάδας θεραπείας**. Στη συνέχεια, συνδέστε τον αρσενικό **σύνδεσμο** στη δεξιά πλευρά (δείτε την εικόνα).



4. Επιλέξτε την κατάλληλη **ζώνη** για την περιοχή του σώματος όπου θέλετε να την χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια με το λογότυπο Silk'n στραμμένο προς τα επάνω.
5. Στη συνέχεια, διπλώστε τις δύο πλευρές της **ζώνης** προς τα μέσα ώστε να βλέπετε τις μαύρες επιφάνειες με το αυτοκόλλητο βέλκρο.



6. Εισαγάγετε κάθε άκρο σε ένα **σύνδεσμο** και διπλώστε το προς τα πίσω για να προσαρτήσετε τις επιφάνειες με το βέλκρο στη **ζώνη**. Η **ζώνη** σας θα πρέπει να έχει τώρα αυτήν την όψη.



7. Φυσικά, για να χρησιμοποιήσετε το Silk'n Lipo πρέπει να αποσυνδέσετε το ένα άκρο, να τοποθετήσετε τη **ζώνη** στο σώμα σας και να συνδέσετε ξανά το άκρο!




Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν:

- η **μονάδα θεραπείας** είναι φορτισμένη,
- έχετε τοποθετήσει ένα υγρό **επίθεμα ηλεκτροδίου** σε κάθε **μονάδα θεραπείας** (βλ. ενότητα "4.4. Υγρανση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων"),
- η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με την επιφάνεια του δέρματος,
- έχετε διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο και γνωρίζετε πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

GR

4.2. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις



Μπαταρία / Σφάλμα Σε λειτουργία Εκτός λειτουργίας

Κάθε **μονάδα θεραπείας** διαθέτει έναν πίνακα ελέγχου που περιλαμβάνει:

- ένα **κουμπί ελέγχου** (#2)
- 2 κουμπιά ρύθμισης για το επίπεδο έντασης του EMS (αριστερά και δεξιά από το **κουμπί ελέγχου**)

2 **ενδεικτικές λυχνίες**, αριστερά και στο κέντρο (#3)

Στοιχείο ελέγχου	Ενέργεια	Λειτουργία
Κουμπί ελέγχου 	Πατήστε παρατεταμένα	<ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποιεί (ή απενεργοποιεί) τη μονάδα θεραπείας. Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, θα αισθανθείτε μια σύντομη δόνηση. Όταν απενεργοποιείτε τη μονάδα, θα αισθανθείτε 2 σύντομες δονήσεις. Η πράσινη λυχνία λειτουργίας (στο κέντρο) παραμένει διαρκώς αναμμένη.
Κουμπί + 	Πατήστε σύντομα	<ul style="list-style-type: none"> Πατώντας διαδοχικά το κουμπί αυξάνετε το επίπεδο έντασης του EMS. Καθώς αυξάνετε το επίπεδο έντασης, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει πιο γρήγορα.
	Πατήστε παρατεταμένα	<ul style="list-style-type: none"> Το ίδιο αποτέλεσμα όπως και με το σύντομο πάτημα.
Κουμπί - 	Πατήστε σύντομα	<ul style="list-style-type: none"> Πατώντας διαδοχικά το κουμπί μειώνετε το επίπεδο έντασης του EMS. Καθώς μειώνετε την ένταση, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει πιο αργά.
	Πατήστε παρατεταμένα	<ul style="list-style-type: none"> Επαναφέρει το επίπεδο έντασης του EMS στο μηδέν.
Λυχνία μπαταρίας / σφάλματος (αριστερά)	Η λυχνία αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
	Πορτοκαλ (διαρκώς αναμμένη)	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα συσκευής.
Λυχνία λειτουργίας (στο κέντρο)	Η λυχνία αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και έχει καλή επαφή με το δέρμα. Η λυχνία αναβοσβήνει πιο γρήγορα καθώς αυξάνεται το επίπεδο έντασης του EMS.
	Πράσινο (διαρκώς αναμμένη)	<ul style="list-style-type: none"> Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση αλλά δεν βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα. Αν περάσει περίπου ένα λεπτό και δεν έχει τοποθετηθεί επάνω στο δέρμα, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Στοιχείο ελέγχου	Ενέργεια	Λειτουργία
Ενδεικτική λυχνία (δεξιά)	---	• Εκτός λειτουργίας.

4.3. Επίπεδα ενέργειας

Η λειτουργία ηλεκτρικού νευρομυϊκού ερεθισμού (EMS) του Silk'n Lipo έχει πολλαπλές ρυθμίσεις έντασης. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε με άριστο τρόπο την ένταση του μυϊκού ερεθίσματος που θέλετε να λαμβάνετε σε κάθε περιοχή του σώματος. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε το επίπεδο της έντασης όσο συχνά θέλετε στη διάρκεια της θεραπείας.

- **Για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης του EMS:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί +** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την ένταση του EMS στο επιθυμητό επίπεδο. Θα παρατηρήσετε ότι η **λυχνία λειτουργίας** αναβοσβήνει πιο γρήγορα καθώς αυξάνετε την ένταση του EMS.
- **Για να μειώσετε το επίπεδο έντασης του EMS:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί -** όσες φορές απαιτείται (βλ. ενότητα "4.2. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις").
- **Για να επαναφέρετε το επίπεδο έντασης του EMS ξανά στο μηδέν:** Πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί -**.

i Μπορείτε να αλλάζετε τα επίπεδα έντασης του EMS μόνο όταν η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά επάνω στο δέρμα, το επίπεδο έντασης του EMS μηδενίζεται.


4.4. Ύγρανση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων

Τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του EMS και πρέπει να υγρανθούν πριν τη θεραπεία.

1. Βρέξτε κάθε **επίθεμα ηλεκτροδίου** με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας.

2. Στη συνέχεια τοποθετήστε το υγρό **επίθεμα ηλεκτροδίου** στο πίσω μέρος κάθε **μονάδας θεραπείας**. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά γύρω από το κεντρικό ορθογώνιο. Μπορείτε να ασκήσετε ελαφριά πίεση, ώστε το **επίθεμα ηλεκτροδίου** να είναι τοποθετημένο επίπεδα πάνω στη **μονάδα θεραπείας**.

Επίθεμα ηλεκτροδίου



Κάτω πλευρά της μονάδας θεραπείας

- i** Είναι σημαντικό να βρέξετε μόνο το **επίθεμα ηλεκτροδίου** και όχι τα υπόλοιπα μέρη της **μονάδας θεραπείας**.

4.5. Φόρτιση συσκευής


Φορτίστε κάθε **μονάδα θεραπείας** πριν την πρώτη χρήση. Η αρχική φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 6 ώρες. Οι μετέπειτα φορτίσεις διαρκούν περίπου 3 ώρες. Συνιστάται η επαναφόρτιση της συσκευής πριν από κάθε χρήση.

1. Αφαιρέστε τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** πριν να τοποθετήσετε τις **μονάδες θεραπείας** στη **βάση φόρτισης**.
2. Συνδέστε την κενή **βάση φόρτισης** στην τροφοδοσία ρεύματος. Οι **2 ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης** ανάβουν σταθερά σε πράσινο χρώμα.
3. Τοποθετήστε κάθε **μονάδα θεραπείας** στη βάση, ώστε να εφαρμόζει στην κατάλληλη υποδοχή.
 - Κατά τη φόρτιση της **μονάδας θεραπείας**, η πορτοκαλί **ενδεικτική λυχνία μπαταρίας/σφάλματος** στη **μονάδα θεραπείας** θα αναβοσβήνει.
 - Όταν η μονάδα έχει φορτιστεί πλήρως, η **ενδεικτική λυχνία μπαταρίας/σφάλματος** (αριστερά) θα σβήσει και η **λυχνία λειτουργίας** (στο κέντρο) θα ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα.
4. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε τη **βάση φόρτισης** από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

GR

5. Πρόγραμμα Θεραπείας

- ⚠ Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καθαρή και υγιή επιδερμίδα (βλ. ενότητα "1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις").
- Τοποθετήστε τη μονάδα στη στοχευμένη περιοχή για 15 λεπτά (δείτε την εικόνα).
- Για μεγαλύτερα τμήματα του σώματος, όπως το στομάχι ή οι γλουτοί, μπορείτε να μετακινείτε τη **μονάδα θεραπείας** σε ένα παρακείμενο σημείο της περιοχής και να την αφήσετε εκεί για ακόμα 15 λεπτά. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τη μονάδα με αυτόν τον τρόπο μέχρι να καλύψετε όλη τη στοχευμένη περιοχή.
- Προσπαθήστε να μην αφήνετε κενά ανάμεσα σε κάθε σημείο και να μην καλύπτετε το ίδιο σημείο περισσότερες από μία φορές.
- Μην τοποθετείτε ξανά το Silk'n Lipo ακριβώς στο ίδιο σημείο στη διάρκεια μιας θεραπείας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθημερινά, αλλά δεν θα πρέπει να την τοποθετείτε στην ίδια στοχευμένη περιοχή περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα. Συνεχίστε τη χρήση μέχρι να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.



6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Lipo

Αν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και δώσετε προσοχή σε **όλες τις προειδοποιήσεις και αντενδείξεις**, οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι συχνές. Ωστόσο κάθε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, περιλαμβάνουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

Κοκκίνισμα δέρματος

Η περιοχή θεραπείας ενδέχεται να παρουσιάζει ερυθρότητα, η οποία θα εξαφανιστεί μετά τη θεραπεία.

Μυϊκοί πόνοι

Όπως συμβαίνει συνήθως κατά τη σωματική άσκηση, ενδέχεται να νιώσετε πόνο στους μυς μετά τη θεραπεία, ο οποίος θα υποχωρήσει μετά από μία ή δύο ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε χαμηλότερο επίπεδο έντασης του EMS κατά τις επόμενες θεραπείες, μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος.

Ερεθισμός επιδερμίδας

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η επιδερμίδα μπορεί να εμφανίσει παρατεταμένη ερυθρότητα ή ακμή. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής στη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι η ερυθρότητα να υποχωρήσει πλήρως.

Πονοκέφαλος

Εξίσου σπάνια είναι η εμφάνιση η πονοκεφάλων κατά τις πρώτες χρήσεις της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να είστε καθισμένοι στη διάρκεια της θεραπείας ή διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να νιώσετε καλύτερα.

Αλλεργική αντίδραση

Αν εμφανίσετε αλλεργική αντίδραση στη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, διακόψτε τη χρήση της.

i Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως, αν αυτές οι αντιδράσεις είναι ακόμα πιο έντονες.

i Αν δεν υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

7. Έναρξη!

Η θεραπεία με το Silk'n Lipo είναι εύκολη. Απλώς ακολουθήστε τα βήματα για κάθε σημείο του σώματος που σας ενδιαφέρει.

1. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρή και υγιή επιδερμίδα (βλ. ενότητα "1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις").
2. Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι επαρκώς φορτισμένες πριν τη χρήση. Αν η **λυχνία μπαταρίας/σφάλματος** αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
3. Πριν από κάθε θεραπεία, βρέξτε το **επίθεμα ηλεκτροδίου** με ένα υγρό πανί ή με τα δάχτυλά σας και τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια σε κάθε **μονάδα θεραπείας** (βλ. ενότητα "4.4. Ύγρανση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων"). Στη συνέχεια, συνδέστε μία ή περισσότερες **μονάδες θεραπείας** στη **ζώνη** (βλ. ενότητα "4.1. Σύνδεση διαφορετικών εξαρτημάτων").
4. Αποσυνδέστε ένα **σύνδεσμο** από τη μία πλευρά και τοποθετήστε τη **ζώνη** γύρω από την περιοχή θεραπείας. Στη συνέχεια, κλείστε το σύνδεσμο.
5. Σφίξτε καλά τη **ζώνη**, ώστε η **μονάδα θεραπείας** να έχει καλή επαφή με το δέρμα και η **ζώνη** να είναι σταθερά τοποθετημένη στο σώμα σας.



Αν η **ζώνη** δεν είναι αρκετά σφιχτή, η λειτουργία EMS ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, σφίξτε καλύτερα τη **ζώνη** και πατήστε το **κουμπί +** για να επιλέξετε ξανά το επιθυμητό επίπεδο έντασης του EMS.

6. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή.** Πατήστε το **κουμπί ελέγχου** σε κάθε **μονάδα θεραπείας**. Η πράσινη και η πορτοκαλί **ενδεικτική λυχνία** θα ανάψουν. Η πορτοκαλί **ενδεικτική λυχνία** σβήνει μετά από περίπου ένα δευτερόλεπτο και η **μονάδα θεραπείας** δονείται μία φορά. Αν η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα, η πράσινη **λυχνία λειτουργίας** αναβοσβήνει αργά και αρχίζει η λειτουργία του λέιζερ.
7. **Αλλαγή επίπεδου έντασης του EMS:**

- **Για να αυξήσετε την ένταση:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί +** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την ένταση του EMS στο επιθυμητό επίπεδο. Η **λυχνία λειτουργίας** αναβοσβήνει πιο γρήγορα καθώς αυξάνετε το επίπεδο έντασης του EMS.



Πατώντας παρατεταμένα το **κουμπί +**, το επίπεδο έντασης του EMS αυξάνεται κατά ένα βαθμό.

- **Για να μειώσετε την ένταση:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί -** όσες φορές απαιτείται (βλ. ενότητα "4.2. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις").

i Πατώντας παρατεταμένα το **κουμπί -**, το επίπεδο έντασης του EMS μηδενίζεται.

8. **Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κάθε περιοχή του σώματος για 15 λεπτά.** Αφήστε τη **μονάδα θεραπείας** στη θέση της και ενεργοποιήστε τη συσκευή για 15 λεπτά. Θα νιώθετε μια δόνηση ανά διαστήματα. Αυτές οι δονήσεις αποτελούν τμήμα της θεραπείας. Μετά από 15 λεπτά, θα νιώσετε 3 συνεχείς δονήσεις, η μετάδοση ενέργειας θα σταματήσει και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

i Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή **πριν περάσουν 15 λεπτά**, πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί ελέγχου**. Θα αισθανθείτε 2 διαδοχικές δονήσεις και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

9. Αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη περιοχή (δίπλα ακριβώς από το σημείο που βρίσκεται ήδη η συσκευή ή σε άλλο μέρος του σώματος), βρέξτε το **επίθεμα ηλεκτροδίου** και μετακινήστε τη **μονάδα θεραπείας** στην επόμενη θέση.

i Προσπαθήστε να μην αφήνετε κενά ανάμεσα σε κάθε σημείο και να μην καλύπτετε το ίδιο σημείο περισσότερες από μία φορές.

i Αν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλο μέρος του σώματος όπου η **μονάδα θεραπείας** δεν έχει καλή επαφή με το δέρμα, το επίπεδο έντασης του EMS θα μηδενιστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα, πατήστε σύντομα το **κουμπί ελέγχου** για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το **κουμπί +** για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης του EMS.

GR

8. Καθαρισμός και συντήρηση

8.1. Καθαρισμός των μονάδων θεραπείας και της βάσης φόρτισης

Συνιστούμε να καθαρίζετε τη **μονάδα θεραπείας** μετά από κάθε χρήση και τη **βάση φόρτισης** μία φορά το μήνα.

Πριν τον καθαρισμό:

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα (**ζώνη, επιθέματα ηλεκτροδίων, συνδέσμους, βάση φόρτισης**) από τη **μονάδα θεραπείας**. Αποσυνδέστε τη **βάση φόρτισης** από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικές ουσίες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

- Καθαρίστε κάθε **μονάδα θεραπείας** και τη **βάση φόρτισης** με ένα νωπό πανί χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

⚠ Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

8.2. Καθαρισμός των επιθεμάτων ηλεκτροδίων

- Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** και στεγνώστε τα με ένα πανί.
- Μην τα τοποθετείτε σε κλειστή συσκευασία ή συρτάρια μέχρι να στεγνώσουν καλά.

8.3. Αντικατάσταση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων

- Μη χρησιμοποιείτε τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** αν παρουσιάζουν φθορές. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε τα με καινούργια.

8.4. Καθαρισμός της ζώνης

Η **ζώνη** είναι κατασκευασμένη από τα εξής υλικά: **Εξωτερικό τμήμα:** νάιλον / **Μεσαίο τμήμα:** SBR / **Εσωτερικό τμήμα:** νάιλον.

Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού.



Πλύσιμο μόνο στο χέρι



Δεν επιτρέπεται στεγνό καθαρισμό



Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό



Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο



Μη σιδερώνετε

8.5. Αποθήκευση

- Μετά το καθαρισμό, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάθε **μονάδα θεραπείας** στη **βάση φόρτισης**.

- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τα διαφορετικά εξαρτήματα στην αρχική συσκευασία τους και φυλάξτε τα σε ένα καθαρό και στεγνό χώρο για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η **βάση φόρτισης** έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά για τις **μονάδες θεραπείας, επιθέματα ηλεκτροδίων και ζώνες** από το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή να τα παραγγείλετε απευθείας από τον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση: www.silkn.eu.

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"> • η μονάδα θεραπείας είναι φορτισμένη, • έχετε πατήσει το κουμπί ελέγχου για να την ενεργοποιήσετε, • η λυχνία λειτουργίας ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα.
Δεν νιώθω ηλεκτρική διέγερση ή το επίπεδο έντασης του EMS είναι πολύ χαμηλό.	Ελέγξτε ότι: <ul style="list-style-type: none"> • το επίθεμα ηλεκτροδίου είναι υγρό, • η μονάδα θεραπείας έχει καλή επαφή με το δέρμα και • η ζώνη είναι τοποθετημένη σταθερά στο σώμα.
Δεν μπορώ να αλλάξω το επίπεδο έντασης του EMS.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας είναι φορτισμένη.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν ταυτόχρονα.	Παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος.



Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

11. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Τηλεφωνικός αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Ιταλία		servizioclientiit@silkn.eu
Κάτω Χώρες	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
HB	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Εγγύηση

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης της Silk'n που διαθέτετε.

13. Απόρριψη

Αν η συσκευή σας έχει φτάσει το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής της, βεβαιωθείτε να ακολουθήσετε τους νόμους σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών της χώρας σας.



Απορρίψτε τα διαφορετικά υλικά της συσκευασίας ξεχωριστά. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και τη μεμβράνη μέσω της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή ανακυκλώνεται επαγγελματικά και εμποδίζει την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών* στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

* Προϊόντα που φέρουν ετικέτα με τα εξής συστατικά: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

14. Προδιαγραφές

Αρ. μοντέλου.	H5001 (συσκευή), H5002 (βάση φόρτισης)
Τεχνολογία	Τεχνολογία Laser χαμηλής ισχύος - Low Level Laser Therapy (LLLT) Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός - Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Βάση φόρτισης	Ισχύς εισόδου 12 Vdc, μέγ. 1,5 A Ταυτόχρονη φόρτιση 2 μονάδων
Τροφοδοσία μονάδας	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,7V, 2600 mA
Μοντέλα προσαρμογέα	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Ονομαστική ισχύς προσαρμογέα Ισχύς εισόδου: Ισχύς εξόδου:	100-240 Vac, 50-60 Hz, μέγ. 0,6 A 12 Vdc, 1,5A
LLLT - Μήκος κύματος διόδου - Ισχύς διόδου	658 nm +/- 8 nm 100 mW (μέγ.)
EMS - Εύρος παλμού - Τάση εξόδου	0-32 mA με φορτίο 1000 ohm Προσαρμόσιμη, 0-32 V, μέγ. τάση εξόδου 32 V από κορυφή σε κορυφή με φορτίο 1000 ohm.
- Χρόνος ενεργοποίησης - Χρόνος απενεργοποίησης	Προσαρμόσιμος, 20~2400 χιλιοστά του δευτερολέπτου Προσαρμόσιμος, 20~2400 χιλιοστά του δευτερολέπτου

- Χρόνος κλιμάκωσης	Προσαρμόσιμος, 22~800 χιλιοστά του δευτερολέπτου, 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου/βήμα. Ο χρόνος ενεργοποίησης αυξομειώνεται.
- Συχνότητα παλμού	30~50 Hz
- Διάρκεια παλμού	350~450 μs
- Χρονοδιακόπτης	15 λ.
- Μορφή κύματος	Συμμετρικός διφασικός ορθογώνιος παλμός-
- Ανοχή	Μπορεί να υπάρχει ανοχή +/- 5% για όλες τις ρυθμίσεις και ανοχή +/- 20% της εξόδου έντασης.
Βάρος	Μονάδα: 300 γρ Βάση φόρτισης: 215 γρ
Μεταφορά και αποθήκευση μεταξύ των χρήσεων και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: μείον 40° - 70°C Σχετική υγρασία: 10% - 90% Ατμοσφαιρική πίεση: 500 - 1060hPa
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5° - 40°C Σχετική υγρασία: 15% - 90% Ατμοσφαιρική πίεση: 700 - 1060hPa
Χρόνος από την ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Διάρκεια ζωής	3 έτη

15. Σήματα και σύμβολα

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας.

	Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα που φέρουν ετικέτα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
IP22	Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο αντικειμένων, όπως τα δάχτυλα των χεριών.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
	Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.
	Προϊόν laser Κλάσης 1.

Νομική σημείωση

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

To Silk'n και το λογότυπο Silk'n αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ.

İçindekiler Tablosu

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar	178
2. Güvenlik İpucu Silk'n Lipo	184
3. Silk'n Lipo cihazınızı tanıyın.....	185
4. Cihaz kontrolleri ve ayarları	186
5. Uygulama planı	190
6. Silk'n Lipo ile beklenebilecekler	191
7. Başlayın!	192
8. Temizlik ve bakım	194
9. Parçalar ve sarf malzemeleri	195
10. Sorun giderme	195
11. Müşteri hizmetleri.....	196
12. Garanti	196
13. Bertaraf etme	196
14. Teknik özellikler	197
15. İşaretler ve semboller	198

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar

Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliđi içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıřtır. Avrupa Birliđi dıřındayken, ilgili ülkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gerekir.

Silk'n Lipo güçlü bir elektrikli cihazdır. Bu nedenle güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce lütfen tüm uyarıları ve kontrendikasyonları okuyun. Her uygulamadan önce bu kılavuzdaki talimatları incelemeniz tavsiye edilir.

- Cihazı banyo yaparken veya duř alırken kullanmayın.
- Standı/řarj yuvasını elektrik kaynađına bađlamadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduđundan emin olun.
- Adaptörü sudan uzak tutun. Adaptör su geçirmez deđildir.
- Uygulama ünitelerini, standı/řarj yuvasını ve adaptörünü küvet, lavabo, su ya da bařka bir sıvının içene duřme ya da çekilme olasılıđı olan yerlere koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin.
- Suya duřmesi durumunda, standı/řarj yuvasına ve adaptöre uzanmayın. Bunları almadan hemen önce fiřini prizden çekin. Standı/řarj yuvasını prizden çekmezseniz elektrik akımına kapılabilirsiniz!

- Kablosu ya da fişini zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış adaptörü kullanmayın. Böyle bir durumda, hemen adaptörün fişini prizden çekin.
- Stand/şarj yuvası arızalanırsa, hemen fişini prizden çekin.
- Şarj etmeden veya saklamadan önce her uygulama ünitesini kurulum yapın.
- Saklamadan önce her elektrot pedi kurulum yapın.
- Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz.
- Uyumluluk açısından sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış, bu cihazda yapılacak değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Bu kılavuzda tanımlandığı üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz hasarlıysa veya düzgün çalışmadığı görülüyorsa cihazı kullanmayın. Bu durumlarda Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

- ⦿ Parçaların hiçbirini bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- ⦿ Çocukların (plastik) ambalaj ile oynamasına izin verilmemelidir. Çocuklar ambalaj malzemesiyle kendine zarar verebilir veya küçük parçaları yutup boğulabilirler.
- ⦿ Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Ayrıntılar için bkz. bölüm "13. Bertaraf etme".
- ⦿ Cihaz hurdaya çıkarılmadan önce bataryası çıkarılmalıdır.
- ⦿ Batarya çıkarılırken cihazın ana güç kaynağı ile olan bağlantısı kesilmelidir.
- ⦿ Batarya güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- ⦿ Batarya bertarafının çevre ile ilgili boyutlarına dikkat edilmelidir. Kullanılmış bataryaları çöp kutusuna atmayın. Lütfen çevreyi korumak için satıcı ile irtibata geçin.

Bataryanın çıkarılması

Bataryayı çıkarmak için cihazın parçalarına ayrılması gerekir. Bu işlem yapılırsa cihaz artık çalışmaz ve onarılamaz. Cihazın kaplaması kırılıp batarya çıkarılırsa cihazın garantisi geçersiz olur. Koruyucu gözlükler ve eldivenler kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bu işlemin gerçekleştirilmesinden doğabilecek fiziksel ya da maddi hasarlardan Home Skinovations Ltd sorumlu değildir.

Bataryayı çıkarmak için her uygulama ünitesini sert ve sağlam bir yüzeye koyun. Dış plastik muhafazayı kırmak için bir çekiç kullanın.

Muhafazayı çıkarmak için pense ya da tornavida kullanın. PCB'nin (baskılı devre kartı) vidasını sökün ve bataryanın PCB bağlantısını kopararak bataryayı çıkarın.

Kontrendikasyonlar

- Silk'n Lipo çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya psikolojik beceri ve kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler veya cihazın kullanımıyla ilgili yeterli bilgi veya deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

- Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz daha düşük bir EMS enerji seviyesi kullanın.
- Cildinizde aşırı kızarıklık, su toplaması veya yanık görürseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.
- Temiz, kuru, sağlıklı cilt üzerinde kullanın.

Şu durumlarda kullanmayın:

- kalp hastalığınız varsa ve henüz hekiminize danışmadıysanız.
- kortikosteroidler gibi immüno-supresan ilaçlar kullanıyorsanız ve hekiminize danışmadıysanız veya bağışıklık yetmezliği bozukluğunuz varsa.
- herhangi bir türde aktif kanser hastasıysanız.
- lenf bozukluğu, tiroid bozukluğu, diyabet veya karaciğer bozukluğu veya başka herhangi bir metabolizma rahatsızlığınız varsa.
- kalp pili veya dâhili defibrilatör kullanıyorsanız veya vücudunuzda başka bir aktif elektrikli implant varsa.
- uygulama bölgesine metal iyonları içeren topikal solüsyonlar uyguladıysanız.
- epilepsi rahatsızlığınız varsa.

- bacaklarınızda ciddi arteriyal dolaşım sorunları yaşıyorsanız.
- karın veya kasık bölgesinde fitik rahatsızlığınız varsa.
- hamileyseniz veya emziriyorsanız.

Vücutun şu bölümleri üzerinde kullanmayın:

- Kalbin yakınında. Elektrotlar ön göğüs kafesinin (kaburgaların ve göğüs kemiğinin bulunduğu yer) herhangi bir bölümü üzerine ve özellikle iki büyük göğüs kası üzerine yerleştirilmemelidir. Bu ventriküler fibrilasyon riskini artırabilir ve kalbin durmasına neden olabilir.
- Arka göğüs kafesi.
- Baş veya boyun.
- Cinsel organlar.
- Gözler üzerinde veya çevresinde.
- Dövme.
- Metabolik artrit veya kronik ağrı bulunan bölgeler.

- Şişmiş, enfekte veya iltihaplı olan veya cildin zarar gördüğü veya tahriş olduğu ya da cilt kabarıklıklarının (örneğin, deri döküntüleri, flebit, tromboflebit, varisli toplardamarlar veya iyileşme sürecinin etkilenebileceği ameliyat sonrası yara izleri vb.) bölgeler.
- Vücudun metal zimbalar, implantlar veya pinlerin bulunduğu bölümleri veya metale yakın bölgeler. Uygulama seansı sırasında uygulama bölgesindeki takıları veya diğer aksesuarları çıkarın.
- Kanseri geçmişin veya potansiyel cilt maligniteleri bulunan bölgeler.

2. Güvenlik İpucu Silk'n Lipo

Silk'n için güvenlik önce gelir. Silk'n Lipo şu güvenlik özelliklerine sahiptir:

- **Yakınlık sensörü:** Cihaz sadece açıkken ve **uygulama ünitesi** cildinizle yeterli temas halindeyken çalışır.
- **Otomatik kapanma:** Her ne kadar uygulamayı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz de, cilt ile temas olmadığında cihaz yaklaşık bir dakika sonra kapanır (**çalışma ışığı** sabit yeşil yanar). Ayrıca 15 dakikalık sürekli kullanımdan sonra da otomatik olarak kapanır.

3. Silk'n Lipo cihazınızı tanıyın

Silk'n Lipo belirli bölgelerde yağı azaltmanıza, kaslarınızı çalıştırmanıza ve vücudunuzun belirli bölümlerini fiziksel efor harcamadan güçlendirmenize ve tüm bunları evinizin konforunda yapmanıza yardımcı olan bir sistemdir.

Uygulama ünitesi¹ üst kollar, karın, kalçalar veya uyluklar gibi hedef bölgelere yerleştirilerek yağ yakılabilir ve ilgili bölgeden uzaklaştırılabilir. Ürün ayrıca diyet veya egzersize cevap vermeyen belirli bölgeleri şekle sokmanıza da yardımcı olabilir. Silk'n Lipo genel yağ azaltımı veya kilo verme için tasarlanmamıştır ve diyet ya da egzersizin yerine geçemez.

¹ Tekil ifadeler **uygulama ünitesi**, **kemer** ve **elektrot pedi** şeklindeki ürün parçalarına ait hem tekil hem de çoğul öğeleri bildirmek üzere kullanılmaktadır.

3.1. Paket içerikleri

- 1 veya birkaç Uygulama ünitesi *
- 2 Konektör
- 1 veya birkaç Vücut kemeri *
- 1 veya birkaç Elektrot pedi *
- Stand/şarj yuvası
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı

* Satın alınan seçeneğe göre değişir.

3.2. Cihazın Tanımı

Silk'n Lipo Düşük Düzeyde Lazer Teknolojisi (LLLT) ve Elektriksel Kas Uyarımı (EMS) teknolojilerini içeren evde kullanıma yönelik bir cihazdır. Bu enerjiler bir araya geldiğinde kas elastikiyetinin artmasına ve yağ asitleri ve birikimlerinin azalmasına yardımcı olarak vücudun güçlenmesini ve şekle girmesini sağlar.

Silk'n Lipo uygulama yapmak istediğiniz vücut bölümüne uygun kemer seçimleri içerir. Her uygulama ünitesi, EMS'yi etkinleştiren lazer diyetleri ve elektrotları içerir. Her uygulama ünitesi kemere takılır ve ardından güçlendirmek ve şekillendirmek istediğiniz vücut bölümünün üzerine yerleştirilir. Her kullanım öncesinde her uygulama ünitesinin kolayca şarj edilebilmesi için Silk'n Lipo entegre şarj edilebilen bataryalar kullanır.

Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

1. Uygulama ünitesi
2. Kontrol düğmesi
3. Gösterge ışıkları
4. Konektörler
5. Vücut kemeri
6. Elektrot pedi
7. Şarj gösterge ışıkları
8. Stand/şarj yuvası
9. Adaptör

3.3. Kullanım Amacı

Silk'n Lipo bel, kollar, uyluklar ve kalçaların çevresini azaltmak için kullanılan girişimsel olmayan bir estetik cihazdır. Cihaz ayrıca kas elastikiyetini ve sertliğini artırmak ve bu alanlardaki kasları güçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Cihaz herhangi bir tedavide veya herhangi bir tıbbi durum ya da hastalığın tedavisi için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.


4. Cihaz kontrolleri ve ayarları

4.1. Farklı parçaları bağlama


1. Farklı parçaları kutudan çıkarın.
2. **Uygulama ünitesini** düz bir yüzeye yerleştirin. Birden fazla **uygulama üniteniz** varsa, bunları birbirine bağlayın.
3. Dişi **konektörü** alın ve **uygulama ünitesinin** sol tarafına geçirin. Ardından erkek **konektörü** alın ve sağ tarafa bağlayın (resmi görmek).



4. Uygulama yaptığınız vücut bölümü için **kemeri** seçin ve Silk'n logosunun yer aldığı taraf size bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
5. Daha sonra, **kemerin** her tarafını siyah Velcro pedleri görebileceğiniz şekilde içeri doğru katlayın.



6. **Kemerin** her ucunu **konektörlerin** içine kaydırın ve ardından Velcro ped **kemere** yapışacak şekilde geriye katlayın. **Kemeriniz** şimdi şu şekilde görünecektir.



7. Elbette, Silk'n Lipo kullanmak için bir tarafı ayırmanız, **kemeri** vücudunuza yerleştirmeniz ve ardından ayırdığınız tarafı yeniden bağlamanız gerekecektir!



Cihazı sadece şu durumlarda kullanabileceğinize dikkat ediniz:

- **uygulama ünitesi** şarj edilmiş olmalıdır.
- her **uygulama ünitesine** ıslak bir **elektrot pedi** yerleştirdiğinizde (bkz. bölüm "4.4. Elektrot pedlerini ıslatma").
- her **uygulama ünitesi** cildinizle yeterli temas halindeyken.
- bu kılavuzu okuduğunuzda ve cihazın nasıl kullanıldığını anladığınızda.

4.2. Kontroller ve ayarlar



Pil/Hata Çalıştırma Kullanımda değil

Her **uygulama ünitesinde** şunları yer aldığı bir kontrol paneli bulunur:

- bir **kontrol düğmesi** (#2).
- 2 EMS enerji seviyesi düğmesi (**kontrol düğmesinin** solu ve sağı)
- 2 **gösterge ışığı** - sol ve orta (#3).

Kontrol	İşlem	Fonksiyon
Kontrol düğmesi 	Uzun süreli basma	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama ünitesini açar (veya kapatır). Üniteyi açtığınızda, kısa süreli bir titreşim hissedersiniz. Üniteyi kapattığınızda, kısa süreli 2 titreşim hissedersiniz. • Yeşil çalışma ışığı (orta) sürekli yeşil yanar.
+ Düğmesi 	Kısa süreli basma	<ul style="list-style-type: none"> • Her basıldığında EMS seviyesi artar. Seviyeler arttıkça, çalışma ışığı daha hızlı yanıp söner.
	Uzun süreli basma	<ul style="list-style-type: none"> • Kısa süreli basma ile aynı etki.
- Düğmesi 	Kısa süreli basma	<ul style="list-style-type: none"> • Her basıldığında EMS seviyesi azalır. Seviyeler azaldıkça, çalışma ışığı daha yavaş yanıp söner.
	Uzun süreli basma	<ul style="list-style-type: none"> • EMS seviyesini yeniden sıfırlar.
Batarya / Hata ışığı (sol)	Turuncu ışık sürekli yanıp söner	<ul style="list-style-type: none"> • Düşük batarya.
	Sürekli turuncu	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz hatası.
Çalışma ışığı (orta)	Yeşil ışık sürekli yanıp söner	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz açıktır ve cilt ile yeterli temas halindedir. • EMS seviyesi arttıkça daha hızlı yanıp söner.
	Sürekli yeşil	<ul style="list-style-type: none"> • Cilt ile temas yoktur ancak cihaz kullanıma hazırdır. • Cilt ile temas yoksa cihaz yaklaşık bir dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Gösterge ışığı (sağ)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Kullanımda değil.

4.3. Enerji Seviyeleri

Silk'n Lipo birden fazla Elektriksel Kas Uyarım (EMS) seviyesine sahiptir. Bu özelliği uygulama yaptığınız her vücut bölümü için kullanmak istediğiniz kas uyarımının yoğunluğunu mükemmel şekilde kontrol etmenizi sağlar. Dahası, bir uygulama sırasında seviyeleri istediğiniz sıklıkla değiştirebilirsiniz.


- **EMS seviyesini artırmak için:** Size konforlu gelen EMS seviyesini ayarlamak için **+ düğmesine** kısa süreyle gereken sayıda basın. Siz EMS seviyesini artırdıkça **çalışma ışığının** daha hızlı yanıp söndüğünü göreceksiniz.
- **EMS seviyesini düşürmek için:** - **düğmesine** kısa süreyle gereken sayıda basın (bkz. bölüm "4.2. Kontroller ve ayarlar").
- **EMS seviyesini sıfırlamak için:** - **düğmesine** uzun süreyle basın.

i EMS seviyelerini ancak **uygulama ünitesi** cildinizle yeterli temas halindeyken değiştirebilirsiniz. Cilt ile temas olmadığında, EMS sıfıra düşer.

4.4. Elektrot pedlerini ıslatma

EMS'nin çalışabilmesi için **elektrot pedleri** gereklidir ve bu pedlerin uygulamaya başlanmadan önce ıslak olması gerekir.

1. Her **elektrot pedini** ıslak bir bez veya ıslak parmaklar ile ıslatın.
2. Ardından ıslak **elektrot pedini** her **uygulama ünitesinin** arkasına yerleştirin. Ortadaki dikdörtgenin etrafına sıkı şekilde oturduğundan emin olun. **Elektrot pedinin uygulama ünitesi** üstünde düz durması için bir miktar yönlendirmeniz gerekebilir.



i Sadece **elektrot pedini** ıslatmanız, tüm **uygulama ünitesini** ıslatmanız önemlidir.


4.5. Cihazın şarj edilmesi

Her **uygulama ünitesini** ilk kullanımdan önce şarj edin. İlk şarj işlemi yaklaşık 6 saat sürecektir. Sonraki şarjlar yaklaşık 3 saat sürecektir. Cihazı her uygulamadan önce yeniden şarj etmenizi öneriyoruz.

1. **Uygulama ünitesini standa/şarj yuvasına** yerleştirmeden önce **elektrot pedlerini** çıkarın.
2. Boş **standı/şarj yuvasını** elektrik kaynağına bağlayın. 2 **şarj gösterge ışığı** sürekli sabit yeşil yanacaktır.
3. Her **uygulama ünitesini** belirlenmiş girintiler içine oturacak şekilde yuvaya yerleştirin.
 - **Uygulama ünitesi** şarj olurken, **uygulama ünitesindeki batarya/hata gösterge ışığı** yanıp sönecektir.
 - Tam şarj olduğunda **batarya/hata gösterge ışığı** (sol) sönecek ve **çalışma ışığı** (orta) sürekli yeşil yanacaktır.
4. Şarj bittiğinde, **standı/şarj yuvasını** elektrik kaynağından ayırın.

5. Uygulama planı

- ⚠ Temiz, sağlıklı cilt üzerinde kullanım içindir (bkz. bölüm "1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar").
- Hedef bölgeye uygulama seansı başına 15 dakika süreyle uygulama yapın (resmi görmek).
- Vücudun karın ve kalçalar gibi daha geniş bölgeleri için, **uygulama ünitesini** hedef bölgenin bitişik bir bölümüne götürüp 15 dakika daha kullanmak isteyebilirsiniz. Hedef bölgeyi tamamlayana kadar bunu yapmaya devam edebilirsiniz.
- Boşluklardan ve örtüşmelerden kaçınmaya çalışın.
- Silk'n Lipo cihazını bir uygulama seansı sırasında tam olarak aynı alanda tekrar kullanmayın.
- Günlük olarak kullanın, ancak her belirli hedef alan üzerinde haftada üç defadan fazla kullanmayın. İsteddiğiniz sonuçları elde edene kadar devam edin.



6. Silk'n Lipo ile beklenebilecekler

Talimatlara tam olarak uyularak **tüm uyarılara ve kontrendikasyonlara** dikkat edilmesi halinde yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm enerji bazlı cihazlarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek komplikasyonları ve riskleri anlamanız ve kabul etmeniz önemlidir.

Cilt Kızarıklığı

Uygulama yapılan alanda bir miktar cilt kızarıklığı görebilirsiniz ve bu uygulamadan sonra geçecektir.

Kas ağrısı

Tüm egzersizlerde olduğu gibi, uygulamadan sonra bir miktar kas ağrısı meydana gelebilir, ancak bu bir-iki gün içinde geçecektir. Ağrı yaşıyorsanız, geçene kadar birkaç uygulama seansında düşük bir EMS seviyesi kullanın.

Ciltte tahriş

Çok nadir görülse de, uzun süreli cilt kızarması veya akne oluşumu ihtimal dahilindedir. Kullanımı hemen durdurun ve ilgili bölgeye ancak ciltteki tahriş geçtikten sonra uygulama yapın.

Baş ağrısı

Yine çok nadiren, cihazı kullanmaya başladığınızda sersemlik hissedebilirsiniz. Bu durumda, uygulama sırasında oturun veya kendinizi iyi hissedene kadar cihazı kullanmaya ara verin.

Alerjik reaksiyon

Cihaza veya aksesuarlarına karşı alerjik reaksiyon gösterirseniz, cihazı kullanmayı bırakın.

-  Bu etkilerden herhangi bir daha şiddetliyse cihazı kullanmayı hemen kesin.
-  Etkiler 2-3 gün içinde geçmezse doktorunuza görünün.

7. Başlayın!

Silk'n Lipo ile uygulama yapmak kolaydır. Vücutunuzda uygulama yapmak istediğiniz her bölüm için şu adımları uygulamanız yeterlidir.

1. Temiz, sağlıklı cilt üzerinde kullanın (bkz. bölüm "1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar").
2. Kullanımdan önce bataryaların yeterince şarjli olduğunu kontrol edin. **Batarya/hata ışığı** turuncu renkliyse ve yavaş yanıp sönüyorsa, bu bataryanın zayıf olduğunu gösterir.
3. Her uygulamadan önce, **elektrot pedini** ıslak bir bez veya ıslak parmaklar ile ıslatın ve her **uygulama ünitesine** yerleştirin (bkz. bölüm "4.4. Elektrot pedlerini ıslatma"). Ardından, bir veya birkaç **uygulama ünitesini kemere** bağlayın (bkz. bölüm "4.1. Farklı parçaları bağlama").
4. Bir taraftaki **konektörlerden birini** ayırın ve ardından **kemeri** uygulama yapmak istediğiniz bölgenin çevresine yerleştirin. Ardından ayırdığınız tarafı yeniden bağlayın.
5. **Uygulama ünitesi** cildinizle yeterli temas halinde olacak ve **kemer** sağlam ve vücudunuza yeterince sabitlenmiş olacak şekilde **kemerin** sıklığını ayarlayın.

-  **Kemer** cildinize sıkı şekilde oturmuyorsa, EMS enerjisi kesilebilir. Bu durumda, **kemeri** sıkın ve gereken EMS enerji seviyesini yeniden seçmek için **+ düğmesine** basın.

6. **Cihazı açın.** Kontroller görüldüğünde, her **uygulama ünitesindeki kontrol düğmesine** basın. Yeşil ve turuncu **gösterge ışıkları** yanacaktır. Turuncu **gösterge ışığı** yaklaşık bir saniye içinde söner ve **uygulama ünitesi** bir kez titreşir. **Uygulama ünitesi** cilde yeterince temas ettiğinde, yeşil **çalışma ışığı** yavaşça yanıp söner ve lazer enerjisi çalışmaya başlar.
7. **EMS seviyesini değiştirme:**
- **Artırmak için:** Size konforlu gelen EMS seviyesini ayarlamak için **+ düğmesine** kısa süreyle gereken sayıda basın. Siz EMS seviyesini artırdıkça **çalışma ışığı** daha hızlı yanıp sönecektir.
- i** **+ düğmesine** uzun süreyle basarsanız, EMS seviyesi sadece bir kademe artar.
- **Düşürmek için: - düğmesine** kısa süreyle gereken sayıda basın (bkz. bölüm "4.2. Kontroller ve ayarlar").
- i** **- düğmesine** uzun süreyle basılması, EMS seviyesini sıfırlar.
8. **Her bölgeye 15 dakika uygulama yapın.** 15 dakika süreyle **uygulama ünitesini** yerinde ve cihazı açık tutun. Birkaç dakikada bir titreşim hissedeceksiniz. Titreşimler uygulama rutininin normal bir parçasıdır. 15 dakikanın sonunda, 3 titreşim hissedeceksiniz, artık enerji uygulaması yapılmayacak ve cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- i** Cihazı **15 dakika** dolmadan **önce** kapatmak için, **kontrol düğmesine** uzun süreyle basın. 2 titreşim hissedeceksiniz, ardından cihaz kapanacaktır.
9. Başka bir bölgeye uygulama yapmak isterseniz (az önce uygulama yaptığınız bölgenin yanında veya vücudunuzun başka bir bölgesi), **elektrot pedini** ıslatın ve **uygulama ünitesini** sonraki alana götürün.
- i** Boşluklardan ve örtüşmelerden kaçınmaya çalışın.
- i** Cihazı vücudunuzun başka bir bölümüne götürürseniz ve **uygulama ünitesi** cilt ile yeterli temas halinde değilse, EMS seviyesi sıfıra geri düşer. Bu durumda, **uygulama ünitesi** cilde yeterince temas ettiğinden emin olun, ardından cihazı yeniden başlatmak için **kontrol düğmesine** kısa süreyle basın ve ardından EMS seviyesini artırmak için **+ düğmesine** basın.

8. Temizlik ve bakım

8.1. Uygulama ünitesini ve şarj yuvasını temizleme

Uygulama ünitesini her kullanımdan sonra ve **standı/şarj yuvasını** ayda bir kez temizlemenizi öneririz.

Temizlikten önce:

- **Uygulama ünitesini** tüm diğer parçalardan (**kemer, elektrot pedleri, konektörler, stand/şarj yuvası**) ayırın. **Standı/şarj yuvasını** elektrik kaynağından ayırın.
- Herhangi bir parçayı temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri ve kimyasallar kullanmayın.
- Her **uygulama ünitesini** ve **standı/şarj yuvasını** hafif bir deterjan kullanarak nemli bir bezle temizleyin, ardından temiz bir bezle silip kurulaşın.
- ⚠ Parçaların hiçbirini bulaşık makinesinde temizlemeyin.

8.2. Elektrot pedlerini temizleme

- Her kullanımdan sonra, her **elektrot pedini** bir bezle silin ve kurulaşın.
- Tamamen kuruyana kadar kapalı bir kutuya veya çekmeceye koymayın.

8.3. Elektrot pedlerini deęiştirme

- Hasarlı olmaları halinde **elektrot pedlerini** kullanmayın. Hasar durumunda, yenileriyle deęiştirin.

8.4. Kemerini temizleme

Kemer malzemeleri: **Dış:** Naylon / **Orta katman:** SBR / **İç:** Naylon.

Lütfen temizlik talimatlarına dikkat edin.



Sadece elde yıkayın



Kuru temizlemeye vermeyin



Çamaşır suyu kullanmayın



Kurutma makinesinde kurutmayın



Ütülemeyin

8.5. Depolama

- Temizlikten sonra, her **uygulama ünitesini standa/şarj yuvasına** geri koymanızı öneririz.
- Cihazı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, toz birikmesini önlemek için farklı parçaları orijinal ambalajı içerisinde temiz, kuru bir yerde depolayın.
- **Standı/şarj yuvasını** elektrik kaynağından ayırdığınızdan emin olun.

9. Parçalar ve sarf malzemeleri

Yedek **uygulama üniteleri**, **elektrot pedleri** veya **kemerleri** cihazı satın aldığınız bayiden alabilir veya www.silkn.eu web sitemizden doğrudan sipariş edebilirsiniz.

10. Sorun giderme

Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Kontroller
Cihazım çalışmıyor.	Şunlardan emin olun: <ul style="list-style-type: none">● uygulama ünitesi şarj edilmiş olmalıdır.● açmak için kontrol düğmesine basmış olmanız gerekir.● çalışma ışığı sabit yeşil olmalıdır.
Elektriksel uyarımı hissedemiyorum veya EMS seviyesi çok düşük geliyor.	Şunları kontrol edin: <ul style="list-style-type: none">● elektrot pedi ıslak olmalıdır.● uygulama ünitesi cilt ile yeterli temas halinde olmalıdır.● kemer vücudunuza sıkıca sabitlenmelidir.
EMS seviyesini değiştiremiyorum.	Uygulama ünitesinin şarjlı olduğunu kontrol edin.
Gösterge ışıkları sürekli yanıyor.	Bir sistem hatası vardır.

 Sorularınız veya sorunlarınız varsa, lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

11. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanti

Silk'n garanti belgenize bakınız.

13. Bertaraf etme

Cihazınızın kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, elektrikli aletlerin bertarafı konusunda ülkenizde geçerli olan kanunlara uygun hareket ettiğinizden emin olun.



Ambalajı tek tip malzemeler olarak ayrılmış şekilde bertaraf edin. Karton ve kutuyu atık kağıt olarak ve filmi geri dönüştürülebilir malzeme toplama hizmeti aracılığıyla bertaraf edin.



Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi sağlanır ve zararlı maddelerin* çevreye salınması önlenir. Bertaraf öncesinde cihazın şarjsız durumda olduğundan emin olun.

* Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun şeklinde etiketli ürünler.

14. Teknik özellikler

Model no.	H5001 (cihaz); H5002 (şarj yuvası)
Teknoloji	Düşük Seviyeli Lazer Tedavisi (LLLT) Elektriksel Kas Uyarımı (EMS)
Şarj yuvası	Giriş 12Vdc, 1,5A maks 2 modülün aynı anda şarj edilmesi
Modülün güç kaynağı	Lityum iyon batarya, 3,7V, 2600mA
Adaptör modelleri	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adaptör Derecesi Giriş: Çıkış:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,6A Maks 12 Vdc, 1,5A
LLLT - Diyot dalga boyu - Diyot gücü	658nm +/- 8nm 100mW (maks)
EMS - Atım Genliği	1000 ohm yük içine 0-32mA
- Çıkış Voltajı	Ayarlanabilir 0-32V, 1000ohm yük içine Maks çıkış 32V tepeden tepeye.
- Açılma Zamanı	Ayarlanabilir, 20~2400 milisaniye
- Kapatma zamanı	Ayarlanabilir, 20~2400 milisaniye
- Artış Zamanı	Ayarlanabilir, 22~800 milisaniye, 22 milisaniye/adım. "Açılma" zamanı artar ve azalır.
- Atım Hızı	30~50 Hz
- Atım Genişliği	350~450µs
- Süre ölçer	15 dk
- Dalga Formu	Simetrik İki fazlı dikdörtgen atım
- Tolerans	Tüm ayarlarda +/-%5 tolerans ve çıkış yoğunluğu için +/-%20 tolerans olabilir.

Ağırlık	Modül: 300gr Şarj Yuvası: 215gr
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: eksi 40 - 70°C Bağıl nem: %10 - %90 Atmosfer basıncı: 500 - 1060hPa
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 5 - 40°C Bağıl nem: %15 - %90 Atmosfer basıncı: 700 - 1060hPa
Kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığıyla minimum çalışma sıcaklığına kadar gereken süre.	30 dakika
Kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığıyla maksimum çalışma sıcaklığına kadar süre.	30 dakika
Hizmet ömrü	3 yıl

15. İşaretler ve semboller

Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliği içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıştır. Avrupa Birliği dışındayken, ilgili ülkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gerekir.

	Uygunluk Beyanı: Bu sembol ile etiketlenmiş ürünler Avrupa Ekonomik Alanının geçerli tüm hükümlerini yerine getirir.
IP22	Cihaz, parmaklar dahil nesnelere girişine karşı korumalıdır.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir.
	Çalıştırma talimatlarını uygulayın.
	Sınıf 1 lazer ürünü.

Yasal Uyarı

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd tarafından verilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovations Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir.

Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'nin açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Home Skinovations Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Silk'n ve Silk'n logosu Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, İSRAİL.

Indice

1. Avvertenze e controindicazioni.....	201
2. Sicurezza di Silk'n Lipo	207
3. Conoscere Silk'n Lipo.....	208
4. Comandi e impostazioni del dispositivo	209
5. Piano di trattamento	214
6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Lipo.....	215
7. Per iniziare!.....	216
8. Pulizia e manutenzione	217
9. Ricambi e consumabili.....	219
10. Risoluzione dei problemi	219
11. Servizio di assistenza clienti	220
12. Garanzia.....	220
13. Smaltimento.....	220
14. Caratteristiche tecniche	221
15. Segni e simboli	223

1. Avvertenze e controindicazioni

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e le regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia.

Silk'n Lipo si tratta di un potente dispositivo elettrico da usare con particolare attenzione alla sicurezza. Leggere tutte le avvertenze e le controindicazioni prima dell'uso. Si consiglia all'utente di familiarizzare con le istruzioni d'uso di questo manuale prima di ogni trattamento.

- Non utilizzare il dispositivo mentre si fa il bagno o sotto la doccia.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di collegare il supporto/base di ricarica all'alimentazione elettrica.
- Tenere l'adattatore lontano dall'acqua. L'adattatore non è impermeabile!
- Non poggiare o conservare le unità di trattamento, il supporto/base di ricarica e l'adattatore in posizioni da cui possano cadere o essere tirati dentro a una vasca, a un lavandino, in acqua o in qualsiasi altro liquido.

- Non toccare il supporto/base di ricarica o l'adattatore nel caso in cui siano caduti in acqua. Scollegarli immediatamente entrambi dall'alimentazione elettrica prima di recuperarli. Il mancato scollegamento del supporto/base di ricarica può provocare scosse elettriche!
- Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore.
- In caso di malfunzionamento del supporto/base di ricarica, scollegare immediatamente.
- Asciugare ciascuna unità di trattamento prima di ricaricarla o riporla.
- Asciugare i cuscinetti a elettrodi prima di riporli.
- Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici.
- Cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità

potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

- Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato o non sembra funzionare correttamente. In questi casi, contattare il servizio di assistenza clienti.
- Nessun componente del dispositivo è adatto al lavaggio in lavastoviglie.
- I bambini non devono giocare con la confezione (in plastica), perché potrebbero ferirsi con il materiale o ingoiarne piccole parti e soffocare.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. Per i dettagli vedere la sezione "13. Smaltimento".
- Prima di rottamare il dispositivo, rimuovere la batteria.
- Prima di rimuovere la batteria, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.

- Prestare attenzione agli aspetti ecologici riconducibili allo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie usate nella pattumiera. A salvaguardia dell'ambiente, La invitiamo a contattare il rivenditore.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, il dispositivo deve essere fatto a pezzi. Dopo tale procedura, il dispositivo non funzionerà più né sarà riparabile. Una volta rotto l'alloggiamento del dispositivo ed estratta la batteria, ogni garanzia risulterà nulla. Si raccomanda di indossare occhiali e guanti protettivi di sicurezza.

Home Skinovations Ltd non è responsabile di eventuali danni fisici o materiali provenienti dall'esecuzione di tale procedura.

Per rimuovere la batteria, appoggiare ciascuna unità di trattamento su una superficie dura e resistente. Utilizzare un martello per rompere l'alloggiamento esterno in plastica.

Rimuovere l'alloggiamento servendosi di un cacciavite o di pinze. Svitare la PCB (circuito stampato) e rimuovere la batteria scollegandone la spina dalla PCB.

Controindicazioni

- Silk'n Lipo non deve essere utilizzato da bambini, adulti con capacità fisiche, sensoriali o psicologiche limitate, ovvero da manchi di esperienza o conoscenze sul suo utilizzo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si avverte fastidio, diminuire il livello di energia EMS.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di forte arrossamento della pelle, o in presenza di vesciche o scottature.
- Usare su pelle pulita, asciutta e sana.

Non utilizzare in caso di:

- malattie cardiache, se non previa consultazione col proprio medico.
- terapia con farmaci immunosoppressori come i corticosteroidi senza consultare il medico, o in presenza di un disturbo da immunodeficienza.
- qualsiasi tipo di tumore attivo.
- disturbi linfatici, disturbi della tiroide, diabete o disturbi del fegato, o qualsiasi altra condizione metabolica.
- pacemaker, defibrillatore o qualsiasi altro impianto elettrico attivo in qualsiasi parte del corpo.

- applicazione di soluzioni topiche contenenti ioni metallici sull'area da trattare.
- epilessia.
- gravi problemi di circolazione arteriosa agli arti inferiori.
- ernia addominale o inguinale.
- gravidanza o allattamento.

Non usare sulle seguenti parti del corpo:

- Vicino al cuore. Non posizionare gli elettrodi su qualsiasi parte della gabbia toracica anteriore (in corrispondenza delle costole e dello sterno), in particolare sui due grandi pettorali, poiché potrebbe aumentare il rischio di fibrillazione ventricolare e provocare arresto cardiaco.
- Sulla gabbia toracica posteriore.
- Su testa o collo.
- Sui genitali.
- Intorno o sopra agli occhi.
- Aree con tatuaggi.
- Su aree interessate da artrite metabolica o dolore cronico.

- Su aree gonfie, infette o infiammate; in presenza di cute lesa o irritata o di eruzioni cutanee (ad esempio rash cutanei, flebite, tromboflebite, vene varicose o cicatrici post-operatorie la cui guarigione potrebbe essere compromessa, ecc.).
- Su parti del corpo che presentano punti metallici, impianti o chiodi o in prossimità di elementi metallici. Durante il trattamento, rimuovere gioielli o altri accessori dall'area da trattare.
- Su aree con anamnesi di tumore o potenziali patologie maligne della cute.

2. Sicurezza di Silk'n Lipo

Con Silk'n la sicurezza viene prima di tutto. Silk'n Lipo dispone dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- **Sensore di prossimità:** il dispositivo funziona solo quando è acceso e l'**unità di trattamento** è pienamente a contatto con la pelle.
- **Spegnimento automatico:** anche se è possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento, il dispositivo si spegne dopo circa un minuto dall'ultimo contatto con la pelle (**luce di funzionamento** verde fissa), e automaticamente anche dopo 15 minuti di utilizzo continuato.

3. Conoscere Silk'n Lipo

Silk'n Lipo è un dispositivo che aiuta a ridurre il grasso localizzato in aree specifiche, allena i muscoli e tonifica determinate parti del corpo senza sforzo fisico, comodamente a casa propria.

Posizionando l'**unità di trattamento**¹ sull'area desiderata, ad esempio braccia, addome, glutei o cosce, è possibile scomporre e rimuovere il grasso localmente dall'area trattata. Può anche aiutare a modellare singole aree nelle quali non sono visibili gli effetti di una dieta o dell'esercizio fisico. Silk'n Lipo non è da intendersi per la riduzione di grasso in generale o la perdita di peso, e non può sostituire dieta o esercizio fisico.

¹ Il singolare indica sia l'elemento singolo sia gli elementi multipli delle seguenti componenti del prodotto: **unità di trattamento**, **cinghia** e **cuscinetto a elettrodi**.

3.1. Contenuto della confezione

- 1 o più unità di trattamento *
- 2 connettori
- 1 o più cinghie *
- 1 o più cuscinetti a elettrodi *
- Supporto/base di ricarica
- Adattatore
- Manuale per l'utente
- Certificato di garanzia

* Variabile a seconda del modello acquistato.

3.2. Descrizione del dispositivo

Silk'n Lipo è un dispositivo per uso domestico che utilizza la Low Level Laser Technology (LLLT, tecnologia laser a basso livello) e la Electrical Muscle Stimulation (EMS, stimolazione muscolare elettrica). Questi due tipi di energia utilizzati in combinazione aiutano ad aumentare il tono muscolare e a ridurre gli acidi grassi e gli accumuli adiposi, migliorando la tonicità corporea e rimodellando le forme.

Silk'n Lipo include una serie di cinghie adatte a ciascuna parte del corpo che si intende trattare. Ciascuna unità di trattamento contiene diodi laser ed elettrodi che attivano l'EMS. Ed è agganciata alla cinghia che viene poi posizionata sulla parte del corpo che si desidera tonificare e rimodellare. Silk'n Lipo è dotato di batterie ricaricabili integrate per caricare con facilità ciascuna unità di trattamento prima dell'uso.

Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina del manuale.

1. Unità di trattamento
2. Pulsante di comando
3. Indicatori luminosi
4. Connettori
5. Cinghia
6. Cuscinetto a elettrodi
7. Indicatori luminosi di carica
8. Supporto/base di ricarica
9. Adattatore

3.3. Uso previsto


Silk'n Lipo è un dispositivo estetico non invasivo che riduce la circonferenza di vita, braccia, cosce e glutei, adatto anche a migliorare il tono e la consistenza muscolare e a potenziare i muscoli nelle aree menzionate.

Il dispositivo non è indicato per l'uso terapeutico o per trattare qualsiasi tipo di patologia medica/malattia. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.


4. Comandi e impostazioni del dispositivo

4.1. Collegamento dei diversi componenti


1. Estrarre i diversi componenti dalla confezione.
2. Posizionare l'**unità di trattamento** su una superficie piana. Se si dispone di più **unità di trattamento**, collegarle l'una all'altra.
3. Fissare a incastro il **connettore femmina** sul lato sinistro dell'**unità di trattamento**. Poi collegare il **connettore maschio** al lato destro (vedere l'illustrazione).



4. Selezionare la **cinghia** corrispondente alla parte del corpo da trattare e stenderla su una superficie piana col logo Silk'n rivolto verso l'alto.
5. Poi, ripiegare ciascuna estremità della **cinghia** verso l'interno: i cuscinetti in velcro neri sono ora visibili.



6. Infilare le estremità della **cinghia** nei **connettori** e ripiegarle all'indietro, permettendo così ai cuscinetti in velcro di aderire alla **cinghia**. La **cinghia** ora appare come illustrato.




7. Ovviamente, per utilizzare Silk'n Lipo è necessario staccare un'estremità, posizionare la **cinghia** sul corpo e poi riattaccare l'estremità scollegata.



È possibile utilizzare il dispositivo soltanto:

- l'**unità di trattamento** sia carica.
- se il **cuscinetto a elettrodi** inumidito è stato posizionato su ciascuna **unità di trattamento** (vedere la sezione "4.4. Inumidire i cuscinetti a elettrodi").
- se le **unità di trattamento** sono pienamente a contatto con la pelle.
- dopo avere letto questo manuale e compreso il funzionamento del dispositivo.

4.2. Comandi e impostazioni



Batteria / Errore Di funzionamento Non in uso

Ciascuna **unità di trattamento** è dotata di un pannello comandi che include:

- **pulsante di comando** (#2)
- 2 pulsanti per regolare il livello di energia EMS (a sinistra e a destra del **pulsante di comando**)
- 2 **indicatori luminosi**, a sinistra e al centro (#3)

Comando	Azione	Funzione
Pulsante di comando 	Tenere premuto	<ul style="list-style-type: none"> • Accende (o spegne) l'unità di trattamento. Una vibrazione breve segnala l'accensione, mentre due vibrazioni brevi segnalano lo spegnimento. • La luce di funzionamento verde (al centro) sarà fissa.
Pulsante + 	Premere brevemente	<ul style="list-style-type: none"> • Ciascuna pressione aumenta il livello di EMS. Più aumenta il livello, più la luce di funzionamento lampeggia velocemente.
	Tenere premuto	<ul style="list-style-type: none"> • Stesso effetto ottenuto premendo brevemente.
Pulsante - 	Premere brevemente	<ul style="list-style-type: none"> • Ciascuna pressione diminuisce il livello di EMS. Più diminuisce il livello, più la luce di funzionamento lampeggia lentamente.
	Tenere premuto	<ul style="list-style-type: none"> • Reimposta il livello di EMS su zero.
Luce di batteria/errore (a sinistra)	La luce arancione lampeggia costantemente	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria in esaurimento
	Luce arancione fissa	<ul style="list-style-type: none"> • Errore del dispositivo.

Comando	Azione	Funzione
Luce di funzionamento (al centro)	La luce verde lampeggia costantemente	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo è acceso ed è correttamente a contatto con la pelle. • Lampeggia più velocemente quando aumenta il livello di EMS.
	Luce verde fissa	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo è pronto per essere utilizzato ma non è a contatto con la pelle. • Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo circa un minuto dall'ultimo contatto con la pelle.
Indicatore luminoso (a destra)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Non in uso.

4.3. Livelli di energia

Con Silk'n Lipo è possibile impostare svariati livelli di stimolazione muscolare elettrica (Electrical Muscle Stimulation, EMS). Questo permette un controllo eccellente dell'intensità della stimolazione muscolare che si desidera applicare a ciascuna parte del corpo da trattare. Inoltre, è possibile modificare il livello ogniqualvolta lo si desidera durante il trattamento.


- 
Per aumentare il livello di EMS: Premere brevemente il **pulsante +** per il numero di volte necessario a raggiungere un livello di EMS piacevole per l'utente. Si osserverà che la **luce di funzionamento** lampeggia più rapidamente quando si aumenta il livello di EMS.
- 
Per ridurre il livello di EMS: Premere brevemente il **pulsante -** per il numero di volte necessario (vedere la sezione "4.2. Comandi e impostazioni").
- 
Per reimpostare il livello di EMS su zero: Tenere premuto il **pulsante -**.

 È possibile modificare il livello di EMS quando l'**unità di trattamento** è pienamente a contatto con la pelle. In assenza di contatto con la pelle, l'EMS si azzerà.

4.4. Inumidire i cuscinetti a elettrodi

I **cuscinetti a elettrodi** sono indispensabili per il funzionamento dell'EMS e devono essere inumiditi prima di iniziare il trattamento.

1. Inumidire i **cuscinetti a elettrodi** con un panno umido o con le dita bagnate.
2. Posizionare un **cuscinetto a elettrodi** inumidito sul retro di ciascuna **unità di trattamento**, accertandosi che combaci perfettamente con il rettangolo centrale. Potrebbe essere necessario appiattire leggermente il **cuscinetto a elettrodi** sull'**unità di trattamento**.



i Fare attenzione a inumidire soltanto il **cuscinetto a elettrodi** e non l'intera **unità di trattamento**.

4.5. Ricaricare il dispositivo


Ricaricare le **unità di trattamento** prima del primo utilizzo. La prima ricarica richiederà circa 6 ore, le successive circa 3 ore. Si raccomanda di ricaricare il dispositivo prima di ogni trattamento.

1. Rimuovere i **cuscinetti a elettrodi** prima di posizionare le **unità di trattamento** sul **supporto/base di ricarica**.
2. Collegare il **supporto/base di ricarica** vuoto all'alimentazione elettrica. I **2 indicatori luminosi di ricarica** saranno verdi a luce fissa.
3. Posizionare ciascuna **unità di trattamento** sulla base di ricarica in corrispondenza delle apposite scanalature.
 - Quando l'**unità di trattamento** è in ricarica, l'**indicatore luminoso di batteria/errore** arancione sull'**unità di trattamento** lampeggia.

- A ricarica completa, l'**indicatore luminoso di batteria/errore** (a sinistra) si spegne e la **luce di funzionamento** verde (al centro) sarà fissa.
4. Terminata la ricarica, scollegare il **supporto/base di ricarica** dall'alimentazione elettrica.

5. Piano di trattamento

-  Usare su pelle pulita e sana (vedere la sezione "1. Avvertenze e controindicazioni").
- Trattare l'area desiderata per 15 minuti a sessione (vedere l'illustrazione).
 - Per le parti del corpo più grandi, come la pancia o i glutei, si consiglia di spostare l'**unità di trattamento** su un'area adiacente a quella trattata e continuare per altri 15 minuti. Proseguire in questo modo fino a trattare l'intera area desiderata.
 - Evitare di lasciare spazi non trattati o di sovrapporsi a un'area già trattata.
 - Non utilizzare mai Silk'n Lipo esattamente sullo stesso punto durante una sessione di trattamento.
 - Per uso quotidiano, ma non più di 3 volte a settimana su ciascuna area specifica. Proseguire fino a ottenere i risultati desiderati.



6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Lipo

Se ci si attiene con precisione alle istruzioni e si presta attenzione a **ogni avvertenza e controindicazione**, complicanze ed effetti indesiderati sono eventi rari. Tuttavia, qualsiasi dispositivo che sfrutti l'energia, compresi quelli progettati per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Per questo motivo, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze.

Rossore cutaneo

La pelle dell'area trattata potrebbe risultare arrossata, ma il rossore dovrebbe scomparire dopo il trattamento.

Dolore muscolare

Come per qualsiasi tipo di esercizio fisico, dopo il trattamento è possibile riscontrare indolenzimento muscolare, che scompare di norma dopo un giorno o due. In questi casi, utilizzare un basso livello di EMS per alcune sessioni di trattamento fino alla scomparsa dell'indolenzimento.

Irritazione cutanea

Anche se molto raramente, possono verificarsi rossore cutaneo prolungato o acne. Interrompere immediatamente l'uso e riprendere il trattamento di quell'area specifica soltanto quando l'irritazione cutanea scompare.

Mal di testa

Altrettanto rara è la probabilità di avvertire vertigini quando si inizia a utilizzare il dispositivo. Qualora ciò dovesse verificarsi, rimanere seduti durante il trattamento o interrompere l'utilizzo del dispositivo fino a quando non ci si sente meglio.

Reazione allergica

In caso di reazione allergica al dispositivo o ai suoi accessori, interrompere l'utilizzo.

-  Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo se uno qualsiasi di questi sintomi è di gravità maggiore.
-  Consultare il medico se i sintomi non scompaiono entro 2-3 giorni.

7. Per iniziare!

Il trattamento con Silk'n Lipo è semplice. Seguire queste fasi per ciascuna parte del corpo che si desidera trattare.

1. Usare su pelle pulita e sana (vedere la sezione "1. Avvertenze e controindicazioni").
2. Prima dell'uso verificare che le batterie siano cariche. Se la **luce di batteria/ errore** è arancione e lampeggia lentamente significa che la batteria è quasi scarica.
3. Prima di ciascun trattamento, inumidire il **cuscinetto a elettrodi** con un panno inumidito o con le dita, quindi posizionarlo su ciascuna **unità di trattamento** (vedere la sezione "4.4. Inumidire i cuscinetti a elettrodi"). Quindi collegare una o più **unità di trattamento** alla **cinghia** (vedere il paragrafo "4.1. Collegamento dei diversi componenti").
4. Scollegare uno dei **connettori** da un lato, quindi posizionare la **cinghia** attorno all'area che si desidera trattare. A questo punto ricollegare il connettore appena scollegato.
5. Stringere la **cinghia** in modo che l'**unità di trattamento** aderisca bene alla pelle e che la **cinghia** sia stabile e aderente al corpo.

i Se la **cinghia** non aderisce bene alla pelle, l'alimentazione dell'EMS potrebbe interrompersi. In tale eventualità, stringere la **cinghia** e premere il **pulsante +** per rifezionare il livello di EMS richiesto.

6. **Accendere il dispositivo.** Guardando i comandi, premere il **pulsante di comando** su ciascuna **unità di trattamento**. Gli **indicatori luminosi** verdi e arancioni si accenderanno. L'**indicatore luminoso** arancione si spegnerà dopo circa un secondo e l'**unità di trattamento** vibrerà una volta. Quando l'**unità di trattamento** sarà correttamente a contatto con la pelle, la **luce di funzionamento** verde lampeggerà lentamente e l'energia laser inizierà a funzionare.

7. Cambiare il livello di EMS:

- **Per aumentarlo:** Premere brevemente il **pulsante +** per il numero di volte necessario a raggiungere un livello di EMS piacevole per l'utente. La **luce di funzionamento** lampeggia più rapidamente quando si aumenta il livello di EMS.

i Se si tiene premuto il **pulsante +**, il livello di EMS aumenterà soltanto di un'unità.

- **Per ridurlo:** premere brevemente il **pulsante** - per il numero di volte necessario (vedere la sezione "4.2. Comandi e impostazioni").

i Tenere premuto il **pulsante** - consente di ripristinare il livello di EMS a zero.

8. **Trattare ogni area per 15 minuti.** Tenere l'**unità di trattamento** in posizione e il dispositivo attivo fino a un massimo di 15 minuti. Si avvertirà una vibrazione a intervalli regolari. Le vibrazioni sono una parte normale della routine di trattamento. Al termine dei 15 minuti si avvertiranno 3 vibrazioni, non verrà emessa più energia e il dispositivo si spegnerà automaticamente.

i Per spegnere il dispositivo **prima dei 15 minuti**, tenere premuto a lungo il **pulsante di comando**. Si avvertiranno 2 vibrazioni, quindi il dispositivo si spegnerà.

9. Se si desidera trattare un'altra area (vicina all'area appena trattata, oppure in un'altra parte del corpo), inumidire il **cuscinetto a elettrodi** e spostare l'**unità di trattamento** nella successiva posizione.

i Evitare di lasciare spazi non trattati o di sovrapporsi a un'area già trattata.

i Se si sposta il dispositivo in un'altra parte del corpo e l'**unità di trattamento** non aderisce correttamente alla pelle, il livello di EMS verrà azzerato. In tale eventualità, assicurarsi che l'**unità di trattamento** aderisca bene alla pelle, quindi premere rapidamente il **pulsante di comando** per riavviare il dispositivo e in seguito premere il **pulsante +** per aumentare il livello di EMS.

8. Pulizia e manutenzione

8.1. Pulizia delle unità di trattamento e della base di ricarica

Si consiglia di pulire l'**unità di trattamento** dopo ogni uso, e il **supporto/base di ricarica** una volta al mese.

Prima della pulizia:

- Scollegare l'**unità di trattamento** da tutti gli altri componenti (**cinghia, cuscinetti a elettrodi, connettori, supporto/base di ricarica**). Scollegare il **supporto/base di ricarica** dall'alimentazione elettrica.
- Per pulire qualsiasi parte del dispositivo non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti chimici.

- Pulire ciascuna **unità di trattamento** e il **supporto/base di ricarica** con un panno inumidito con un detergente delicato, quindi asciugarli con un panno pulito.

⚠ Nessun componente del dispositivo è adatto al lavaggio in lavastoviglie.

8.2. Pulizia dei cuscinetti a elettrodi

- Dopo ogni uso, strofinare con un panno ciascun **cuscinetto a elettrodi** e asciugarlo.
- Non riporre i cuscinetti a elettrodi in una scatola chiusa o in un cassetto finché non saranno completamente asciutti.

8.3. Sostituzione dei cuscinetti a elettrodi

- Non usare i **cuscinetti a elettrodi** nel caso in cui siano danneggiati. In tale eventualità sostituirli con dei cuscinetti nuovi.

8.4. Pulizia della cinghia

La **cinghia** è composta dai seguenti materiali: **Esterno:** nylon / **strato intermedio:** SBR / **interno:** nylon.

Prestare attenzione alle istruzioni di pulizia.



Lavare esclusivamente a mano



Non asciugare a secco



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare

8.5. Di conservazione

- Dopo la pulizia si consiglia di riposizionare ciascuna **unità di trattamento** sul **supporto/base di ricarica**.
- Se non si prevede di usare il dispositivo per un lungo periodo di tempo, riporre i diversi componenti nella confezione originale, che andrà riposta in un luogo asciutto e pulito per prevenire l'accumulo di polvere.

- Assicurarsi che il **supporto/base di ricarica** sia scollegato dall'alimentazione elettrica.

9. Ricambi e consumabili

È possibile acquistare **unità di trattamento, cuscinetti a elettrodi** o **cinghie** di ricambio tramite il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo, oppure è possibile ordinarli direttamente dal nostro sito web: www.silkn.eu.

10. Risoluzione dei problemi

Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

Problema	Verifica
Il dispositivo non si avvia.	Assicurarsi che: <ul style="list-style-type: none">● l'unità di trattamento sia carica.● sia stato premuto il pulsante di comando per accendere il dispositivo.● la luce di funzionamento sia di colore verde fisso.
Non avverto la stimolazione elettrica o il livello di EMS sembra troppo basso.	Verificare che: <ul style="list-style-type: none">● il cuscinetto a elettrodi sia umido.● l'unità di trattamento sia pienamente a contatto con la pelle e● la cinghia aderisca perfettamente al corpo.
Non riesco a cambiare il livello di EMS.	Verificare che l' unità di trattamento sia carica.
Gli indicatori luminosi rimangono accesi per tutto il tempo.	Errore di sistema.

-  Rivolgersi al servizio di assistenza clienti per qualsiasi domanda o problema.

11. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo.

I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
Altri Paesi europei:	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanzia

Fare riferimento al certificato di garanzia Silk'n.

13. Smaltimento

Al compimento del ciclo di vita utile del dispositivo, attenersi alla normativa relativa allo smaltimento di prodotti elettrici vigente nel proprio Paese.



Smaltire la confezione separando i materiali per tipologia. Smaltire il cartone e la scatola come carta da riciclo e la pellicola mediante il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.



Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. In questo modo il dispositivo viene riciclato in maniera professionale, evitando di rilasciare sostanze* nocive nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima di smaltirlo.

* Prodotti che riportano in etichetta Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

14. Caratteristiche tecniche

N. del modello	H5001 (dispositivo); H5002 (base di ricarica)
Tecnologia	Low Level Laser Therapy (LLLT, tecnologia laser a basso livello) Electrical Muscle Stimulation (EMS, stimolazione muscolare elettrica)
Base di ricarica	Ingresso 12 Vcc, 1,5 A max Carica 2 moduli contemporaneamente
Modulo alimentato da	Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 2600 mA
Modelli di adattatore	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Valori nominali degli adattatori Ingresso: Uscita:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,6 A 12 Vcc, 1,5A
LLLT - Lunghezza d'onda del diodo - Potenza del diodo	658 nm +/- 8 nm 100 mW (max)
EMS - Ampiezza degli impulsi	0-32 mA su un carico di 1000 ohm
- Tensione di uscita	Adattabile 0-32 V, uscita massima 32 V da picco a picco su un carico di 1000 ohm.
- Tempo di accensione	Regolabile, 20~2400 millisecondi
- Tempo di spegnimento	Regolabile, 20~2400 millisecondi
- Tempo di rampa	Regolabile, 22~800 millisecondi, 22 millisecondi/fase. Il tempo "di accensione" aumenterà e diminuirà.
- Frequenza degli impulsi	30~50Hz
- Larghezza degli impulsi	350~450µs
- Timer	15 min
- Forma dell'onda	Impulso rettangolare bi-fasico e simmetrico

- Tolleranza	Tutte le impostazioni potrebbero avere una tolleranza pari al +/-5%, mentre l'intensità in uscita potrebbe avere una tolleranza pari al +/- 20%.
Peso	Modulo: 300gr Base di ricarica: 215gr
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da -40 a 70°C Umidità relativa: 10% a 90% Pressione atmosferica: 500 a 1060 hPa
Condizioni operative	Temperatura: da 5 a 40°C Umidità relativa: 15% a 90% Pressione atmosferica: 700-1060hPa
Tempo dalla temperatura di stoccaggio minima tra gli usi alla temperatura operativa minima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Tempo dalla temperatura di stoccaggio massima tra gli usi alla temperatura operativa massima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Ciclo di vita utile	3 anni

15. Segni e simboli

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e le regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia.

	Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni applicabili dello Spazio Economico Europeo.
IP22	Il dispositivo non consente l'ingresso di oggetti di diametro simile a quello di un dito.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto.
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Prodotto laser di classe 1.

Note legali

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.

Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAELE.

Innholdsfortegnelse

1. Advarsler og kontraindikasjoner.....	226
2. Sikkerhet med Silk'n Lipo.....	232
3. Gjør deg kjent med Silk'n Lipo.....	232
4. Knapper og innstillinger	233
5. Behandlingsplan	238
6. Hva kan du forvente av Silk'n Lipo	239
7. Komme i gang!	239
8. Rengjøring og vedlikehold	241
9. Reservedeler og forbruksmateriell	242
10. Feilsøking	243
11. Kundeservice.....	243
12. Garanti	244
13. Kassering	244
14. Spesifikasjoner.....	244
15. Tegn og symboler	246

1. Advarsler og kontraindikasjoner

Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover.

Silk'n Lipo er et kraftig elektrisk apparat og bør brukes med spesiell fokus på sikkerhet. Alle advarsler og kontraindikasjoner må leses før bruk. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene i denne bruksanvisningen før hver behandling.

- Ikke bruk apparatet når du bader eller dusjer.
- Pass alltid på at hendene dine er tørre før du kobler stativet/ladestativet til strømmen.
- Hold adapteren unna vann. Adapteren er IKKE vanntett.
- Ikke plasser eller oppbevar behandlingsenhetene, stativet/ladestativet og adapteren slik at de kan falle eller bli dratt med inn i et badekar, ned i en vask, vann eller annen væske.
- Ikke rør stativet/ladestativet eller adapteren hvis de har falt i vann. Koble dem umiddelbart fra strømmen før du tar dem ut av vannet. Hvis du ikke kobler fra stativet/ladestativet kan det føre til elektrisk støt!

- Adapteren må ikke brukes hvis den har en ledning eller et støpsel som er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann. Hvis det skjer, må du umiddelbart koble adapteren fra strømmen.
- Hvis stativet/ladestativet ikke fungerer, må du umiddelbart trekke ut kontakten.
- Tørk hver behandlingseenhet før lading eller oppbevaring.
- Tørk hver elektrodepute før oppbevaring.
- Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på apparatet. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv.
- Endringer eller modifikasjoner på apparatet som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
- Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten som definert i denne håndboken, eller hvis apparatet er skadet eller ikke ser ut til å fungere som det skal. I slike tilfeller må du kontakte Silk'n kundeservice.

- ⦿ Ingen av apparatets deler må rengjøres i oppvaskmaskinen.
- ⦿ Barn må ikke leke med emballasjen. Emballasjematerialet kan medføre skade og små deler kan føre til kveling hvis de svelges.
- ⦿ Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! WEEE-direktivet krever at dette elektriske apparatet (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektriske apparater. Se avsnitt "13. Kassering" for mer informasjon.
- ⦿ Batteriet må fjernes fra apparatet før det blir skrotet.
- ⦿ Apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet.
- ⦿ Batteriet skal kasseres på en sikker måte.
- ⦿ De miljømessige aspektene ved kassering av batterier må overholdes. Ikke kast brukte batterier i en søppelkasse. Vennligst ta kontakt med forhandleren for å beskytte miljøet.

Fjerning av batteri

For å fjerne batteriet, må apparatet være brutt fra hverandre. Apparatet vil ikke lenger fungere etter denne prosedyren, det kan heller ikke bli reparert. Enhver garanti blir ugyldig når apparatets innfatning er ødelagt og batteriet fjernes. Vi anbefaler bruk av vernebriller og -hansker.

Home Skinovations Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fysiske eller materielle skader som følge av å utføre denne prosedyren.

For å fjerne batteriet, må hver behandlingseenhet legges på en hard og solid overflate. Bruk en hammer til å knuse det ytre plastdekselet.

Bruk en tang eller en skrutrekker til å fjerne dekselet. Skru løs PCB (kretskort)-et og ta ut batteriet ved å koble pluggen fra PCB-et.

Kontraindikasjoner

- Silk'n Lipo må ikke brukes av barn, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller de som mangler erfaring i eller kunnskap om hvordan de bruker apparatet. Apparatet må oppbevares utilgjengelig for barn.

NO

- Bruk et lavere EMS-energinivå hvis du opplever ubehag.
- Stopp bruken umiddelbart hvis huden blir veldig rød, får blemmer eller forbrenninger.
- Brukes på ren, tørr og sunn hud.

Må ikke brukes hvis du

- har hjertesykdom og ikke har snakket med legen din.
- bruker immundempende legemidler, som kortikosteroider, uten å ha snakket med legen din eller har en immunsviktsykdom.
- har en form for aktiv kreft.
- har en lymfesykdom, skjoldbruskkjertel-sykdom, diabetes eller leversykdom, eller en annen metabolsk tilstand.
- har en pacemaker, en intern defibrillator eller et annet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- har brukt topiske løsninger på behandlingsområdet som inneholder metallioner.
- har epilepsi.
- har alvorlige sirkulasjonsproblemer i de nedre ekstremitetene.
- har buk- eller lyskebrokk.
- er gravid eller ammende.

Apparatet må ikke brukes på disse delene av kroppen:

- Nær hjertet. Elektrodene må ikke plasseres på forsiden av brystkassen (der hvor ribbeina og brystbenet er), og spesielt ikke på de to store brystmusklene. Dette kan øke risikoen for ventrikelflimmer og forårsake hjertestans.
- Baksiden av brystkassen.
- Hodet eller nakken.
- Kjønnorganene.
- Rundt eller nær øynene.
- Tatoverte hud.
- Områder med metabolsk leddgikt eller kronisk smerte.
- Hovne, infiserte eller betente områder, dvs. områder med skadet eller irritert hud eller hvor det er hudutslett (f.eks. flebitt, tromboflebitt, åreknuter eller postoperative arr hvor helingsprosessen kan bli påvirket, osv.).
- Deler av kroppen hvor det er metallklammer, implantater eller stifter, eller hvis du er i nærheten av metall. Fjern smykker eller annet tilbehør fra behandlingsområdet ved bruk av apparatet.

- Områder hvor det har vært kreft eller mulige ondartede svulster.

2. Sikkerhet med Silk'n Lipo

Med Silk'n kommer sikkerhet først. Silk'n Lipo har disse sikkerhetsfunksjonene:

- **Avstandsføler:** Apparatet fungerer kun når det er på, og **behandlingsenheten** har god kontakt med huden.
- **Automatisk avstengning:** Selv om du kan stoppe behandlingen når du ønsker det, så slår apparatet seg automatisk av etter ca. et minutt når det ikke har kontakt med huden (**betjeningslyset** er konstant grønt). Det slår seg også automatisk av etter 15 minutters kontinuerlig bruk.

3. Gjør deg kjent med Silk'n Lipo

Silk'n Lipo er et system som hjelper deg med å redusere fettmengden på bestemte områder, trene musklene og stramme opp bestemte deler av kroppen uten fysisk innsats og hjemme hos deg selv.

Ved å plassere **behandlingsenheten**¹ på ønskede områder som overarmer, mage, rumpe eller lår, er det mulig å bryte ned og fjerne fett fra disse områdene. Apparatet kan også hjelpe deg med å forme individuelle områder som ikke reagerer på endret kosthold eller mosjon. Silk'n Lipo er ikke beregnet for total fettreduksjon eller vekttap, og erstatter ikke riktig kosthold eller mosjon.

¹ Entallsformen brukes til å betegne både enkeltartikler og flere artikler ifm. produktdelene **behandlingsenhet**, **belte** og **elektrodepute**.

3.1. Pakkeinnhold

- 1 eller flere behandlingsenheter*
- 2 koblingspunkter
- 1 eller flere kroppsbelter*
- 1 eller flere elektrodeputer*
- Stativ/ladestativ
- Adapter
- Brukerhåndbok
- Garantikort

* Avhenger av alternativet som er kjøpt.

3.2. Enhetsbeskrivelse

Silk'n Lipo er et apparat til hjemmebruk som benytter laserteknologi (LLLT) og elektrisk muskelstimulering (EMS). Sammen hjelper disse energiene med å øke muskelspenningen og redusere fettsyrer og avleiringer for å stramme opp og forme kroppen.

Silk'n Lipo inkluderer et utvalg av belter som passer til den delen av kroppen du ønsker å behandle. Hver behandlingseenhet inneholder laserdioder og elektroder som aktiverer den elektriske muskelspenningen. Hver behandlingseenhet er festet til beltet og plasseres deretter på den delen av kroppen du ønsker å stramme opp og forme. Silk'n Lipo bruker innebygde oppladbare batterier slik at hver behandlingseenhet enkelt kan lades opp før hver bruk.

Se diagrammet på forsiden av denne håndboken for å se hvor de ulike funksjonene.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Behandlingsenhet | 6. Elektrodepute |
| 2. Kontrollknapp | 7. Ladeindikatorlyk |
| 3. Indikatorlamper | 8. Stativ/ladestativ |
| 4. Koblingspunkter | 9. Adapter |
| 5. Kroppsbelte | |

3.3. Tiltenkt bruk

Silk'n Lipo er et noninvasivt estetisk apparat som bidrar til å redusere omkretsen av midjen, armer, lår og rumpe. Apparatet er også ment å forbedre muskelspenningen og fastheten, og styrke musklene i disse områdene.


Apparatet er ikke beregnet til bruk i terapi eller til behandling av medisinske tilstander eller sykdommer. Må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken.

4. Knapper og innstillinger


4.1. Kobling av de forskjellige delene

1. Ta ut de forskjellige delene fra boksen.
2. Start med å sette **behandlingsenheten** på et flatt underlag. Hvis du har mer enn én **behandlingsenhet** må de kobles sammen.


3. Fest **hunnkoblingen** på venstre side av **behandlingsenheten**. Fest deretter **hannkoblingen** på den høyre siden (se illustrasjon).



4. Velg **belte** til den delen av kroppen du skal behandle, og legg det på en flat overflate med siden med Silk'n-logoen mot deg.
5. Deretter brettes hver side av **beltet** innover slik at du ser de svarte borrelåsene.



6. Skyv hver ende av **beltet** inn i **koblingspunkter** og brett deretter bakover, slik at borrelåsen festes til **beltet**. **Beltet** skal nå se slik ut.



7. Selvfølgelig, for å bruke Silk'n Lipo må du løsne en side, sette på deg **beltet** og deretter feste siden du åpnet igjen!




Merk at du kun kan bruke apparatet når:

- **behandlingsenheten** er ladet
- du har plassert en våt **elektrodepute** på hver **behandlingsenhet** (se avsnitt "4.4. Fukting av elektrodeputene")

- hver **behandlingsenhet** har god kontakt med huden
- du har lest denne bruksanvisningen og forstår hvordan du bruker apparatet

4.2. Knapper og innstillinger



Batteri/feil I drift Ikke i bruk

Hver **behandlingsenhet** har et kontrollpanel med:

- en **kontrollknapp** (nr. 2)
- to EMS-energinivåknapper (på venstre og høyre side av **kontrollknappen**)
- to **indikatorlamper** – på venstre side og i midten (nr. 3)

Knapp	Handling	Funksjon
Kontrollknapp 	Langt trykk	<ul style="list-style-type: none"> • Slår behandlingsenheten på (eller av). Når du slår den på, vil du føle en kort vibrasjon. Når du slår den av, vil du føle to korte vibrasjoner. • Det grønne betjeningslyset (i midten) lyser grønt hele tiden.
«+»-knapp 	Kort trykk	<ul style="list-style-type: none"> • Hvert trykk øker EMS-nivået. Når du øker nivåene, blinker betjeningslyset raskere.
	Langt trykk	<ul style="list-style-type: none"> • Den samme effekten som et kort trykk.
«-»-knapp 	Kort trykk	<ul style="list-style-type: none"> • Hvert trykk reduserer EMS-nivået. Når du reduserer nivåene, blinker betjeningslyset saktere.
	Langt trykk	<ul style="list-style-type: none"> • Nullstiller EMS-nivået.

Knapp	Handling	Funksjon
Batteri-/feilindikator (venstre side)	Oransje lys blinker hele tiden	• Svakt batteri.
	Konstant oransje	• Apparatfeil.
Betjeningslys (i midten)	Grønt lys blinker hele tiden	• Apparatet er på og har god kontakt med huden. • Blinker raskere ettersom EMS-nivået øker.
	Konstant grønt	• Det er ingen kontakt med huden, men apparatet er klart til bruk. • Apparatet slår seg deretter automatisk av etter ca. et minutt hvis det ikke har kontakt med huden.
Indikatorlampe (høyre side)	---	• Ikke i bruk.

4.3. Energinivåer

Silk'n Lipo har flere nivåer for elektrisk muskelstimulering (EMS). Dette gir deg utmerket kontroll over hvor sterk muskelstimulering du vil ha for hver del av kroppen du behandler. Dessuten kan du endre nivåer så ofte du vil under behandlingen.

- **For å øke EMS-nivået** må du trykke kort på «+»-knappen så mange ganger som nødvendig for å nå det EMS-nivået som er behagelig for deg. Du vil se at **betjeningslyset** blinker raskere når du øker EMS-nivået.
- **For å redusere EMS-nivået** må du trykke kort på «-»-knappen så mange ganger som nødvendig (se avsnitt "4.2. Knapper og innstillinger").
- **For å nullstille EMS-nivået** må du trykke lenge på «↔»-knappen.



Du kan kun endre EMS-nivå når **behandlingsenheten** har god kontakt med huden. Når det ikke er kontakt med huden, nullstilles EMS-en.

4.4. Fukting av elektrodeputene

Elektrodeputene er nødvendige for at EMS skal fungere, og de må være våte før du starter behandlingen.

1. Fukt hver **elektrodepute** med en våt klut eller våte fingre.

2. Legg deretter den våte **elektrodeputen** på baksiden av hver **behandlingsenhet**. Pass på at den er godt festet rundt midtrektangelet. Du må kanskje justere den litt, slik at **elektrodeputen** ligger flatt på toppen av **behandlingsenheten**.



i Det er viktig at du kun fukter **elektrodeputen**, og ikke hele **behandlingsenheten**.


4.5. Lading

Lad hver **behandlingsenhet** før den brukes for første gang. Den første ladingen tar rundt 6 timer. Påfølgende ladinger tar rundt 3 timer. Vi anbefaler at du lader opp apparatet før hver behandling.

1. Fjern **elektrodeputene** før du setter **behandlingsenhetene** i **stativet/ladestativet**.
2. Koble det tomme **stativet/ladestativet** til strømmen. De to **ladeindikatorlampene** skal lyse konstant grønt.
3. Plasser hver **behandlingsenhet** i stativet slik at den sitter i de angitte sporene.
 - Når **behandlingsenheten** lader, vil den oransje **batteri-/feilindikatoren** på **behandlingsenheten** slå seg av og på.
 - Når den er fulladet vil **batteri-/feilindikatoren** (på venstre side) slukke, og det grønne **betjeningslyset** (i midten) vil lyse konstant grønt.
4. Når det er ladet, må **stativet/ladestativet** kobles fra strømmen.

5. Behandlingsplan

- ⚠ For bruk på ren, sunn hud (se avsnitt "1. Advarsler og kontraindikasjoner").
- Det ønskede området behandles i økter på 15 minutter (se illustrasjon).
- For større deler av kroppen, som magen eller rumpeballene, kan du flytte **behandlingsenheten** til et område ved siden av det nylig behandlede området og behandle dette området i ytterligere 15 minutter. Du kan fortsette å gjøre dette til du har dekket hele området du ønsker å behandle.
- Prøv å unngå mellomrom og overlapping.
- Silk'n Lipo må aldri brukes på nøyaktig samme sted under en behandling.
- Apparatet kan brukes daglig, men ikke mer enn 3 ganger i uken på hvert område. Fortsett til du oppnår de resultatene du ønsker.



6. Hva kan du forvente av Silk'n Lipo

Hvis du følger instruksjonene fullt ut og tar hensyn til **alle advarsler og kontraindikasjoner**, er komplikasjoner og bivirkninger mindre vanlige. Alle strømbaserte apparater, inkludert de til hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Det er derfor viktig at du forstår og aksepterer risikoene og komplikasjonene som kan oppstå.

Rød hud

Det kan oppstå litt rødhet på det behandlede området som skal forsvinne etter behandlingen.

Muskelsmerter

I likhet med all form for mosjon, kan det oppstå litt ømhet i musklene etter en behandling, men det bør forsvinne etter en dag eller to. Hvis dette skjer, må du bruke et lavt EMS-nivå i et par behandlinger inntil ømheteren er borte.

Hudirritasjon

Selv om det forekommer svært sjeldent, er det mulighet for at huden kan forbli rød over lengre tid eller det kan oppstå kviser. Hvis dette er tilfelle må du stoppe bruken av apparatet med en gang og kun behandle det aktuelle området når huden ikke lenger er irritert.

Hodepine

Like sjeldent, er muligheten for at du kan føle deg svimmel når du begynner å bruke apparatet. Hvis dette skjer, må du sette deg ned under behandlingen eller slutte å bruke apparatet til du føler deg bra igjen.

Allergisk reaksjon

Hvis du får en allergisk reaksjon under bruk av apparatet eller apparatets tilbehør, må du slutte å bruke det.

-  Stopp bruken med en gang hvis noen av disse bivirkningen er alvorlige.
-  Kontakt legen din hvis disse bivirkningene ikke forsvinner innen 2 til 3 dager.

7. Komme i gang!

Behandling med Silk'n Lipo er enkelt. Bare følg disse trinnene for hvert kropsområde du ønsker å behandle.

1. Brukes på ren, sunn hud (se avsnitt "1. Advarsler og kontraindikasjoner").
2. Kontroller at batteriene er fulladet før bruk. Hvis **batteri-/feilindikatoren** er oransje og blinker sakte, er batterinivået lavt.

3. Før hver behandling, fuktes **elektrodeputen** med en våt klut eller våte fingre, og legges på hver **behandlingsenhet** (se avsnitt "4.4. Fukting av elektrodeputene"). Neste, koble til en eller flere **behandlingsenheter** til **beltet** (se avsnitt "4.1. Kobling av de forskjellige delene").
4. Løsne et av **koblingspunktene** på en side, og fest deretter **beltet** rundt området du ønsker å behandle. Fest deretter den siden igjen som du nettopp åpnet.
5. Stram **beltet** slik at **behandlingsenheten** har god kontakt med huden og er godt festet til kroppen.



Hvis **beltet** ikke sitter stramt mot huden, kan det hende at EMS-energien kobles fra. Hvis det skjer, må du stramme **beltet** og trykke på **«+»-knappen** for å velge ønsket EMS-energinivå.

6. **Slå på.** Med oversikt over knappene, trykk på **kontrollknappen** på hver **behandlingsenhet**. De grønne og oransje **indikatorlampene** vil begynne å lyse. Den oransje **indikatorlampen** slukkes etter ca. ett sekund og **behandlingsenheten** vibrerer en gang. Når **behandlingsenheten** har god kontakt med huden, vil det grønne **betjeningslyset** blinke sakte, og laserenergien vil begynne å fungere.

7. Bytte EMS-nivå

- **For å øke nivået** må du trykke kort på **«+»** så mange ganger som nødvendig for å nå det EMS-nivået som er behagelig for deg. **Betjeningslyset** blinker raskere når du øker EMS-nivået.



Hvis du trykker lenge på **«+»-knappen**, vil EMS-nivået fortsatt kun øke med ett trinn.

- **For å redusere nivået** må du trykke kort på **«-»-knappen** så mange ganger som nødvendig (se avsnitt "4.2. Knapper og innstillinger").



Ved å trykke lenge på **«-»-knappen**, nullstilles EMS-nivået.

8. **Hvert område behandles i 15 minutter.** Sørg for at **behandlingsenheten** er på plass og apparatet er på i opptil 15 minutter. Du vil føle en vibrasjon med noen minutters mellomrom. Vibrasjonene er en normal del av behandlingsrutinen. På slutten av de 15 minuttene vil du føle 3 vibrasjoner, energien slutter å strømme og apparatet slås automatisk av.



For å slå av apparatet **før de 15 minuttene er over**, må du holde **kontrollknappen** lenge inne. Du vil føle 2 vibrasjoner, og deretter slår apparatet seg av.

9. Hvis du vil behandle et annet område (ved siden av området du nettopp har behandlet eller en annen del av kroppen), må du fukte **elektrodeputen** og flytte **behandlingsenheten** til neste område.

 Prøv å unngå mellomrom og overlapping.

 Hvis du flytter apparatet til en annen del av kroppen og **behandlingsenheten** ikke har god kontakt med huden, nullstilles EMS-nivået. Hvis dette skjer, må du kontrollere at **behandlingsenheten** har god kontakt med huden, trykke kort på **kontrollknappen** for å starte apparatet igjen og deretter trykke på **«+»-knappen** for å øke EMS-nivået.

8. Rengjøring og vedlikehold

8.1. Rengjøring av behandlingsenhetene og ladestativet

Vi anbefaler at du rengjør **behandlingsenheten** etter hver bruk, og **stativet/ladestativet** en gang i måneden.

Før rengjøring:

-  Koble **behandlingsenheten** fra alle andre deler (**belte, elektrodeputer, koblingspunkter, stativ/ladestativ**). Trekk ut **stativet/ladestativet** fra veggkontakten.
-  Ikke bruk skuremidler eller kjemikalier til å rengjøre noen av apparatets deler.
-  Rengjør hver **behandlingsenhet** og **stativet/ladestativet** med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel, og tørk dem deretter med en ren klut.
-  Ingen av apparatets deler må rengjøres i oppvaskmaskinen.

8.2. Rengjøring av elektrodeputene

-  Tørk av hver **elektrodepute** etter bruk med en klut.
-  Ikke oppbevar dem i en lukket boks eller skuff før de er helt tørre.

8.3. Utskiftning av elektrodeputene

- Ikke bruk **elektrodeputene** hvis de er skadet. Hvis det skjer, må de skiftes ut.

8.4. Rengjøring av beltet

Beltets materialer er som følger: **Utvendig:** Nylon / **Mellomlag:** SBR / **Innvendig:** Nylon.

Følg vaskeinstruksjonene.



Vaskes kun for hånd



Tåler ikke rens



Må ikke klorblekes



Tåler ikke trommeltørring



Må ikke strykes

8.5. Lagring

- Etter rengjøring anbefaler vi at du setter hver **behandlingsenhet** tilbake i **stativet/ladestativet**.
- Hvis du ikke skal bruke apparatet på en god stund, må du oppbevare de forskjellige delene i originalemballasjen på et rent og tørt sted for å unngå støvdannelse.
- Pass på at **stativet/ladestativet** er koblet fra strømmen.

9. Reservedeler og forbruksmateriell

Du kan kjøpe ekstra **behandlingsenheter**, **elektrodeputer** eller **belter** hos forhandleren hvor du kjøpte apparatet eller bestille dem direkte på www.silkn.eu.

10. Feilsøking

Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på apparatet. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

Problem	Kontroller
Apparatet starter ikke.	Påse at: <ul style="list-style-type: none">• behandlingsenheten er ladet• du har trykket på kontrollknappen for å slå på apparatet• betjeningslyset lyser grønt hele tiden
Jeg merker ikke den elektriske stimuleringen eller EMS-nivået er for lavt.	Kontroller at: <ul style="list-style-type: none">• elektrodeputen er våt• behandlingsenheten har god kontakt med huden• beltet er godt festet til kroppen
Jeg kan ikke endre EMS-nivået.	Kontroller at behandlingsenheten er ladet.
Indikatorlampene lyser hele tiden.	Det er en systemfeil.

 Ved problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundeservice.

11. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n -kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med apparatet.

Vår kontaktinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu

Land	Servicenummer	E-post
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanti

Se ditt Silk'n-garantkort.

13. Kassering

Hvis apparatet når slutten på tjenestetiden, sørg for å følge landets lover for kassering av elektriske artikler.



Kildesorter emballasjen når du kaster den. Papp og kartong kastes som avfallspapir og filmen som resirkulerbart materiale.



Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! WEEE-direktivet krever at dette elektriske apparatet (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektriske apparater. På denne måten resirkuleres apparatet på en profesjonell måte og hindrer utslipp av skadelige stoffer* til miljøet. Kontroller at apparatet ikke er ladet før avhending.

* Produkter merket med Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly.

14. Spesifikasjoner

Modellnr.	H5001 (apparat), H5002 (ladestativ)
Teknologi	Low-Level-laserteknologi (LLLT) Elektrisk muskelstimulering (EMS)
Ladestativ	Inngang 12 V DC, 1,5 A (maks.) Lader 2 moduler samtidig
Strømforsyning	Litium-ionbatteri, 2600 mA
Adaptermodeller	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE

Adapterspesifikasjoner Inngang: Utgang:	100-240 V AC, 50-60Hz, 0,6A 12 V DC, 1,5A
LLT – Diodens bølgelengde – Diodens effekt	658 nm +/- 8 nm 100 mW (maks.)
EMS – Pulsamplitude	0-32 mA til 1000 ohm belastning
– Utgangsspenning:	Justerbar 0-32 V, maks. utgangseffekt 32 V spiss-spiss-verdi til 1000 ohm belastning.
– På-tid	Justerbar, 20~2400 millisekunder
– Av-tid	Justerbar, 20~2400 millisekunder
– Stigetid	Justerbar, 22~800 millisekunder, 22 millisekunder/trinn. På-tiden vil øke og minske.
– Pulsfrekvens	30~50Hz
– Pulsbredde	350~450µs
– Timer	15 min
– Pulsform	Symmetriskbifasisk rektangulær puls
– Toleranse	Alle innstillinger kan ha en toleranse på +/- 5 % og intensitetseffekten kan ha en toleranse på +/- 20%.
Vekt	Modul: 300gr Ladestativ: 215gr
Transport og oppbevaring mellom bruk, samt oppbevaringsbetingelser	Temperatur: Minus 40-70°C Relativ luftfuktighet: 10-90% Luftrykk: 500-1060hPa
Driftsforhold	Temperatur: 5-40°C Relativ luftfuktighet: 15-90% Luftrykk: 500-1060 hPa

Tid fra minimum oppbevaringstemperatur mellom bruk til minimum brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20°C	30 minutter
Tid fra maksimal oppbevaringstemperatur mellom bruk til maksimal brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20°C	30 minutter
Levetid	3 år

15. Tegn og symboler

Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover.

	Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).
IP22	Apparatet er beskyttet mot inntrengning av gjenstander som fingre.
	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! WEEE-direktivet krever at dette elektriske apparatet (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektriske apparater.
	Bruksanvisningene må alltid følges.
	Klasse 1 laserprodukt.

Juridiske merknader

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd.

Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel.

Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Innehållsförteckning

1. Varningar och kontraindikationer.....	249
2. Säkerhet med Silk'n Lipo.....	255
3. Lär känna Silk'n Lipo.....	255
4. Enhetskontroller och inställningar	256
5. Behandlingsplan.....	261
6. Vad man kan förvänta sig av Silk'n Lipo	262
7. Kom igång!	262
8. Rengöring och underhåll	264
9. Delar och förbrukningsmaterial	265
10. Felsökning	265
11. Kundservice.....	266
12. Garanti.....	267
13. Avfallshantering	267
14. Specifikationer	267
15. Tecken och symboler	269

1. Varningar och kontraindikationer

Bruksanvisningen bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar.

Silk'n Lipo är en stark elektronisk apparat som skall användas på ett säkert vis. Läs alla varningar och kontraindikationer före användning. Vi rekommenderar att läser igenom instruktionerna i denna bruksanvisning före varje behandling.

- Använd inte enheten när du badar eller duschar.
- Kontrollera alltid att händerna är torra innan du ansluter stativet/laddningsplattformen till elnätet.
- Håll adaptern borta från vatten. Adaptorn är INTE vattentät.
- Placera- eller förvara inte apparaten eller laddningsplattformen där den kan falla eller dras ned i ett badkar, handfat eller in i annan vätska.

- Sträck dig inte efter stativet/laddningsplattformen eller adaptern om de har fallit i vatten. Dra ur kontakten omedelbart innan du plockar upp någon av dem. Underlåtenhet att koppla ur stativet/laddningsplattformen kan orsaka elektrisk chock!
- Använd aldrig adaptern om den har en skadad kabel eller kontakt eller om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten. Sker det ska du omedelbart koppla ur adaptern.
- Fungerar inte stativet/laddningsplattformen koppla omedelbart ur.
- Torka varje behandlingsenhet innan du laddar eller ställer undan för förvaring.
- Torka elektroddynorna innan du ställer undan för förvaring.
- Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan utsätta dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv.
- Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av ansvarig för komplians kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

- ⦿ Använd inte om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren enligt definitionen i denna bruksanvisning eller om enheten är skadad eller inte verkar fungera som den ska. I sådana fall, kontakta kundservice.
- ⦿ Rengör inte några av delarna i diskmaskinen.
- ⦿ Tillåt inte barn leka med (plast) förpackningen. De kan skada sig på förpackningsmaterialet, eller svälja smådelar och kvävas.
- ⦿ Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska apparater. För detaljer se avsnitt "13. Avfallshantering".
- ⦿ Batteriet måste avlägsnas från apparaten innan det kan göras av med.
- ⦿ Apparaten måste kopplas ur från det elektriska uttaget när batteriet avlägsnas.
- ⦿ Batteriet skall göras av med på ett säkert sätt.
- ⦿ Gör dig uppmärksam på miljöaspekterna som finns när du slänger batterier. Släng inte använda batterier i sopptunnan. Vänligen kontakta din återförsäljare för att skydda miljön.

Avlägsning av batteri

För att avlägsna batteriet måste apparaten tas isär. Apparaten kommer inte längre att fungera efter denna procedur och kan ej heller repareras. Alla garantier kommer att ogiltigförklaras när apparatens skyddskåpa är trasig och batteriet är avlägsnat. Vi rekommenderar att du använder skyddsglasögon och handskar.

Home Skinovations Ltd kan inte hållas ansvarig för några fysiska- eller materiella skador orsakade av att denna procedur utförts.

För att avlägsna batteriet, placera varje behandlingsenhet på en hård, stark yta. Använd en hammare för att bryta det yttre plasthöljet.

Använd tång eller en skruvmejsel för att ta bort höljet. Skruva loss kretskortet och avlägsna batteriet genom att koppla ur kontakten från kretskortet.

Kontraindikationer

- Silk'n Lipo får inte användas av barn, vuxna med fysiska-, sensoriska-, eller psykologiska problem, eller av de som saknar erfarenhet eller kunskap om hur man använder apparaten. Förvara enheten utom räckhåll för barn.

- ⊙ Använd en lägre EMS-energinivå om du känner att det på något sätt är obekvämt.
- ⊙ Sluta använd omedelbart om din hud är väldigt röd eller om din hud får blåsor eller brännsår.
- ⊙ Använd på ren, torr och frisk hud.

Använd inte om du:

- ⊙ lider av hjärtsjukdom och inte har konsulterat din läkare.
- ⊙ står på immunsupprimerande läkemedel som kortikosteroider utan att konsultera din läkare eller om du har en immunbrist störning.
- ⊙ har någon typ av aktiv cancer.
- ⊙ har en lymfsjukdom, sköldkörtelstörning, diabetes eller leversjukdom eller eventuellt annat metaboliskt tillstånd.
- ⊙ har en pacemaker, en intern defibrillator eller eventuellt annat aktivt elimplantat någonstans i kroppen.
- ⊙ har applicerat topiska lösningar innehållande metalljoner på behandlingsområdet.
- ⊙ har epilepsi.
- ⊙ har svåra arteriella cirkulationsproblem i nedre extremiteterna.

- har buk- eller inguinalbräck.
- är gravid eller ammar.

Använd inte på dessa delar av kroppen:

- Nära hjärtat. Elektroden får inte placeras på någon del av den främre bröstkorgen (där revbenen och bröstbenet är belägna), och specifikt inte på de två stora bröstmusklerna. Detta kan öka risken för ventrikelfibrillering och inducera hjärtstopp.
- Den bakre bröstkorgen.
- Huvudet eller nacken.
- På könsdelarna.
- På eller runt ögonen.
- På tatueringar.
- Områden med metabolisk artrit eller kronisk smärta.
- Områden som är svullna, infekterade eller inflammerade; eller som har sprucken eller irriterad hud eller där det finns hudutslag (t ex hudutslag, flebit, tromboflebit, åderbräck eller postoperativa ärr där läkningsprocessen kan påverkas etc.).
- Delar av kroppen där det finns metallklammer, implantat eller stift eller om du är nära metall. Avlägsna smycken eller andra tillbehör från behandlingsområdet under en behandlingssession.

- Områden med cancerhistorik eller potentiella hudmaligniteter.

2. Säkerhet med Silk'n Lipo

Med Silk'n kommer säkerhet först. Silk'n Lipo inkluderar dessa funktioner:

- **Närhetssensor:** Enheten fungerar bara när den är på, och **behandlingsenheten** har kontakt med huden.
- **Automatisk avstängning:** Även om du kan avsluta en behandling när du vill, stängs enheten av efter en minut eller så, när den inte har någon kontakt med huden (**driftslampan** lyser konstant grönt). Den stängs också automatiskt av efter 15 minuters kontinuerlig användning.

3. Lär känna Silk'n Lipo

Silk'n Lipo är ett system som hjälper dig att reducera fett i specifika områden, träna dina muskler och tona specifika delar av din kropp utan fysisk ansträngning i bekvämligheten av ditt eget hem.

Genom att placera **behandlingsenheten**¹ på målområden som överarmar, mage, skinkor eller lår, kan fett brytas ner och avlägsnas specifikt från det området. Det kan också hjälpa dig att forma enskilda områden som inte svarar på kost eller motion. Silk'n Lipo är inte avsedd för övergripande fettreducering eller viktminskning, och kan inte ersätta kost eller motion.

¹ Singularet används för att beteckna både enkla och flera föremål för produktdelarna **behandlingsenhet**, **bältesdyna** och **elektroddynan**.

3.1. Förpackningsinnehåll

- 1 eller fler behandlingsenheter *
- 2 kontakter
- 1 eller fler kroppsbalten *
- 1 eller fler elektroddynor *
- Stativ/laddningsplattform
- Adapter
- Användarmanual
- Garantikort

* Varierar i enlighet med införskaffat alternativ.

3.2. Apparatbeskrivning

Silk'n Lipo är en apparat för hemmabruk som använder LLLT (Low Level Laser Technology) och Elektro Muscle Stimulation (EMS). Tillsammans bidrar dessa energier till att öka muskeltonen och minska fettsyror och avlagringar för att förbättra kroppens toning och omformning.

Silk'n Lipo innehåller ett urval av bälten som passar den del av kroppen du vill behandla. Varje behandlingsenhet innehåller laserdioder och elektroder som aktiverar EMS. Varje behandlingsenhet fästs på bältet och placeras sedan på den kroppsdel du vill tona och omforma. Silk'n Lipo använder integrerade laddningsbara batterier så att varje behandlingsenhet enkelt kan laddas före varje användning.

Se diagrammet i början av denna manual för att se var alla delar sitter.

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Behandlingsenhet | 6. Elektroddyna |
| 2. Kontrollknapp | 7. Laddningslampa tänds |
| 3. Indikatorlampa | 8. Stativ/laddningsplattform |
| 4. Kontakter | 9. Adapter |
| 5. Kroppsbälte | |

3.3. Avsedd användning

Silk'n Lipo är en icke-invasiv estetisk enhet för att minska omkretsen på midjan, armarna, låren och skinkorna. Enheten är också avsedd att förbättra muskelton och fasthet och stärka musklerna i dessa områden.


Enheten är inte avsedd att användas i eventuell terapi eller för behandling av medicinska tillstånd eller sjukdomar. Använd inte något annat syfte än vad som beskrivs i denna manual.

4. Enhetskontroller och inställningar


4.1. Ansluta de olika delarna

1. Ta bort de olika delarna ur kartongen.
2. Placera **behandlingsenheten** på en plan yta. Har du mer än en **behandlingsenhet**, anslut dem.


3. Ta hon **kontakten** och för in den på **behandlingsenhetens** den vänstra sida. Ta därefter han **kontakten** och anslut den på höger sida.



4. Välj **bälte** för den del av kroppen du behandlar och placera det på en plan yta med sidan med Silk'n-logotypen mot dig.
5. Därefter, vik vardera sida av **bältet** inåt så att du kan se de svarta kardborrdynorna.



6. För in **bältets** båda ändar i **kontaktarna** och därefter vik bakåt, så att kardborrbanddynorna fastnar på **bältet**. Ditt **bälte** kommer nu att se ut så här.




7. För att använda Silk'n Lipo måste du förstås koppla bort den ena sidan, placera **bältet** på kroppen och därefter ansluta den sida du kopplade bort!

i Observera att du endast kan använda enheten när:

- **behandlingsenheten** är laddad.
- du har placerat en blöt **elektroddyna** på varje **behandlingsenhet** (se avsnitt "4.4. Fukta elektroddynorna").
- Varje **behandlingsenhet** har kontakt med huden.
- Du har läst den här manualen och förstår hur enheten ska användas.

4.2. Kontroller och inställningar



Batteri/Fel Verksam Används inte

Varje **behandlingsenhet** har en kontrollpanel som inkluderar:

- en **kontrollknapp** (#2)
- 2 EMS-energinivåknappar (vänster och höger på **kontrollknappen**)
- 2 **indikatorlampor** - vänster och mitten (#3)

Kontroll	Åtgärd	Funktion
Kontrollknapp 	Långt tryck	<ul style="list-style-type: none">• Aktiverar eller inaktiverar behandlingsenheten. När du aktiverar den, känner du en kort vibration. När du inaktiverar den, känner du 2 korta vibrationer.• Den gröna driftslampan (mitten) lyser konstant grönt.
+ Knapp 	Kort tryck	<ul style="list-style-type: none">• Varje tryck ökar EMS-nivån. När du ökar nivåer, blinkar driftslampan snabbare.
	Långt tryck	<ul style="list-style-type: none">• Samma effekt som ett kort tryck.

Kontroll	Åtgärd	Funktion
- Knapp —	Kort tryck	<ul style="list-style-type: none"> • Varje tryck minskar EMS-nivån. När du sänker nivåer, blinkar driftslampan långsammare.
	Långt tryck	<ul style="list-style-type: none"> • Ställer EMS-nivån tillbaka till noll.
Batteri/Fellampa (vänster)	Orange lampan blinkar kontinuerligt	<ul style="list-style-type: none"> • Lågt batteri.
	Konstant orange	<ul style="list-style-type: none"> • Enhetsfel.
Driftslampa (mitten)	Grön lampan blinkar kontinuerligt	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten är på och har kontakt med huden. • Blinkar snabbare när EMS-nivån ökar.
	Konstant grön	<ul style="list-style-type: none"> • Det saknas kontakt med huden, men enheten är redo att användas. • Enheten stängs sedan av automatiskt efter en minut eller så om det saknas kontakt med huden.
Indikatorlampa (höger)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Används inte.

4.3. Energinivåer

Silk'n Lipo har flera nivåer av Electrical Muscle Stimulation (EMS). Detta ger dig utmärkt kontroll över intensiteten av muskelstimulering du vill använda för varje del av kroppen du behandlar. Dessutom kan du ändra nivå så ofta du vill under en behandling.


- **För att öka EMS-nivån:** Tryck kort tryck på **+ knappen** så många gånger du behöver för att ställa in den EMS-nivån som är bekväm för dig. Du kommer att se att **driftslampan** blinkar snabbare när du ökar EMS-nivån.
- **För att sänka EMS-nivån:** Tryck kort tryck på **- knappen** så många gånger du behöver (se avsnitt "4.2. Kontroller och inställningar").
- **För att ställa in EMS-nivån tillbaka till noll:** Tryck långa tryck på **- knappen**.

i Du kan endast ändra EMS-nivån när **behandlingsenheten** har kontakt med huden. När det saknas kontakt med huden, faller EMS till noll.

4.4. Fukta elektroddyna

Elektroddyna krävs för att EMS ska fungera, och de måste vara blöta innan du påbörjar din behandling.

1. Fukta varje **elektroddyna** med en blöt trasa eller blöta fingrar.
2. Därefter placera den blöta **elektroddynan** på baksidan av varje **behandlingsenhet**. Se till att den passar ordentligt runt mittrektangeln. Du kan behöva manipulera den något, så att **elektroddynan** ligger plant ovanpå **behandlingsenheten**.



i Det är viktigt att du endast fuktar **elektroddynan**, och inte hela **behandlingsenheten**.


4.5. Enhetsladdning

Ladda varje **behandlingsenhet** före första användningen. Den första laddningen bör ta cirka 6 timmar. Efterföljande laddningar bör ta cirka 3 timmar. Vi rekommenderar att laddar om enheten innan varje behandling.

1. Avlägsna **elektroddynorna** innan du placerar **behandlingsenheterna** i **stativet/laddningsplattformen**.
2. Anslut det/den tomma **stativet/laddningsplattformen** till elnätet. De 2:a **laddningsindikatorlamporna** kommer att lysa konstant grönt.
3. Placera varje **behandlingsenhet** i plattformen så att den passar in i de avsedda skåorna.
 - När **behandlingsenheten** laddar, blinkar den orange **batteri/felindikatorlampan** på **behandlingsenheten** på och av.
 - Fulladdad släcks **batteri/felindikatorlampan** (vänster), och den gröna **driftslampan** (mitten) lyser konstant grönt.
4. Väl laddad koppla ur **stativet/laddningsplattformen** från elnätet.

5. Behandlingsplan

- ⚠ För användning på ren, frisk hud (se avsnitt "1. Varningar och kontraindikationer").
- Behandla målområdet 15 min per behandlingssession (se bild).
- För större delar av kroppen, som magen eller skinkorna, kanske du vill flytta **behandlingsenheten** till en intilliggande del av målområdet och använda i ytterligare 15 minuter. Du kan fortsätta att göra detta tills du har täckt målområdet.
- Försök att undvika mellanrum och överlappningar.
- Använd aldrig Silk'n Lipo på exakt samma plats under en behandlingssession.
- För daglig användning, men inte mer än 3 gånger i veckan på varje specifikt målområde. Fortsätt tills önskat resultat.



6. Vad man kan förvänta sig av Silk'n Lipo

Om du följer instruktionerna till punkt och pricka och tar **alla varningar och kontraindikationer** på allvar är komplikationer och biverkningar ovanliga. Men varje energibaserad enhet, inklusive de som är avsedda för hemmabruk, innebär en viss grad av risk. Därför är det viktigt att du förstår och accepterar de risker och komplikationer som kan uppstå.

Huden blir röd

Det kan uppstå viss rodnad i det behandlade området som bör försvinna efter behandlingen.

Träningsvärk

Som med all träning kan viss träningsvärk förekomma efter en behandling men den bör försvinna efter en dag eller två. Skulle det ske, använd en låg EMS-nivå under några behandlingssessioner tills ömheten försvinner.

Hudirritation

Även om det är mycket sällsynt, är det möjligt att få en långvarig rodnad av huden, eller akne. Upphör genast användningen och behandla endast det specifika området när hudirritationen försvinner.

Huvudvärk

Lika sällsynt är att du kan känna lätt huvudvärk när du börjar använda enheten. Om detta händer, sätt dig ner under behandlingen eller sluta använda enheten tills du känner dig OK.

Allergisk reaktion

Om du får en allergisk reaktion av enheten eller dess tillbehör, sluta använda enheten.

 Sluta omedelbart användning om någon av dessa effekter är allvarligare.

 Sök upp din läkare om reaktionerna inte försvinner inom 2 till 3 dagar.

7. Kom igång!

Behandla med Silk'n Lipo är enkelt. Följ bara dessa steg för varje del av kroppen du vill behandla.

1. Använd på ren, frisk hud (se avsnitt "1. Varningar och kontraindikationer").
2. Kontrollera att batterierna är ordentligt laddade före användning. Om **batteri/felindikatorlampan** lyser orange och blinkar långsamt, indikerar det att batteriet är lågt.

3. Före varje behandling, fukta **elektroddynan** med en blöt trasa eller blöta fingrar, och placera dem på varje **behandlingsenhet** (se avsnitt "4.4. Fukta elektroddynorna"). Därefter, sedan 1 eller fler **behandlingsenheter** till **bältet** (se avsnitt "4.1. Ansluta de olika delarna").
4. Koppla bort en av **kontakterna** på en sida, och placera därefter **bältet** runt området du önskar behandla. Återanslut sedan den sida du precis kopplat bort.
5. Justera hur hårt **bältet** sitter så att **behandlingsenheten** har kontakt med huden, och att **bältet** sitter fast och väl säkrat på kroppen.



Sitter **bältet** inte fast mot huden, kan EMS-energin koppla ifrån. Skulle det ske, dra åt **bältet** och tryck på **+ knappen** för att på nytt markera önskad EMS-energinivå.

6. **Aktivera.** Med kontrollerna synliga, tryck på **kontrollknappen** på vardera **behandlingsenhet**. De gröna och orange **indikatorlamporna** tänds. Den orange **indikatorlampan** släcks efter en sekund eller så och **behandlingsenheten** vibrerar en gång. När **behandlingsenheten** har kontakt med huden, blinkar den gröna **driftslampan** långsamt, och laserenergin börjar arbeta.

7. Ändra EMS-nivån:

- **För att öka:** Kort tryck på **+ knappen** så många gånger du behöver för att ställa in den EMS-nivån som är bekväm för dig. **Driftslampan** blinkar snabbare när du ökar EMS-nivån.



Om du trycker långt på **+ knappen**, ökar EMS-nivån fortfarande bara med ett steg.

- **För att sänka:** Tryck kort tryck på **- knappen** så många gånger du behöver (se avsnitt "4.2. Kontroller och inställningar").



Långt tryck på **- knappen**, ställer in EMS-nivån tillbaka till noll.

8. **Behandla varje område i 15 minuter.** Håll **behandlingsenheten** på plats, och enheten på i upp till 15 min. Du kommer att känna en vibration med några minuters mellanrum. Vibrationerna är en normal del av behandlingsrutinen. När 15 minuter har gått kommer du att känna 3 vibrationer, ingen mer energi avges och enheten stängs av automatiskt.



För att stänga av enheten **före 15 minuter**, tryck långt tryck på **kontrollknappen**. Du känner 2 vibrationer, därefter stängs enheten av.

9. Vill du behandla ett annat område (intill det område du precis behandlat eller en annan del av kroppen), fukta **elektroddynan**, och flytta **behandlingsdelen** till nästa plats.

-  Försök att undvika mellanrum och överlappningar.
-  Flyttar du enheten till en annan del av kroppen och **behandlingsenheten** saknar kontakt med huden, kommer EMS-nivån att återgå till noll. Skulle det ske, se till att **behandlingsenheten** har kontakt med huden, därefter tryck kort tryck på **kontrollknappen** för att starta enheten igen, och därefter på **+ knappen** för att öka EMS-nivån.

8. Rengöring och underhåll

8.1. Rengöra behandlingsenheterna och laddningsplattformen

Vi rekommenderar att du rengör **behandlingsenheten** efter varje användning, och **stativet/laddningsplattformen** en gång i månaden.

Före rengöring:

-  Koppla ifrån **behandlingsenheten** från alla övriga delar (**bälte, elektroddynor, kontakter, stativ/laddningsplattform**). Koppla ur **stativet/laddningsplattformen** från elnätet.
-  Använd inte starka rengöringsmedel eller kemikalier för att rengöra några delar.
-  Rengör varje **behandlingsenhet** och **stativet/laddningsplattformen** med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel, därefter torka torrt med en ren trasa.
-  Rengör inte några av delarna i diskmaskinen.

8.2. Rengöra elektroddynorna

-  Efter varje användning, torka varje **elektroddyna** och torka med en trasa.
-  Förvara dem inte i en sluten förpackning eller låda tills de är helt torra.

8.3. Ersätta elektroddynorna

-  Använd inte **elektroddynorna** om de är skadade. Skulle det ske, ersätt dem med nya.

8.4. Rengöra bältet

Bältmaterialen är: **Externt:** Nylon / **Mellanlagret:** SBR / **Internt:** Nylon.

Observera rengöringsanvisningarna.



Endast handtvätt



Kemtvätta inte



Blek inte



Torktumla inte



Stryk inte

8.5. Förvaring

- Efter rengöring, rekommenderar vi att du sätter tillbaka varje **behandlingsenhet** i **stativet/laddningsplattformen**.
- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid, förvara de olika delarna i originalförpackningen på en ren och torr plats för att förhindra dammansamling.
- Kontrollera att **stativet/laddningsplattformen** inte är anslutet till elnätet.

9. Delar och förbrukningsmaterial

Du kan köpa nya **behandlingsenheter**, **elektroddynor** eller **bälten** via återförsäljaren där du köpte enheten, eller du kan beställa direkt från vår hemsida: www.silkn.eu.

10. Felsökning

Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan utsätta dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

Problem	Kontroller
Min enhet startar inte.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> • behandlingsenheten är laddad. • du har tryckt på kontrollknappen för att aktivera den. • driftslampan lyser konstant grönt.
Jag känner inte av den elektriska stimulansen eller EMS-nivån verkar för låg.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> • elektroddynan är våt. • behandlingsenheten har kontakt med huden och. • bältet sitter fast och väl säkrat på kroppen.
Jag kan inte ändra EMS-nivån.	Kontrollera att behandlingsenheten är laddad.
Indikatorlamporna lyser hela tiden.	Det finns ett systemfel.

 Har du problem eller frågor, vänligen kontakta kundservice.

11. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna bruksanvisning finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n-kundservice för att rapportera verksamhet eller händelser, eller eventuella andra problem med din apparat.

Våra kontaktuppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	Email
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanti

Se ditt Silk'n garantidokument.

13. Avfallshantering

Om din apparat har gjort sitt, se till att du följer ditt lands lagar för avfallshantering av elektronisk utrustning.



Kassera förpackningen separerad i material som enstaka material. Kassera kartong som avfallspapper och film via återvinningsbar materialuppsamlingstjänst.



Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska apparater. Detta garanterar att enheten återvinns professionellt och förhindrar utsläpp av skadliga ämnen* i miljön. Kontrollera att enheten är i oladdat skick innan du kasserar den.

* Produkter märkta med Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

14. Specifikationer

Modellnr.	H5001 (enhet); H5002 (laddningsplattform)
Teknologi	Low Level Laser Therapy (LLLT) Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Laddningsplattform	Ineffekt 12Vdc, 1.5A max Laddar 2 moduler samtidigt
Modul drivs med	Li-jonbatteri, 3.7V, 2600mA
Adapter-modeller	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Bedömning av adapter Ineffekt: Uteffekt:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max +12V, 1.5A

LLLT - Diodvåglängd - Diodkraft	658nm +/- 8nm 100mW (max)
EMS - Pulsamplitud	0-32mA till 1000 ohm belastning
- Utspänning	Justerbar 0-32V, Max uteffekt 32V topp till topp i 1000 ohm belastning.
- På-tid	Justerbar, 20~2400 millisekunder
- Av-tid	Justerbar, 20~2400 millisekunder
- Ramptid	Justerbar, 22~800 millisekunder, 22 millisekunder/steg. "På"-tiden kommer att öka och minska.
- Pulsfrekvens	30~50 Hz
- Pulsbredd	350~450µs
- Timer	15 min
- Vågform	Symmetrisk Bi-fasisk rektangulär puls
- Tolerans	Det kan vara en tolerans på +/- 5% av alla inställningar och +/- 20% tolerans av effekten av intensitet.
Vikt	Modul: 300gr Laddningsplattform: 215gr
Transport & förvaring mellan användning och lagringsförhållanden	Temperatur: minus 40 - 70°C Relativ fuktighet: 10 % - 90% Atmosfärstryck: 500 - 1060 hPa
Driftförhållanden	Temperatur: 5 - 40°C Relativ fuktighet: 15% - 90% Atmosfärstryck: 700 - 1060hPa
Tid från minsta förvaringstemperatur mellan användning till användningstemperatur med omgivande temperatur på 20°C	30 minuter
Tid från högsta förvaringstemperatur mellan användning till användningstemperatur med omgivande temperatur på 20°C	30 minuter

15. Tecken och symboler

Bruksanvisningen bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar.

	Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
IP22	Enheten är ingresskyddad mot föremål som fingrar.
	Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska apparater.
	Följ bruksanvisningen.
	Klass 1 laserprodukt.

Rättsligt meddelande

Home Skinovations Ltd innehar rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Home Skinovations Ltd Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd något ansvar för användandet av produkten. Inga licenser beviljas oberoende av vad de innefattar eller av vilka patenter eller patenträttigheter som innehas av Home Skinovations Ltd.

Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Skinovations Ltd. Datan kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg.

Home Skinovations Ltd innehar patenter och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, copyrights och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, copyrights eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg.

Silk'n och Silk'n logotyp är registrerade varumärken för Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Indholdsfortegnelse

1. Advarsler og bivirkninger	272
2. Sikkerhed med Silk'n Lipo.....	277
3. Lær Silk'n Lipo at kende	278
4. Kontrol af og indstillinger i enheden	279
5. Behandlingsplan.....	283
6. Hvad du kan forvente med Silk'n Lipo	284
7. Kom godt i gang!.....	285
8. Rengøring og vedligeholdelse.....	286
9. Reservedele og forbrugsstoffer	288
10. Problemløsning.....	288
11. Kundeservice.....	289
12. Garanti	289
13. Bortskaffelse	289
14. Specifikationer	290
15. Tegn og symboler	291

1. Advarsler og bivirkninger

Brugermanualen er baseret på gældende standarder og regler i EU. I udlandet skal du følge de landespecifikke retningslinjer og love.

Silk'n Lipo er et kraftigt elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke. Læs advarsler og bivirkninger inden brug. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen i nærværende inden hver behandling.

- Brug ikke enheden i badet eller bruseren.
- Sørg for hænderne er tørre, før du tilslutter holderen/opladeren til elnettet.
- Opbevar ikke adapteren i nærheden af vand. Adapteren er ikke vandtæt.
- Du må ikke placere eller gemme behandlingsdele, stander/oplader og adapter på et sted, hvor det kan falde ned eller komme i kontakt med vasken, vand eller anden væske.
- Rør ikke ved holderen/opladeren eller adapteren, hvis det er faldet ned i vand. Afbryd straks før du fjerner dem. Hvis stander/oplader ikke afbrydes, er der risiko for elektrisk stød!

- Brug ikke adapteren med beskadiget ledning eller stik, hvis den ikke virker korrekt eller den er i vand. Sker det, skal adapteren straks afbrydes.
- Hvis stander/oplader ikke virker, så afbryd den straks.
- Tør hver behandlingsdel før opladning eller opbevaring.
- Tør hver elektrodepude før opbevaring.
- Kun godkendt personale må udføre reparation. Forsøg ikke at ændre, åbne eller reparere din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige elektriske komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv.
- Ændring af enheden, der ikke direkte godkendes af den kvalitetsansvarlige, kan medføre, at brugeren ikke må betjene udstyret.
- Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten jf. manualen, eller hvis enheden er beskadiget eller den ikke virker korrekt. I disse tilfælde skal du kontakte kundeservice.
- Rengør ikke dele i opvaskemaskinen.
- Børn må ikke lege med emballage (af plastik). De kan komme til skade med emballage eller komme til at sluges dele og få noget galt i halsen.

- Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. Yderligere oplysninger fremgår af "13. Bortskaffelse".
- Batteriet skal udtages af apparatet inden det bortskaffes.
- Apparatet må ikke være tilsluttet strømforsyningen når batteriet udtages.
- Batteriet skal bortskaffes på en forsvarlig måde.
- Vi henleder din opmærksomhed på miljøet i forbindelse med batteribortskaffelse. Du må ikke smide brugte batterier i skralde-spanden. Kontakt din forhandler for at høre hvordan du bortskaffer batterier.

Udtagning af batteri

For at udtage batteriet, skal apparatet først splittes ad. Apparatet vil ikke længere kunne bruges efter denne procedure og det kan heller ikke repareres. Alle garantier vil bortfalde efter apparatets kabinet er blevet ødelagt og batteriet er udtaget. Vi anbefaler brug af sikkerhedsbeskyttelsesbriller- og handsker.

Home Skinovations Ltd er ikke erstatningsansvarlig for fysiske eller materialeskader som et resultat af udførelse af denne procedure.

Du kan fjerne batteriet ved at lægge hver behandlingsenhed på et jævnt og hårdt underlag. Brug en hammer til at åbne plastikbeklædningen.

Brug en tang eller skruetrækker til at fjerne beklædningen. Udtag skruerne der holder det trykte kredsløbskort på plads og fjern batteriet ved at afbryde tilslutningen fra kredsløbskortet.

Kontraindikationer

- Silk'n Lipo må ikke anvendes af børn, voksne med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller psykologiske evner eller manglende erfaring eller viden om brug af enheden. Enheden skal opbevares på afstand af børn.
- Brug et lavere EMS-energiniveau hvis du oplever behandlingen som ubehagelig.
- Indstil straks brugen, hvis din hud er meget rød eller der er hævelse eller forbrænding.
- Skal anvendes på ren, tør og sund hud.

Må ikke anvendes, hvis du:

- har en hjertesygdom og du ikke har talt med din læge.
- tager immunodepressiv medicin såsom corticosteroider uden at have talt med din læge eller hvis du lider af immundeficiens.
- har kræft i udbrud.
- har lymfelidelse, thyroidlidelse, diabetes eller leversygdom eller metabolisk lidelse.
- bruger pacemaker, defibrillator eller andet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- har anvendt udvortes medikament med metalioner på behandlingsområdet.
- har epilepsi.
- lider af alvorlige arteriekredsløbsproblemer i underekstremiteter.
- lider af abdominel eller inguinel hernie.
- er gravid eller ammende.

Må ikke anvendes på følgende steder på kroppen:

- Tæt på hjertet. Elektroderne må ikke sættes foran på brystkassen (hvor ribben og brystben sidder), og navnlig ikke på de to store brystmuskler. Det kan øge risikoen for ventrikulær fibrillation og fremkalde hjertestop.

- ⊙ Bag på brystkassen.
- ⊙ Hoved eller hals.
- ⊙ På genitalerne.
- ⊙ På eller omkring øjnene.
- ⊙ områder med tatoveringer.
- ⊙ Områder med metabolisk arthritis eller kronisk smerte.
- ⊙ Områder der er hævede, inficerede eller betændte, eller med ødelagt eller irriteret hud eller med hudruption (rødmen, pfløbitis, thrombophlebitis, åreknuder, eller operationsar, hvor helingen kan påvirkes etc.).
- ⊙ Kropsdele med metalstykker, implantater eller søm, eller tæt på metal. Tag smykker og fjern tilbehør fra behandlingsområdet i løbet af behandlingen.
- ⊙ Områder med tidligere kræft eller potentiel hudsygdom.

2. Sikkerhed med Silk'n Lipo

Silk'n prioriterer sikkerhed højt. Silk'n Lipo har følgende funktioner:

- ⊙ **Nærhedssensor:** Enheden virker kun, hvis den er tændt og **behandlingsenheden** har god hudkontakt.
- ⊙ **Automatisk sluk:** Selvom du kan stoppe behandlingen, når du har lyst, så stopper enheden efter cirka et minut, når der ikke er hudkontakt (**betjeningslampen** lyser hele tiden grønt). Den lukker automatisk efter 15 minutters løbende brug.

3. Lær Silk'n Lipo at kende

Silk'n Lipo er et system, der kan hjælpe dig med at tabe fedt på bestemte områder uden fysisk indsats og bekvemt i dit eget hjem.

Ved at sætte **behandlingsenheden**¹ på målområder såsom overarme, abdomen, baller eller lår kan du nedbryde og fjerne fedt og fra området. Den kan også bruges til at forme specifikke områder, som ikke reagerer på kost eller motion. Silk'n Lipo er ikke beregnet til større fedttab eller til væggtab og må ikke anvendes i stedet for kostplan eller motion.

¹ Ental angiver både enkelte og flere produkter **behandlingsenhed, bælte og elektrodepude**.

3.1. Pakkens indhold

- 1 eller flere behandlingsenheder *
- 2 konnektorer
- 1 eller flere bælte*
- 1 eller flere elektrodepuder*
- Stander/oplader
- Adapter
- Brugermanual
- Garantikort

* Afhænger af hvad du har købt.

3.2. Beskrivelse af enhed

Silk'n Lipo er udstyr til privat brug hjemme og som anvender laserteknologi (LLLT) og elektrisk muskelstimulering (EMS). Denne energi anvendes til at øge muskelsynligheden og reducere fedtsyre og -depoter og fremhæve kroppens form.

Silk'n Lipo indeholder en række bælte, der passer til den krop du ønsker at behandle. Hver behandlingsenhed har laserdioder og elektroder til at aktivere EMS. Hver behandlingsenhed sidder i bæltet og sættes derefter på den del af kroppen, som du ønsker at fremhæve eller forme. Silk'n Lipo gør brug af genopladelige batterier, så hver behandlingsenhed let kan oplades før hver brug.

Tegningen forrest i manualen viser placeringen af hver funktion.

1. Behandlingsenhed
2. Kontrolknap
3. Indikatorlampe
4. Konnektorer
5. Kropsbælte
6. Elektrodepude
7. Opladelampe
8. Stander/oplader
9. Adapter

3.3. Beregnet anvendelse


Silk'n Lipo er en ikke-invasiv æstetisk enhed til at reducere omkredsen af taljen, armene, lår og baller. Enheden kan også bruges til at fremhæve muskler og fasthed og styrke musklerne på de områder.

Enheden må ikke bruges til behandling af lidelse eller sygdom. Den må ikke bruges til noget andet formål end det, som beskrives i vejledningen.


4. Kontrol af og indstillinger i enheden

4.1. Tilslutning af de forskellige dele


1. Tøm kassen med alle dele.
2. Sæt **behandlingsenheden** på et jævnt underlag. Har du mere end en **behandlingsenhed**, så tilslut dem sammen.
3. Tag hun **stikket** og sæt det i venstre side af **behandlingsenheden**. Tag derefter han **stikket** og sæt det i højre side (se illustration).



4. Vælg **bæltet** til den del af kroppen du er ved at behandle og læg det på et jævnt underlag med siden med Silk'n-logoet mod dig.
5. Derefter folder du hver side af **bæltet** indad, så du kan se de sorte velcropuder.



6. Før hver ende af **bæltet** ind i **konnektorerne** og fold bagud, så velcropuden sidder fast i **bæltet**. Nu ser dit **bælte** ud som følger.




7. For at bruge Silk'n Lipo skal du afbryde den ene side, sætte **bæltet** på kroppen og tilslutte den afbrudte side!



Du kan kun bruge udstyret, når:

- **behandlingsenheden** er opladet.
- du har sat en våd **elektrodepude** på hver **behandlingsenhed** (se afsnit "4.4. Fugtning af elektrodepuderne").
- hver **behandlingsenhed** har god hudkontakt.
- du har læst denne manual og forstår at bruge udstyret.

4.2. Kontrolfunktioner og indstillinger



Batteri / fejl

I drift

Ikke i brug

Hver **behandlingsenhed** har et kontrolpanel med:

- **kontrolknop** (#2)
- 2 EMS-energiknapper (til venstre og højre for **kontrolknappen**)
- 2 **indikatorlamper** - venstre og midten (#3)

Kontrol	Handling	Funktion
Kontrolknap 	Et langt tryk	<ul style="list-style-type: none"> • Slår behandlingsenheden til (eller fra). Når du slår den til, mærker du en mindre vibration. Når du slår den fra, mærker du 2 korte vibrationer. • Den grønne betjeningslampe (midten) lyser hele tiden grønt.
+ knap 	Kortvarigt tryk	<ul style="list-style-type: none"> • Hvert tryk øger EMS-niveau. Når du øger niveauet, blinker betjeningslampen hurtigere.
	Et langt tryk	<ul style="list-style-type: none"> • Samme virkning som et kort tryk.
- knap 	Kortvarigt tryk	<ul style="list-style-type: none"> • Hvert tryk sænker EMS-niveau. Når du sænker niveauet, blinker betjeningslampen langsommere.
	Et langt tryk	<ul style="list-style-type: none"> • Nulstiller EMS-niveauet.
Batteri / fejllys (venstre)	Orange lys blinker løbende	<ul style="list-style-type: none"> • Lavt batteriniveau.
	Konstant orange	<ul style="list-style-type: none"> • Enhedsfejl.
Driftslys (mellem)	Grønt lys blinker løbende	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden er tændt og har god hudkontakt. • Blinker hurtigere i takt med stigende EMS-niveau.
	Konstant grøn	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen hudkontakt, men enheden er klar til brug. • Enheden slukkes automatisk efter cirka et minut, når der ikke er hudkontakt.
Indikatorlampe (højre)	---	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke i brug.

4.3. Energieniveauer


Silk'n Lipo har flere niveauer for elektrisk muskelstimulering (EMS). Giver dig god kontrol med styrken af muskelstimulation, som du ønsker at bruge for hver del af kroppen du behandler. Endvidere kan du skifte niveau, som du har lyst, i løbet af behandlingen.

- **Du kan øge EMS-niveauet:** Kort tryk på **+ knappen** så mange gange du ønsker for at vælge et passende EMS-niveau. Du vil se, at **betjeningslampen** blinker hurtigere i takt med et højere EMS-niveau.
 - **Du kan reducere EMS-niveauet:** Kort tryk på **- knappen** lige så mange gange du ønsker (se afsnit "4.2. Kontrolfunktioner og indstillinger").
 - **Forat nulstille EMS-niveau:** Langt tryk på **- knappen**.
- i** Du kan kun ændre EMS-niveau, når **behandlingsenheden** har god hudkontakt. Når der ikke er kontakt med huden, falder EMS til nul.

4.4. Fugtning af elektrodepuderne

Elektrodepuderne er nødvendige for, at EMS virker og de skal fugtes, før du starter på behandlingen.

1. Fugt hver **elektrodepude** med en fugtig klud eller med fugtige fingre.
2. Sæt den våde **elektrodepude** bag på hver **behandlingsenhed**. Sørg for den sidder til på midterste rektangel. Du skal måske ændre lidt på den, så **elektrodepuden** ligger fladt oven på **behandlingsenheden**.



- i** Det er vigtigt, at du kun fugter **elektrodepuden** og ikke hele **behandlingsenheden**.


4.5. Enhedsopladning

Du skal oplade hver **behandlingsenhed** før første brug. Første brug kan tage cirka 6 timer. Efterfølgende opladning kan tage cirka 3 timer. Vi anbefaler, at du genoplader enheden før hver behandling.

1. Fjern **elektrodepuderne** før du sætter **behandlingsudstyret i standeren/opladeren**.
2. Tilslut den tomme **stander/oplader** til elforsyningen. De 2 **indikatorlamper for opladeren** lyser grønt hele tiden.
3. Sæt hver **behandlingsenhed** i opladeren, så den sidder i den rette fordybning.
 - Når **behandlingsenheden** oplader, vil det orange **batteri/fejlindikatorlys** på **behandlingsenheden** blinke.
 - Når den er helt ladet op, slukkes **batteri/fejlindikatorlyset** (venstre) og det grønne **betjeningslys** (i midten) lyser konstant grønt.
4. Når den er opladet, afbrydes **stander/oplader** fra elforsyningen.

5. Behandlingsplan

-  Til brug på ren og sund hud (jf. afsnit "1. Advarsler og bivirkninger").
-  Behandl behandlingsområdet i 15 minutter pr. behandling (se illustration).
-  For større dele af kroppen fx mave eller baller kan du ændre **behandlingsenheden** til et tilstødende område på kroppen i yderligere 15 minutter. Du kan fortsætte, til du har dækket hele området.
-  Prøv at undgå at springe steder over.
-  Brug ikke Silk'n Lipo direkte på samme sted i løbet af en behandling.
-  Til daglig brug men ikke mere end 3 gange om ugen på hvert område. Fortsæt til du får det ønskede resultat.



6. Hvad du kan forvente med Silk'n Lipo

Hvis du følger vejledningen fuldt ud og er opmærksom på **alle advarsler og kontraindikationer**, så er komplikationer og bivirkninger uhyre sjældne. Ethvert energibaseret udstyr samt det, der anvendes privat i hjemmet, indebærer en vis risiko. Det er derfor vigtigt, at du forstår og accepterer eventuelle risici og komplikationer.

Rødmen af huden

Du kan opleve en vis rødmen på behandlingsområdet, men det bør forsvinde efter behandlingen.

Muskelsmerte

Som ved enhver form for motion kan musklerne blive ømme efter behandlingen, men det bør forsvinde efter en eller to dage. Sker det, skal du anvende et lavt EMS-niveau i et par behandlinger, indtil ømheden forsvinder.

Hudirritation

Selvom det er meget sjældent, er der mulighed for længere rødmen af huden eller udvikling af acne. Hold straks op med at bruge udstyret og behandl kun området, når huden ikke længere er irriteret.

Hovedpine

Det er tilsvarende sjældent, at du vil føle dig lidt svimmel, når du starter med at bruge udstyret. Sker det, så sæt dig ned under behandlingen eller stop med at bruge udstyret, indtil du føler dig OK.

Allergisk reaktion

Får du en allergisk reaktion ved brug af enheden eller tilbehør, skal du straks stoppe med at bruge enheden.

i Stop straks med at bruge udstyret i tilfælde af en mere alvorlig bivirkning.

i Kontakt lægen, hvis bivirkningen ikke forsvinder i løbet af 2 - 3 dage.

7. Kom godt i gang!

Behandling med Silk'n Lipo er let. Følg disse trin for hver del af kroppen du ønsker at behandle.

1. Til brug på ren og sund hud (jf. afsnit "1. Advarsler og bivirkninger").
2. Kontroller batterierne er opladet korrekt før brug. Hvis **batteri/fejlyset** er orange og blinker langsomt, betyder det, at batteriet er lavt.
3. Før hver behandling fugtes **elektrodepuden** med en klud eller hånden, og sættes på hver **behandlingsenhed** (jf. afsnit "4.4. Fugtning af elektrodepuderne"). Derefter tilsluttes en eller flere **behandlingsenheder** til **bæltet** (jf. afsnit "4.1. Tilslutning af de forskellige dele").
4. Afbryd en **konnektor** på den ene side og sæt **bæltet** omkring det område, du ønsker at behandle. Tilslut den side du lige har afbrudt.
5. Spænd **bæltet** så **behandlingsenheden** har god hudkontakt og **bæltet** er fast og sikret mod kroppen.

i Hvis **bæltet** ikke sidder tæt mod huden, kan EMS-energien blive afbrudt. Sker det, så stram **bæltet** og tryk på **+ knappen** for at vælge EMS-energiniveau efter behov.

6. **Tænd**. Med synlig kontrolfunktion trykkes der på **kontrollknappen** på hver **behandlingsenhed**. De grønne og orange **indikatorlamper** tændes. Den orange **indikatorlampe** slukkes efter cirka et sekund og **behandlingsenheden** vibrerer en gang. Når **behandlingsenheden** har god hudkontakt, blinker den grønne **betjeningslampe** langsomt og laserenergien begynder at virke.

7. Skift af EMS-niveau:

- **Øge:** Kortvarigt tryk på **+ knappen** så mange gange du ønsker for at vælge et behageligt EMS-niveau. Du vil se, at **betjeningslampen** blinker hurtigere i takt med et højere EMS-niveau.

i Med et langt tryk på **+ knappen** øges EMS-niveauet kun en gang.

- **Reducere:** Kort tryk på **- knappen** lige så mange gange du ønsker (se afsnit "4.2. Kontrolfunktioner og indstillinger").

i Langt tryk på **- knappen** nulstiller EMS-niveauet.

8. Behandl hvert område i 15 minutter. Hold **behandlingsenheden** på sin plads og enheden i op til 15 minutter. Du mærker en vibration hvert øjeblik. Vibrationer er normale i løbet af behandlingen. Efter 15 minutter mærker du 3 vibrationer og der udsendes ikke mere energi og enheden slukkes automatisk.

i Sluk for enheden **inden 15 minutter** med et langvarigt tryk på **kontrolknappen**. Du mærker 2 vibrationer, derefter slukker enheden.

9. Ønsker du at behandle et andet område (ved siden af det du lige har behandlet eller en anden del af kroppen), så fugt **elektrodepuden**, og flyt **behandlingsenheden** til næste placering.

i Prøv at undgå at springe steder over.

i Hvis du flytter enheden til et andet sted på kroppen og **behandlingsenheden** ikke har god hudkontakt, så skifter EMS-niveauet til nul. Sker det, så sørg for **behandlingsenheden** har god hudkontakt, tryk kortvarigt på **kontrolknappen** for at genstarte enheden og derefter på **+ knappen** for at øge EMS-niveauet.

8. Rengøring og vedligeholdelse

8.1. Rengøring af behandlingsenheder og oplader

Vi anbefaler, at du rengør **behandlingsenheden** efter hver brug og **stander/oplader** en gang om måneden.

Før rengøring:

- Afbryd **behandlingsenheden** fra alle dele (**bælte, elektrodepuder, konnektorer, stander/oplader**). Afbrydes **stander/oplader** fra elforsyningen.
- Brug ikke ridsende rengøringsmiddel eller kemikalier til at rengøre med.
- Rengør hver **behandlingsenhed** og **stander/oplader** med en fugtig klud og mild sæbe, tør af med en ren klud.
- ⚠ Rengør ikke dele i opvaskemaskinen.

8.2. Rengøring af elektrodepuderne

- Efter hver brug tørres hver **elektrodepude** af og tørres med en klud.
- Må ikke opbevares i en lukket kasse eller skuffe, før de er helt tørre.

8.3. Udskiftning af elektrodepuderne

- Brug ikke **elektrodepuderne**, hvis de er i stykker. Sker det, skal de udskiftes med nye.

8.4. Rengøring af bæltet

Bæltet er lavet af: **Uden på:** Nylon / **i midten:** SBR / **Inden i:** Nylon.

Følg rengøringsvejledningen.



Må kun
håndvaskes



Må ikke kemisk renses



Må ikke bleges



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges

8.5. Opbevaring

- Efter rengøringen anbefaler vi, at du sætter hver **behandlingsenhed i standeren/opladeren**.
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i længere tid, så opbevar de forskellige dele i den oprindelige emballage rent og tørt for at forhindre, at der samler sig støv.
- Sørg for **stander/oplader** afbrydes fra elforsyningen.

9. Reservedele og forbrugsstoffer

Du kan **købe udskiftningsbehandlingsenheder, elektrodepuder eller bæltter** hos forhandleren, hvor du har købt enheden, eller du kan bestille dem direkte på vores websted: www.silkn.eu.

10. Problemløsning

Kun godkendt personale må udføre reparation. Forsøg ikke at ændre, åbne eller reparere din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige elektriske komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre forsikringen ugyldig.

Problem	Kontroller
Min enhed vil ikke starte.	Du skal sørge for følgende: <ul style="list-style-type: none">● behandlingsenheden er opladet.● du har trykket på kontrolknappen for at tænde den.● betjeningslampen lyser grønt hele tiden.
Jeg kan ikke mærke elektrisk stimulering eller EMS-niveaueu virker for lavt.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">● elektrodepuden er våd.● behandlingsenheden har god hudkontakt og.● bæltet sidder fast på kroppen.
Jeg kan ikke ændre EMS-niveau.	Kontroller behandlingsenheden er ladet op.
Indikatorlamperne lyser alle sammen.	En systemfejl.

 Hvis du oplever problemer eller har nogen spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

11. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne brugsanvisning er også tilgængelig som PDF download fra vores website. Kontakt Silk'n-kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden.

Vores kontaktoplysninger:

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundeservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanti

Se dit Silk'n garantikort.

13. Bortskaffelse

Hvis du ønsker at bortskaffe dit brugte apparat, skal du sørge for at følge de nationale love vedrørende bortskaffelse af elektriske apparater.



Bortskaf emballage opdelt efter materialetype. Bortskaf pap og karton som affaldspapir og film via genbrugspladsen.



Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. Dermed sikres det, at enheden genbruges korrekt og skadelige stoffer* ikke udledes i miljøet. Sørg for at enheden ikke er opladet før bortskaffelse.

* Produkter mærket Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

14. Specifikationer

Modelnummer	H5001 (enhed); H5002 (oplader)
Teknologi	Low Level Laser Therapy (LLLT) Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Oplader	Indgang 12 Vdc, 1,5 A max Oplader 2 moduler på samme tid
Modul drives af	Li-ion-batteri, 3,7 V, 2600 mA
Adaptermodeller	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adaptermærkning Indgang: Udgang:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1,5 A
LLLT - Diodes bølgelængde - Diodespænding	658 nm +/- 8 nm 100 mW (max)
EMS - Pulsamplitude	0-32 mA i 1000 ohm belastning
- Udgangsspænding	Regulerbar 0-32 V, Max spænding 32 V spidsbelastning til 1000 ohm belastning.
- Tændt	Regulerbar, 20~2400 millisekunder
- Slukket	Regulerbar, 20~2400 millisekunder
- Hældningstid	Regulerbar, 22~800 millisekunder, 22 millisekunder/trin. "On" time stiger og falder.
- Puls	30~50 Hz
- Pulsbredde	350~450 µs
- Timer	15 min
- Bølgeform	Symmetrisk to-faset rektangulær puls
- Tolerance	Der kan være +/-5% tolerance for alle indstillinger og +/- 20% tolerance for udgangsstyrke.

Vægt	Modul: 300gr Oplader: 215gr
Transport & opbevaring mellem brug og opbevaringsbetingelser	Temperatur: minus 40 - 70°C Relativ fugtighed: 10% - 90% Atmosfærisk tryk: 500 - 1060hPa
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 5 - 40°C Relativ fugtighed: 15% - 90% Atmosfærisk tryk: 700 - 1060hPa
Tid fra mindste lagringstemperatur mellem brug til mindste driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Tid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brug til maksimal driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Brugslevetid	3 år

15. Tegn og symboler

Brugermanualen er baseret på gældende standarder og regler i EU. I udlandet skal du følge de landespecifikke retningslinjer og love.

	Overensstemmelseserklæring: Produkter mærket med dette symbol opfylder alle relevante bestemmelser i EØS.
IP22	Enheden er beskyttet mod indtrængen af genstande såsom fingre.
	Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr.
	Følg betjeningsvejledningen.
	Laserprodukter i klasse 1.

Juridisk information

HomeSkinovationsLtdforbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd.

Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden varsel.

Home Skinovations Ltd har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Silk'n og Silk'n-logo er registrerede varemærker tilhørende Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.



PB113545B


HomeSkinovations™

www.silkn.eu • info@silkn.eu

InnoEssentials International

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands