




Tightra

H2400



- EN** USER MANUAL
- DE** BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR** MODE D'EMPLOI
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- ES** MANUAL DEL USUARIO
- PT** MANUAL DO UTILIZADOR
- GR** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR** KULLANIM KILAVUZU
- IT** MANUALE PER L'UTENTE
- NO** BRUKERHÅNDBOK
- SV** ANVÄNDARMANUAL
- DA** BRUGERMANUAL

Silk'n Tightra



(i)

Table of contents

1.	Warnings & contraindications.....	2
2.	Signs & symbols	8
3.	Safety with Silk'n Tightra	9
4.	Device controls & settings.....	10
5.	Get to know your Silk'n Tightra	12
6.	What to expect with Silk'n Tightra	13
7.	Possible side effects	14
8.	Treatment plan.....	15
9.	Get started!.....	16
10.	Cleaning, maintenance & storage.....	19
11.	Troubleshooting	20
12.	Consumables.....	21
13.	Customer service.....	21
14.	Warranty	22
15.	Disposal	22
16.	Specifications	23
17.	Labeling	24
18.	Output power curves	24
19.	EMC Technical results	25
20.	Legal notice	26

1. Warnings & contraindications

EN



A statement or event that indicates a possible or impending danger, problem, or other unpleasant situation when using the device.



Electricity and safety warnings

- Keep the device, USB cable and adapter dry at all times.
- Do not use the device while bathing or taking a shower.
- Always ensure that your hands are dry before connecting the device to the electricity supply.
- Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, or isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately before touching it. Failure to unplug the adapter may result in an electric shock!
- Never pull the adapter out of the socket by the cable. Always remove it by taking hold of the adapter.

- Do not operate the device in environments where there is a risk of explosion. Keep the device and all its parts away from open flames and hot surfaces.
- Keep the adapter accessible at all times, so it can be removed from the electricity supply easily in case of emergency.
- Disconnect the device from the electricity supply after charging.
- Never pull the adapter out of the socket by the cable. Always remove it by taking hold of the adapter.
- Place the adapter cable in such a way that it does not pose a tripping hazard.
- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged or does not appear to be working properly. In such cases contact Customer Service.
- Ensure there are no unintended rough surfaces, sharp edges or protrusions which may cause harm before each use.

- Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.
- The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- If your device reaches its end of life stage, take the device and all its parts to a recycling point designed for electrical devices. Refer to section 15. Disposal.



Contraindications

This device including all its parts must not be used by the following people: children, transgender women, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or

those who do not understand the hazards involved.

Do not use if you:

- are pregnant or nursing.
- have had any surgical procedure in the vaginal or pelvic area within the last 12 months, or before complete healing.
- have an active electrical implant/device in any region of the body, a pacemaker or internal defibrillator.
- have implants in the treatment area.
- have severe concurrent conditions, such as cardiac disorders, sensory disturbances, epilepsy, uncontrolled hypertension, liver or kidney diseases.
- have a history of skin cancer and genital area cancer, or current condition of any other type of cancer, or pre-malignant moles.
- have an impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS and HIV, or use immunosuppressive medications.

EN

- have poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes, or thyroid dysfunction and hormonal virilization.
- have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, rashes, open lacerations, abrasions, or lesions.
- have received treatment with light, laser, RF, or other devices in the treated area within 2-3 weeks for non-ablative procedures, and 6-12 weeks for ablative fractional laser resurfacing (according to treatment severity) prior to treatment, except special recommendations.
- have used Isotretinoin (Accutane[®]) within 6 months prior to treatment.
- have a sexually transmitted disease.
- have a current urinary tract infection, pelvic or pelvic tract infection.
- have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- cannot sense heat properly because of an illness, or other health related issue.
- are menstruating.

- have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to use the device.

Consult your physician before use if you:

- have received an abnormal result from a PAP smear or pelvic exam within the last 2 years.
- have a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex, in the treatment area.
- have had vaginal surgery, or you have been told you have a vaginal prolapse.
- have a history of skin disorders, keloids, abnormal wound healing, as well as very dry and fragile skin.
- have a history of bleeding coagulopathies, or use of anticoagulants except for low-dose aspirin.
- have an implanted mesh.
- have implanted metal birth control devices in the treatment area.
- have used medications, herbs, food supplements, and vitamins known to alter healing within the last two weeks.
- have a uterine prolapse, cystocele, or rectocele.

- have received drugs from your physician for a skin condition within the past 6 months.

2. Signs & symbols

	Important information about using or maintaining the device.
	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
IP23	The device is protected against spraying water when tilted up to an angle of 60°.
	Degree of protection against electric shock: type BF applied part.
	Interference may occur in the vicinity of the equipment.
	Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
	Follow the operating instructions.
	Lithium battery inside.

- This device is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

3. Safety with Silk'n Tightra

With Silk'n safety comes first. Silk'n Tightra has these safety features:

- **Heat stabilizer:** To prevent overheating, each of the 16 **electrodes** (#5, #6) has a built-in heat stabilizer. When a rise in the treated skin temperature is detected, the stabilizer automatically stops emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- **Touch sensor:** The touch sensor ensures that the RF Energy will only pass through the **electrodes** (#5, #6) when the **electrodes** (#5, #6) are in good contact with the skin.
- **Movement sensor:** When you use the device in external mode, the device will only emit energy when you move the device across the skin.
- **Auto shutdown:** This safety feature is activated in one of 3 situations:
 - You have completed a 20 minute treatment session. You will feel 1 vibration.
 - The device has not had firm contact with the skin for more than 2 minutes. You will feel 1 vibration.
 - The battery is too low to complete your 20 minute treatment session.

EN

4. Device controls & settings

4.1 Device modes

Silk'n Tightra has 2 operational modes: internal and external.

- **Internal mode:** Use this mode to tighten the vaginal tissue and muscles to improve sexual activity. As an addition to Kegel's exercise, the internal mode also helps to tighten the muscles of the pelvic floor to increase muscle tone. The internal mode has 3 energy levels, low, regular and high.
- **External mode:** Use this mode to tighten the external vulva skin tissue for an improved vaginal appearance. The external mode has 1 energy level.

4.2 Device controls

Control	Mode	Action	Explanation
	Internal	Long press	Device activated (internal mode, low energy). The treatment mode indicator light (#2) blinks green; 1 vibration
		Short press	Regular energy
		Short press again	High energy
	External	Short press again	1 energy level only
	Both modes	Long press	Device shuts down; 1 vibration
	Internal	Green (slow blink)	Low energy
		Green (fast blink)	Regular energy
		Green (constant)	High energy
	External	White (constant)	1 energy level only
	Both modes	Green and white (alternating blinks)	System error. The device will auto shutdown

Control	Mode	Action	Explanation
Battery indicator light (#4) 	---	Green (blinks)	Device charging
		Green (constant)	Device charged
	Both modes	Orange (blinks)	Low charge in the battery
		Orange (constant)	No charge in the battery

4.3 Changing modes and energy levels

- **Internal mode:** This is the default setting when the device is first switched on.
- **External mode:** To change to the external mode before you start a treatment, short press the **control button** (#3) 3 times. You can do this within the first minute that the device is on.
- **Change modes during use:** Once you are using the device, you will need to shutdown the device, restart it, and then select the mode you want.
- **Change energy levels during use:** To change internal mode energy levels during a treatment, short press the **control button** (#3). Each time you short press, you will cycle through the 3 internal modes.

4.4 Device charging

Always charge the device before first use. The initial charge should take approximately 6 hours.

- Place the **USB cable** (#8) into the device. Place the other end of the cable into the **USB adapter** (#9) and connect to the electricity supply. The **battery and treatment mode indicator lights** (#4, #2) will go on and off, and then the **battery indicator light** (#4) will blink green.
- Recharge the device fully after each 20 minute treatment, and check the battery level before you start a new treatment.

EN

5. Get to know your Silk'n Tightra

5.1 Package contents

- Silk'n Tightra device
- USB cable & adapter*
- Silk'n Intimate Gel
- User manual
- Warranty card
- Beauty case

* Varies according to the option purchased.

5.2 Device parts

The device has a rechargeable battery which is charged using a standard **USB cable** (#8). Refer to the illustration on page (i) at the front of the manual to see the location of each feature.

- USB port (#1)
- Treatment mode indicator light (#2)
- Control button (#3)
- Battery indicator light (#4)
- Electrodes - internal mode (#5)
- Electrodes - external mode (#6)
- Protective cover (#7)
- USB cable (#8)
- USB adapter (#9)

5.3 Device description

Silk'n Tightra is a medical cosmetic device that uses Bi-Polar RF Energy that flows between the **electrodes** (#5, #6). The Bi-Polar RF Energy contracts and tightens the tissue internally to increase sexual satisfaction. It also remodels the external part of the vagina for a better, younger appearance.

5.4 Intended use

Silk'n Tightra is an electrically operated device, intended for improved sexual functioning, or as an adjunct to Kegel's exercise in tightening of the muscles of the pelvic floor to increase muscle tone.

The device is intended for self-treatment only, and is not suitable for commercial or therapeutic use. Do not use for any purpose other than as described in this manual.

5.5 Reading & storing the user manual

This user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. We recommend you refamiliarise yourself with the instructions before each treatment.

6. What to expect with Silk'n Tightra

During a Silk'n Tightra treatment session it is normal to experience and feel:

- **A sensation of heat:** both during internal and external treatments.
- **Some redness or slight swelling of the skin:** This may occur around the vagina following an external treatment. These reactions should last no more than 24 hours.
 - i** If you experience these reactions, we recommend that you apply aloe vera gel on the affected skin.
- **A short vibration:** During a treatment, you will feel a vibration every few minutes. This is normal, and indicates that the device is active.
- **Temporary increase in incontinency:** When using the internal mode, some users might experience the need to pass water more frequently. Don't worry, this will go away in a few days. The effects of incontinency will start to reduce, and you will see an improvement as a result of the treatments.

-  Stop use immediately if you see full redness of the skin, blistering or burns.
-  Stop use immediately if you have any pain, or if the skin or the device becomes too hot.

7. Possible side effects

When used according to the instructions, side effects and complications associated with the use of Silk'n Tightra are uncommon. However, every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with systems designed for home use.


Minor discomfort (Internal/external modes)	Recommendation: Use a lower energy level and wait until you have no discomfort before your next treatment.
Excessive heat sensation (Internal /external modes)	Recommendation: Use a lower energy level and wait until the effect has cleared before your next treatment.
Allergic reaction In rare cases, you may experience an allergic reaction after the treatment.	Recommendation: Stop treatment, and consult your physician if the reaction remains for more than 24 hours.

Excessive redness and swelling (External mode)	Recommendation: Treat with frequent applications of aloe vera cream. Wait until the effect has cleared before your next treatment. Consult your physician if the redness does not go away within 5 days.
Blisters or burns (External mode)	Recommendation: Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the effect has cleared before your next treatment and use a lower energy level. Consult your physician if the skin does not return to normal within a week.
Spotting (internal mode)	Recommendation: Consult your physician if the effect continues for more than 24 hours.

- i** Stop use immediately if any of these effects are more severe.
- i** See your physician if the effects do not go away within 2 to 3 days.

8. Treatment plan

- Each internal or external treatment lasts for 20 minutes.
- You may use the device in one or both modes twice a week, for 4-5 weeks.
- After that, reduce the use gradually to once a week, then to every 2 weeks or less frequently, to meet your specific needs.



9. Get started!

9.1 Before treatment

- Make sure the device battery is not low (see section 4.4 Device charging).
- Empty the bladder before treatment.
- Check that the gel expiry date has not passed.
- Remove the **protective cover** (#7) that is over the **electrodes** (#5, #6) before use.
- Before use, clean the **electrodes** (#5, #6) with a vaginal wipe, and dry with a clean paper towel.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol), or acetone to clean the skin before use.
- Remove all piercing or metal from the treatment area before use.

9.2 Internal mode treatment

1. Apply a small amount of the gel supplied with the device to all the **electrodes** (#5, #6). There is no need to apply gel internally.
2. Start internal mode treatments using the low energy setting. Long press the **control button** (#3) once. You will feel a vibration, and the device is now ready for use.
 - i** During the treatment, you will feel a vibration approximately once a minute.
3. Lie down and make yourself comfortable.

4. Insert the **electrodes** (#5, #6) into the vagina as far as is comfortable for you. When the device is inside the vagina you need to make sure that the device is supported during treatments:

- If your legs are splayed out on the bed, close your legs slightly to hold the device in place.
- If you lie with your legs bent (and feet on the bed), place a cushion under the device to hold the device in place.
- You might also wish to hold the device, if you find that helps to keep the device in place.

i If after 5 minutes you feel comfortable with the heat, move to the regular energy level by short pressing the **control button** (#3). To use the high energy level, short press the **control button** (#3) one more time.

5. Keep the device in place for 20 minutes. We recommend that you lie still and do not move about. However, it's good to rotate the device from time to time so that the energy keeps flowing across the **electrodes** (#5, #6). After 20 minutes the device will auto shutdown.
6. Remove the device, and wipe the external skin around the vagina with a clean dry towel, or wipes specifically for the vaginal area, to remove any gel residue.


i In cases of pain or discomfort:

- If you are using the high or regular energy levels, reduce the energy by pressing the **control button** (#3) 1 or 2 times. Wait 5 minutes for the heat to reduce.
- If you are already using the low energy level, remove the device and wait until you feel OK before using the device again.

9.3 External mode treatment

Before use, the skin should be shaven, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Also, be sure that the skin is not red or inflamed.

1. Apply a small amount of the gel supplied with the device to the 3 silver-coloured **electrodes** (#5, #6). There is no need to apply gel internally.
2. To start external mode treatments, long press the **control button** (#3) and then short press it 3 times. The **treatment mode indicator light** (#2) will be constant white. The device is now ready for use.
3. Lie down and make yourself comfortable.
4. Hold the base of the device and place the 3 silver-coloured **electrodes** (#5, #6) on the labia. The triangular shape of the side with the silver-coloured **electrodes** (#5, #6) will help you position the device correctly.



- i** When the **electrodes** (#5, #6) are in good contact with the skin, and you are moving the device, you will feel heat emitted from the **electrodes** (#5, #6). Keep moving the device slowly but firmly across the skin. If there is no movement, the Bi-Polar RF energy will not work.

- i** During the treatment, you will feel a vibration approximately once a minute.
- 5. Continue to glide the device across the labia. After 20 minutes the device will auto shutdown.
- i** If you find it difficult to move the device across the skin, you may apply another small amount of gel on the 3 silver-coloured **electrodes** (#5, #6).
- !** If you feel pain or discomfort, remove the device, and wait until you feel OK before using the device again.
- 6. Remove the device and clean it (see section 10. Cleaning, maintenance & storage).

9.4 After treatment

After either internal or external mode treatments, we recommend that you:

- (●) avoid very hot water for 2 days after the treatment.
- (●) contact your physician if there is any indication of infection, excessive swelling, redness, pain, or any other unusual symptom.

10. Cleaning, maintenance & storage

-
- (●) Use a vaginal wipe to remove any gel residue off the device including the treatment surface. This prevents any gel from solidifying or damaging the device.
 - (●) Then dry the device with a clean paper towel.
 - (●) After cleaning, we recommend you store the device in the beauty case. You may wish to put the **protective cover** (#7) over the **electrodes** (#5, #6), but it is not essential.

 You may use cleaning fluids with up to 70% alcohol but never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.

 Never immerse the device or any of its parts in water.

11. Troubleshooting

Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Explanation / what to do
My device does not start.	<ul style="list-style-type: none">Check that the device is charged. Restart the device. If the problem persists, contact Customer Service.
I don't feel any heat from the device.	<ul style="list-style-type: none">No heat is emitted if the electrodes (#5, #6) are not in good contact with your skin. This is a safety feature. Make sure the device is tightly pressed to the skin before starting treatment.No heat is emitted if you have not applied gel, or if previously applied gel has dried up. Be sure to apply the gel directly before treatment.
The green and white lights of the treatment mode indicator light (#2) blink alternately.	<ul style="list-style-type: none">There is a system error. Press the control button (#3) to restart the device. If the problem persists, contact Customer Service.

Problem	Explanation / what to do
The device does not charge.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the adapter is connected to the device and the electricity supply. Unplug the adapter (#9) and then reconnect it again to reset the device. • Check that the USB cable (#8) is not damaged. <p>If the problem persists, contact Customer Service.</p>
The device has stopped working during a treatment.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the device is fully charged. The device will shutdown automatically during a treatment if the battery is too low to continue the treatment, or if there is a system error. <p>If there is a system error, contact Customer Service.</p>
The device has stopped working.	<ul style="list-style-type: none"> • Press the control button to restart the device. <p>If the problem persists, contact Customer Service.</p>

12. Consumables

You can purchase more Silk'n Intimate Gel from our website: www.silkn.eu.

13. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu

Country	Service number	Email
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Warranty

Please refer to the separate product warranty booklet for complete information.

15. Disposal

If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.


- Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.
- Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb lead.

16. Specifications


Model	H2400
Technology	RT™
Bi-Polar RF (frequency; maximum output power, maximum output current)	1 MHz \pm 30%; 8W max
Operation & safety	Temperature sensor to prevent skin overheating Touch sensor, movement sensor & auto-shutdown for safety
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: - 40° to +70°C Relative humidity: 90%rH max Atmospheric pressure: 500 - 1060hPa
Operating conditions	Temperature: 5° to 40°C Relative humidity: 15% to 90%rH Atmospheric pressure: 700 - 1060hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Protection against electric shock	Class 1 medical equipment type BF applied part
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Adapter input; output	100-240V; 50/60Hz; 0.3A; 5.0V - 2.0A
Service life	3 years

17. Labeling



18. Output power curves

The curve shows the changes for each mode at specific power settings.



19. EMC Technical results

Refer to the corresponding section in English.

Test	Standard	Class/ Severity Level	Test Result
Emission (IEC 60601-1-2 section 7)			
Conducted emission Freq range 150 kHz – 30 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	N/A
Radiated emission Freq range 30 – 1000 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Harmonic current emission test	IEC 61000-3-2	AC mains	N/A
Voltage changes. Voltage fluctuations and Flicker test	IEC 61000-3-3	AC mains	N/A
Immunity (IEC 60601-1-2 section 8)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-1-2	8 kV contact discharges & 15kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz + 2.7 GHz, 80% AM, 1kHz	Complies
Immunity from Proximity field from wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	List of frequencies, from 9 V/m up to 28 V/m, PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz	Complies

20. Legal notice

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhaltsverzeichnis

1.	Warnungen & Gegenanzeigen	28
2.	Zeichenerklärung	35
3.	Sicherheit mit Silk'n Tightra	36
4.	Bedientasten & Einstellungen	37
5.	Lernen Sie Ihren Silk'n Tightra kennen	39
6.	Was Sie von Silk'n Tightra erwarten können	40
7.	Mögliche Nebenwirkungen	41
8.	Behandlungsplan	43
9.	Legen Sie los!	44
10.	Reinigung, Wartung & Aufbewahrung	48
11.	Fehlerbehebung	48
12.	Verbrauchsmaterialien	50
13.	Kundenservice	50
14.	Garantie	50
15.	Entsorgung	51
16.	Spezifikationen	51
17.	Kennzeichnung	52
18.	Ausgabeleistungskurven	52
19.	EMC Technische Ergebnisse	53
20.	Rechtlicher Hinweis	53

1. Warnungen & Gegenanzeigen



Eine Erklärung oder ein Ereignis, das auf eine mögliche oder drohende Gefahr, ein Problem oder eine andere unangenehme Situation bei der Verwendung des Geräts hinweist.



Elektrizität und Sicherheitswarnungen

- Das Gerät, das USB-Kabel und der Adapter müssen immer trocken bleiben.
- Das Gerät darf nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden.
- Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
- Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker, bevor Sie das Gerät berühren. Wenn Sie den Netzstecker des Adapters nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein!

- Nie am Kabel ziehen, um den Adapter von der Streckdose zu entfernen. Immer am Adapter selbst ziehen.
- Das Gerät nicht in Umgebungen verwenden, in denen Explosionsrisiko herrscht. Das Gerät und alle Geräteteile fern von offenen Flammen und heißen Oberflächen halten.
- Der Adapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Gerät nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
- Nie am Kabel ziehen, um den Adapter von der Steckdose zu entfernen. Immer am Adapter selbst ziehen.
- Das Adapterkabel so platzieren, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Kundenservice auf.

- Achten Sie vor jedem Gebrauch darauf, dass sich keine rauen Oberflächen, scharfen Kanten oder Hindernisse in der Nähe befinden, die ein Risiko darstellen könnten.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt die Garantie.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen dieses Gerät nicht reinigen oder warten.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.
- Nach Ablauf der Lebenszeit des Geräts, das Gerät und alle Geräteteile an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgen. Siehe Abschnitt 15. Entsorgung.



Gegenanzeigen

DE

Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät einschließlich der Geräteteile nicht verwenden: Kinder, Transgender-Frauen, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Gerät verfügen und Personen, die nicht verstehen, welche Gefahren mit der Nutzung des Geräts verbunden sind.

Nicht verwenden, wenn:

- Sie schwanger sind oder stillen.
- Sie im Vaginal- oder Beckenbereich innerhalb der letzten 12 Monate einen chirurgischen Eingriff hatten oder die Heilung noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
- Sie in irgendeinem Bereich des Körpers ein elektrisches Implantat/Gerät, einen Herzschrittmacher oder einen internen Defibrillator haben.
- Sie Implantate im Behandlungsbereich haben.

- Sie aktuell an ernsthaften Beschwerden leiden wie Herzkrankheiten, Empfindungsstörungen, Epilepsie, unkontrollierter Bluthochdruck, Leber- oder Nieren-erkrankungen.
- Sie in der Vergangenheit Hautkrebs und Krebs im Genitalbereich hatten oder aktuell an irgendeiner Art von Krebs oder an einer Vorstufe eines bösartigen Muttermals leiden.
- Ihr Immunsystem aufgrund einer immunsuppressiven Krankheit wie AIDS und HIV beeinträchtigt ist oder wenn Sie immunpressive Medikamente einnehmen.
- Sie an unzureichend kontrollierten Hormonstörungen wie Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen und Hormon- oder Stoffwechselerkrankungen leiden.
- Sie im Behandlungsbereich derzeit Beschwerden haben wie Bläschen, Schuppenflechte, Ekzem, Hautausschlag, offene Platzwunden, Schürfwunden oder Läsionen.
- Sie eine Behandlung mit Licht, Laser, Funkfrequenzen oder anderen Geräten im Behandlungsbereich hatten und zwar innerhalb der letzten 2-3 Wochen bei nicht ablativen Behandlungen und

6-12 Wochen bei ablativ fraktionierter Lasertherapie (basierend auf dem Behandlungsaufwand), außer bei besonderer Empfehlung.

- Sie innerhalb der letzten 6 Monate vor Beginn der Behandlung Isotretinoin (Accutane®) verwendet haben.
- Sie an einer sexuell übertragbaren Krankheit leiden.
- Sie aktuell an einer Harnwegsentzündung, Beckenentzündung oder Entzündung im Knochenkanal des Beckens leiden.
- Sie eine Strahlen- oder Chemotherapie innerhalb der letzten drei Monate durchgeführt haben.
- Sie aufgrund von Krankheit oder anderen gesundheitlichen Problemen Hitze nicht richtig wahrnehmen können.
- Sie derzeit Ihre Menstruation haben.
- Sie eine andere Erkrankung haben, welche die Verwendung dieses Geräts aus Sicht Ihres Arztes unsicher machen würde.

Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:

- Abnormales Ergebnis des PAP-Abstrichs oder einer Unterleibsuntersuchung innerhalb der letzten 2 Jahre.
- Vorgeschichte mit Krankheiten, die durch Wärme stimuliert wurden, wie rezidiver Herpex Simplex im Behandlungsbereich.
- Wenn Sie einen chirurgischen Eingriff im Vaginalbereich oder einen Scheidenvorfall hatten.
- Wenn Sie an Hautkrankheiten, Keloiden, abnormaler Wundheilung und sehr trockener und brüchiger Haut leiden.
- Wenn Sie an Gerinnungsstörungen leiden oder Gerinnungshemmer einnehmen, mit der Ausnahme von Aspirin in niedriger Dosis.
- Wenn Ihnen ein Netz implantiert wurde.
- Wenn im Behandlungsbereich metallische Vorrichtungen zur Empfängnisverhütung eingesetzt wurden.
- Wenn Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Medikamente, Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine zur Wundheilung eingenommen haben.

- Wenn Sie einen Gebärmuttervorfall, eine Zystozele oder Rektozele hatten.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt innerhalb der letzten 6 Monate Medikamente gegen eine Hauterkrankung verschrieben hat.

2. Zeichenerklärung

	Wichtige Informationen zur Nutzung oder Wartung des Geräts.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
IP23	Das Gerät ist gegen Spritzwasser geschützt, wenn es im Winkel von bis zu 60° geneigt wird.
	Grad des Schutzes vor Stromschlag: vom Typ BF Anwendungsteil.
	In der Nähe von anderen Geräten können Interferenzen auftreten.
	Nicht im Hausmüll entsorgen! Die WEEE-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.
	Befolgen Sie die Betriebsanweisungen.
	Lithiumakku enthalten.

- Dieses Gerät darf nicht in Gegenwart von entzündlichen Narkosegasgemischen oder mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoff eingesetzt werden.

3. Sicherheit mit Silk'n Tightra

Bei Silk'n steht Sicherheit an erster Stelle. Silk'n Tightra verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

- **Hitzestabilisator:** Jede der 16 **Elektroden** (#5, #6) verfügt über einen integrierten Stabilisator, um eine Überhitzung zu verhindern. Sobald ein Temperaturanstieg auf der behandelten Haut erkannt wird, stellt der Stabilisator automatisch die Ausgabe von Wärme ein und zwar so lange, bis die Haut eine Temperatur erreicht, in welcher die Ausstrahlung von Wärme wieder sicher ist.
- **Berührungssensor:** Der Berührungssensor stellt sicher, dass nur dann RF-Energie durch die **Elektroden** (#5, #6) geleitet wird, wenn die **Elektroden** (#5, #6) guten Kontakt zur Haut haben.
- **Bewegungssensor:** Wenn das Gerät im äußeren Modus verwendet wird, strahlt das Gerät nur Energie aus, wenn das Gerät über die Haut bewegt wird.
- **Automatische Ausschaltung:** Diese Sicherheitsfunktion wird in einer von 3 Situationen aktiviert:
 - Nach einer Behandlungsdauer von 20 Minuten. Sie fühlen 1 Vibration.
 - Das Gerät hatte mehr als 2 Minuten keinen festen Kontakt zur Haut. Sie fühlen 1 Vibration.
 - Der Akku ist zu schwach, um eine Behandlung von 20 Minuten abzuschließen.

4. Bedientasten & Einstellungen

4.1 Gerätemodi

Silk'n Tighra verfügt über 2 Betriebsmodi: innen und außen.

- **Innerer Modus:** Dieser Modus strafft das Vaginalgewebe und die Muskeln, um die sexuelle Aktivität zu steigern. Als Zusatz zu Kegel-Übungen unterstützt der innere Modus auch die Straffung der Beckenbodenmuskulatur und die Erhöhung des Muskeltonus. Der innere Modus verfügt über 3 Energieniveaus: niedrig, normal und hoch.
- **Äußerer Modus:** Dieser Modus strafft das äußere Scheidengewebe und sorgt für ein jüngeres Aussehen. Der äußere Modus verfügt über 1 Energienivalevel.

4.2 Bedientasten

Taste	Modus	Aktion	Erklärung
Kontrolltaste (#3)	Innen	Lange drücken	Gerät aktiviert (innerer Modus, niedrige Energienivalevel). Die Anzeige für den Behandlungsmodus (#2) blinkt grün; 1 Vibration
		Kurz drücken	Normale Energienivalevel
		Erneut kurz drücken	Hohe Energienivalevel
		Erneut kurz drücken	Nur 1 Energienivalevel
	Beide Modi	Lange drücken	Gerät schaltet aus; 1 Vibration

Taste	Modus	Aktion	Erklärung
Anzeige Behandlungs-modus (#2)  INT/EXT	Innen	Grün (blinkt langsam)	Niedrige Energiestufe
		Grün (blinkt schnell)	Normale Energiestufe
		Grün (dauerhaft)	Hohe Energiestufe
	Außen	Weiß (dauerhaft)	Nur 1 Energiestufe
		Grün und weiß (blinken abwechselnd)	Systemfehler. Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet
	Beide Modi	Grün (blinkt)	Aufladen des Geräts
		Grün (dauerhaft)	Gerät geladen
Akku-Ladeanzeige (#4) 	---	Orange (blinkt)	Akkustand niedrig
		Orange (dauerhaft)	Akku leer
	Beide Modi		

4.3 Modi und Energiestufen wechseln

- **Innerer Modus:** Das ist die Standardeinstellung beim Einschalten des Geräts.
- **Äußerer Modus:** Um vor der Behandlung zum äußeren Modus zu wechseln, die **Kontrolltaste** (#3) 3 mal kurz betätigen. Sie können den Modus innerhalb der ersten Minute nach Einschalten des Geräts wechseln.
- **Während der Anwendung Modus wechseln:** Wenn Sie das Gerät bereits verwenden und den Modus wechseln möchten, müssen Sie das Gerät aus- und einschalten und den gewünschten Modus wählen.
- **Während der Anwendung Energiestufen wechseln:** Um im inneren Modus die Energiestufen während der Behandlung zu ändern, die **Kontrolltaste** (#3) kurz betätigen. Bei jedem kurzen Betätigen der Kontrolltaste wechseln Sie zwischen den 3 internen Modi.

4.4 Aufladen des Geräts

Das Gerät vor dem ersten Gebrauch immer laden. Der erste Ladevorgang sollte circa 6 Stunden dauern.

- Schließen Sie das **USB-Kabel** (#8) am Gerät an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels am **USB-Adapter** (#9) an und an die Stromversorgung. Die **Anzeigen für den Akku und den Behandlungsmodus** (#4, #2) gehen an und aus und die **Akku-Ladeanzeige** (#4) blinkt grün.
- Laden Sie das Gerät nach jeder 20-minütigen Behandlung vollständig auf und prüfen Sie den Akkustand, bevor Sie eine neue Behandlung beginnen.

5. Lernen Sie Ihren Silk'n Tightra kennen

5.1 Packungsinhalt

- Silk'n Tightra Gerät
- USB-Kabel & Adapter*
- Silk'n Intimate Gel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Aufbewahrungsetui

* Variiert je nach gekaufter Option.

5.2 Geräteteile

Das Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku, der mit einem Standard **USB-Kabel** (#8) aufgeladen wird. Sehen Sie sich das Schaubild auf Seite (i) auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- USB-Anschluss (#1)
- Anzeige Behandlungsmodus (#2)
- Kontrolltaste (#3)
- Akku-Ladeanzeige (#4)
- Elektroden - innerer Modus (#5)
- Elektroden - äußerer Modus (#6)
- Schutzhülle (#7)
- USB-Kabel (#8)
- USB-Adapter (#9)

5.3 Gerätbeschreibung

Silk'n Tightra ist ein medizinisches Kosmetikgerät, bei dem bipolare RF-Energie durch die **Elektroden** (#5, #6) fließt. Die bipolare RF-Energie kontrahiert und strafft das innere Gewebe, um die sexuelle Befriedigung zu steigern. Auch der äußere Teil der Vagina wird geformt und sieht somit schöner und jünger aus.

5.4 Anwendungszweck

Silk'n Tightra ist ein elektrisch betriebenes Gerät, das für gesteigertes Sexualverlangen oder als Zusatz zu Kegel-Übungen zur Straffung der Beckenbodenmuskulatur und Erhöhung des Muskeltonus entworfen wurde.

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle oder therapeutische Zwecke geeignet. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

5.5 Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

6. Was Sie von Silk'n Tightra erwarten können

Folgende Punkte sind normal oder können während der Behandlung mit Silk'n Tightra auftreten:

- **Ein Wärmegefühl:** Während der inneren und äußeren Behandlung.

- **Leichte Rötung oder Schwellung auf der Haut:** Diese Symptome können nach der äußeren Behandlung um die Vagina auftreten. Sie sollten nicht länger als 24 Stunden andauern.
 - **i** Wenn die Behandlung bei Ihnen diese Reaktionen auslöst, empfehlen wir auf den betroffenen Bereich etwas Aloe Vera-Gel aufzutragen.
 - **Kurze Vibration:** Während der Anwendung fühlen Sie alle paar Minuten eine Vibration. Das ist normal und weist darauf hin, dass das Gerät aktiv ist.
 - **Vorübergehende Steigerung der Inkontinenz:** Bei einer inneren Behandlung können einige Nutzer öfter Harndrang verspüren. Keine Sorge, nach ein paar Tagen verschwinden diese Symptome. Die Inkontinenz wird im Laufe der Zeit reduziert und als Folge der Behandlung tritt eine Verbesserung ein.
- !** Brechen Sie die Verwendung sofort ab, wenn Sie eine vollständige Hauthautrötung erkennen oder wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.
- !** Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen haben oder die Haut oder das Gerät zu heiß werden.

7. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Silk'n Tightra gemäß dieser Anleitung verwendet wird, sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen und akzeptieren, die bei Geräten, die für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurden, auftreten können.

Leichtes Unbehagen (innerer/äußerer Modus)	Empfehlung: Wählen Sie eine niedrigere Energiestufe und warten Sie, bis die Beschwerden verschwinden, bevor Sie erneut eine Behandlung ausführen.
Bei manchen Nutzern können während der Anwendung leichte Beschwerden auftreten. Diese lassen sich am ehesten als leicht brennendes Gefühl auf der Haut um die Vagina beschreiben. Das brennende Gefühl kann während oder nach der Behandlung auftreten.	
Starkes Wärmegefühl (innerer/äußerer Modus)	Empfehlung: Wählen Sie eine niedrigere Energiestufe und warten Sie, bis die Symptome verschwinden, bevor Sie erneut eine Behandlung ausführen.
Falls Sie Schmerzen verspüren, ein starkes Unbehagen oder ein sehr unangenehmes Gefühl haben, reduzieren Sie die Energie auf eine für Sie angenehme Stufe.	
Allergische Reaktion In seltenen Fällen kann unmittelbar nach der Behandlung eine allergische Reaktion auftreten.	Empfehlung: Stoppen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn die Reaktion länger als 24 Stunden anhält.
Übermäßige Rötung und Schwellung (Äußerer Modus)	Empfehlung: Tragen Sie auf die betroffenen Stellen regelmäßig Aloe Vera-Creme auf. Warten Sie, bis die Symptome verschwinden, bevor Sie erneut eine Behandlung ausführen. Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Rötung nicht innerhalb von 5 Tagen abgeklungen ist.
In seltenen Fällen kann es zu sehr starken Hautrötungen und Schwellungen auf der Haut im Vaginalbereich kommen. Die Rötung und die Schwellungen sollten innerhalb von 2 bis 5 Tagen abklingen.	

Bläschen oder Verbrennungen (äußerer Modus)	Empfehlung: Kühlen Sie die betroffene Stelle und verwenden Sie Sonnenmilch. Warten Sie, bis die Symptome verschwinden, bevor Sie erneut eine Behandlung ausführen und wählen Sie eine niedrigere Energiestufe. Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn der Normalzustand der Haut nach einer Woche noch nicht wiederhergestellt ist.
Schmierblutungen (innerer Modus)	Empfehlung: Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn diese Nebenwirkung länger als 24 Stunden anhält.

- i** Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn diese Nebenwirkungen schwerer sind.
- i** Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Nebenwirkungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abgeklungen sind.

8. Behandlungsplan

- Jede innere oder äußere Behandlung dauert 20 Minuten.
- Sie können das Gerät in beiden Modi zwei Mal wöchentlich und für 4-5 Wochen verwenden.
- Danach sollten Sie die Behandlung nur noch ein Mal wöchentlich, dann alle 2 Wochen oder weniger häufig, je nach Bedarf, durchführen.



9. Legen Sie los!

DE

9.1 Vor der Behandlung

- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist (siehe Abschnitt 4.4 Aufladen des Geräts).
- Entleeren Sie vor der Behandlung die Blase.
- Achten Sie darauf, dass das Gel noch nicht verfallen ist.
- Entfernen Sie vor der Behandlung die **Schutzhülle** (#7), die sich über den **Elektroden** (#5, #6) befindet.
- Die **Elektroden** (#5, #6) vor der Behandlung mit einem Feuchttuch für den Vaginalbereich abwischen und mit einem sauberen Papiertuch abtrocknen.
- Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung nie mit entflammmbaren Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Reinigungsmittel oder andere, alkoholhaltige Substanzen).
- Vor der Anwendung alle Piercings oder Metalle vom Behandlungsbereich entfernen.

9.2 Behandlung mit innerem Modus

1. Tragen Sie eine kleine Menge des mitgelieferten Gels auf alle **Elektroden** (#5, #6) auf. Im Inneren der Scheide muss kein Gel aufgetragen werden.
 2. Beginnen Sie die Behandlung mit innerem Modus mit einer niedrigen Energiestufe. Die **Kontrolltaste** (#3) einmal lange betätigen. Sie spüren eine Vibration und das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- i** Während der Behandlung fühlen Sie ungefähr ein Mal pro Minute eine Vibration.
3. Legen Sie sich in einer komfortablen Position hin.

4. Führen Sie die **Elektroden** (#5, #6) so weit in die Vagina ein, wie es für Sie angenehm ist. Sobald sich das Gerät in der Vagina befindet, müssen Sie darauf achten, dass das Gerät während der Behandlung gestützt wird:
 - Wenn Ihre Beine auf dem Bett gespreizt sind, führen Sie die Beine leicht zusammen, damit das Gerät nicht verrutscht.
 - Wenn Ihre Beine angewinkelt sind (und Ihre Füße auf dem Bett aufliegen), legen Sie ein Kissen unter das Gerät, damit es nicht verrutscht.
 - Sie können das Gerät auch mit Ihren Händen halten, wenn das Gerät so besser in Position bleibt.

i Wenn Sie sich nach 5 Minuten an die Wärme gewöhnt haben, können Sie die Energiestufe erhöhen, indem Sie die **Kontrolltaste** (#3) ein Mal kurz drücken. Die **Kontrolltaste** (#3) erneut kurz betätigen, um die hohe Energiestufe einzustellen.

5. Das Gerät 20 Minuten lang in Position halten. Wir empfehlen ruhig liegen zu bleiben und sich nicht zu bewegen. Das Gerät kann jedoch von Zeit zu Zeit gedreht werden, damit die Energie weiterhin durch die **Elektroden** (#5, #6) fließt. Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab.
6. Entfernen Sie das Gerät und wischen Sie den äußeren Bereich um die Vagina mit einem sauberen, trockenen Handtuch (oder Feuchttüchern speziell für den Vaginalbereich) ab, um eventuelle Gelreste zu entfernen.

i Bei Schmerzen oder Unbehagen:


- Wenn Sie die hohe oder normale Energiestufe verwenden, reduzieren Sie die Energiestufe, indem Sie 1 oder 2 Mal auf die **Kontrolltaste** (#3) drücken. Warten Sie 5 Minuten, bis weniger Wärme ausgestrahlt wird.

- Wenn Sie bereits die niedrige Energiestufe verwenden, entfernen Sie das Gerät vom Behandlungsbereich und warten Sie etwas, bis die Verwendung des Geräts für Sie wieder in Ordnung ist.

9.3 Behandlung mit äußerem Modus

Vor der Behandlung sollte die Haut rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Pudern, Antiperspirantien oder Deodorants sein. Achten Sie darauf, dass die Haut nicht rot oder entzündet ist.

1. Tragen Sie eine kleine Menge des mitgelieferten Gels auf die 3 silberfarbenen **Elektroden** (#5, #6) auf. Im Inneren der Scheide muss kein Gel aufgetragen werden.
2. Um das Gerät im Modus für die äußere Behandlung zu starten, die **Kontrolltaste** (#3) betätigen und anschließend noch 3 Mal kurz drücken. Die **Anzeige für den Behandlungsmodus** (#2) blinkt dauerhaft weiß. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
3. Legen Sie sich in einer komfortablen Position hin.
4. Halten Sie das Gerät an der Basis fest und platzieren Sie die 3 silberfarbenen **Elektroden** (#5, #6) auf den Schamlippen. Die dreieckige Form der Seite mit den silberfarbenen **Elektroden** (#5, #6) unterstützt Sie bei der korrekten Platzierung des Geräts.



i Sobald die **Elektroden** (#5, #6) guten Kontakt zur Haut haben und Sie das Gerät bewegen, fühlen Sie, dass die **Elektroden** (#5, #6) Wärme ausgeben. Bewegen Sie das Gerät weiterhin langsam aber bestimmt über die Haut. Die bipolare RF-Energie wird nicht ausgestoßen, wenn das Gerät nicht bewegt wird.

i Während der Behandlung fühlen Sie ungefähr ein Mal pro Minute eine Vibration.

5. Lassen Sie das Gerät weiter über die Schamlippen gleiten. Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab.

i Wenn sich das Gerät nicht leicht über die Haut gleiten lässt, tragen Sie noch eine kleine Menge Gel auf die 3 silberfarbenen **Elektroden** (#5, #6) auf.

! Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen fühlen, entfernen Sie das Gerät vom Behandlungsbereich und warten Sie etwas, bis die Verwendung des Geräts für Sie wieder in Ordnung ist.

6. Das Gerät entfernen und reinigen (siehe Abschnitt 10. Reinigung, Wartung & Aufbewahrung).

9.4 Nach der Behandlung

Nach einer inneren oder äußereren Behandlung empfehlen wir:

- 2 Tage lang übermäßig heißes Wasser zu meiden.
- Ihren Arzt zu kontaktieren, falls es Anzeichen für eine Infektion, übermäßige Schwellung, Rötung, Schmerzen oder andere ungewöhnliche Symptome gibt.

10. Reinigung, Wartung & Aufbewahrung

- DE
- Entfernen Sie eventuelle Gelreste vom Gerät und von der Behandlungsfläche mit einem Feuchttuch für den Vaginalbereich. Dadurch wird verhindert, dass das Gel antrocknet oder das Gerät beschädigt wird.
 - Anschließend das Gerät mit einem sauberen Papiertuch abtrocknen.
 - Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung im Aufbewahrungsetui zu lagern. Sie können die **Schutzhülle** (#7) wieder auf den **Elektroden** (#5, #6) anbringen, das ist aber nicht unbedingt notwendig.
- i** Sie können Reinigungsflüssigkeiten mit bis zu 70%-igem Alkohol verwenden. Verwenden Sie jedoch niemals Aceton oder Scheuermilch. Diese beschädigen Ihr Gerät.
- ⚠ Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.

11. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Erklärung / Was tun
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Gerät geladen ist. Starten Sie das Gerät neu. <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.</p>

Problem	Erklärung / Was tun
Ich fühle keine Wärme am Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> Es wird keine Wärme ausgestoßen, wenn die Elektroden (#5, #6) keinen guten Hautkontakt haben. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend an die Haut gedrückt wird, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Es wird keine Wärme ausgestoßen, wenn Sie kein Gel aufgetragen haben oder das zuvor aufgetragene Gel bereits getrocknet ist. Tragen Sie immer direkt vor der Behandlung Gel auf.
Die grünen und weißen Anzeigen für den Behandlungsmodus (#2) blinken abwechselnd.	<ul style="list-style-type: none"> Dies weist auf einen Systemfehler hin. Betätigen Sie die Kontrolltaste (#3), um das Gerät neu zu starten. <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.</p>
Das Gerät wird nicht geladen.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Adapter mit dem Gerät und dem Stromanschluss verbunden ist. Ziehen Sie den Adapter (#9) und schließen Sie diesen erneut an, um das Gerät zurückzusetzen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel (#8) nicht beschädigt ist. <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.</p>
Das Gerät hat während einer Behandlung aufgehört zu funktionieren.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist. Das Gerät schaltet sich während der Behandlung automatisch aus, wenn der Akku zu schwach ist, um die Behandlung fortzusetzen oder wenn ein Systemfehler auftritt. <p>Wenn ein Systemfehler auftritt, kontaktieren Sie den Kundenservice.</p>

Problem	Erklärung / Was tun
Das Gerät funktioniert nicht mehr.	<ul style="list-style-type: none"> Betätigen Sie die Kontrolltaste, um das Gerät neu zu starten. <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.</p>

12. Verbrauchsmaterialien

Silk'n Intimate Gel ist über unsere Webseite erhältlich:
www.silkn.eu.

13. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen:
www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter. Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Vollständige Informationen finden Sie im separaten Garantieheft des Produkts.

15. Entsorgung

Wenn der Lebenszyklus Ihres Geräts abgelaufen ist, entsorgen Sie Ihr Gerät gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften für Elektrogeräte.

- Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.
- Nicht im Hausmüll entsorgen! Die WEEE-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* wird vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

16. Spezifikationen

Modell	H2400
Technologie	RT™
Bipolare Radiofrequenz (Frequenz; maximale Leistung, maximaler Ausgangstrom)	1 MHz $\pm 30\%$; max. 8W
Betrieb & Sicherheit	Temperatursensor beugt einer Überhitzung der Haut vor Berührungssensor, Bewegungssensor und automatische Ausschaltung als Sicherheit

Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: - 40° bis +70°C Relative Feuchtigkeit: max. 90%rH Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 5° bis 40°C Relative Feuchtigkeit: 15% bis 90%rH Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C	30 Minuten
Schutz vor Stromschlag	Klasse 1 medizinisches Gerät Anwendungsteil vom Typ BF
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Adaptereingang; Ausgang	100-240V; 50/60Hz; 0.3A; 5.0V - 2.0A
Erwartete Nutzungsdauer	3 Jahre

17. Kennzeichnung

Lesen Sie den entsprechenden englischen Abschnitt.

18. Ausgabeleistungskurven

Lesen Sie den entsprechenden englischen Abschnitt.

19. EMC Technische Ergebnisse

Lesen Sie den entsprechenden englischen Abschnitt.

20. Rechtlicher Hinweis

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

DE

Table des matières

1.	Mises en garde et contre-indications	55
2.	Signes et symboles	62
3.	Sécurité avec Silk'n Tightra	63
4.	Paramètres et commandes de l'appareil.....	64
5.	En savoir plus sur votre Silk'n Tightra	66
6.	À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Tightra	68
7.	Effets secondaires possibles	69
8.	Protocole d'utilisation	70
9.	Lancez-vous !	71
10.	Nettoyage, entretien et stockage	75
11.	Dépannage	76
12.	Consommables.....	77
13.	Service à la clientèle	77
14.	Garantie	78
15.	Élimination	78
16.	Caractéristiques techniques	79
17.	Étiquetage	80
18.	Courbes de puissance de sortie	80
19.	Résultats techniques de la CEM	80
20.	Mentions légales	80

1. Mises en garde et contre-indications



Déclaration ou événement indiquant un danger, un problème ou toute autre situation néfaste, potentiels ou imminents, lors de l'utilisation de l'appareil.



Mises en garde concernant l'électricité et la sécurité

FR

- Toujours tenir l'appareil, le câble USB et l'adaptateur au sec.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur avant de toucher celui-ci. Le fait de ne pas débrancher l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !
- Veillez à ne pas retirer l'adaptateur de la prise en le tirant par le câble. Pour retirer l'adaptateur, veillez à toujours le tenir à pleine main.

- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements assujettis à un risque d'explosion. Gardez l'appareil et toutes ses pièces hors de portée des flammes et des surfaces chaudes.
- Veillez à ce que l'adaptateur soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être facilement retiré de l'alimentation électrique en cas d'urgence.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après chargement.
- Veillez à ne pas retirer l'adaptateur de la prise en le tirant par le câble. Pour retirer l'adaptateur, veillez à toujours le tenir à pleine main.
- Positionnez le câble de l'adaptateur de telle manière qu'il ne pose pas de risque pour qui que ce soit de trébucher.
- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce mode d'emploi, ou si l'appareil est endommagé ou ne semble pas fonctionner correctement. Dans ces cas, contactez le service à la clientèle.

- Avant chaque utilisation, assurez-vous de l'absence de surfaces rugueuses, de bords tranchants ou de protubérances accidentels pouvant entraîner des blessures.
- N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.
- Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou inadaptée.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.
- Si votre appareil atteint sa fin de vie, mettez celui-ci et tous ces composants au rebut dans un point de recyclage prévu pour les appareils électriques. Se reporter à la section 15. Élimination.



Contre-indications

FR

L'appareil, y compris tous ses composants, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les femmes transgenres, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

Ne pas utiliser si vous :

- êtes enceinte ou allaitez ;
- avez subi une opération chirurgicale dans la région pelvienne ou vaginale au cours des 12 derniers mois, ou n'êtes toujours pas complètement guérie ;
- portez un implant/un appareil électrique actif dans une région quelconque du corps, un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne ;
- avez des implants dans la zone de traitement ;
- avez des affections concomitantes graves telles que des troubles cardiaques, des perturbations sensorielles, de l'épilepsie,

- une hypertension non contrôlée ou des maladies hépatiques ou rénales ;
- avez des antécédents de cancer de la peau et de la région génitale, ou êtes actuellement atteinte d'un autre type de cancer ou de grains de beauté pré-malins ;
 - avez un système immunitaire affaibli en raison de maladies immunodéficitaires comme le sida et le VIH, ou si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs ;
 - présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète, un dysfonctionnement thyroïdien ou une virilisation hormonale ;
 - présentez une affection active, quelle qu'elle soit, dans la zone de traitement telle que des plaies, du psoriasis, de l'eczéma, des éruptions cutanées, des lacérations ouvertes, des écorchures ou des lésions ;
 - avez reçu un traitement par des dispositifs photothérapeutiques, au laser, à la RF ou par tout autre appareil dans la zone de traitement au cours des 2 à 3 semaines pour les interventions non-ablatives ou au cours des 6 à 12 semaines pour le resurfaçage ablatif au laser fractionné (selon la gravité) avant la séance, sauf recommandation particulière ;

- avez subi un traitement à base d'isotrétinoïne (Accutane®) au cours des 6 derniers mois précédant la séance ;
- êtes atteinte d'une maladie sexuellement transmissible ;
- présentez une infection urinaire, pelvienne ou du système pelvien actuellement en cours ;
- ont subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois ;
- ne peuvent décentrement déceler les sensations de chaleur en raison d'une maladie, ou d'autres problèmes liés à la santé ;
- êtes en période de menstruation ;
- souffrent de toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait l'utilisation de l'appareil potentiellement dangereuse pour vous.

Consultez votre médecin avant utilisation si vous :

- avez reçu un résultat anormal de frottis vaginal ou d'examen pelvien au cours des 2 dernières années ;
- avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un

- herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement ;
- avez subi une intervention chirurgicale de la région vaginale ou avez été informée que vous avez un prolapsus vaginal ;
 - avez des antécédents de troubles cutanés, de chéloïdes, de cicatrisation anormale, ainsi qu'une peau très sèche et fragile ;
 - avez des antécédents de coagulopathie sanguine ou prenez des médicaments anticoagulants, à l'exception de faibles doses d'aspirine ;
 - portez un filet implanté ;
 - portez un dispositif de contraception métallique implanté dans la zone de traitement ;
 - avez pris des médicaments, des produits à base de plantes, des compléments alimentaires ou des vitamines connus pour altérer la cicatrisation au cours des deux dernières semaines ;
 - avez un prolapsus utérin, un cystocèle ou un rectocèle ;
 - ont pris des médicaments prescrits par un médecin suite à une infection cutanée au cours des 6 derniers mois.

2. Signes et symboles

	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
IP23	L'appareil est protégé contre les éclaboussures d'eau lorsqu'il est incliné jusqu'à un angle de 60°.
	Degré de protection contre les chocs électriques : partie appliquée type BF.
	Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
	Suivre les directives de fonctionnement.
	Batterie au lithium à l'intérieur.

- Ce appareil ne convient pas à l'utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable à l'air, avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

3. Sécurité avec Silk'n Tightra

Avec Silk'n, la sécurité est au premier plan. Silk'n Tightra est équipé de plusieurs mécanismes de sécurité :

- **Stabilisateur thermique :** pour éviter la surchauffe, chacune des 16 **pastilles métalliques** (#5, #6) est dotée d'un stabilisateur thermique intégré. Lorsqu'une augmentation de la température est détectée au niveau de la surface cutanée traitée, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.
- **Analyseur du touché :** l'analyseur du touché permet d'assurer que l'énergie RF est transmise par les **électrodes** (#5, #6) uniquement lorsque les **pastilles métalliques** (#5, #6) sont bien en contact avec la peau.
- **Analyseur du mouvement :** lorsque vous utilisez l'appareil en mode externe, il n'émet de l'énergie que lorsque vous le déplacez sur la peau.
- **Arrêt automatique :** Cette fonction de sécurité s'active dans l'un des 3 cas suivants :
 - Vous avez complété une séance de 20 minutes. Vous ressentirez 1 vibration.
 - L'appareil n'a eu aucun contact direct avec la peau pendant plus de 2 minutes. Vous ressentirez 1 vibration.
 - La batterie est trop faible pour compléter votre séance de 20 minutes.

4. Paramètres et commandes de l'appareil


4.1 Modes de traitement de l'appareil

Silk'n Tightra est doté de 2 modes opératoires : interne et externe.

- **Mode interne :** ce mode permet de resserrer le tissu et les muscles vaginaux afin d'améliorer l'activité sexuelle. En complément aux exercices de Kegel, le mode interne aide également à resserrer les muscles du plancher pelvien afin d'augmenter le tonus musculaire. Le mode interne comporte 3 niveaux d'énergie : faible, normal et élevé.
- **Mode externe :** ce mode permet de resserrer le tissu externe de la peau de la vulve afin d'améliorer l'aspect extérieur du vagin. Le mode externe comporte 1 niveau d'énergie.

4.2 Commandes de l'appareil

Contrôle	Mode	Action	Explication
	Interne	Appui long	Appareil activé (mode interne, énergie faible). Le voyant lumineux du mode d'utilisation (#2) clignote en vert ; 1 vibration
		Appui bref	Énergie normale
		Nouvel appui bref	Énergie élevée
	Externe	Nouvel appui bref	1 seul niveau d'énergie
	Les deux modes	Appui long	L'appareil s'éteint : 1 vibration

Contrôle	Mode	Action	Explication
 Voyant lumineux du mode d'utilisation (#2) 	Interne	Vert (clignotement lent)	Énergie faible
		Vert (clignotement rapide)	Énergie normale
		Vert (constant)	Énergie élevée
	Externe	Blanc (constant)	1 seul niveau d'énergie
		Les deux modes	Vert et blanc (clignotant en alternance) Erreur de système. L'appareil va s'éteindre automatiquement
	---	Vert (clignotant) Vert (constant)	Chargement de l'appareil Appareil chargé
 Voyant lumineux de la pile (#4)	Les deux modes	Orange (clignotant)	Pile faiblement chargée
		Orange (Continu)	Pile déchargée

4.3 Passage entre les modes et les niveaux d'énergie

- **Mode interne:** c'est le réglage par défaut lorsque l'appareil est allumé pour la première fois.
- **Mode externe:** pour passer en mode externe avant de commencer une séance, appuyez sur le **bouton de commande** (#3) brièvement, 3 fois de suite. Cette opération est possible dans la première minute après avoir allumé l'appareil.
- **Passage d'un mode à l'autre pendant l'utilisation:** si vous avez déjà commencé à utiliser l'appareil, il faut l'éteindre, le redémarrer, puis sélectionner le mode que vous souhaitez.
- **Passage d'un niveau d'énergie à un autre pendant l'utilisation:** pour passer d'un niveau d'énergie à un autre en mode interne au cours d'une séance, appuyez brièvement sur le **bouton de commande** (#3). À chaque

appui bref, vous passez au niveau suivant du mode interne, en boucle.

4.4 Chargement de l'appareil

Chargez toujours l'appareil avant la première utilisation. Le premier chargement prend normalement environ 6 heures.

- Branchez le **câble USB** (#8) sur l'appareil. Connectez l'autre extrémité du câble à l'**adaptateur USB** (#9) et branchez celui-ci sur l'alimentation de secteur. Les **voyants lumineux de la pile et du mode d'utilisation** (#4, #2) s'allument et s'éteignent, puis le **voyant lumineux de la pile** (#4) clignote en vert.
- Rechargez entièrement l'appareil après chaque séance de 20 minutes, puis vérifiez le niveau de la batterie avant de commencer une nouvelle séance.

5. En savoir plus sur votre Silk'n Tightra

5.1 Contenu du paquet

- L'appareil Silk'n Tightra
- Mode d'emploi
- Câble USB et adaptateur*
- Carte de garantie
- Silk'n Intimate Gel
- Trouse de rangement

* Varie en fonction de l'option achetée.

5.2 Composants de l'appareil

L'appareil est muni d'une pile rechargeable à l'aide d'un **câble USB** standard (#8). Veuillez consulter l'illustration de la page (i) qui se trouve au début de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Port USB (#1)
- Pastilles métalliques - mode interne (#5)

- Voyant lumineux du mode d'utilisation (#2)
- Bouton de commande (#3)
- Voyant lumineux de la pile (#4)
- Pastilles métalliques - mode interne (#6)
- Capuchon de protection (#7)
- Câble USB (#8)
- L'adaptateur USB (#9)

5.3 Description de l'appareil

Silk'n Tightra est un appareil cosmétique médical qui fait appel à l'énergie RF bipolaire transmise entre les **pastilles métalliques** (#5, #6). L'énergie RF bipolaire contracte et resserre le tissu interne afin d'augmenter la satisfaction sexuelle. Elle permet également de remodeler la région externe du vagin afin de lui donner un aspect meilleur et plus jeune.

5.4 Usage prévu

Silk'n Tightra est un appareil électrique destiné à l'amélioration de la fonction sexuelle ou à l'utilisation en complément aux exercices de Kegel pour le resserrement des muscles du plancher pelvien en vue d'une augmentation du tonus musculaire.

Cet appareil est conçu pour une utilisation personnelle uniquement, et ne convient pas à une utilisation commerciale ou thérapeutique. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

5.5 Consultation et conservation du mode d'emploi

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Tightra

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre et de sentir durant une séance :

- **Une sensation de chaleur** : à la fois au cours d'une séance interne ou externe.
- **L'apparition de quelques rougeurs ou d'un léger gonflement de la peau** : cela peut se produire dans la région du vagin après une séance en mode externe. Ces réactions ne durent normalement pas plus de 24 heures.
 - Si vous présentez ces réactions, nous vous conseillons d'appliquer un gel d'aloe vera sur la peau affectée.
- **Vibration courte** : au cours d'une séance, vous ressentirez une vibration de temps à autre, à quelques minutes d'intervalle. C'est normal : cela indique que l'appareil est actif.
- **Une augmentation temporaire de l'incontinence** : avec les traitements en mode interne, certaines utilisatrices pourront ressentir un besoin d'uriner plus fréquent. Ne vous inquiétez pas, cet effet disparaît au bout de quelques jours. Les effets de l'incontinence commenceront à diminuer et vous constaterez une amélioration suite aux séances.
- ⚠ Arrêtez l'utilisation immédiatement si vous constatez plein de rougeurs sur la peau, ou si votre peau se couvre d'ampoules ou de brûlures.
- ⚠ Arrêtez l'utilisation immédiatement si vous ressentez une douleur quelconque, ou si la peau ou l'appareil deviennent trop chauds.

7. Effets secondaires possibles

Lorsque l'appareil est utilisé selon les instructions, les effets secondaires et complications associés à l'utilisation du Silk'n Tightra sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système conçu pour un usage domestique.

Gêne légère (mode interne ou externe)	Recommandation : Passez à un niveau d'énergie plus faible et attendez la disparition de la gêne avant votre prochaine séance.
Certaines utilisatrices peuvent ressentir une gêne légère pendant l'utilisation. Ceci est décrit comme une sensation de brûlure légère sur la peau dans la région vaginale. La sensation de picotement peut durer pendant ou après la séance.	Recommandation : Passez à un niveau d'énergie plus faible et attendez la disparition de l'effet avant votre prochaine séance.
Sensation de chaleur excessive (mode interne ou externe)	Recommandation : Passez à un niveau d'énergie plus faible et attendez la disparition de l'effet avant votre prochaine séance.
Si vous éprouvez de la douleur, une forte gêne ou une sensation très désagréable, réduisez le niveau d'énergie jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.	Recommandation : Cessez la séance et consultez votre médecin si la réaction persiste au-delà de 24 heures.
Réaction allergique Dans de rares cas, il est possible que vous ayez une réaction allergique après la séance.	Recommandation : Traitez par des applications fréquentes de crème d'aloe vera. Attendez la disparition de l'effet avant votre prochaine séance. Consultez votre médecin si la rougeur persiste au-delà de 5 jours.
Rougeur et gonflement excessifs (mode externe)	Recommandation : Traitez par des applications fréquentes de crème d'aloe vera. Attendez la disparition de l'effet avant votre prochaine séance. Consultez votre médecin si la rougeur persiste au-delà de 5 jours.

Des boursouflures ou des brûlures (mode externe)	Recommandation : Refroidissez la zone touchée et appliquez une crème anti-brûlure. Attendez la disparition de l'effet avant votre prochaine séance et utilisez un niveau d'énergie plus faible. Consultez votre médecin si la peau ne redéveloppe pas normale au bout d'une semaine.
Taches (mode interne)	Recommandation : Consultez votre médecin si l'effet persiste au-delà de 24 heures.

- i** Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si n'importe lequel de ces effets est plus grave.
- i** Consultez votre médecin si les effets persistent au-delà de 2 à 3 jours.

8. Protocole d'utilisation

- Chaque séance interne ou externe prend 20 minutes.
- Vous pouvez utiliser l'appareil en mode unique ou dans les deux modes, deux fois par semaine pendant 4 à 5 semaines.
- Ensuite, réduisez progressivement jusqu'à une utilisation par semaine, puis toutes les 2 semaines ou moins, en fonction de vos besoins particuliers.



9. Lancez-vous !

9.1 Avant la séance

- Vérifiez que la pile est bien chargée (voir la rubrique 4.4 Chargement de l'appareil).
- Videz complètement la vessie avant la séance.
- Vérifiez que la date de péremption du gel n'est pas dépassée.
- Avant l'utilisation, retirez le **capuchon de protection** (#7) situé sur les **pastilles métalliques** (#5, #6).
- Avant l'utilisation, nettoyez les **pastilles métalliques** (#5, #6) à l'aide d'une lingette vaginale, puis séchez-les avec une serviette de papier propre.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, tels que l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou tout autre produit contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant l'utilisation.
- Retirez tous les piercings ou objets métalliques de la zone de traitement avant utilisation.

9.2 Séance en mode interne

1. Appliquez une petite quantité de gel fourni avec l'appareil à toutes les **pastilles métalliques** (#5, #6). Il n'est pas utile d'appliquer du gel à l'intérieur du vagin.
 2. Commencez vos séances en mode interne avec le réglage d'énergie faible. Appuyez sur le **bouton de commande** (#3). Vous ressentirez une vibration : l'appareil est maintenant prêt à l'utilisation.
- i** Au cours de séance, vous ressentirez une vibration environ une fois par minute.

3. Allongez-vous et mettez-vous à l'aise.
4. Introduisez les **pastilles métalliques** (#5, #6) dans le vagin jusqu'à une profondeur confortable. Lorsque l'appareil est à l'intérieur du vagin, il faut s'assurer qu'il est bien soutenu pendant les séances :
 - si vos jambes sont écartées sur le lit, refermez-les légèrement pour maintenir l'appareil en place ;
 - si vous êtes allongée avec les jambes pliées (les pieds étant sur le lit), placez un coussin sous l'appareil afin de maintenir celui-ci en place ;
 - vous pouvez également tenir vous-même l'appareil si vous trouvez que cela aide à le garder en place.

i Si, au bout de 5 minutes, vous êtes à l'aise avec le niveau de chaleur, passez au niveau d'énergie normal en appuyant brièvement sur le **bouton de commande** (#3). Pour passer au niveau d'énergie élevé, appuyez une nouvelle fois brièvement sur le **bouton de commande** (#3).

5. Gardez l'appareil en place pendant 20 minutes. Nous vous conseillons de rester allongée et de ne pas bouger. Cependant, il est bon de faire pivoter l'appareil de temps à autre afin que l'énergie continue de passer entre les **pastilles métalliques** (#5, #6). L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes.
6. Retirez l'appareil et nettoyez la peau externe de la région vaginale à l'aide d'une serviette propre et sèche, ou de lingettes spécialement conçues pour la région vaginale, afin d'éliminer toute trace de gel.

i En cas de douleur ou de gêne :

- Si vous utilisez le niveau d'énergie élevé ou normal, réduisez la quantité d'énergie en appuyant sur le **bouton de commande** (#3) 1 ou 2 fois. Attendez 5 minutes jusqu'à ce que la chaleur baisse.
- Si vous utilisez déjà le niveau d'énergie faible, retirez l'appareil et attendez de vous sentir mieux avant votre prochaine utilisation.


FR

9.3 Séance en mode externe

Avant l'utilisation, la peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de désodorisants. Vérifiez également que la peau n'est pas rouge ou enflammée.

1. Appliquez une petite quantité de gel fourni avec l'appareil aux 3 **pastilles métalliques** (#5, #6) de couleur argentée. Il n'est pas utile d'appliquer du gel à l'intérieur du vagin.
2. Pour commencer la séance en mode externe, appuyez longuement sur le **bouton de commande** (#3), puis appuyez brièvement 3 fois. Le **voyant lumineux du mode d'utilisation** (#2) s'allume en blanc constant. L'appareil est maintenant prêt à l'utilisation.
3. Allongez-vous et mettez-vous à l'aise.

- FR
4. En tenant l'appareil par sa base, placez les 3 **pastilles métalliques** (#5, #6) argentées sur les lèvres de la vulve. La forme triangulaire du côté des **pastilles métalliques** (#5, #6) argentées vous aidera à positionner l'appareil correctement.



- i** Lorsque les **électrodes** (#5, #6) sont bien en contact avec la peau, et lorsque vous déplacez l'appareil, vous ressentirez de la chaleur émise par les **pastilles métalliques** (#5, #6). Continuez de déplacer l'appareil lentement, mais fermement sur la peau. S'il n'y a pas de mouvement, l'énergie RF bipolaire ne pourra pas fonctionner.
- i** Au cours de séance, vous ressentirez une vibration environ une fois par minute.
- 5. Continuez de faire glisser l'appareil sur les lèvres. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes.
- i** Si il vous est difficile de déplacer l'appareil sur la peau, vous pouvez appliquer de nouveau une petite quantité de gel sur les 3 **pastilles métalliques** (#5, #6) argentées.
- !** Si vous éprouvez une douleur ou un inconfort, retirez l'appareil et attendez de vous sentir mieux avant votre prochaine utilisation.

6. Retirez l'appareil et nettoyez-le (voir la rubrique 10. Nettoyage, entretien et stockage).

9.4 Après la séance

Après chaque séance, en mode interne ou externe, nous vous conseillons :

- d'éviter le contact avec l'eau très chaude pendant les 2 jours suivant la séance ;
- de contacter votre médecin en cas de signe d'infection, de gonflement, de rougeur, de douleur ou de tout autre symptôme inhabituel.

FR

10. Nettoyage, entretien et stockage

- À l'aide d'une lingette vaginale, éliminez toute trace de gel de l'appareil, y compris de la surface de traitement. Ceci évitera que le gel ne se solidifie et n'endommage l'appareil.
 - Ensuite, séchez l'appareil à l'aide d'une serviette de papier propre.
 - Après le nettoyage, nous vous conseillons de conserver l'appareil dans la trousse de rangement. Vous pouvez remettre le **capuchon de protection** (#7) sur les **pastilles métalliques** (#5, #6), mais ce n'est pas essentiel.
- i** Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.
- !** N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.

11. Dépannage

N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Explication / Solution
Mon appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'appareil est chargé. Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">Aucune chaleur n'est émise si les pastilles métalliques (#5, #6) ne sont pas bien en contact avec votre peau. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Assurez-vous que l'appareil est bien appuyé contre la peau avant de commencer la séance.Aucune chaleur n'est émise si vous n'avez pas appliqué de gel ou si une couche de gel antérieure a séché. Appliquez toujours le gel juste avant la séance.
Les voyants lumineux vert et blanc du mode d'utilisation (#2) clignotent en alternance.	<ul style="list-style-type: none">Erreur système. Appuyez sur le bouton de commande (#3) pour redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil ne se charge pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'adaptateur est connecté à l'appareil et à l'alimentation électrique. Débranchez l'adaptateur (#9) puis rebranchez-le pour réinitialiser l'appareil.Vérifiez que le câble USB (#8) n'est pas endommagé. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.

Problème	Explication / Solution
L'appareil s'est arrêté de fonctionner.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'appareil est bien chargé. L'appareil s'arrête automatiquement pendant une séance si la batterie est trop faible pour poursuivre la séance, ou en cas d'erreur système. <p>En cas d'erreur système, contactez le service à la clientèle.</p>
L'appareil s'est arrêté de fonctionner.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton de commande pour redémarrer l'appareil. <p>Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.</p>

12. Consommables

Vous pouvez acheter plus de Silk'n Intimate Gel à partir de notre site Internet www.silkn.eu.

13. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Veuillez consulter la brochure de garantie du produit concerné pour obtenir des informations complètes.

15. Élimination

Si votre appareil atteint sa fin de vie, assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.

- Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

16. Caractéristiques techniques

Modèle	H2400
Technologie	RT™
RF bipolaire (fréquence ; puissance de sortie maximale, courant maximum de sortie)	1 MHz \pm 30 % ; 8 W maxi
Fonctionnement et sécurité	Analyseur de température empêchant la surchauffe de la peau Capteur de contact, capteur de mouvement et arrêt automatique pour la sécurité d'utilisation
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : de -40 à +70°C Humidité relative : 90% HR maxi Pression atmosphérique : 500 à 1 060hPa
Conditions de fonctionnement	Température : de 5 à 40°C Humidité relative : de 15% à 90% HR Pression atmosphérique : 700 à 1060hPa
Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20°C	30 minutes
Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20°C	30 minutes
Protection contre les chocs électriques	Partie appliquée type BF matériel médical de classe 1
Adaptateur	KSA-10D-050200HE (UE) KSA-100-050200HK (Royaume-Uni)
Entrée adaptateur ; sortie	100-240 V ; 50/60Hz ; 0,3A ; 5,0V - 2,0A
Durée de vie	3 ans

FR

17. Étiquetage

Consulter la rubrique correspondante en anglais.

18. Courbes de puissance de sortie

Consulter la rubrique correspondante en anglais.

19. Résultats techniques de la CEM

Consulter la rubrique correspondante en anglais.

20. Mentions légales

Droit d'auteur 2018 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhoudsopgave

1.	Waarschuwingen en contra-indicaties	82
2.	Pictogrammen en symbolen	88
3.	Veiligheid met Silk'n Tightra	89
4.	Apparaatbesturingen en -instellingen	90
5.	Maak kennis met uw Silk'n Tightra	93
6.	Wat kunt u van uw Silk'n Tightra verwachten?	94
7.	Mogelijke bijwerkingen	95
8.	Behandelingsschema	97
9.	Aan de slag!	97
10.	Schoonmaken, onderhouden en opbergen	101
11.	Problemen oplossen	102
12.	Verbruiksaartikelen	103
13.	Klantenservice	103
14.	Garantie	104
15.	Verwijdering	104
16.	Specificaties	105
17.	Labeling	106
18.	Curven voor uitgangsvermogen	106
19.	Technische resultaten t.a.v. EMC	106
20.	Juridische mededeling	106

1. Waarschuwingen en contra-indicaties



Een verklaring of gebeurtenis die op een mogelijk of dreigend gevaar of probleem of op een andere onprettige situatie duidt wanneer het apparaat wordt gebruikt.



Waarschuwingen voor elektriciteit en veiligheid

- NL
 - Zorg dat het apparaat, de USB-kabel en de adapter altijd droog blijven.
 - Gebruik het apparaat niet wanneer u in bad of onder de douche gaat.
 - Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat op de elektrische voeding aansluit.
 - Gebruik de adapter nooit als het een beschadigde kabel of stekker heeft, indien het niet naar behoren functioneert, of indien het ondergedompeld is geweest in water. Verwijder de adapter in dat geval direct uit het stopcontact voordat u het aanraakt. Indien u de adapter niet heeft losgekoppeld, kan dat leiden tot een elektrische schok!
 - Trek de adapter nooit aan de kabel uit het stopcontact. Houd altijd de adapter vast tijdens het verwijderen.

- Bedien het apparaat niet in omgevingen waarin sprake is van explosiegevaar. Houd het apparaat en alle onderdelen uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Zorg dat u altijd bij de adapter kunt, zodat deze in geval van nood gemakkelijk van het lichtnet kan worden ontkoppeld.
- Koppel het apparaat na het opladen los van de elektrische voeding.
- Trek de adapter nooit aan de kabel uit het stopcontact. Houd altijd de adapter vast tijdens het verwijderen.
- Plaats de kabel van de adapter op zo'n manier dat er geen struikelgevaar ontstaat.
- Gebruik dit apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, of als het apparaat beschadigd is of niet goed lijkt te werken. Neem in die gevallen contact op met de klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik of er geen onbedoelde ruwe oppervlakken, scherpe randen of uitsteeksels zijn die schade kunnen veroorzaken.

- Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.
- De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van ongepast of onjuist gebruik.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden.
- Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Ze kunnen zichzelf mogelijk verwonden met het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen inslikken en daardoor stikken.
- Breng het apparaat en alle bijbehorende onderdelen aan het einde van de levensduur naar een recyclingpunt voor elektrische apparaten. Raadpleeg hoofdstuk 15. Verwijdering.



Contra-indicaties

Dit apparaat, inclusief alle onderdelen, mag niet worden gebruikt door kinderen, transgender vrouwen, volwassenen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychologische

vermogens, personen zonder ervaring met of kennis van het veilige gebruik van het apparaat en personen die de gevaren niet kennen.

Gebruik niet indien u:

- zwanger bent of borstvoeding geeft;
- in de achterliggende 12 maanden een chirurgische ingreep rond de vagina of bekkenbodem hebt ondergaan of nog niet helemaal bent hersteld;
- een actief elektrisch implantaat/apparaat in enig deel van het lichaam draagt of een pacemaker of inwendige defibrillator hebt;
- implantaten in het behandelgebied hebt;
- ernstige gelijktijdige aandoeningen, zoals een hartstoornis, zintuiglijke stoornissen, epilepsie, ongecontroleerde hypertensie of lever- of nieraandoeningen hebt;
- eerder huidkanker of kanker in het genitale gebied hebt gehad, of een andere vorm van kanker of kwaadaardige moedervlekken hebt;
- een aangetast immuunsysteem hebt als gevolg van ziekten die het immuunsysteem onderdrukken, zoals aids en hiv, of door het gebruik van immunosuppressiva;

NL

- endocriene ziekten hebt die slecht onder controle zijn, zoals diabetes, schildklierafwijkingen of hormoon-virusziekten;
- een actieve aandoening in de behandelgebied hebt, zoals zweren, psoriasis, eczeem, huiduitslag, open rijtwonden, scheurwonden of laesies;
- 2-3 weken geleden in het behandelgebied bent behandeld met licht, laser, RF of andere apparaten voor niet-ablatieve procedures en 6-12 weken geleden bent behandeld voor ablatieve fractionele laser resurfacing (overeenkomstig de ernst van de behandeling), met uitzonderingen voor speciale aanbevelingen;
- tot 6 maanden voor de behandeling Isotretinoïne (Accutane®) hebt gebruikt;
- een seksueel overdraagbare aandoening hebt;
- last hebt van een urineweginfectie of bekken- of bekkenbodem-infectie hebt;
- u in de afgelopen 3 maanden bestralingen of chemotherapie hebt ondergaan;
- niet goed hitte kunt voelen vanwege een ziekte of andere gezondheidsaandoening;
- ongesteld bent;

- een andere aandoening hebt waardoor het volgens uw arts niet veilig is om het apparaat te gebruiken.

Raadpleeg uw huisarts als u:

- in de achterliggende 2 jaar een ongewone uitslag hebt gekregen na een pap-uitstrijkje of bekkenonderzoek;
- een voorgeschiedenis hebt van ziekten die worden opgewekt door warmte, zoals terugkerende herpes simplex in het behandeloppervlak;
- een chirurgische ingreep aan de vagina hebt ondergaan of als er een vaginale prolaps bij u is vastgesteld;
- eerder huidziekten, keloïden of ongewone wondgenezing hebt gehad of een zeer droge en kwetsbare huid hebt;
- een voorgeschiedenis hebt met bloedende coagulopathieën of anti-stollingsmiddelen, met uitzondering van een lage dosis aspirine, gebruikt;
- een geïmplanteerd gaas hebt;
- een geïmplanteerd metalen hulpmiddel voor geboortebeperking in het behandelgebied hebt;

- NL
- in de achterliggende twee weken medicijnen, kruiden, voedingssupplementen en vitamines hebt gebruikt waarvan bekend is dat ze van invloed zijn op het genezingsproces;
 - een baarmoederprolaps, cystocele of rectocele hebt;
 - in de afgelopen 6 maanden van uw arts medicijnen hebt ontvangen voor een huidaandoening.

2. Pictogrammen en symbolen

	Belangrijke informatie over het gebruiken of onderhouden van het apparaat.
	Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.
IP23	Het apparaat is beschermd tegen sproeiwater tot onder een hoek van 60°.
	Mate van bescherming tegen elektrische schok: toegepast onderdeel van het type BF.
	Er kunnen storingen optreden in de buurt van de apparatuur.
	Verwijder het product niet via het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten.

	Volg de bedieningsvoorschriften.
	Bevat lithiumaccu.

- i** Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel, of van lucht, zuurstof of distikstofmonoxide (lachgas).

3. Veiligheid met Silk'n Tightra

NL

Bij Silk'n staat veiligheid voorop. Silk'n Tightra bevat de volgende veiligheidsfuncties:

- **Warmtestabilisator:** om oververhitting te voorkomen hebben alle 16 **elektroden** (#5 en #6) een ingebouwde warmtestabilisator. Als een toename van de temperatuur van de behandelde huid wordt gedetecteerd, stopt de stabilisator automatisch met het afgeven van warmte totdat de huidtemperatuur genoeg is gedaald om de opwarming te hervatten.
- **Aanraaksensor:** de aanraaksensor zorgt dat de RF-energie alleen door de **elektroden** (#5 en #6) gaat als de **elektroden** (#5 en #6) goed contact met de huid maken.
- **Bewegingssensor:** als u het apparaat in de uitwendige modus gebruikt, zal het apparaat alleen energie afgeven als u het apparaat over de huid beweegt.
- **Automatische uitschakeling:** deze veiligheidsfunctie wordt in één van de 3 volgende situaties geactiveerd:
 - U hebt een behandel sessie van 20 minuten uitgevoerd. U voelt 1 trilling;
 - Het apparaat heeft langer dan 2 minuten geen goed contact met de huid gehad. U voelt 1 trilling;

- De accu is te leeg om de behandelsessie van 20 minuten uit te voeren.

4. Apparaatbesturingen en -instellingen

4.1 Modi van het apparaat

Silk'n Tightra heeft twee bedieningsmodi: inwendig en uitwendig.

- **Inwendige modus:** gebruik deze modus om het weefsel en de spieren van de vagina strakker te maken en uw seksuele activiteit te verbeteren. Deze inwendige modus is een aanvulling op de Kegeloeufening en helpt ook om de spieren van de bekkenbodem strakker te maken, waardoor de spierspanning toeneemt. De inwendige modus heeft 3 energieniveaus: laag, gewoon en hoog.
- **Uitwendige modus:** gebruik deze modus om het uitwendige weefsel van de vulvhuid strakker te maken, zodat de vagina er beter uitziet. De uitwendige modus heeft 1 energieniveau.

4.2 Apparaatbesturingen

Bediening	Modus	Handeling	Uitleg
	Inwendig	Lang indrukken	Apparaat geactiveerd (inwendige modus, lage energie). Het controlelampje voor de behandel-modus (#2) knippert groen; 1 trilling
		Kort indrukken	Gewone energie
		Druk nog een keer kort	Hoge energie
	Uitwendig	Druk nog een keer kort	1 energieniveau
		Lang indrukken	Apparaat wordt uitgeschakeld; 1 trilling
		Inwendig	Groen (langzaam knipperen)
		Groen (snel knipperen)	Gewone energie
		Groen (constant)	Hoge energie
		Uitwendig	Wit (constant)
		Beide modi	Groen en wit (afwisselend knipperen) Systeemfout. Het apparaat zal automatisch uitschakelen
		---	Groen (knipperen) Groen (constant) Het apparaat opladen Apparaat opgeladen
	Beide modi	Oranje (knipperen)	Accu bijna leeg
		Oranje (constant)	Accu leeg

NL

4.3 Modi en energieniveaus wijzigen

- **Inwendige modus:** dit is de standaardinstelling wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld.
- **Uitwendige modus:** druk 3 keer kort op de **bedieningsknop** (#3) om over te schakelen naar de uitwendige modus voordat u met een behandeling start. U kunt dit doen in de eerste minuut dat het apparaat is ingeschakeld.
- **Modi wijzigen tijdens gebruik:** als u het apparaat in gebruik hebt, moet u het uitschakelen en opnieuw starten. Kies daarna de gewenste modus.
- **Energieniveaus wijzigen tijdens gebruik:** druk kort op de **bedieningsknop** (#3) om het energieniveau van de inwendige modus te wijzigen tijdens een behandeling. Elke keer als u kort drukt, doorloopt u de 3 inwendige modi.

4.4 Het apparaat opladen

Laad het apparaat altijd op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. De eerste keer duurt het opladen ongeveer 6 uur.

- Steek de **USB-kabel** (#8) in het apparaat. Steek het andere uiteinde van de kabel in de **USB-adapter** (#9) en sluit deze aan op de elektrische voeding. De **controlelampje voor de accu en behandelmodus** (#4 en #2) zullen aan en uit gaan; het **controlelampje voor de accu** (#4) zal dan groen knipperen.
- Laad het apparaat na elke behandeling van 20 minuten helemaal op en controleer het accuniveau voordat u een nieuwe behandeling start.

5. Maak kennis met uw Silk'n Tightra

5.1 Inhoud van de verpakking

- Silk'n Tightra-apparaat
- USB-kabel en -adapter*
- Silk'n Intimate Gel
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart
- Beautycase

* Verschilt, afhankelijk van de gekochte optie.

5.2 Onderdelen van het apparaat

Het apparaat heeft een oplaadbare accu. Deze wordt opgeladen met behulp van een gewone **USB-kabel** (#8). Raadpleeg de afbeelding op pagina (i) voorin deze gebruiksaanwijzing voor de locatie van elke functie.

- USB-poort (#1)
- Controlelampje voor behandelmodus (#2)
- Bedieningsknop (#3)
- Controlelampje voor accu (#4)
- Elektroden - inwendige modus (#5)
- Elektroden - uitwendige modus (#6)
- Beschermhoes (#7)
- USB-kabel (#8)
- USB-adapter (#9)

5.3 Apparaatbeschrijving

Silk'n Tightra is een medisch kosmetisch apparaat dat bipolaire RF-energie gebruikt dat tussen de **elektroden** (#5 en #6) wordt uitgewisseld. De bipolaire RF-energie trekt het weefsel inwendig samen en verstrakt dit weefsel om het seksuele genot te verhogen. Ook brengt de energie het uitwendige deel van de vagina opnieuw in vorm, waardoor het beter en jonger oogt.

NL

5.4 Beoogd gebruik

Silk'n Tightra is een elektrisch apparaat dat is bedoeld voor verbeterde seksualiteit of als aanvulling op de Kegelooefening voor het strakker maken van de bekkenbodemspieren, zodat de spierspanning wordt verhoogd.

Het apparaat is bedoeld voor persoonlijke behandeling en niet geschikt voor commercieel of therapeutisch gebruik. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

5.5 De gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven.

Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Wij raden u aan de instructies voorafgaand aan elke behandeling opnieuw door te nemen.

6. Wat kunt u van uw Silk'n Tightra verwachten?

Het is normaal dat u tijdens een behandelsessie met Silk'n Tightra het volgende ervaart en voelt:

- **Een warm gevoel:** tijdens zowel inwendige als uitwendige behandelingen.
- **Een rode of licht gezwollen huid:** dit kan rond de vagina optreden na een uitwendige behandeling. Deze reacties duren over het algemeen niet langer dan 24 uur.
- We adviseren u om aloë vera-gel op de betreffende huid aan te brengen als u deze reacties ervaart.

● **Een korte trilling:** tijdens een behandeling voelt u om de paar minuten een trilling. Dit is normaal en geeft aan dat het apparaat actief is.

● **Tijdelijke toename van incontinentie:** sommige gebruikers ervaren tijdens het gebruik van de inwendige modus vaker aandrang om naar het toilet te gaan. Maakt u zich geen zorgen, dit verdwijnt na een paar dagen. De effecten van incontinentie zullen afnemen en u zult een verbetering opmerken als gevolg van de behandelingen.

⚠ Stop het gebruik meteen als u ziet dat de huid helemaal rood wordt of als er blaren of brandwonden ontstaan.

NL

⚠ Stop het gebruik meteen als u pijn ervaart of als de huid of het apparaat te warm wordt.

7. Mogelijke bijwerkingen

Wanneer de Silk'n Tightra volgens de instructies wordt gebruikt, zijn bijwerkingen en complicaties als gevolg van het gebruik onwaarschijnlijk. Desalniettemin brengt elke cosmetische behandeling, ook die voor thuisgebruik, een zekere mate van risico met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en de mogelijke complicaties bij het gebruik van systemen voor thuisgebruik, begrijpt en aanvaardt.

Beperkt ongemak (inwendige/uitwendige modi)	Aanbeveling: Gebruik een lager energieniveau en wacht met uw volgende behandeling tot het ongemak is verdwenen.
Sommige gebruikers kunnen tijdens het gebruik een mild ongemak ervaren. Dit kan het beste worden beschreven als een mild prikkend gevoel van de huid rondom de vagina. Het brandende gevoel kan zich voordoen tijdens of na de behandeling.	

Overmatige warmte (inwendige/uitwendige modi)	Aanbeveling: Gebruik een lager energieniveau en wacht met uw volgende behandeling totdat deze bijwerking is verdwenen.
Allergische reactie U kunt in zeldzame gevallen een allergische reactie ervaren na de behandeling.	Aanbeveling: Stop de behandeling en raadpleeg uw arts als de reactie langer dan 24 uur duurt.
Overmatige roodheid en zwelling (uitwendige modus)	Aanbeveling: Behandel de huid door regelmatig aloë vera-crème aan te brengen. Wacht met uw volgende behandeling totdat de bijwerking is verdwenen. Raadpleeg uw arts als de roodheid niet binnen 5 dagen verdwijnt.
Blaren of brandwonden (uitwendige modus)	Aanbeveling: Koel de aangetaste zone en smeer deze in met brandwondenzalf. Wacht met uw volgende behandeling totdat de bijwerking is verdwenen en gebruik een lager energieniveau. Raadpleeg uw arts als de huid niet binnen een week herstelt.
Vlekken (inwendige modus)	Aanbeveling: Raadpleeg uw arts als deze langer dan 24 uur aanhouden.

- i** Stop onmiddellijk met de behandeling indien één van deze effecten ernstig is of wordt.

- i** Raadpleeg uw arts als de effecten niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnen.

8. Behandelingsschema

- Elke inwendige of uitwendige behandeling duurt 20 minuten;
- U kunt het apparaat 4 tot 5 weken twee keer per week in een of beide modi gebruiken;
- Verminder het gebruik daarna, afhankelijk van uw specifieke behoeften, geleidelijk tot eens per week en daarna om de 2 weken of minder vaak.



NL

9. Aan de slag!

9.1 Voor de behandeling

- Controleer of de accu van het apparaat niet leeg is (zie hoofdstuk 4.4 Het apparaat opladen);
- Leeg de blaas voordat u met de behandeling begint;
- Controleer of de houdbaarheidsdatum van de gel niet is verstreken;
- Verwijder de **beschermhoes** (#7) over de **elektroden** (#5 en #6) voor het gebruik;
- Maak de **elektroden** (#5 en #6) voorafgaand aan gebruik schoon met een intiem doekje en maak ze droog met een schoon papieren doekje;
- Gebruik nooit brandbare vloeistoffen, zoals alcohol (inclusief parfums, ontsmettingsvloeistof of andere alcoholbevattende middelen) of aceton voor het reinigen van de huid voorafgaand aan gebruik;
- Verwijder alle piercings of metalen uit het behandelgebied voorafgaand aan de behandeling.

9.2 Behandeling met de inwendige modus

1. Breng een klein beetje gel (bij het apparaat geleverd) aan op alle **elektroden** (#5 en #6). De gel hoeft niet inwendig te worden aangebracht;
2. Start de behandeling met de inwendige modus en gebruik de lage energie-instelling. Druk een keer lang op de **bedieningsknop** (#3). U voelt een trilling en het apparaat kan nu worden gebruikt;

i Tijdens de behandeling voelt u ongeveer eens per minuut een trilling.

3. Ga liggen en maak het uzelf gemakkelijk;
4. Steek de **elektroden** (#5 en #6) zo ver in de vagina als u prettig vindt. Zorg dat het apparaat tijdens behandelingen wordt ondersteund als het zich in de vagina bevindt:
 - Trek uw benen licht samen om het apparaat op zijn plaats te houden als uw benen op bed liggen;
 - Leg een kussen onder het apparaat om het op zijn plaats te houden als u met gebogen benen (en de voeten op het bed) ligt;
 - Mogelijk wilt u het apparaat ook vasthouden als u merkt dat dit helpt om het op zijn plaats te houden;

i Druk kort op de **bedieningsknop** (#3) om naar het gewone energieniveau te gaan als u na 5 minuten aan de warmte bent gewend. Druk nog een keer kort op de **bedieningsknop** (#3) om het hoge energieniveau te gebruiken.

5. Houd het apparaat 20 minuten op zijn plaats. We adviseren u om stil te liggen en niet te bewegen. Het is echter goed om het apparaat van tijd tot tijd te draaien, zodat de energie over de **elektroden** (#5 en #6) blijft stromen. Het apparaat zal na 20 minuten automatisch uitschakelen;

- Verwijder het apparaat en veeg de gelrestanten op de externe huid rondom de vagina af met een schoon, droog doekje of met doekjes die speciaal voor het vaginagebied zijn bedoeld.

i In geval van pijn of ongemak:


- Verminder de energie door 1 of 2 keer op de **bedieningsknop** (#3) te drukken als u zowel de hoge als gewone energieniveaus gebruikt. Wacht 5 minuten totdat de warmte afneemt;
- Verwijder het apparaat en wacht totdat u zich prettig voelt voordat u het apparaat opnieuw gebruikt als u al het lage energieniveau gebruikt.

9.3 Behandeling met de uitwendige modus

De huid moet voorafgaand aan de behandeling geschoren, schoon en droog zijn en geen poeder, antiperspirant of deodorant bevatten. Zorg tevens dat de huid niet rood of ontstoken is.

- Breng een klein beetje gel (bij het apparaat geleverd) aan op alle 3 de zilverkleurige **elektroden** (#5 en #6). De gel hoeft niet inwendig te worden aangebracht;
- Druk lang op de **bedieningsknop** (#3) en druk vervolgens 3 keer kort op de knop om behandelingen met de uitwendige modus te starten. Het **controlelampje voor de behandelmodus** (#2) zal continu wit branden. Het apparaat is nu klaar voor gebruik;
- Ga liggen en maak het uzelf gemakkelijk;

- NL
- Houd de onderkant van het apparaat vast en plaats de 3 zilverkleurige **elektroden** (#5 en #6) op de schaamlippen. De driehoekige vorm van de zijde met de zilverkleurige **elektroden** (#5 en #6) helpt u om het apparaat goed te plaatsen;



- i** Als de **elektroden** (#5 en #6) goed contact met de huid maken en u het apparaat beweegt, voelt u dat er warmte door de **elektroden** (#5 en #6) wordt afgegeven. Blijf het apparaat langzaam maar stevig langs de huid bewegen. De bipolaire RF-energie zal niet werken als er geen sprake is van beweging.
- i** Tijdens de behandeling voelt u ongeveer eens per minuut een trilling.
- 5. Blijf het apparaat langs de schaamlippen bewegen. Het apparaat zal na 20 minuten automatisch uitschakelen;
- i** Als u het moeilijk vindt om het apparaat langs de huid te bewegen, kunt u nog een beetje gel op de 3 zilverkleurige **elektroden** (#5 en #6) aanbrengen.
- !** Verwijder het apparaat en wacht totdat u zich prettig voelt voordat u het apparaat opnieuw gebruikt als u pijn of ongemak ervaart.

6. Verwijder het apparaat en maak het schoon (zie hoofdstuk 10. Schoonmaken, onderhouden en opbergen).

9.4 Nazorg na de behandeling

We adviseren u na behandeling met de inwendige of uitwendige modus:

- om tot 2 dagen na de behandeling zeer warm water te vermijden;
- contact op te nemen met uw arts als er sprake lijkt van een infectie, overmatige zwelling, roodheid, pijn of ander ongebruikelijk symptoom.

NL

10. Schoonmaken, onderhouden en opbergen

- Gebruik een doekje voor vaginaal gebruik om alle gelresten van het apparaat en het behandeloppervlak te verwijderen. Dit voorkomt dat gel aankookt of het apparaat beschadigt;
 - Maak het apparaat daarna schoon met een schoon papieren doekje;
 - We adviseren u om het apparaat na het schoonmaken in de beautycase te bewaren. U kunt eventueel de **beschermhoes** (#7) over de **elektroden** (#5 en #6) plaatsen, maar dit is niet noodzakelijk.
- i** U mag reinigingsvloeistoffen gebruiken met hoogstens 70% alcohol, maar gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen, omdat daardoor uw apparaat wordt beschadigd.
- !** Dompel het apparaat of onderdelen daarvan nooit onder in water.

11. Problemen oplossen

Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Uitleg/actiepunten
Mijn apparaat gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of het apparaat is opgeladen. Schakel het apparaat opnieuw in. Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.
Ik voel geen warmte van het apparaat.	<ul style="list-style-type: none">Er wordt geen warmte afgegeven als de elektroden (#5 en #6) niet goed contact met uw huid maken. Dit is een veiligheidsfunctie. Zorg dat het apparaat strak tegen de huid wordt gedrukt voordat u met de behandeling start.Er wordt geen warmte afgegeven als u geen gel hebt aangebracht of als de aangebrachte gel is opgedroogd. Zorg dat u de gel direct voor de behandeling aanbrengt.
De groene en witte lampjes van het controlelampje voor de behandelmodus (#2) knipperen afwisselend.	<ul style="list-style-type: none">Er is sprake van een systeemfout. Druk op de bedieningsknop (#3) om het apparaat opnieuw in te schakelen. Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.
Het apparaat laadt niet op.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de adapter goed op het apparaat en het stopcontact is aangesloten. Verwijder de adapter (#9) uit het stopcontact en sluit ze opnieuw aan om het apparaat opnieuw in te stellen.Controleer of de USB-kabel (#8) niet is beschadigd. Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.

Probleem	Uitleg/actiepunten
Het apparaat is gestopt tijdens een behandeling.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het apparaat helemaal is opgeladen. Het apparaat zal automatisch uitschakelen tijdens een behandeling als de accu te leeg is om de behandeling voort te zetten of als er sprake is van een systeemfout. <p>Neem contact op met de klantenservice als er is sprake van een systeemfout.</p>
Het apparaat werkt niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de bedieningsknop om het apparaat opnieuw te starten. <p>Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.</p>

NL

12. Verbruiksartikelen

U kunt meer Silk'n Intimate Gel kopen via onze website, www.silkn.eu.

13. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden. Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mail:
België	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italië		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu

Land	Servicenummer	E-mail:
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Raadpleeg het speciale productgarantieboekje voor uitgebreide informatie.

15. Verwijdering

Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zorgt u er dan voor dat u de regelgeving van uw land op het gebied van verwijdering van elektronische apparatuur naleeft.

- Scheid de materialen als u de verpakking verwijdert. Voer papier en karton af als oud papier en het folie via de inzamelingsdienst voor recyclebare materialen;
- Verwijder het product niet via het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit garandeert dat het apparaat op professionele wijze wordt gerecycled en voorkomt dat er schadelijke stoffen* vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het verwijdert.

* Producten met de aanduiding Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

16. Specificaties

Model:	H2400
Technologie	RT™
Bipolaire RF (frequentie; maximaal uitgangsvermogen, maximale uitgangsstroom)	1 MHz ±30%; 8W max.
Bediening & veiligheid	Temperatuursensor om oververhitting van de huid te voorkomen Aanraaksensor, bewegingssensor en automatische uitschakeling voor veiligheid
Vervoer & opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: - 40° tot +70°C Relatieve luchtvochtigheid: max. 90% Atmosferische druk: 500 - 1060hPa
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 5 tot 40°C Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 90% Atmosferische druk: 700 - 1060hPa
Tijdsduur van minimale opslagtemperatuur tussen sessies tot minimale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Tijdsduur van maximale opslagtemperatuur tussen sessies tot maximale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Bescherming tegen elektrische schokken	Medisch apparaat uit klasse 1 Toegepast onderdeel van het type BF
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (VK)
Adapteringang/-uitgang	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0 V - 2,0A
Gebruiksduur	3 jaar

NL

17. Labeling

Raadpleeg het bijbehorende hoofdstuk in het Engels.

18. Curven voor uitgangsvermogen

Raadpleeg het bijbehorende hoofdstuk in het Engels.

19. Technische resultaten t.a.v. EMC

Raadpleeg het bijbehorende hoofdstuk in het Engels.

20. Juridische mededeling

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Home Skinovations Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschafft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook. Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Home Skinovations Ltd heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n en het Silk'n-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Índice

1.	Advertencias y contraindicaciones	108
2.	Signos y símbolos	114
3.	Seguridad con el Silk'n Tightra	115
4.	Controles y ajustes del dispositivo	116
5.	Conozca su Silk'n Tightra.....	118
6.	Qué esperar de Silk'n Tightra	120
7.	Posibles efectos secundarios	121
8.	Plan de tratamiento	123
9.	¡Empiece!	123
10.	Limpieza, mantenimiento y almacenamiento	127
11.	Resolución de problemas	128
12.	Consumibles	129
13.	Servicio al Cliente	129
14.	Garantía	130
15.	Eliminación	130
16.	Especificaciones	131
17.	Etiquetado	132
18.	Curvas de potencia de salida	132
19.	Resultados técnicos EMC	132
20.	Aviso legal	132

1. Advertencias y contraindicaciones



Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente, problema u otra situación desagradable cuando se utiliza el dispositivo.



Electricidad y advertencias de seguridad

- Mantenga el dispositivo, el cable USB y el adaptador seco en todo momento.
- No utilice el dispositivo mientras se baña o se ducha.
- Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de conectar el dispositivo al suministro eléctrico.
- No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente ó si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato antes de tocarlo. ¡Si no desenchufa el adaptador, podría producirse una descarga eléctrica!
- Nunca tire del cable del adaptador para desenchufarlo. Desenchúfelo siempre sujetando el adaptador.

- No utilice el dispositivo en entornos donde haya un riesgo de explosión. Mantenga el dispositivo y todas sus piezas lejos de llamas abiertas y superficies calientes.
- Mantenga el adaptador accesible en todo momento para que pueda ser retirado del suministro eléctrico fácilmente en caso de emergencia.
- Desconecte el dispositivo del suministro eléctrico tras la carga.
- Nunca tire del cable del adaptador para desenchufarlo. Desenchúfelo siempre sujetando el adaptador.
- Coloque el cable del adaptador de forma que no pueda tropezar con él.
- No utilice si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado o no parece funcionar adecuadamente. En estos casos, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- Asegúrese de que no hay superficies rugosas no intencionadas, bordes afilados o protrusiones que puedan causar daños antes de cada uso.

- No intente modificar, abrir o reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.
- El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños o lesiones causadas por el uso inadecuado o incorrecto.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños.
- Los niños no deben jugar con el embalaje. Pueden hacerse daño con el material de embalaje, o ingerir piezas pequeñas y ahogarse.
- Si su dispositivo llega al final de su vida útil, lleve el dispositivo y todas sus partes a un punto de reciclaje diseñado para dispositivos eléctricos. Consulte la sección 15. Eliminación.



Contraindicaciones

Este dispositivo, incluyendo todas sus piezas, no debe ser usado por las siguientes personas: niños, mujeres transgénero, adultos con capacidades físicas, sensoriales

o psicológicas limitadas, aquellos que carezcan de experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo de forma segura, o aquellos que no comprendan los riesgos que implica.

No utilice si:

- está embarazada o en período de lactancia.
- se ha sometido a un procedimiento quirúrgico en la zona vaginal o pélvica en los últimos 12 meses, o antes de completarse la cicatrización.
- tiene un implante/dispositivo eléctrico activo en cualquier región del cuerpo, un marcapasos o desfibrilador interno.
- implantes en la área de tratamiento.
- tiene condiciones simultáneas graves, como enfermedades cardíacas, trastornos sensoriales, epilepsia, hipertensión no controlada, enfermedades del hígado o del riñón.
- tiene un historial de cáncer de piel y cáncer en la zona genital, o padece cualquier otro tipo de cáncer o lunares pre-malignos.

- tiene un sistema inmune dañado debido a enfermedades inmunodepresoras como SIDA y VIH o utiliza medicamentos inmunodepresores.
- padece enfermedades endocrinas sin controlar, como diabetes o disfunción del tiroides y virilización hormonal.
- padece una condición activa en la área de tratamiento, como úlceras, psoriasis, eccema, erupciones, cortes abiertos, abrasiones o lesiones.
- ha recibido tratamiento con luz, láser, RF u otros dispositivos en la zona tratada en las últimas 2 o 3 semanas para procedimientos no ablativos, y en las últimas 6 a 12 semanas para resurgimiento láser fraccional ablativo (según la gravedad del tratamiento) antes del tratamiento, excepto recomendaciones especiales.
- ha utilizado Isotretinoin (Accutane[®]) en los últimos seis meses antes el tratamiento.
- padece una enfermedad de transmisión sexual.
- padece una infección actual del tracto urinario, de la pelvis o del tracto pélvico.

- si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
- no puede sentir el calor adecuadamente debido a una enfermedad u otro problema de salud.
- está menstruando.
- tiene cualquier otra afección que, en opinión de su médico, haría que el uso del dispositivo sea arriesgado para usted.

Consulte con su médico antes de utilizarlo si tiene:

- ha recibido un resultado anormal de un frotis PAP o examen pélvico en los últimos dos años.
- antecedentes de alguna enfermedad que se vea estimulada por el calor, como el Herpes Simplex recurrente, en la área de tratamiento.
- se ha sometido a cirugía vaginal o ha sido diagnosticada con prolapso vaginal.
- tiene un historial de enfermedades de la piel, queloides, cicatrización de heridas anormal, y una piel muy seca y frágil.
- tiene un historial de coagulopatías del sangrado, o utiliza anticoagulantes excepto aspirina en baja dosis.

- ES
- tiene una malla implantada.
 - tiene dispositivos para el control de la natalidad implantados en la área de tratamiento.
 - ha utilizado medicamentos, hierbas, suplementos alimenticios, y vitaminas conocidas por alterar la cicatrización en las últimas dos semanas.
 - padece un prolapso uterino, cistocele o rectocele.
 - ha recibido medicamentos recetados por su médico para una afección de la piel en los últimos seis meses.

2. Signos y símbolos

	Información importante sobre el uso y mantenimiento del dispositivo.
	Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Directiva EU.
IP23	El dispositivo está protegido contra el agua en pulverización cuando está inclinado en un ángulo de 60°.
	Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo BF Parte aplicada.
	Pueden producirse interferencias en la cercanía del equipo.

	¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.
	Siga las instrucciones de funcionamiento.
	Batería de litio en el interior.

-  Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables, con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

ES

3. Seguridad con el Silk'n Tightra

Con Silk'n la seguridad es primordial. Silk'n Tightra tiene estas características de seguridad:

- **Estabilizador de calor:** Para evitar el sobrecalentamiento, cada uno de los 16 **electrodos** (#5, #6) cuenta con un estabilizador de calor integrado. Si se detecta un aumento de la temperatura de la piel tratada, el estabilizador detiene automáticamente la emisión de calor, hasta que la temperatura de la piel descienda lo suficiente como para que dicho estabilizador reanude la emisión de calor.
- **Sensor táctil:** El sensor táctil garantiza que la Energía RF solo pasará a través de los **electrodos** (#5, #6) cuando los **electrodos** (#5, #6) estén en buen contacto con la piel.
- **Sensor de movimiento:** Cuando se utiliza el dispositivo en modo externo, el dispositivo solo emitirá energía cuando mueva el dispositivo por la piel.

● **Apagado automático:** Esta función de seguridad se activa en una de estas tres situaciones:

- Ha completado una sesión de tratamiento de 20 minutos. Sentirá una vibración.
- El dispositivo no tenía un buen contacto con la piel durante más de 2 minutos. Sentirá una vibración.
- La batería está demasiado baja para completar su sesión de tratamiento de 20 minutos.

4. Controles y ajustes del dispositivo

4.1 Modos del dispositivo

Silk'n Tightra tiene dos modos operativos: interno y externo.

● **Modo interno:** Utilice este modo para tensar el tejido vaginal y los músculos para mejorar la actividad sexual. Como adición al ejercicio de Kegel, el modo interno también ayuda a tonificar los músculos del suelo pélvico para aumentar el tono muscular. El modo interno tiene tres niveles de energía: bajo, regular y alto.

● **Modo externo:** Utilice este modo para tensar el tejido de la vulva externa para conseguir un aspecto vaginal mejorado. El modo externo tiene un nivel de energía.

4.2 Controles del dispositivo

Control	Modo	Acción	Explicación
 ○	Internoo	Pulsación larga	Dispositivo activado (modo interno, baja energía). La luz indicadora del modo de tratamiento (#2) parpadea en verde; 1 vibración
		Pulsación corta	Energía regular
		Pulsación corta de nuevo	Alta energía
	Externo	Pulsación corta de nuevo	Solo 1 nivel de energía
		Pulsación larga	El dispositivo se apaga; 1 vibración
	Ambos modos	Verde (parpadeo lento)	Baja energía
		Verde (parpadeo rápido)	Energía regular
		Verde (constante)	Alta energía
 ○ INT/EXT	Externo	Blanco (constante)	Solo 1 nivel de energía
		Verde y blanco (parpadeo alterno)	Error del sistema. El dispositivo se apagará automáticamente
		Verde (parpadea)	Carga del dispositivo
	---	Verde (constante)	Dispositivo cargado
 ○	Ambos modos	Naranja (parpadea)	Carga baja en la batería
		Naranja (constante)	Batería sin carga

ES

4.3 Cambiar modos y niveles de energía

- **Modo interno:** Éste es el ajuste predeterminado cuando el dispositivo se enciende por primera vez.

- ES
- **Modo externo:** Para cambiar al modo externo antes de iniciar el tratamiento, pulse brevemente el **botón de control** (#3) 3 veces. Puede hacer esto en el primer minuto en el que el dispositivo está encendido.
 - **Cambiar modos durante el uso:** Una vez que está usando el dispositivo, debería apagarlo, reiniciarlo y seleccionar el modo que desea.
 - **Cambiar de niveles de energía durante el uso:** Para cambiar los niveles de energía del modo interno durante un tratamiento, pulse brevemente el **botón de control** (#3). Cada vez que pulse brevemente, pasará por los tres modos internos.

4.4 Carga del dispositivo

Cargue siempre el dispositivo antes del primer uso. La carga inicial debería tardar unas seis horas.

- Enchufe el **cable USB** (#8) en el dispositivo. Enchufe el otro extremo del cable en el **adaptador USB** (#9) y conéctelo al suministro eléctrico. Las **luces indicadoras de la batería y del modo de tratamiento** (#4, #2) se encenderán y apagarán, y luego la **la luz indicadora de la batería** (#4) parpadeará en verde.
- Recargue el dispositivo por completo tras cada tratamiento de 20 minutos, y compruebe el nivel de batería antes de iniciar un nuevo tratamiento.

5. Conozca su Silk'n Tightra

5.1 Contenido del paquete

- Dispositivo Silk'n Tightra
- Cable USB y adaptador*
- Silk'n Intimate Gel
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía
- Funda Beauty

* Varía según el modelo adquirido.

5.2 Partes del dispositivo

El dispositivo tiene una batería recargable que se carga usando un **cable USB** estándar (#8). Consulte la ilustración al comienzo de la página (i) al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

- Puerto USB (#1)
- Luz indicadora de modo de tratamiento (#2)
- Botón de control (#3)
- Luz indicadora de batería (#4)
- Electrodos - modo interno (#5)
- Electrodos - modo externo (#6)
- Cubierta protectora (#7)
- Cable USB (#8)
- Adaptador USB (#9)

5.3 Descripción del dispositivo

Silk'n Tightra es un dispositivo médico cosmético que utiliza energía RF Bipolar que fluye entre los **electrodos** (#5, #6). La energía RF Bipolar contrae y tensa el tejido internamente para aumentar la satisfacción sexual. También remodela la parte externa de la vagina para que tenga un aspecto rejuvenecido y mejor.

5.4 Uso previsto

Silk'n Tightra es un dispositivo eléctrico, destinado a mejorar la función sexual, o como complemento al ejercicio de Kegel para tonificar los músculos del suelo pélvico y aumentar el tono muscular.

El dispositivo está destinado al tratamiento personal, y no es adecuado para el uso comercial o terapéutico. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

5.5 Leer y guardar este manual del usuario

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre.

Antes de usar el dispositivo, lea este manual del usuario por completo, y guárdelo para su uso futuro. Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones antes de cada tratamiento.

6. Qué esperar de Silk'n Tightra

Durante una sesión del tratamiento Silk'n Tightra, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- **Una sensación de calor:** durante los tratamientos interno y externo.
- **Cierto enrojecimiento e hinchazón de la piel:** Esto puede ocurrir alrededor de la vagina tras un tratamiento externo. Estas reacciones no deberían durar más de 24 horas.
 - Si experimenta estas reacciones, le recomendamos que aplique gel de áloe vera sobre la piel afectada.
- **Una vibración corta:** Durante un tratamiento, sentirá una vibración cada pocos minutos. Esto es normal e indica que el dispositivo está activo.
- **Aumento temporal de la incontinencia:** Cuando se utiliza el modo interno, algunas usuarios pueden experimentar la necesidad de orinar más frecuentemente. No se preocupe, esto desaparecerá en unos días. Los efectos de la incontinencia comenzarán a reducirse y verá una mejora como resultado de los tratamientos.

-  Detenga el uso inmediatamente si observa un enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras.
-  Detenga el uso inmediatamente si siente dolor o si la piel o el dispositivo se calienta demasiado.

7. Posibles efectos secundarios

Cuando se utiliza siguiendo las instrucciones, los efectos secundarios y las complicaciones asociadas con el uso de Silk'n Tightra son infrecuentes. Sin embargo, todos los procedimientos cosméticos, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, llevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y las complicaciones que pueden surgir con los sistemas de depilación por luz pulsada diseñados para uso doméstico.

ES

Molestias leves (modos interno/externo)	Recomendación: Utilice un nivel de energía más bajo y espere hasta que deje de sentir molestias antes de su próximo tratamiento.
Sensación de calor excesivo (modos interno/externo)	Recomendación: Utilice un nivel de energía más bajo y espere hasta que deje de sentir molestias antes de su próximo tratamiento.
Reacción alérgica En raros casos, puede experimentar una reacción alérgica tras el tratamiento.	Recomendación: Detenga el tratamiento y consulte con su médico si la reacción dura más de 24 horas.

Enrojecimiento e inflamación excesivos

(Modo externo)

En raros casos, la piel alrededor de la vagina puede enrojecerse mucho e inflamarse. El enrojecimiento e inflamación deberían desaparecer en 2 a 5 días.

Recomendación:

Trate la zona con aplicaciones frecuentes de crema con áloe vera. Espere hasta que el efecto haya desaparecido antes de su próximo tratamiento. Consulte con su médico si el enrojecimiento no desaparece en cinco días.

Ampollas o quemaduras

(Modo externo)

En casos muy raros, puede sufrir algunas ampollas o quemaduras de la piel alrededor de la vagina.

Recomendación:

Enfíe el área afectada y aplique crema anti-quemaduras. Espere hasta que el efecto haya desaparecido antes de su próximo tratamiento y utilice un nivel de energía más bajo. Consulte con su médico si la piel no vuelve a la normalidad en un plazo de una semana.

Manchado

(modo interno)

En raros casos, puede experimentar un ligero manchado inmediatamente tras un tratamiento.

Recomendación:

Consulte con su médico si el efecto continúa durante más de 24 horas.

- i** Deje de usar el dispositivo de inmediato si algunos de estos efectos son más graves.
- i** Consulte con su médico los efectos no desaparecen en 2 o 3 días.

8. Plan de tratamiento

- Cada tratamiento interno o externo dura 20 minutos.
- Puede usar el dispositivo en uno o ambos modos dos veces a la semana, durante 4 a 5 semanas.
- Tras eso, reduzca el uso gradualmente a una vez a la semana, luego a cada dos semanas o menos frecuentemente, para adaptarse a sus necesidades específicas.



9. ¡Empiece!

9.1 Antes del tratamiento

- Asegúrese de que la batería del dispositivo no está baja (consulte la sección 4.4 Carga del dispositivo).
- Vacíe la vejiga antes del tratamiento.
- Compruebe que la fecha de caducidad no ha pasado.
- Quite la **cubierta protectora** (#7) que está sobre los **electrodos** (#5, #6) antes del uso.
- Antes de su uso, limpie los **electrodos** (#5, #6) con una toallita vaginal, y seque con una toalla de papel limpia.
- Nunca utilice líquidos inflamables como el alcohol (incluyendo perfumes, desinfectantes, u otras aplicaciones que contengan alcohol) o acetona para limpiar la piel antes del uso.
- Quítese todos los piercings o metal de la área de tratamiento antes de usar el dispositivo.

9.2 Tratamiento de modo interno

1. Aplique una pequeña cantidad del gel suministrado con el dispositivo a todos los **electrodos** (#5, #6). No es necesario aplicar el gel internamente.
2. Inicie los tratamientos del modo interno usando el ajuste de energía baja. Pulse durante el **botón de control** (#3) una vez. Sentirá una vibración y el dispositivo estará listo para su uso.

i Durante el tratamiento, sentirá una vibración aproximadamente una vez cada minuto.

3. Túmbese y póngase cómoda.
4. Inserte los **electrodos** (#5, #6) en la vagina tan dentro como sea cómodo para usted. Cuando el dispositivo esté dentro de la vagina, deberá asegurarse que el dispositivo está apoyado durante el tratamiento:
 - Si sus piernas están abiertas y extendidas sobre la cama, cierre sus piernas ligeramente para sujetar el dispositivo en su sitio.
 - Si se tumba con las piernas dobladas (y los pies en la cama), coloque un cojín sobre el dispositivo para sujetarlo en su sitio.
 - Quizá desee también sujetar el dispositivo, si esto ayuda a mantener el dispositivo en su sitio.

i Si tras 5 minutos se siente cómoda con el calor, pase al nivel de energía regular pulsando brevemente el **botón de control** (#3). Para usar el nivel de energía alta, pulse brevemente el **botón de control** (#3) una vez más.

5. Mantenga el dispositivo en su sitio durante 20 minutos. Recomendamos que no se mueva. Sin embargo, es bueno girar el dispositivo de vez en cuando para que la energía siga fluyendo por los **electrodos** (#5, #6). Al cabo de 20

minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

6. Extraiga el dispositivo y límpie la piel externa alrededor de la vagina con una toalla limpia y seca (o toallitas específicas para la zona vaginal) para eliminar los residuos de gel.

i En casos de dolor o molestias:


- Si está usando los niveles de energía alto o regular, reduzca la energía pulsando el **botón de control** (#3) 1 o 2 veces. Espere 5 minutos para que se reduzca el calor.
- Si ya está usando el nivel de energía bajo, extraiga el dispositivo y espere hasta que se sienta bien antes de usar el dispositivo de nuevo.

9.3 Tratamiento de modo externo

Antes de utilizar, la piel debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. Además, asegúrese de que la piel no está enrojecida inflamada.

1. Aplique una pequeña cantidad del gel suministrado con el dispositivo a los tres **electrodos** (#5, #6) plateados. No es necesario aplicar el gel internamente.
2. Para iniciar los tratamientos del modo externo, pulse durante un par de segundos el **botón de control** (#3) y luego púlselo brevemente 3 veces. La **luz indicadora del modo de tratamiento** (#2) estará en blanco constante. El dispositivo está ahora listo para su uso.
3. Túmbese y póngase cómoda.

4. Sujete la base del dispositivo y coloque los tres **electrodos** (#5, #6) plateados sobre los labios vaginales. La forma triangular del lado con los **electrodos** (#5, #6) plateados le ayudará a posicionar el dispositivo correctamente.



ES

- i** Cuando los **electrodos** (#5, #6) estén en buen contacto con la piel, y mueva el dispositivo, sentirá el calor emitido desde los **electrodos** (#5, #6). Siga moviendo el dispositivo lenta pero firmemente por la piel. Si no hay movimiento, la energía RF Bipolar no funcionará.
- i** Durante el tratamiento, sentirá una vibración aproximadamente una vez cada minuto.
- 5. Continúe deslizando el dispositivo por los labios vaginales. Al cabo de 20 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.
- i** Si le es difícil mover el dispositivo por la piel, puede aplicar otra pequeña cantidad de gel sobre los tres **electrodos** plateados (#5, #6).
- !** Si siente dolor o molestias, quite el dispositivo y espere hasta que se sienta bien antes de usarlo de nuevo.

6. Extraiga el dispositivo y límpielo (consulte la sección 10. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento).

9.4 Después del tratamiento

Tras los tratamiento de modo externo o interno, le recomendamos:

- que evite el agua muy caliente durante dos días después el tratamiento.
- que se ponga en contacto con su médico si observa indicios de infección, inflamación excesiva, enrojecimiento, dolor o cualquier otro síntoma inusual.

ES

10. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

- Utilice una toallita vaginal para eliminar los residuos de gel del dispositivo, incluyendo la superficie de tratamiento. Esto evita que el gel se solidifique o dañe el dispositivo.
 - Luego seque el dispositivo con una toalla de papel limpia.
 - Después de la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original. Quizá desee poner la **cubierta protectora** (#7) sobre los **electrodos** (#5, #6), pero esto no es esencial.
- i** Puede usar líquidos limpiadores con hasta el 70% de alcohol, pero nunca utilice acetona u otros fluidos abrasivos, porque dañarán el dispositivo.
- !** Nunca sumerja su dispositivo o ninguna de sus partes en agua.

11. Resolución de problemas

No intente modificar, abrir o reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Explicación/qué hacer
Mi dispositivo no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">Compruebe que el dispositivo está cargado. Reinicie el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.
No siento ningún calor del dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">No se emite calor si los electrodos (#5, #6) no están en buen contacto con la piel. Se trata de una medida de seguridad. Asegúrese de que el dispositivo está bien presionado sobre la piel antes de iniciar el tratamiento.No se emite calor si no ha aplicado el gel, o si el gel que aplicó previamente se ha secado. Asegúrese de aplicar el gel directamente antes del tratamiento.
Las luces verde y blanca de la luz indicadora de modo de tratamiento (#2) parpadean alternativamente.	<ul style="list-style-type: none">Hay un error del sistema. Pulse el botón de control (#3) para reiniciar el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.
El dispositivo no carga.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el adaptador está conectado al dispositivo y al suministro eléctrico. Desenchufe el adaptador (#9) y luego vuelva a conectarlo de nuevo para resetear el dispositivo.Compruebe que el cable USB (#8) no está dañado. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.

Problema	Explicación/qué hacer
El dispositivo ha dejado de funcionar durante un tratamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. El dispositivo se apagará automáticamente durante un tratamiento si la batería está demasiado baja para continuar el tratamiento, o si hay un error del sistema. <p>Si hay un error del sistema, póngase en contacto con Atención al cliente.</p>
El dispositivo ha dejado de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón de control para reiniciar el dispositivo. <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.</p>

ES

12. Consumibles

Puede comprar más Silk'n Intimate Gel en nuestro sitio web: www.silkn.eu.

13. Servicio al Cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contactar con el servicio al cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo. Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu

País	Número de servicio	Correo electrónico
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantía

Consulte el folleto de garantía del producto para obtener más información.

15. Eliminación

Si su dispositivo alcanza el final de su vida útil, asegúrese de seguir la legislación de su país para la eliminación de objetos eléctricos.

- Deseche el embalaje separado en materiales de tipo único. Deseche el cartón como papel y film transparente a través del servicio de recogida de materiales.
- ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto garantiza que el dispositivo se recicle de forma profesional, e impide la liberación de sustancias dañinas* al medioambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

16. Especificaciones

Modelo	H2400
Tecnología	RT™
RF bipolar (frecuencia; potencia de salida máxima, corriente máxima de salida)	1 MHz ±30%; 8W max
Funcionamiento y seguridad	Sensor de temperatura para impedir el sobrecalentamiento de la piel Sensor táctil, sensor de movimiento y apagado automático para su seguridad
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: 40° to +70°C Humedad relativa: 90%rH max Presión atmosférica: 500 a 1060hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5° a 40°C Humedad relativa: 15% a 90%rH Presión atmosférica: 700 a 1060hPa
Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Tiempo de temperatura de almacenamiento <u>máxima</u> entre usos a temperatura <u>máxima</u> de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Protección contra descargas eléctricas	Parte aplicada tipo BF, equipo médico de clase 1
Adaptador	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Entrada de adaptador; salida	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0V - 2,0A
Vida útil	3 años

ES

17. Etiquetado

Consulte la sección correspondiente en inglés.

18. Curvas de potencia de salida

Consulte la sección correspondiente en inglés.

19. Resultados técnicos EMC

Consulte la sección correspondiente en inglés.

20. Aviso legal

Derechos de autor 2018 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd. No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Índice

1.	Advertências e contraindicações.....	134
2.	Sinais e símbolos	140
3.	Segurança com o Silk'n Tightra.....	141
4.	Controlos e configurações do dispositivo.....	142
5.	Conheça o seu Silk'n Tightra	145
6.	O que esperar com Silk'n Tightra	146
7.	Possíveis efeitos colaterais	147
8.	Plano de tratamento.....	149
9.	Começar a utilizar!	149
10.	Limpeza, manutenção e armazenamento	153
11.	Resolução de problemas	153
12.	Consumíveis	155
13.	Serviço de apoio ao cliente	155
14.	Garantia	156
15.	Descarte.....	156
16.	Especificações	157
17.	Etiquetagem	158
18.	Curvas de potência de saída	158
19.	Resultados técnicos CEM.....	158
20.	Aviso legal	158

1. Advertências e contraindicações



Uma declaração ou evento que indica um perigo ou problema possível ou iminente, ou outra situação desagradável ao usar o dispositivo.



Avisos sobre eletricidade e segurança

- Mantenha sempre o dispositivo, o cabo USB e o adaptador secos.
- Não use o dispositivo enquanto toma banho ou duche.
- Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de ligar o dispositivo à tomada elétrica.
- Nunca utilize o adaptador se tiver um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido submerso em água. Se tal ocorrer, desligue o adaptador de imediato antes de tocar. Erro ao desligar o adaptador, pode sofrer uma eletrocussão!
- Nunca puxe o adaptador da tomada pelo cabo. Remova-o sempre segurando no adaptador.

- Não opere o dispositivo em ambientes onde exista risco de explosão. Mantenha o dispositivo e todas as suas peças afastadas de chamas abertas e superfícies quentes.
- Mantenha o adaptador sempre acessível, para que possa ser retirado facilmente da tomada em caso de emergência.
- Desligue o dispositivo da alimentação elétrica depois de carregar.
- Nunca puxe o adaptador da tomada pelo cabo. Remova-o sempre segurando no adaptador.
- Coloque o cabo do adaptador de forma a que não haja perigo de tropeçamento.
- Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante, conforme definido neste manual, ou se o dispositivo estiver danificado ou se parecer não estar a funcionar corretamente. Nesses casos, contacte o Serviço de apoio ao cliente.
- Certifique se de que não existem superfícies ásperas não vigiadas, extremidades afiadas ou saliências que possam causar danos antes de cada utilização.

- Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.
- O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos físicos ou materiais causados por utilização inadequada ou incorreta.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deve ser feita por crianças.
- As crianças não devem brincar com a embalagem. Estas podem ferir-se com o material da embalagem, ou engolir peças pequenas e sufocar.
- Se o seu dispositivo atingir o fim da vida útil, coloque o dispositivo e todas as suas peças num ponto de reciclagem para dispositivos elétricos. Consulte a secção 15. Descarte.



Contraindicações

Este dispositivo, incluindo todas as suas partes, não deve ser usado pelas seguintes pessoas: crianças, mulheres transgênero, adultos com capacidades físicas, sensoriais ou psicológicas limitadas, aqueles que não têm experiência ou conhecimento sobre como usar o dispositivo de forma segura, ou que não entendem os perigos envolvidos.

Não utilize se:

- estiver grávida ou a amamentar.
- submeteu-se a qualquer procedimento cirúrgico na área vaginal ou pélvica nos últimos 12 meses ou antes da cicatrização completa.
- ter um implante/dispositivo elétrico ativo em qualquer região do corpo, um pacemaker ou desfibrilador interno.
- ter implantes na área de tratamento.
- tem graves condições concomitantes, como distúrbios cardíacos, distúrbios sensoriais, epilepsia, hipertensão não controlada, doenças hepáticas ou renais.

PT

- tem uma história de cancro de pele e cancro da área genital, ou condição atual de qualquer outro tipo de cancro ou verrugas pré-malignas.
- têm um sistema imunológico debilitado devido a doenças imunossupressoras, como SIDA e HIV, ou usam medicações imunossupressoras.
- têm distúrbios endócrinos mal controlados, como diabetes, disfunção tireoídiana e virilização hormonal.
- tem qualquer condição ativa na área de tratamento, como feridas, psoríase, eczema, erupções cutâneas, lacerações abertas, escoriações ou lesões.
- recebeu tratamento com luz, laser, RF ou outros dispositivos na área tratada no período de 2 a 3 semanas para procedimentos não ablativos e 6 a 12 semanas para resurfacing fracionado ablativo (de acordo com a gravidade do tratamento) antes do tratamento, exceto especial recomendações.
- utilizou isotretinoína (Accutane®) nos 6 meses anteriores ao tratamento.
- tem uma doença sexualmente transmitida.

- tem uma infecção atual do trato urinário, infecção pélvica ou do trato pélvico.
- recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.
- não puder sentir calor adequadamente por causa de uma doença, ou outra questão relacionada com saúde.
- estiver em período de menstruação.
- tiver qualquer outra doença que, na opinião do seu médico, poderá não ser segura para utilizar o dispositivo.

Contacte o seu médico antes de usar se tiver:

- recebeu um resultado anormal de um papanicolau ou exame pélvico nos últimos 2 anos.
- uma história de doenças estimuladas pelo calor, como o Herpes Simplex recorrente na área de tratamento.
- teve cirurgia vaginal, ou disseram -lhe que tem um prolapsos vaginal.
- tem uma história de desordens da pele, queloides, cicatrização anormal de feridas, bem como pele muito seca e frágil.
- tem um histórico de coagulopatias hemorrágicas ou uso de anticoagulantes, exceto aspirina em baixas doses.

- tem uma rede implantada.
- implantou dispositivos de controlo de natalidade de metal na área de tratamento.
- usou medicamentos, ervas, suplementos alimentares e vitaminas conhecidas por alterar a cicatrização nas últimas duas semanas.
- tem um prolapso uterino, cistocele ou retocele.
- tiver recebido medicamentos do seu médico para um problema de pele nos últimos 6 meses.

PT

2. Sinais e símbolos

	Informações importantes sobre como usar ou manter o dispositivo.
	Os produtos assinalados com este símbolo cumprem os requisitos das diretivas EU.
IP23	O dispositivo está protegido contra a pulverização de água quando inclinado até um ângulo de 60°.
	Grau de proteção contra choque elétrico: tipo BF aplicado part.
	A interferência pode ocorrer nas proximidades do equipamento.

	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos.
	Siga as instruções de funcionamento.
	Bateria de lítio no interior.

- i** Este dispositivo não é adequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar ou com Oxigénio ou Óxido Nitroso.

3. Segurança com o Silk'n Tightra

PT

Com o Silk'n a segurança está primeiro. Silk'n Tightra possui estas características de segurança:

- **Estabilizadortérmico:** Para impedir o sobreaquecimento, cada um dos 16 **eletródos** (#5, #6) possui um estabilizador térmico incorporado. Quando é detetado um aumento na temperatura da pele tratada, o estabilizador pára automaticamente de emitir calor, até que a temperatura da pele baixe o suficiente para que o estabilizador retome o aquecimento.
- **Sensor tátil:** o sensor tátil assegura que a energia RF irá apenas passar através dos **eletródos** (#5, #6) quando os **eletródos** (#5, #6) tiverem em bom contato com a pele.
- **Sensor de movimento:** quando utiliza o dispositivo no modo externo, o dispositivo apenas irá emitir energia quando mover o dispositivo pela pele.

● **Desligamento automático:** Este recurso de segurança é ativado numa das três situações:

- Concluiu uma sessão de tratamento de 20 minutos. Irá sentir 1 vibração.
- O dispositivo não teve contato firme com a pele por mais de 2 minutos. Irá sentir 1 vibração.
- A bateria está muito baixa para realizar a sua sessão de tratamento de 20 minutos.

4. Controlos e configurações do dispositivo

4.1 Modos do dispositivo

Silk'n Tightra possui 2 modos operacionais: interno e externo.

● **Modo interno:** use este modo para apertar o tecido vaginal e os músculos para melhorar a atividade sexual. Como complemento ao exercício de Kegel, o modo interno também ajuda a apertar os músculos do pavimento pélvico para aumentar o tônus muscular. O modo interno possui 3 níveis de energia, baixo, regular e alto.

● **Modo externo:** use este modo para apertar o tecido da pele da vulva externa para melhorar a aparência vaginal. O modo externo tem 1 nível de energia.

4.2 Controlos do dispositivo

Controlo	Modo	Ação	Explicação
 Botão de controlo (#3)	Interno	Premir demoradamente	Dispositivo ativado (modo interno, baixa energia). O indicador luminoso do modo de tratamento (#2) pisca em cor verde; 1 vibração
		Premir brevemente	Potência regular
		Pressione por breves instantes novamente	Potência elevada
	Externo	Pressione por breves instantes novamente	Nível de energia 1 apenas
		Premir demoradamente	O dispositivo desliga-se; 1 vibração
	Ambos os modos	Verde (piscar lento)	Baixa energia
		Verde (piscar rápido)	Potência regular
		Verde (constante)	Potência elevada
 Indicador luminoso do modo de tratamento (#2)	Interno	Branco (constante)	Nível de energia 1 apenas
		Verde e branco (piscar alternado)	Erro de sistema. O dispositivo irá desligar-se
	Ambos os modos		
 Indicador luminoso da bateria (#4)	---	Verde (pisca)	Carregamento do dispositivo
		Verde (constante)	Dispositivo carregado
	Ambos os modos	Laranja (pisca)	Carga baixa na bateria
		Laranja (constante)	Sem carga na bateria

PT

4.3 Mudar de modos e níveis de energia

- **Modo interno:** este é o modo predefinido quando o dispositivo for ligado pela primeira vez.
- **Modo externo:** para mudar o modo externo antes de iniciar um tratamento, pressione por breves momentos o **botão de controlo** (#3) 3 vezes. Pode fazer isto no primeiro minuto em que o dispositivo estiver ligado.
- **Alterar modos durante a utilização:** Assim que começar a utilizar o dispositivo, será necessário desligá-lo, reiniciá-lo e, em seguida, selecionar o modo que pretende.
- **Alterar níveis de energia durante a utilização:** para alterar os níveis de energia do modo interno durante o tratamento, pressione por breves momentos o **botão de controlo** (#3). Sempre que pressiona por breves momentos, irá iniciar o ciclo por 3 modos internos.

4.4 Carregamento do dispositivo

Carregue sempre o dispositivo antes da primeira utilização. O carregamento inicial deverá demorar cerca de 6 horas.

- Coloque o **cabo USB** (#8) no dispositivo. Coloque a outra extremidade do cabo no **adaptador USB** (#9) e ligue à alimentação elétrica. Os indicadores luminosos da **bateria e modo de tratamento** (#4, #2) irão acender-se e desligar-se e o **indicador luminoso da bateria** (#4) irá ficar verde intermitente.
- Recarregar completamente o dispositivo a cada 20 minutos e verifique o nível da bateria antes de iniciar um novo tratamento.

5. Conheça o seu Silk'n Tightra

5.1 Conteúdo da embalagem

- Dispositivo Silk'n Tightra
- Cabo USB e adaptador*
- Silk'n Intimate Gel
- Manual do utilizador
- Cartão de garantia
- Estojo de beleza

* Varia em conformidade com a opção adquirida.

5.2 Peças do dispositivo

O dispositivo possui uma bateria recarregável que é carregada utilizando um **cabo USB** padrão (#8). Consulte a ilustração na página (i) na frente do manual para ver a localização de cada funcionalidade.

- Entrada USB (#1)
- Indicador luminoso do modo de tratamento (#2)
- Botão de controlo (#3)
- Indicador luminoso da bateria (#4)
- Eletródos - modo interno (#5)
- Eletródos - modo externo (#6)
- Tampa protetora (#7)
- Cabo USB (#8)
- Adaptador USB (#9)

PT

5.3 Descrição do dispositivo

Silk'n Tightra é um dispositivo cosmético médico que usa Bi-Polar RF Energy que flui entre os **elétrodos** (#5, #6). O Bi-Polar RF Energy contrai e aperta o tecido internamento para aumentar a satisfação sexual. Remodela a parte externa da vagina para uma aparência melhor e mais jovem.

5.4 Uso a que se destina

Silk'n Tightra é um dispositivo com funcionamento elétrico para um desempenho sexual aperfeiçoado ou como complemento a um exercício Kegel em apertar os músculos do pavimento pélvico para aumentar o tônus muscular.

O dispositivo destina-se apenas a um auto-tratamento e não se adequa à utilização terapêutica e comercial. Não utilizar para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual.

5.5 Leitura e armazenamento do manual do utilizador

O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país.

Antes de usar pela primeira vez, leia este manual do utilizador por completo e guarde-o para utilização futura. Recomendamos que se familiarize com as instruções antes de cada tratamento.

6. O que esperar com Silk'n Tightra

Durante Silk'n Tightra uma sessão de tratamento é normal experienciar e sentir:

- **Uma sensação térmica:** ambos durante os tratamentos interno e externo.
- **Algum vermelhidão ou ligeiro inchaço da pele:** isto pode ocorrer à volta da vagina depois de um tratamento externo. Estas reações não devem demorar mais do que 24 horas.
- Se sentir estas reações, recomendamos que aplique gel de aloé vera na pele afetada.
- **Uma vibração breve:** durante um tratamento, irá sentir uma vibração a cada alguns minutos. Isto é normal, e indica que o dispositivo está ativo.

● **Aumento temporário da incontinência:** quando utilizar o modo interno, algumas utilizadoras podem querer usar água mais frequentemente. Não se preocupe, isto irá passar em alguns dias. Os efeitos de incontinência irão começar a reduzir e irá ver uma melhoria como resultado dos tratamentos.

- ⚠ Pare imediatamente de usar se vir uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras.
- ⚠ Pare de usar imediatamente se tiver qualquer dor, ou se a pele ou o dispositivo ficarem muito quentes.

7. Possíveis efeitos colaterais

Quando utilizado de acordo com as instruções, os efeitos secundários e as complicações associados à utilização do Silk'n Tightra são raros. Contudo, todos os procedimentos cosméticos, incluindo aqueles idealizados para utilização caseira, contêm algum grau de risco. Por conseguinte, é importante que compreenda e aceite os riscos e as complicações que podem ocorrer com sistemas idealizados para uma utilização caseira.

PT

Desconforto menor (modos interno/externo)	Recomendação: Utilize um nível de energia baixo e aguarde até que não sinta qualquer conforto antes do seu próximo tratamento.
Sensação de calor excessivo (modos interno/externo)	Recomendação: Utilize um nível de energia baixo e aguarde até que o efeito tenha sido limpo antes do seu próximo tratamento.

Reação alérgica Em casos rares, pode sentir uma reação alérgica depois do tratamento.	Recomendação: Pare o tratamento e consulte o seu médico se a reação continuar durante mais de 24 horas.
Vermelhão excessivo e inchaço (modo externo) Em casos rares, a pele à volta da vagina pode ficar muito vermelha e inchada. O vermelhão e inchaço devem prolongar-se por 2 a 5 dias.	Recomendação: Trate com aplicações frequentes do creme de aloé vera. Aguarde até que o efeito desapareça antes do seu próximo tratamento. Consulte o seu médico caso se o vermelhão não desapareça dentro de 5 dias.
Bolhas ou queimaduras (modo externo) Em casos muito raros, pode sentir algumas bolhas ou sensação de ardor da pele à volta da vagina.	Recomendação: Arrefeça a área afetada e aplique creme antiskeimaduras. Espere que o efeito passe antes realizar de outro tratamento e use um nível de energia mais baixo. Fale com o seu médico se a pele não voltar ao normal dentro de uma semana.
Manchas (modo interno) Em casos raros, pode sentir uma ligeiras manchas imediatamente após o tratamento.	Recomendação: Fale com o seu médico se o efeito continuar durante mais de 24 horas.

- i** Pare imediatamente de utilizar se algum desses efeitos for mais grave.
- i** Consulte o seu médico caso os efeitos não desapareçam no prazo de 2 a 3 dias.

8. Plano de tratamento

- Cada tratamento interno ou externo dura durante 20 minutos.
- Pode utilizar o dispositivo em um ou ambos os modos, duas vezes por semana, durante 4-5 semanas.
- Depois disso, reduza a utilização gradualmente para uma vez por semana e depois a cada 2 semanas ou menos, de forma frequente, para satisfazer as suas necessidades específicas.



9. Começar a utilizar!

9.1 Antes do tratamento

- Certifique-se que a bateria do dispositivo não está em baixo (ver secção 4.4 Carregamento do dispositivo).
- Esvazie a bexiga antes do tratamento.
- Verifique se a data de validade do gel não foi ultrapassada.
- Remova a **tampa protetora** (#7) que está sobre os **eléktrodo** (#5, #6) antes da utilização.
- Antes de utilizar, limpe os **eléktrodos** (#5, #6) com um tecido vaginal, e seque com um papel de cozinha limpo.
- Nunca utilize líquidos inflamáveis como álcool (incluindo perfumes, antissépticos, ou outras aplicações com álcool) ou acetona para limpar a pele antes de utilizar.
- Remova quaisquer piercings ou peças de metal da área de tratamento antes da utilização.

PT

9.2 Tratamento do modo interno

1. Aplique um pequeno montante de gel fornecido com o dispositivo em todos os **elétrodos** (#5, #6). Não é necessário aplicar um gel internamente.
2. Inicie os tratamentos de modo interno utilizando uma definição de energia baixa. Pressione longamente o **botão de controlo** (#3) uma vez. Irá sentir uma vibração e o dispositivo está pronto a ser utilizado.

i Durante o tratamento, irá sentir uma vibração aproximadamente uma vez por minuto.

3. Deite-se e fique confortável.
4. Introduza os **elétrodos** (#5, #6) na vagina tanto quanto for confortável para si. Quando o dispositivo estiver dentro da vagina, terá de se certificar que o dispositivo é suportado durante os tratamentos:
 - Se as suas pernas estiverem afastadas sobre a cama, feche as pernas ligeiramente para manter o dispositivo.
 - Se se deitar com as suas pernas dobradas (e pés sobre a cama), coloque uma almofada sob o dispositivo para segurar o dispositivo adequadamente.
 - Pode ainda desejar segurar o dispositivo, se achar que ajuda a manter o dispositivo na respetiva posição.

i Se depois de 5 minutos sentir-se confortável com o calor, move para o nível de energia regular, pressionando durante pouco tempo o **botão de controlo** (#3). Para utilizar o nível de energia alto, pressione durante pouco tempo o **botão de controlo** (#3) uma vez mais.

- Mantenha o dispositivo na respetiva posição durante 20 minutos. Recomendamos que fique deitada sem se mexer. No entanto, é bom rodar o dispositivo regularmente para a que a energia continue a fluir em todos os **elétrodos** (#5, #6). Após 20 minutos, o dispositivo desliga-se automaticamente
- Remova o dispositivo, e limpe a pele à volta da vagina com uma toalha seca e limpa, ou toalhetes apropriados especificamente para a zona vaginal para remover restos de gel.

i Em casos de dor ou desconforto:

- Se estiver a utilizar níveis de energia alto ou normal, reduza a energia pressionando o **botão de controlo** (#3) 1 ou 2 vezes. Aguarde 5 minutos para que o calor reduza.
- Se estiver a utilizar o nível de energia baixo, remova o dispositivo até que se sinta bem antes de utilizar o dispositivo novamente.


PT

9.3 Tratamento do modo externo

Antes do tratamento, a pele deverá ser rapada, limpa, seca e deve estar livre de pós ou desodorizantes. De igual modo, certifique-se de que a pele não está vermelha ou inflamada.

- Aplique um pequeno montante de gel fornecido com o dispositivo em todos os 3 **elétrodos** prateados (#5, #6). Não é necessário aplicar um gel internamente.
- Para começar tratamentos de modo externo, pressione longamente o **botão de controlo** (#3) e, em seguida, pressione-o 3 vezes. O **indicador luminoso do modo de tratamento** (#2) será de cor branca constante. O dispositivo está agora pronto para ser utilizado.
- Deite-se e fique confortável.

4. Segure a base do dispositivo e coloque 3 **elétrodos** (#5, #6) nos lábios. A forma triangular lateral com os **elétrodos** prateados (#5, #6) irão ajudá-lo a posicionar o dispositivo corretamente.



- i** Quando os **elétrodos** (#5, #6) estiverem em contacto com a pele, e estiver a mover o dispositivo, irá sentir o calor emitido pelos **elétrodos** (#5, #6). Continue a mover o dispositivo devagar mas firmemente por toda a pele. Se não existir movimento, a energia Bi-Polar RF não irá funcionar.
- i** Durante o tratamento, irá sentir uma vibração aproximadamente uma vez por minuto.
5. Continue a deslizar o dispositivo pelos lábios. Após 20 minutos, o dispositivo desliga-se automaticamente.
- i** Se achar difícil mover o dispositivo por toda a pele, pode aplicar outra pequena quantidade de gel nos 3 **elétrodos** prateados (#5, #6).
- !** Se sentir dor ou desconforto, remova o dispositivo até que se sinta bem antes de utilizar o dispositivo novamente.
6. Remova o dispositivo e limpe-o (ver secção 10. Limpeza, manutenção e armazenamento).

9.4 Após o tratamento

Depois dos tratamentos em modos interno ou externo, recomendamos que:

- evite água muito quente durante 2 dias após o tratamento.
- contacte o seu médico se houver qualquer indicação de infecção, suor excessivo, vermelhão, dor ou qualquer outro sintoma invulgar.

10. Limpeza, manutenção e armazenamento

- Use um toalhete vaginal para remover qualquer gel residual do dispositivo incluindo a superfície de tratamento. Isto previne qualquer gel de solidificar ou danificar o dispositivo.
- Em seguida, seque o dispositivo com um papel de cozinha seco.
- Após a limpeza, recomendamos que guarde o dispositivo no estojo de beleza. Pode desejar colocar a **tampa de proteção** (#7) sobre os **elétrodos** (#5, #6), mas não é essencial.
- i** Pode utilizar fluidos de limpeza com até 70% de álcool, mas nunca utilizar acetona ou outros líquidos abrasivos, pois irão danificar o seu dispositivo.
- !** Não imersa o dispositivo nem nenhuma das suas peças na água.

11. Resolução de problemas

Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

PT

Problema	Explicação / o que fazer
O meu dispositivo não inicia.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o dispositivo está carregado. Reinicie o dispositivo. <p>Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.</p>
Não sinto qualquer calor do dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> Não é emitido calor se os elétrodos (#5, #6) não estão em contacto firme com a sua pele. Isto é uma característica de segurança. Certifique-se de que o dispositivo está ligeiramente pressionado à pele antes de iniciar o tratamento. Não é emitido calor se não tiver aplicado gel, ou se o gel aplicado previamente tiver secado. Certifique-se de que aplica gel diretamente antes do tratamento.
As luzes verde e branco do indicador luminoso do modo de tratamento (#2) irão piscar alternadamente.	<ul style="list-style-type: none"> Há um erro do sistema. Pressione o botão de controlo (#3) para reiniciar o dispositivo. <p>Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.</p>
O dispositivo não carrega.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o adaptador está ligado ao dispositivo e à alimentação. Desligue o adaptador (#9) e, em seguida, ligue-o novamente para reiniciar o dispositivo. Verifique se o cabo USB (#8) não está danificado. <p>Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.</p>

Problema	Explicação / o que fazer
O dispositivo parou de funcionar durante o tratamento.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o dispositivo está completamente carregado. O dispositivo irá desligar-se automaticamente durante um tratamento se a bateria estiver demasiado baixa para continuar o tratamento, ou se houver um erro de sistema, <p>Se houver um erro de sistema, contacte o Serviço ao cliente.</p>
O dispositivo parou de trabalhar.	<ul style="list-style-type: none"> Prima o botão de controlo para reiniciar o dispositivo. <p>Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.</p>

PT

12. Consumíveis

Pode comprar mais Silk'n Intimate Gel a partir do nosso website: www.silkn.eu.

13. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informação, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo. Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itália		servizioclientiit@silkn.eu
Holanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu

País	Número da assistência técnica	Email
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantia

Por favor, consulte o livrete de garantia do produto separado para obter informações completas.

15. Descarte

Se o seu dispositivo atingir a sua fase de fim de vida, certifique-se de que segue as leis do seu país sobre eliminação de artigos elétricos.

- Descarte a embalagem separadamente por materiais individuais. Descarte o papelão e cartão como resíduo de papel e película através do serviço de recolha de material reciclável.
- Não eliminate juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que eliminate este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Isto garante que o dispositivo seja reciclado profissionalmente e evita a libertação de substâncias* prejudiciais para o meio ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está descarregado antes de ser eliminado.

* Produtos etiquetados com Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

16. Especificações

Modelo:	H2400
Tecnologia	RT™
Bi-Polar RF (frequência; potência de saída máxima, corrente de saída máxima)	1 MHz ±30%; 8W máx
Funcionamento e Segurança	Sensor de temperatura para evitar o sobreaquecimento da pele Sensor de toque, sensor de movimento e corte automático para segurança
Transporte e conservação entre utilizações e condições de conservação	Temperatura: - 40° a +70°C Humididade relativa: 90% HR máx Pressão atmosférica: 500 - 1060hPa
Condições de funcionamento	Temperatura: 5° a 40°C Humididade relativa: 15% a 90%HR Pressão atmosférica: 700 - 1060 hPa
Período a partir da temperatura de armazenamento mínima entre utilizações a temperatura de funcionamento mínima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Período a partir da temperatura de armazenamento máxima entre utilizações a temperatura de funcionamento máxima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Proteção contra choques elétricos	Peça aplicada tipo BF equipamento médico de classe 1
Adaptador	KSA-10D-050200HE (UE) KSA-100-050200HK (RU)
Entrada do adaptador; saída	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0V - 2,0A
Vida útil	3 anos

PT

17. Etiquetagem

Consulte a seção correspondente em Inglês.

18. Curvas de potência de saída

Consulte a seção correspondente em Inglês.

19. Resultados técnicos CEM

Consulte a seção correspondente em Inglês.

20. Aviso legal

Direitos de autor 2018 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação. A Home Skinovations Ltd possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Silk'n e o logótipo Silk'n são marcas registadas da Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Πίνακας περιεχομένων

1.	Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	160
2.	Σήματα και σύμβολα	168
3.	Ασφαλή χρήση του Silk'n Tightra	169
4.	Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής	170
5.	Γνωρίστε το Silk'n Tightra	173
6.	Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Tightra	175
7.	Πιθανές παρενέργειες	176
8.	Πρόγραμμα θεραπείας	178
9.	'Εναρξη!.....	178
10.	Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση	182
11.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	183
12.	Αναλώσιμα.....	184
13.	Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	185
14.	Εγγύηση.....	185
15.	Απόρριψη	185
16.	Προδιαγραφές.....	186
17.	Σήμανση προϊόντος.....	187
18.	Καμπύλες ισχύος εξόδου.....	187
19.	Τεχνικά αποτελέσματα EMC.....	187
20.	Νομική σημείωση.....	188

GR

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις



Μια δήλωση ή ένα συμβάν που υποδεικνύει έναν πιθανό ή επικείμενο κίνδυνο, πρόβλημα ή άλλη δυσάρεστη κατάσταση κατά τη χρήση της συσκευής.



Προειδοποιήσεις ηλεκτρικής λειτουργίας και ασφάλειας

- Φροντίστε ώστε η συσκευή, το καλώδιο USB και ο προσαρμογέας να είναι πάντα στεγνά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά προτού συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα πριν τον πιάσετε. Εάν δεν αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!

- Μην τραβάτε ποτέ τον προσαρμογέα από το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε τον προσαρμογέα στο χέρι σας και αφαιρέστε τον από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Προστατεύστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της από γυμνή φλόγα και θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Φροντίστε να έχετε πάντα άμεση πρόσβαση στον προσαρμογέα, ώστε να τον αποσυνδέσετε εύκολα από την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος μετά τη φόρτιση.
- Μην τραβάτε ποτέ τον προσαρμογέα από το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε τον προσαρμογέα στο χέρι σας και αφαιρέστε τον από την πρίζα.
- Τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα κατά τρόπο που δεν ενέχει τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος επάνω του.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, ή αν η συσκευή παρουσιάζει ζημιές ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τραχιές επιφάνειες, αιχμηρές γωνίες ή προεξοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.

- Επίσης, τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Το υλικό συσκευασίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.
- Αν η συσκευή σας έχει φτάσει το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής της, απορρίψτε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της στους κατάλληλους χώρους απόρριψης ηλεκτρικών συσκευών. Ανατρέξτε στην ενότητα 15. Απόρριψη.



Αντενδείξεις

Αυτή η συσκευή καθώς και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα εξής άτομα: ανηλίκους, γυναικών τρανσέξουαλ, ενηλίκους με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ή άτομα που δεν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν:

- είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- έχετε υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην κολπική ή πυελική περιοχή κατά τους τελευταίους 12 μήνες ή δεν έχετε επανέλθει πλήρως από ανάλογη επέμβαση.
- έχετε βηματοδότη, εμφυτεύσιμο απινιδωτή ή άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα/συσκευή σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
- έχετε εμφυτεύματα στην περιοχή θεραπείας.
- έχετε σοβαρές συντρέχουσες παθήσεις, όπως καρδιακές διαταραχές, αισθητηριακές διαταραχές, επιληψία, ανεξέλεγκτη υπέρταση, ασθένειες του ήπατος ή των νεφρών.
- έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος και των γεννητικών οργάνων ή πάσχετε από ανάλογες παθήσεις ή άλλο τύπο καρκίνου ή έχετε προκακοήθεις σπίλους.
- έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα εξαιτίας ανοσοκατασταλτικών ασθενειών, όπως AIDS και HIV, ή λόγω χρήσης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

- πάσχετε από μη ελεγχόμενες ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως διαβήτης ή δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς και ορμονικές διαταραχές με την εμφάνιση ανδρικών δευτερευόντων φύλατικών χαρακτηριστικών.
- έχετε ενεργές παθήσεις στην περιοχή θεραπείας, όπως ανοιχτές πληγές, ψωρίαση, εκζέματα, εξανθήματα, ανοιχτούς τραυματισμούς, εκδορές ή αλλοιώσεις.
- η περιοχή έχει υποβληθεί σε θεραπεία με συσκευές ακτίνων φωτός, λέιζερ, ραδιοσυχνοτήτων ή άλλες συσκευές τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, αν επρόκειτο για μη επεμβατική διαδικασία, ή τις τελευταίες 6-12 εβδομάδες, αν επρόκειτο για επεμβατική κλασματική θεραπεία φωτοανάπλασης, πριν από τη χρήση της συσκευής (ανάλογα με τη σοβαρότητα της θεραπείας), με εξαίρεση την περίπτωση ειδικών συστάσεων.
- έχετε λάβει ισοτρετινοΐνη (Accutane[®]) τους τελευταίους 6 μήνες πριν από τη θεραπεία.
- πάσχετε από κάποια σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο.

- πάσχετε από λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, λοίμωξη της πυέλου ή της πυελικής οδού.
- έχετε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία τους 3 τελευταίους μήνες.
- δεν έχετε καλή αίσθηση της θερμότητας λόγω ασθένειας ή άλλου προβλήματος υγείας.
- έχετε έμμηνο ρύση.
- έχετε οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας σε περίπτωση χρήσης της συσκευής.

GR

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν έχετε:

- έχετε λάβει ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα κατά τη λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος (τεστ ΠΑΠ) ή πυελικής εξέτασης εντός των τελευταίων 2 ετών.
- ιστορικό ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα, όπως επαναλαμβανόμενα επεισόδια απλού έρπη, στην περιοχή θεραπείας.

- έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον κόλπο ή έχετε διαγνωστεί με κολπική πρόπτωση.
- έχετε ιστορικό δερματικών διαταραχών, χηλοειδών, μη φυσιολογικής επούλωσης πληγών ή έχετε πολύ ξηρό και εύθραυστο δέρμα.
- έχετε ιστορικό αιμορραγικών αιμοπτελίων ή έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αντιπηκτικά φάρμακα εκτός από χαμηλή δόση ασπιρίνης.
- έχετε εμφυτεύσιμο πλέγμα.
- έχετε εμφυτεύσιμες συσκευές αντισύλληψης στην περιοχή θεραπείας.
- κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχετε λάβει φάρμακα, βότανα, συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες που αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη διαδικασία επούλωσης.
- πάσχετε από πρόπτωση της μήτρας, κυστεοκήλη ή ορθοκήλη.
- έχετε λάβει συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετωπιση δερματικών προβλημάτων τους τελευταίους 6 μήνες.

2. Σήματα και σύμβολα

	Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή τη συντήρηση της συσκευής.
	Τα προϊόντα που είναι επισημασμένα με αυτό το σύμβολο πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ.
IP23	Η συσκευή προστατεύεται από την εισχώρηση σταγόνων νερού, όταν είναι στραμμένη σε γωνία 60°.
	Βαθύς προστασίας από ηλεκτροπληξία: εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF.
	Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
	Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.
	Περιλαμβάνεται εσωτερική μπαταρία λιθίου.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα ή με οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου.

3. Ασφαλή χρήση του Silk'n Tightra

Με το Silk'n η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Το Silk'n Tightra έχει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:

- **Σταθεροποιητής θερμότητας:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, όλα τα 16 **ηλεκτρόδια** (#5, #6) διαθέτουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή θερμότητας. Όταν εντοπιστεί αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος, ο σταθεροποιητής διακόπτει αυτόματα την εκπομπή θερμότητας. Μόλις η θερμοκρασία του δέρματος μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ο σταθεροποιητής ενεργοποιεί ξανά την εκπομπή θερμότητας.
- **Αισθητήρας αφής:** Ο αισθητήρας αφής διασφαλίζει ότι η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μεταδίδεται μόνο μέσω των **ηλεκτροδίων** (#5, #6), όταν τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6) είναι τοποθετημένα σωστά επάνω στο δέρμα.
- **Αισθητήρας κίνησης:** Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε εξωτερική λειτουργία, εκπέμπει ενέργεια μόνο εφόσον μετακινείται επάνω στο δέρμα.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας ενεργοποιείται στις 3 ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Αν έχετε ολοκληρώσει μια συνεδρία θεραπείας 20 λεπτών. Θα νιώσετε μια δόνηση.
 - Η συσκευή δεν βρίσκεται σε σταθερή επαφή με το δέρμα για περισσότερα από 2 λεπτά. Θα νιώσετε μια δόνηση.
 - Η συσκευή δεν επαρκεί για να ολοκληρωθεί μια συνεδρία θεραπείας 20 λεπτών.

GR

4. Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής

4.1 Λειτουργίες συσκευής

Silk'n Tightra διαθέτει 2 λειτουργίες: εσωτερική και εξωτερική.

- **Εσωτερική λειτουργία:** Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη σύσφιξη των ιστών και των μυών του κόλπου με σκοπό τη βελτίωση της σεξουαλικής δραστηριότητας. Ως συμπλήρωμα στις ασκήσεις Kegel, η εσωτερική λειτουργία βοηθά επίσης στη σύσφιξη των μυών του πυελικού εδάφους για αύξηση του μυϊκού τόνου. Η εσωτερική λειτουργία περιλαμβάνει 3 επίπεδα ενέργειας: χαμηλό, κανονικό και υψηλό.
- **Εξωτερική λειτουργία:** Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη σύσφιξη των εξωτερικών δερματικών ιστών του αιδοίου, βελτιώνοντας την όψη του κόλπου. Η εξωτερική λειτουργία περιλαμβάνει 1 επίπεδο ενέργειας.

4.2 Στοιχεία ελέγχου της συσκευής

Στοιχείο ελέγχου	Λειτουργία	Ενέργεια	Εξήγηση
Κουμπί ελέγχου (#3) 	Εσωτερική	Πατήστε παρατεταμένα	Η συσκευή ενεργοποιήθηκε (εσωτερική λειτουργία, χαμηλό επίπεδο ενέργειας). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θεραπείας (#2) αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα, 1 δόνηση
		Πατήστε σύντομα	Κανονικό επίπεδο ενέργειας
		Πατήστε σύντομα ξανά	Υψηλό επίπεδο ενέργειας
	Εξωτερική	Πατήστε σύντομα ξανά	Μόνο 1 επίπεδο ενέργειας
		Πατήστε παρατεταμένα	Η συσκευή απενεργοποιείται, 1 δόνηση
		Πράσινη (αναβοσβήνει αργά)	Χαμηλό επίπεδο ενέργειας
	Εξωτερική	Πράσινη (αναβοσβήνει γρήγορα)	Κανονικό επίπεδο ενέργειας
		Πράσινη (σταθερά αναμμένη)	Υψηλό επίπεδο ενέργειας
		Λευκή (σταθερά αναμμένη)	Μόνο 1 επίπεδο ενέργειας
	Kai οι δύο λειτουργίες	Πράσινη και λευκή (αναβοσβήνουν εναλλάξ)	Σφάλμα συστήματος. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόμata

GR

Στοιχείο ελέγχου	Λειτουργία	Ενέργεια	Εξήγηση
Ενδεικτική λυχνία (#4) μπαταρίας 	---	Πράσινη (αναβοσβήνει) Πράσινη (σταθερά αναμμένη)	Φόρτιση συσκευής Η συσκευή είναι φορτισμένη
	Και οι δύο λειτουργίες	Πορτοκαλί (αναβοσβήνει) Πορτοκαλί (σταθερά αναμμένη)	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας Η συσκευή δεν είναι φορτισμένη

4.3 Εναλλαγή λειτουργιών και επιπέδων ενέργειας

- **Εσωτερική λειτουργία:** Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- **Εξωτερική λειτουργία:** Για να επιλέξετε την εξωτερική λειτουργία πριν να ξεκινήσετε μια θεραπεία, πατήστε σύντομα και 3 φορές διαδοχικά το **κουμπί ελέγχου** (#3). Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση κατά το πρώτο λεπτό μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- **Αλλαγή λειτουργιών κατά τη χρήση:** Αν χρησιμοποιείτε ήδη τη συσκευή, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- **Αλλαγή επιπέδων ενέργειας κατά τη χρήση:** Για να αλλάξετε το επίπεδο ενέργειας της εσωτερικής λειτουργίας στη διάρκεια της θεραπείας, πατήστε το **κουμπί ελέγχου** (#3). Κάθε φορά που πατάτε σύντομα αυτό το κουμπί, η συσκευή μεταβαίνει διαδοχικά στις 3 διαθέσιμες επιλογές εσωτερικής λειτουργίας.

4.4 Φόρτιση συσκευής

Φροντίστε να είναι φορτισμένη η συσκευή πριν την πρώτη χρήση. Η αρχική φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 6 ώρες.

- Τοποθετήστε το **καλώδιο USB** (#8) στη συσκευή. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή του **προσαρμογέα USB** (#9) και συνδέστε τον προσαρμογέα στην τροφοδοσία ρεύματος. Οι **ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας και λειτουργίας θεραπείας** (#4, #2) θα αναβοσβήσουν και στη συνέχεια η **ενδεικτική λυχνία μπαταρίας** (#4) θα αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.
- Φροντίστε να φορτίζετε πλήρως τη συσκευή μετά από κάθε θεραπεία 20 λεπτών και ελέγχετε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας πριν να ξεκινήσετε μια νέα θεραπεία.

5. Γνωρίστε το Silk'n Tightra

5.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή Silk'n Tightra
- Καλώδιο και προσαρμογέας USB*
- Silk'n Intimate Gel
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Κάρτα εγγύησης
- Νεσεσέρ

* Ο αριθμός διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

5.2 Εξαρτήματα συσκευής

Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία που φορτίζεται με ένα κανονικό **καλώδιο USB** (#8). Ανατρέξτε στο διάγραμμα της σελίδας (i) στην αρχή του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

- Θύρα USB (#1)
- Ηλεκτρόδια - εσωτερική λειτουργία (#5)
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θεραπείας (#2)
- Ηλεκτρόδια - εξωτερική λειτουργία (#6)

GR

- Κουμπί ελέγχου (#3)
- Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (#4)
- Προστατευτικό κάλυμμα (#7)
- Καλώδιο USB (#8)
- Προσαρμογέας USB (#9)

5.3 Περιγραφή της συσκευής

Silk'n Tightra είναι μια ιατρική συσκευή αισθητικής περιποίησης που χρησιμοποιεί ενέργεια διπολικών ραδιοσυχνοτήτων (RF), η οποία μεταδίδεται μέσω **ηλεκτροδίων** (#5, #6). Η ενέργεια διπολικών ραδιοσυχνοτήτων συστέλλει και συσφίγγει τους ιστούς εσωτερικά, βελτιώνοντας το επίπεδο σεξουαλικής ικανοποίησης. Ταυτόχρονα, αναμορφώνει το εξωτερικό μέρος του κόλπου για βελτιωμένη και πιο νεανική εμφάνιση.

5.4 Προοριζόμενη χρήση

Silk'n Tightra είναι μια ηλεκτρική συσκευή που συμβάλλει στη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας ή χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τις ασκήσεις Kegel για σύσφιξη των μυών του πυελικού εδάφους αυξάνοντας τον μυϊκό τόνο.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτοθεραπεία και δεν ενδείκνυται για εμπορικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

5.5 Ανάγνωση & αποθήκευση του εγχειριδίου χρήστη

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας.

Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε ξανά στις οδηγίες πριν από κάθε θεραπεία.

6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Tightra

Στη διάρκεια μιας Silk'n Tightra συνεδρίας θεραπείας είναι φυσιολογικό να αισθανθείτε ή να βιώσετε τα εξής:

- **Αίσθηση θερμότητας:** στη διάρκεια θεραπείας με εσωτερική και εξωτερική λειτουργία.
- **Ελαφρύ ερύθημα ή οίδημα του δέρματος:** Ενδέχεται να παρουσιαστεί στην περιοχή του κόλπου κατά την εξωτερική θεραπεία. Αυτές οι αντιδράσεις δεν διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες.
 - Αν εμφανίσετε ανάλογες αντιδράσεις, σας συνιστούμε να εφαρμόσετε μια γέλη με αλόε βέρα στην προσβεβλημένη περιοχή του δέρματος.
- **Σύντομη δόνηση:** Στη διάρκεια της θεραπείας θα νιώθετε μια δόνηση ανά διαστήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό και υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- **Προσωρινά αυξημένη ακράτεια ούρων:** Κάποιοι χρήστες έχουν παρατηρήσει ένα εντονότερο αίσθημα ακράτειας ούρων με τη χρήση της συσκευής σε εξωτερική λειτουργία. Μην ανησυχείτε. Αυτό το φαινόμενο υποχωρεί μετά από μερικές ημέρες. Το αίσθημα της ακράτειας ούρων μειώνεται σταδιακά ενώ θα παρατηρήσετε μια βελτίωση ως αποτέλεσμα των θεραπειών.
- ⚠ Διακόψτε αμέσως τη χρήση, εάν το δέρμα σας κοκκινίσει τελείως ή παρουσιαστούν φλύκταινες ή εγκαύματα.
- ⚠ Σταματήστε αμέσως τη χρήση σε περίπτωση που νιώσετε πόνο ή παρατηρήσετε υπερθέρμανση της συσκευής ή του δέρματος.

7. Πιθανές παρενέργειες

Όταν το Silk'n Tightra χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, οι παρενέργειες και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη χρήση του δεν είναι συχνές. Ωστόσο, κάθε διαδικασία αισθητικής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ενέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν με συστήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

Ελαφριά ενόχληση (εσωτερική/εξωτερική λειτουργία)	Σύσταση: Χρησιμοποιήστε ένα χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας και περιμένετε να υποχωρήσει η ενόχληση πριν να πραγματοποιήσετε μια νέα θεραπεία.
Υπερβολική αίσθηση θερμότητας (εσωτερική/εξωτερική λειτουργία)	Σύσταση: Χρησιμοποιήστε ένα χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας και περιμένετε να υποχωρήσουν οι αντιδράσεις πριν να πραγματοποιήσετε μια νέα θεραπεία.
Αλλεργική αντίδραση Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές αντιδράσεις μετά τη θεραπεία.	Σύσταση: Αν η αντίδραση δεν υποχωρήσει μετά από 24 ώρες, σταματήστε τη θεραπεία και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

<p>Υπερβολικό ερύθημα και οίδημα (εξωτερική λειτουργία)</p> <p>Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δέρμα γύρω από την περιοχή του κόλπου ενδέχεται να κοκκινίσει υπερβολικά και να προστεί. Το οίδημα (πρήξιμο) και το ερύθημα (κοκκίνισμα) συνήθως υποχωρούν μετά από 2 έως 5 ημέρες.</p>	<p>Σύσταση:</p> <p>Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα εφαρμόζοντας συχνά κρέμα με αλόε βέρα. Περιμένετε να υποχωρήσουν πλήρως οι αντιδράσεις πριν να πραγματοποιήσετε μια νέα θεραπεία. Αν το κοκκίνισμα δεν υποχωρήσει μετά από 5 ημέρες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.</p>
<p>Φουσκάλες ή εγκαύματα (εξωτερική λειτουργία)</p> <p>Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί φουσκάλες ή εγκαύματα στο δέρμα γύρω από την περιοχή του κόλπου.</p>	<p>Σύσταση:</p> <p>Δροσίστε την προσβεβλημένη περιοχή και εφαρμόστε κρέμα για εγκαύματα. Περιμένετε μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως τα συμπτώματα πριν την επόμενη θεραπεία και χρησιμοποιήστε ένα χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.</p> <p>Αν το δέρμα δεν επανέλθει στο φυσιολογικό μέσα σε μία εβδομάδα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.</p>
<p>Αιμορραγία (εσωτερική λειτουργία)</p> <p>Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί η εμφάνιση ελαφράς αιμορραγίας μετά τη θεραπεία.</p>	<p>Σύσταση:</p> <p>Αν το φαινόμενο δεν υποχωρήσει μετά από 24 ώρες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.</p>

- i** Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως, αν αυτές οι αντιδράσεις είναι ακόμα πιο έντονες.
- i** Αν δεν υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

8. Πρόγραμμα Θεραπείας

- Κάθε εσωτερική ή εξωτερική θεραπεία διαρκεί περίπου 20 λεπτά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία ή και τις δύο λειτουργίες της συσκευής δύο φορές εβδομαδιαίως και για διάστημα 4-5 εβδομάδων.
- Στη συνέχεια, μειώστε σταδιακά τη χρήση σε μία φορά εβδομαδιαίως και αργότερα ανά 2 εβδομάδες ή ακόμα πιο σπάνια, ανάλογα με τις ανάγκες σας.



9. Έναρξη!

9.1 Πριν τη Θεραπεία

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής δεν έχει χαμηλή ισχύ (βλ. ενότητα 4.4 Φόρτιση συσκευής).
- Εκκενώστε την ουροδόχο κύστη πριν τη θεραπεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξεως της γέλης δεν έχει παρέλθει.
- Αφαιρέστε το **προστατευτικό κάλυμμα** (#7) που βρίσκεται επάνω στα **ηλεκτρόδια** (#5, #6) πριν τη χρήση.
- Προτού ξεκινήσετε, καθαρίστε τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6) με ένα μαντηλάκι για την ευαίσθητη περιοχή και στεγνώστε τα με ένα καθαρό κομμάτι χαρτιού.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά όπως οινόπνευμα (συμπεριλαμβανομένων αρωμάτων, αντισηπτικών ή άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν οινόπνευμα) ή ακετόνη για να καθαρίσετε το δέρμα πριν τη χρήση.
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε σκουλαρίκια ή μεταλλικά αξεσουάρ από την περιοχή θεραπείας πριν τη χρήση.

9.2 Θεραπεία με εσωτερική λειτουργία

1. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα από τη γέλη που παρέχεται με τη συσκευή σε όλα τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6). Δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε τη γέλη εσωτερικά στον κόλπο.
2. Ξεκινήστε τις θεραπείες εσωτερικής λειτουργίας επιλέγοντας το χαμηλό επίπεδο ενέργειας. Πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί ελέγχου** (#3) μία μόνο φορά. Θα νιώσετε μια δόνηση και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

i Στη διάρκεια της θεραπείας θα νιώθετε μια ελαφριά δόνηση για περίπου ένα λεπτό.

3. Ξαπλώστε σε άνετη θέση.
4. Εισαγάγετε τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6) όσο πιο εσωτερικά στον κόλπο μπορείτε και σε σημείο που αισθάνεστε άνετα. Στη διάρκεια της θεραπείας βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερά τοποθετημένη στο εσωτερικό του κόλπου:
 - Αν έχετε τους μηρούς σας ανοιχτούς πάνω στο κρεβάτι, κλείστε ελαφρώς τους μηρούς σας για να συγκρατήσετε τη συσκευή.
 - Αν έχετε τα πόδια σας λυγισμένα (με τα πέλματα τοποθετημένα επάνω στην επιφάνεια του κρεβατιού), τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από τη συσκευή για να την σταθεροποιήσετε στη θέση της.
 - Μπορείτε επίσης κρατάτε με το χέρι σας τη συσκευή, αν πιστεύετε ότι έτσι είναι πιο σταθερή.

i Αν αισθάνεστε άνετα με το επίπεδο της θερμότητας μετά από 5 λεπτά, μπορείτε να επιλέξετε το κανονικό επίπεδο ενέργειας πατώντας σύντομα το **κουμπί ελέγχου** (#3). Για να χρησιμοποιήσετε το υψηλό επίπεδο ενέργειας, πατήστε ξανά σύντομα το **κουμπί ελέγχου** (#3) μία φορά.

GR

5. Κρατήστε τη συσκευή σταθερά στη θέση της για 20 λεπτά. Σας συνιστούμε να παραμένετε ακίνητη και να μην μετακινήστε επάνω στη συσκευή. Ωστόσο, σας προτείνουμε να περιστρέψετε τη συσκευή ανά διαστήματα, ώστε να διαχέεται η ροή ενέργειας σε όλα τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6). Μετά από 20 λεπτά η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
6. Αφαιρέστε τη συσκευή και σκουπίστε εξωτερικά την περιοχή του κόλπου με μια καθαρή και στεγνή πετσέτα ή με μαντηλάκια ειδικά για την ευαίσθητη περιοχή, ώστε να απομακρύνετε καλά όλα τα υπολείμματα γέλης.



Σε περίπτωση που νιώσετε δυσφορία ή πόνο:

- Αν χρησιμοποιείτε το υψηλό ή το κανονικό επίπεδο ενέργειας, μειώστε το επίπεδο πατώντας το **κουμπί ελέγχου** (#3) 1 ή 2 φορές. Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία.
- Αν χρησιμοποιείτε ήδη το χαμηλό επίπεδο ενέργειας, αφαιρέστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να νιώσετε καλύτερα για να την χρησιμοποιήσετε ξανά.


GR

9.3 Θεραπεία με εξωτερική λειτουργία

Πριν τη χρήση, το δέρμα θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα δεν έχει ερεθισμούς ή φλεγμονές.

1. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα από τη γέλη που παρέχεται με τη συσκευή στα 3 **ηλεκτρόδια** ασημί χρώματος (#5, #6). Δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε τη γέλη εσωτερικά στον κόλπο.
2. Για να ξεκινήσετε τη θεραπεία εξωτερικής λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί ελέγχου** (#3) και στη συνέχεια πατήστε το σύντομα 3 φορές. Η **ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θεραπείας** (#2) θα ανάβει σταθερά σε λευκό χρώμα. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

- Ξαπλώστε σε άνετη θέση.
- Κρατήστε τη βάση της συσκευής και τοποθετήστε τα 3 **ηλεκτρόδια** ασημί χρώματος (#5, #6) στα χείλη του αιδοίου. Το τριγωνικό σχήμα στην πλευρά με τα **ηλεκτρόδια** ασημί χρώματος (#5, #6) θα σας βοηθήσει να τοποθετήσετε σωστά τη συσκευή.



- i** Όταν τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6) είναι σωστά τοποθετημένα επάνω στο δέρμα και μετακινείτε τη συσκευή, θα αισθανθείτε την εκπομπή θερμότητας από τα **ηλεκτρόδια** (#5, #6). Συνεχίστε να μετακινείτε αργά αλλά σταθερά τη συσκευή κατά μήκος του δέρματος. Όταν η συσκευή παραμένει ακίνητη, δεν εκπέμπεται ενέργεια διπολικών ραδιοσυχνοτήτων.
- i** Στη διάρκεια της θεραπείας θα νιώθετε μια ελαφριά δόνηση για περίπου ένα λεπτό.
- Σύρετε τη συσκευή κατά μήκος των χειλιών του αιδοίου. Μετά από 20 λεπτά η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

i Αν δυσκολεύεστε να μετακινήσετε τη συσκευή κατά μήκος του δέρματος, μπορείτε να προσθέσετε ακόμα λίγη ποσότητα γέλης στα 3 **ηλεκτρόδια** ασημί χρώματος (#5, #6).

GR



Αν νιώσετε πόνο ή δυσφορία, απομακρύνετε τη συσκευή από την περιοχή και περιμένετε μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα για να την χρησιμοποιήσετε ξανά.

6. Αφαιρέστε και καθαρίστε τη συσκευή (βλ. ενότητα 10. Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση).

9.4 Μετά τη θεραπεία

Μετά από μια θεραπεία με εξωτερική ή εσωτερική λειτουργία, σας συνιστούμε τα εξής:

- αποφύγετε να εκθέσετε την περιοχή σε πολύ ζεστό νερό για 2 ημέρες μετά τη θεραπεία.
- συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, αν έχετε ενδείξεις για τυχόν μόλυνση ή αν παρουσιάσετε υπερβολικό οίδημα, ερύθημα ή οποιοδήποτε άλλο ασυνήθιστο σύμπτωμα.

10. Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή και την επιφάνεια θεραπείας με ειδικά μαντηλάκια για την ευαίσθητη περιοχή, ώστε να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα γέλης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τη στερεοποίηση της ουσίας ή την πρόκληση ζημιών στη συσκευή.
- Στη συνέχεια, σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό κομμάτι χαρτιού.
- Μετά τον καθαρισμό, συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην ειδική θήκη της. Μπορείτε, αν θέλετε, να τοποθετήσετε το **προστατευτικό κάλυμμα** (#7) επάνω στα **ηλεκτρόδια** (#5, #6).
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά υγρά με περιεκτικότητα έως 70% σε οινόπνευμα, ωστόσο αποφύγετε τη χρήση ακετόνης ή άλλων λειαντικών υγρών που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας.

⚠ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή κάποιο από τα εξαρτήματά της σε νερό.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

Πρόβλημα	Εξήγηση / τι να κάνετε
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη. Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Δεν αισθάνομαι να εκπέμπεται θερμότητα από τη συσκευή.	<ul style="list-style-type: none">Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμότητα, αν τα ηλεκτρόδια (#5, #6) δεν είναι τοποθετημένα σωστά επάνω στο δέρμα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Προτού ξεκινήστε τη θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι πιέζετε σταθερά τη συσκευή επάνω στο δέρμα.Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμότητα, αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει γέλη ή αν η γέλη έχει ήδη στεγνώσει. Φροντίστε να εφαρμόζετε γέλη ακριβώς πριν από τη θεραπεία.
Οι λυχνίες πράσινου και λευκού χρώματος της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας θεραπείας (#2) αναβοσβήνουν εναλλάξ.	<ul style="list-style-type: none">Παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος. Πατήστε το κουμπί ελέγχου (#3) για επανεκκίνηση της συσκευής. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Εξήγηση / τι να κάνετε
Η συσκευή δεν φορτίζει.	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος. Αποσυνδέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τον προσαρμογέα (#9) για επαναφορά της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB (#8) δεν έχει φθαρεί. <p>Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</p>
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί στη διάρκεια της θεραπείας.	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόμata στη διάρκεια της θεραπείας, αν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να συνεχιστεί η θεραπεία ή αν προκύψει ένα σφάλμα συστήματος. <p>Σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</p>
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> Πατήστε το κουμπί ελέγχου για επανεκκίνηση της συσκευής. <p>Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</p>

12. Αναλώσιμα

Μπορείτε να αγοράσετε το Silk'n Intimate Gel από τον ιστότοπό μας: www.silkn.eu.

13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Τηλεφωνικός αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Ιταλία		servizioclientiit@silkn.eu
Κάτω Χώρες	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
ΗΒ	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

GR

14. Εγγύηση

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Εγγύησης Προϊόντος.

15. Απόρριψη

Αν η συσκευή σας έχει φτάσει το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής της, βεβαιωθείτε να ακολουθήσετε τους νόμους σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών της χώρας σας.

- Ⓐ Απορρίψτε τα διαφορετικά υλικά της συσκευασίας ξεχωριστά. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και τη μεμβράνη μέσω της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

● Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή ανακυκλώνεται επαγγελματικά και εμποδίζει την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών* στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

* Προϊόντα που φέρουν ετικέτα με τα εξής συστατικά:
Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

16. Προδιαγραφές

Μοντέλο	H2400
Τεχνολογία	RT™
Διπολικές ραδιοσυχνότητες (συχνότητα, μέγιστη ισχύς εξόδου, μέγιστο ρεύμα εξόδου)	1 MHz \pm 30%, μέγ. 8 W
Λειτουργία και ασφάλεια	Σταθεροποιητής θερμοκρασίας για αποφυγή της υπερθέρμανσης του δέρματος Αισθητήρας αφής, αισθητήρας κίνησης και αυτόματη απενεργοποίηση για ασφαλή λειτουργία
Μεταφορά και αποθήκευση μεταξύ των χρήσεων και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: - 40 ° έως +70 °C Σχετική υγρασία: μέγ. 90% rH Ατμοσφαιρική πίεση: 500 - 1060hPa
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5° έως 40°C Σχετική υγρασία: 15% έως 90% rH Ατμοσφαιρική πίεση: 700 - 1060hPa

Χρόνος από την ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Προστασία από ηλεκτροπληξία	Ιατρική συσκευή Κλάσης 1 με εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF
Προσαρμογέας	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Τιμές εισόδου, εξόδου προσαρμογέα	100-240 V, 50/60 Hz, 0,3A, 5,0V - 2,0A
Διάρκεια ζωής	3 έτη

GR

17. Σήμανση προϊόντος

Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στα Αγγλικά.

18. Καμπύλες ισχύος εξόδου

Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στα Αγγλικά.

19. Τεχνικά αποτελέσματα EMC

Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στα Αγγλικά.

20. Νομική σημείωση

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Το Silk'n και το λογότυπο Silk'n αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ.

İçindekiler Tablosu

1.	Uyarılar ve kontrendikasyonlar	190
2.	İşaretler ve semboller	196
3.	Silk'n Tightra ile Güvenlik	197
4.	Cihaz kontrolleri ve ayarları.....	198
5.	Cihazınızı tanıyın: Silk'n Tightra	200
6.	Silk'n Tightra ile beklenebilecekler	201
7.	Olası yan etkiler	202
8.	Uygulama planı.....	203
9.	Başlayın!	204
10.	Temizlik, bakım ve saklama	207
11.	Sorun Giderme	208
12.	Sarf malzemeleri	209
13.	Müşteri hizmetleri.....	209
14.	Garanti	210
15.	Bertaraf Etme	210
16.	Teknik Özellikler	211
17.	Etiketler	212
18.	Çıkış gücü grafikleri	212
19.	EMC Teknik sonuçları.....	212
20.	Yasal Uyarı	212

TR

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar



Cihaz kullanılırken olası veya yaklaşan bir tehlike, sorun veya diğer olumsuz durumları bildiren bir ifade veya olay.



Elektrik ve güvenlik uyarıları

- Cihazı, USB kablosunu ve adaptörü her zaman kuru tutun.
- Cihazı banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın.
- Cihazı elektrik kaynağına bağlamadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Kablosu ya da fisi zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış adaptörü kullanmayın. Böyle bir durumda, dokunmadan önce hemen adaptörün fışını prizden çekin. Adaptörü prizden çekmezseniz elektrik akımına kapılabilirsiniz!
- Adaptörü prizden hiçbir zaman kablosundan çekerek çıkarmayın. Mutlaka adaptörü tutarak çıkarın.

- Cihazı patlama riski olan yerlerde kullanmayın. Cihazı ve tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Adaptörü, acil durumlarda elektrik kaynağından kolayca çıkarılabilecek şekilde, her zaman erişilebilir olarak saklayın.
- Şarj işleminden sonra cihazı elektrik kaynağından ayırin.
- Adaptörü prizden hiçbir zaman kablosundan çekerek çıkarmayın. Mutlaka adaptörü tutarak çıkarın.
- Adaptör kablosunu takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştirin.
- Bu kılavuzda tanımlandığı üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz hasarlıysa veya düzgün çalışmadığı görülmüyorsa cihazı kullanmayın. Bu durumlarda Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.
- Her kullanımından önce zarara neden olabilecek istenmeyen pürüzlü yüzeyler, keskin kenarlar veya çıkışlıklar olmadığından emin olun.

- Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.
- Üretici, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizleme veya kullanıcı bakımı çocuklara tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların ambalaj ile oynamasına izin verilmemelidir. Çocuklar ambalaj malzemesiyle kendine zarar verebilir veya küçük parçaları yutup boğulabilirler.
- Cihazınız kullanım ömrünün sonuna ulaşırsa, cihazı ve tüm parçalarını elektrikli cihazlar için tasarlanmış bir geri dönüşüm noktasına götürün. Lütfen 15. Bertaraf Etme bölümüne başvurun.



Kontrendikasyonlar

Tüm parçaları dahil olmak üzere bu cihaz şu kişiler tarafından kullanılmamalıdır: çocuklar, transseksüel kadınlar, fiziksel, duyusal veya psikolojik kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler,

cihazın güvenli biçimde kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan veya mevcut tehlikeleri anlamayan kişiler.

Şu durumlarda kullanmayın:

- hamileyseniz veya emziriyorsanız.
- son 12 ay içinde veya iyileşme süreci tamamlanmadan önce vaginal veya pelvik bölgede herhangi bir cerrahi işlem yaptırdıysanız.
- vücutunuzun herhangi bir bölümünde aktif bir elektrikli implant/cihaz, kalp pili veya dahili defibrilatör varsa.
- uygulama bölgesinde implantlarınız varsa.
- kalp bozuklukları, duyusal rahatsızlıklar, epilepsi, kontrol edilemeyen hipertansiyon, karaciğer veya böbrek hastalıkları gibi devam eden rahatsızlıklarınız varsa.
- geçmişte cilt kanseri veya genital bölge kanseri geçirdiyseniz veya şu anda başka türde bir kanser yaşıyorsanız veya kanser öncesi vücut lekeleriniz varsa.
- AIDS ve HIV gibi immünosupresif hastalıklardan dolayı bağılıklık sisteminizde bozulma varsa veya immünosupresif ilaçlar kullanıyorsanız.

- diyabet gibi yeterince kontrol edilemeyen endokrin bozuklukları veya tiroid fonksiyon bozukluğu veya hormonal virilizasyon mevcutsa.
- uygulama bölgesinde uçak, sedef, egzama, döküntü, açık lasersasyonlar, abrazyonlar veya lezyonlar gibi aktif bir rahatsızlığınıınız varsa.
- özel tavsiyeler dışında, uygulamadan önce ablatif olmayan işlemler için 2-3 hafta içinde ve ablatif fraksiyonel lazerle cilt yenileme için 6-12 hafta içinde (tedavinin şiddetine göre) ışık, lazer, RF veya diğer cihazlar ile tedavi aldiysanız.
- uygulamadan önceki 6 ay içerisinde Isotretinoin (Accutane[®]) kullandıysanız.
- cinsel yolla bulasan bir hastalığınız varsa.
- şu anda idrar yolları enfeksiyonu, pelvik veya pelvik kanal enfeksiyonunuz varsa.
- son 3 ay içinde işin tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüykseniz.
- bir hastalık veya sağlıkla ilgili diğer bir sorun nedeniyle ışıyı gerektiği gibi algılayamıyorsanız.
- adet görüyorsanız.

- doktorunuzun bu cihazı kullanmanızı güvenli bulmamasına neden olacak başka herhangi bir durumunuz varsa.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın:

- son 2 yıl içinde PAP simir veya pelvik muayeneden anormal sonuç aldıysanız.
- uygulama alanında yinelenen Herpes Simplex gibi ısıyla tetiklenen hastalık olan kişiler.
- vajina ameliyatı geçirdiyseniz veya vajinal prolapsus rahatsızlığınız olduğu söylendiye.
- cilt bozuklukları, keloid, anormal yara iyileşmesi ve ayrıca kuru ve hassas cilt geçmişiniz varsa.
- geçmişte kanama koagülopatisi yaşadıysanız veya düşüz doz aspirin dışında antikoagulan ilaçlar kullandıysanız.
- ağrı implantınız varsa.
- uygulama bölgesinde vücut içine yerleştirilmiş metal doğum kontrol cihazlarınız varsa.
- son iki hafta içinde iyileşme sürecini değiştirdiği bilinen ilaçlar, bitkiler, besin destekleri ve vitaminler kullandıysanız.

- rahim sarkması, sistosel veya rektosel rahatsızlığınız varsa.
- geçen 6 ay içinde bir cilt rahatsızlığı için hekiminizden ilaçlar aldıysanız.

2. İşaretler ve semboller

	Cihazın kullanımı veya bakımıyla ilgili önemli bilgiler.
	Bu simbolü taşıyan ürünler CE Direktiflerinin koşullarını yerine getirir.
IP23	Cihaz en fazla 60° açıyla yatırıldığında su sıçramasına karşı korumalıdır.
	Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: tip BF uygulaması parça.
	Ekipmanın yakınında parazitlenme oluşabilir.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir.
	Çalıştırma talimatlarını uygulayın.
	İçinde lityum batarya vardır.

- i** Bu cihaz, tutuşabilir anestezi maddelerinin hava veya Oksijenle ya da Diazot Monoksit ile karışımı durumunda kullanıma uygun değildir.

3. Silk'n Tightra ile Güvenlik

Silk'n için güvenlik önce gelir. Silk'n Tightra şu güvenlik özelliklerine sahiptir:

- **Isı dengeleyici:** Aşırı ısınmayı önlemek için 16 **elektrotun her birinde** (#5, #6) entegre ısı dengeleyici bulunur. Uygulama yapılan cildin sıcaklığında bir yükselme tespit edildiğinde, cilt sıcaklığı dengeleyicinin ısınmaya devam edebileceği bir dereceye düşene kadar dengeleyici otomatik olarak ısı yaymayı durdurur.
- **Dokunma sensörü:** Dokunma sensörü RF enerjisinin **elektrotlar** (#5, #6) içinden ancak **elektrotların** (#5, #6) cilt ile yeterli temas halinde olması halinde geçmesini sağlar.
- **Hareket sensörü:** Cihazı harici modda kullandığınızda, cihaz sadece cilt üzerinde hareket ettirilirken enerji yayar.
- **Otomatik kapanma:** Bu güvenlik özelliği 3 durumdan birinde etkinleştir:
 - 20 dakikalık uygulama seansını tamamlamanız. 1 titreşim hissedersiniz.
 - Cihazın 2 dakikadan uzun süre cilt ile sağlam temas kurmaması. 1 titreşim hissedersiniz.
 - Bataryanın 20 dakikalık uygulama seansınızı tamamlayamayacak kadar zayıf olması.

4. Cihaz kontrolleri ve ayarları

4.1 Cihaz modları

Silk'n Tightra iki çalışma moduna sahiptir: dahili ve harici

- **Dahili mod:** Bu modu cinsel faaliyeti iyileştirmek üzere vajina dokusunu ve kaslarını sıkılaştırılmak için kullanın. Kegel egzersizine ek olarak, dahili mod kas tonunu artırmak üzere pelvis zeminindeki kasların sıkılaştırılmasına da yardımcı olur. Dahili mod 3 enerji seviyesine sahiptir: düşük, normal ve yüksek.
- **Harici mod:** Bu modu, daha iyi bir vajina görünümü için harici vulva cilt dokusunu sıkılaştırılmak amacıyla kullanın. Harici modun 1 enerji seviyesi vardır:

4.2 Cihaz kontrolleri

Kontrol	Mod	İşlem	Açıklama
Kontrol düğmesi (#3) 	Dahili	Uzun süreli basma	Cihaz etkinleştirildi (dahili mod, düşük enerji). Uygulama modu gösterge ışığı (#2) yeşil yanıp söner; 1 titreşim
		Kısa süreli basma	Normal enerji
		Tekrar kısa basın	Yüksek enerji
	Harici	Tekrar kısa basın	Sadece 1 enerji seviyesi
	Her iki mod	Uzun süreli basma	Cihaz kapanır; 1 titreşim
Uygulama modu gösterge ışığı (#2) 	Dahili	Yeşil (yavaş yanıp söner)	Düşük enerji
		Yeşil (hızlı yanıp söner)	Normal enerji
		Yeşil (sabit)	Yüksek enerji
	Harici	Beyaz (sabit)	Sadece 1 enerji seviyesi
	Her iki mod	Yeşil ve beyaz (sırayla yanıp söner)	Sistem hatası. Cihaz otomatik kapanır

Kontrol	Mod	İşlem	Açıklama
Batarya gösterge ışığı (#4) 	---	Yeşil (yanıp söner)	Cihazın şarj edilmesi
		Yeşil (sabit)	Cihaz şarj edildi
Her iki mod	Turuncu (yanıp söner)	Bataryada şarj zayıf	
		Turuncu (sabit)	Bataryada şarj yok

4.3 Modları ve enerji seviyelerini değiştirme

- **Dahili mod:** Bu ayar, cihaz ilk kez açıldığında varsayılan ayardır.
- **Harici mod:** Bir uygulamaya başlamadan önce harici modu değiştirmek için, **kontrol düğmesine** (#3) 3 kez kısa basın. Bunu cihazın açık olduğu ilk dakika içinde yapabilirsiniz.
- **Kullanım sırasında modları değiştirme:** Cihazı kullanırken, cihazı kapatmanız, yeniden başlatmanız ve ardından istediğiniz modu seçmeniz gerekir.
- **Kullanım sırasında enerji seviyelerini değiştirme:** Bir uygulama sırasında dahili mod enerji seviyelerini değiştirmek için, **kontrol düğmesine** (#3) kısa basın. Her kısa bastığınızda, 3 dahili mod arasında ilerlersiniz.

4.4 Cihazın şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce mutlaka cihazı şarj edin. İlk şarj işlemi yaklaşık 6 saat sürecektir.

- **USB kablosunu** (#8) cihaza takın. Kablonun diğer ucunu **USB adaptörüne** (#9) takın ve elektrik kaynağına bağlayın. **Batarya ve uygulama modu gösterge ışıkları** (#4, #2) açılıp kapanacak ve ardından **batarya gösterge ışığı** (#4) yeşil yanıp sönecektir.
- Her 20 dakikalık uygulamadan sonra cihazı yeniden şarj edin ve yeni bir uygulamaya başlamadan önce batarya seviyesini kontrol edin.

TR

5. Cihazınızı tanıyın: Silk'n Tightra

5.1 Paket içerikleri

- Silk'n Tightra cihazı
- USB kablosu ve adaptörü*
- Silk'n Intimate Gel
- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı
- Bakım çantası

* Satın alınan seçenekçe göre değişir.

5.2 Cihazın parçaları

Cihaz standart bir **USB kablosuyla** (#8) şarj edilen şarjlı bataryaya sahiptir. Cihazdaki özelliklerin yerleri için kullanım kılavuzunun başında sayfa (i)'deki çizime bakınız.

- USB portu (#1)
- Uygulama modu gösterge ışığı (#2)
- Kontrol düğmesi (#3)
- Batarya gösterge ışığı (#4)
- Elektrotlar - dahili mod (#5)
- Elektrotlar - harici mod (#6)
- Koruyucu kapak (#7)
- USB kablosu (#8)
- USB adaptörü (#9)

TR

5.3 Cihazın Tanımı

Silk'n Tightra **elektrotlar** (#5, #6) arasında akan Bi-Polar RF Enerjisi kullanan bir tıbbi kozmetik cihazdır. Bi-Polar RF Enerjisi, cinsel tatmini artırmak üzere dokuyu içten daraltır ve sıkılaştırır. Ayrıca daha iyi, daha genç bir görünüm için vajinanın harici kısmını yeniden biçimlendirir.

5.4 Kullanım Amacı

Silk'n Tightra cinsel işlevin iyileştirilmesi için veya kas tonunu artırmak üzere pelvis zeminindeki kasları sıkılaştırında Kegel egzersizine yardımcı olarak kullanılması amaçlanan, elektrikle çalışan bir cihazdır.

Cihaz sadece kendi kendine kullanım için tasarlanmıştır ve ticari veya tedavi amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

5.5 Kullanım kılavuzunu okuma ve saklama

Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliği içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıştır. Avrupa Birliği dışındayken, ilgili ülkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gereklidir.

İlk kullanımdan önce, bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun ve gelecekte kullanmak için saklayın. Her uygulamadan önce talimatları yeniden incelemeniz tavsiye edilir.

6. Silk'n Tightra ile beklenenilecekler

Bir Silk'n Tightra uygulama seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- **İş hissi:** hem dahili hem de harici uygulamalarda.
- **Ciltte bir miktar kızarıklık veya hafif şişlik:** Bu durum harici uygulamanın ardından vajina çevresinde oluşabilir. Bu reaksiyonların 24 saatten uzun sürmesi beklenmez.
- Bu reaksiyonları yaşarsanız, etkilenen cilt üzerine aloe vera jelini sürmenizi öneririz.
- **Kısa bir titreşim:** Bir uygulama sırasında, birkaç dakikada bir titreşim hissedersiniz. Bu normaldir ve cihazın aktif olduğunu gösterir.
- **İdrar tutamamada geçici artış:** Harici mod kullanılırken, bazı kullanıcılar daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissedebilir. Endişelenmeyin, bu birkaç gün içinde geçecektir. İdrar tutamamanın etkileri azalmaya başlayacak ve uygulamalar sonucunda bir gelişme göreceksiniz.
- ⚠ Ciltte aşırı kızarıklık, su toplaması veya yanıklar görürseniz cihazı kullanmayı hemen bırakın.

TR



Ağrınız varsa veya cilt ya da cihaz çok ısınırsa kullanmayı hemen bırakın.

7. Olası yan etkiler

Talimatlar doğrultusunda kullanıldığında, Silk'n Tightra kullanımına bağlı yan etkiler ve komplikasyonlar sık görülmez. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Dolayısıyla, evde kullanılmak üzere tasarlanan sistemlerinin kullanımında ortaya çıkması muhtemel riskleri ve komplikasyonları anlamamanız ve kabul etmeniz önem arz etmektedir.

Hafif rahatsızlık (Dahili/harici modlar)	Öneriler: Daha düşük bir enerji seviyesi kullanın ve bir sonraki uygulamanızdan önce rahatsızlık hissetmeye kadar bekleyin.
Aşırı ısı hissi (Dahili/harici modlar)	Öneriler: Daha düşük bir enerji seviyesi kullanın ve bir sonraki uygulamanızdan bu etki kaybolana kadar bekleyin.
Alerjik reaksiyon Nadiren, uygulama sonrasında alerjik reaksiyon yaşayabilirsiniz.	Öneriler: Uygulamayı durdurun ve reaksiyon 24 saatten daha uzun süre devam ederse hekiminize danışın.

<p>Aşırı kızarıklık ve şişlik (Harici mod)</p> <p>Nadir durumlarda, vajina çevresindeki ciltte fazla kızarıklık ve şişlik oluşabilir. Kızarıklık ve şişliğin 2-5 gün içinde geçmesi beklenir.</p>	<p>Öneriler: Sıkça aloe vera kremi uygulamaları yapın. Sonraki uygulamanızdan önce etkinin geçmesini bekleyin. Kızarıklık 5 gün içinde geçmezse doktorunuza danışın.</p>
<p>Su toplaması veya yanıklar (Harici mod)</p> <p>Cok nadiren, vajina çevresindeki ciltte bir miktar su toplaması veya yanık yaşayabilirsiniz.</p>	<p>Öneriler: Etkilenen bölgeyi soğutun ve yanık kremi sürüün. Sonraki uygulamanızdan önce etkinin geçmesini bekleyin ve daha düşük bir enerji seviyesi kullanın. Cildiniz bir hafta içinde normale dönmezse hekiminize danışın.</p>
<p>Lekelenme (dahili mod)</p> <p>Nadiren, uygulamadan hemen sonra hafif lekelenme yaşayabilirsiniz.</p>	<p>Öneriler: Etki 24 saatten daha uzun sürerse hekiminize danışın.</p>

- i** Bu etkilerden herhangi bir daha şiddetliyse cihazı kullanmayı hemen kesin.
- i** Etkiler 2-3 gün içinde geçmezse doktorunuza görünün.

8. Uygulama planı

- Her dahili veya harici uygulama 20 dakika sürer.
- Cihazı 4-5 hafta süreyle, bir veya her iki modda haftada iki kez kullanabilirsiniz.
- Bundan sonra, ihtiyaçlarınıza uygun olarak, kullanımı aşamalı olarak haftada bire, ardından 2 haftada bire veya daha seyreğe düşürün.



9. Başlayın!

9.1 Uygulamadan önce

- Cihaz bataryasının zayıf olmadığından emin olun (bkz. bölüm 4.4 Cihazın şarj edilmesi).
- Uygulamadan önce mesaneyi boşaltın.
- Jelin son kullanma tarihinin geçmediğini kontrol edin.
- Kullanımdan önce, **elektrotlar** (#5, #6) üzerinde bulunan **koruyucu kapağı** (#7) çıkarın.
- Kullanımdan önce, **elektrotları** (#5, #6) bir vajina mendili ile temizleyin ve temiz bir kağıt havlu ile kurulayın.
- Kullanımdan önce cildi temizlemek için kesinlikle alkol (parfümler, antiseptikler veya alkol içeren diğer uygulamalar dahil) veya aseton gibi yanıcı sıvılar kullanmayın.
- Kullanımdan önce uygulama alanındaki tüm piercing veya metalleri çıkarın.

9.2 Dahili modda uygulama

1. Tüm **elektrotlara** (#5, #6) cihaz ile temin edilen jelden az miktarda sürünen. Jelin dahili olarak uygulanmasına gerek yoktur.
2. Dahili mod uygulamalarını düşük enerji ayarını kullanarak başlatın. **Kontrol düğmesine** (#3) bir kez uzun basın. Bir titreşim hissedersiniz ve cihaz artık kullanıma hazırır.
 - i** Bir uygulama sırasında, yaklaşık dakikada bir titreşim hissedersiniz.
3. Rahat bir şekilde uzanın.

TR

4. **Elektrotları** (#5, #6) sizin için rahat olacak kadar ileriye yerleştirin. Cihaz vajinanın içindeyken, uygulamalar sırasında cihazın desteklendiğinden emin olmanız gereklidir:

- Bacaklarınız yataktaki birbirinden ayrı şekilde duruyorsa, cihazı yerinde tutmak için bacaklarınızı biraz kapatın.
- Bacaklarınız bükülü (ve ayaklarınız yatağın üzerinde) şekilde uzanırsanız, cihazı yerinde tutmak için cihazın altına bir yastık yerleştirin.
- Cihazı yerinde tutmaya yardımcı olduğunu düşüneniz, cihazı elinizle de tutabilirsiniz.

i 5 dakikanın ardından ısı size konforlu geliyorsa, **kontrol düğmesine** (#3) kısa basarak normal enerji seviyesine geçin. Yüksek enerji seviyesini kullanmak için, **kontrol düğmesine** (#3) bir kez daha basın.

5. Cihazı 20 dakika yerinde tutun. Hareketsiz uzanmanızı ve dolaşmamanızı öneriyoruz. Ancak, enerjinin **elektrotlar** (#5, #6) üzerinden akmaya devam etmesi için cihazın zaman zaman döndürülmesi faydalı olabilir. 20 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır.
6. Cihazı çıkarın ve vajina çevresindeki harici cildi temiz kuru bir havlu veya vajinal bölgeye özel mendillerle silerek kalan jel artıklarını giderin.


i Ağrı veya rahatsızlık durumunda:

- Yüksek veya normal enerji seviyelerini kullanırsanız, **kontrol düğmesine** (#3) 1 veya 2 kez basarak enerjiyi düşürün. Isının azalması için 5 dakika bekleyin.
- Düşük enerji seviyesini kullanırsanız, cihazı çıkarın ve cihazı yeniden kullanmadan önce kendinizi iyi hissedene kadar bekleyin.

9.3 Harici modda uygulama

Uygulamaya başlamadan önce uygulama yapılacak bölgedeki cilt tıraş edilmiş, temiz ve kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir pudra, ter önleyici veya deodorant bulunmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca, cildin kızarık veya iltihaplı olmadığından emin olun.

1. 3 gümüş renkli **elektrota** (#5, #6) cihaz ile temin edilen jelden az miktarda sürünen Jelin dahili olarak uygulanmasına gerek yoktur.
2. Harici mod uygulamalarını başlatmak için, **kontrol düğmesine** (#3) uzun basın ve ardından 3 kez kısa basın. **Uygulama modu gösterge ışığı** (#2) sabit beyaz olacaktır. Artık cihaz kullanıma hazırır.
3. Rahat bir şekilde uzanın.
4. Cihazın tabanını tutun ve 3 gümüş renkli **elektrotu** (#5, #6) vajina dudakları üzerine yerleştirin. Gümüş renkli **elektrotların** (#5, #6) yer aldığı tarafın üçgen şekli cihazı doğru konumlandırmanızı yardımcı olacaktır.



Elektrotlar (#5, #6) cilde yeterince temas ettiğinde ve sız cihazı hareket ettirirken, **elektrotlardan** (#5, #6) ısı yayıldığını hissedeciksınız. Cihazı cilt üzerinde yavaşça ancak sağlamca hareket ettirmeye devam edin. Hareket olmazsa, Bi-Polar RF enerjisi uygulanmaz.

- i** Bir uygulama sırasında, yaklaşık dakikada bir titreşim hissedersiniz.
- 5. Cihazı vajina dudaklarının üzerinde hareket ettirmeye devam edin. 20 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır.
- i** Cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirmekte zorlanırsanız, 3 gümüş renkli **elektrot** (#5, #6) üzerine tekrar az miktarda jel sürebilirsiniz.
- !** Ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, cihazı çıkarın ve cihazı yeniden kullanmadan önce kendinizi iyi hissedene kadar bekleyin.
- 6. Cihazı çıkarıp temizleyin (bkz. bölüm 10. Temizlik, bakım ve saklama).

9.4 Tedaviden Sonra

Dahili ya da harici mod uygulamalarından sonra, şunları yapmanızı öneririz:

- uygulamadan sonraki 2 gün boyunca çok sıcak sudan uzak durun.
- herhangi bir enfeksiyon belirtisi, aşırı şişlik, kızarıklık, ağrı veya başka bir olağan dışı belirti olursa hekiminize danışın.

TR

10. Temizlik, bakım ve saklama

- Uygulama yüzeyi dahil cihazdaki jel kalıntılarını gidermek için bir vajina mendili kullanın. Böylece jelin cihazda katılmasına ve cihaza zarar vermesi önlenir.
- Ardından cihazı temiz kağıt havlu ile kurulayın.
- Cihazı temizledikten sonra, bakım çantasında saklamınız önerilir. **Elektrotlar** (#5, #6) üzerine **koruyucu kapağı** (#7) takabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

i %70'e kadar alkol içeren sıvı temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz, ama kesinlikle aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanılmamalıdır, çünkü bunlar cihazınıza zarar verecektir.

! Cihazı veya hiçbir parçasını kesinlikle suya sokmayın.

11. Sorun Giderme

Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Açıklama / yapılacaklar
Cihazım çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Cihazın şarjlı olduğunu kontrol edin. Cihazı yeniden başlatın. <p>Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.</p>
Cihazdan hiç ısı hissetmiyorum.	<ul style="list-style-type: none">Elektrotlar (#5, #6) cildinize yeterince temas etmiyorsa ısı yayılmaz. Bu bir güvenlik özelliğidir. Uygulamaya başlamadan önce cihazı cilde sıkıca bastırıldığınızdan emin olun.Jel sürmediyseniz veya önceden sürülen jel kuruduysa, ısı yayılmaz. Jeli uygulamadan hemen önce sürdüğünüzden emin olun.
Uygulama modu gösterge ışığının (#2) yeşil ve beyaz ışıkları sırayla yanıp sönyör.	<ul style="list-style-type: none">Bir sistem hatası vardır. Cihazı yeniden başlatmak için kontrol düğmesine (#3) tekrar basın. <p>Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.</p>

Sorun	Açıklama / yapılacaklar
Cihaz şarj olmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Adaptörün cihaza ve elektrik kaynağına bağlandığından emin olun. Adaptörün (#9) fişini çekin ve ardından cihazı bağlamak için yeniden bağlayın. USB kablosunun (#8) hasarlı olmadığını kontrol edin. <p>Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.</p>
Uygulama sırasında cihaz çalışmayı durdurdu.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazın tam şarjlı olduğundan emin olun. Batarya uygulamaya devam edemeyecek kadar zayıfsa veya bir sistem hatası varsa cihaz uygulama sırasında otomatik olarak kapanır. <p>Sistem hatası olması durumunda, Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun.</p>
Cihaz çalışmayı durdurdu.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı yeniden başlatmak için kontrol düğmesine basın. <p>Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.</p>

12. Sarf malzemeleri

İlave Silk'n Intimate Jeli web sitemizden satın alabilirsiniz:
www.silkn.eu.

TR

13. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu

Ülke	Servis numarası	E-posta
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 - 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Tüm bilgiler için lütfen ayrı Ürün Garanti kitabıçığına başvurun.

15. Bertaraf Etme

Cihazınızın kullanım ömrünün sonuna gelindiğinde, elektrikli aletlerin bertarafi konusunda ülkenizde geçerli olan kanunlara uygun hareket ettiğinizden emin olun.

- Ambalajı tek tip malzemeler olarak ayrılmış şekilde bertaraf edin. Karton ve kutuyu atık kağıt olarak ve filmi geri dönüştürülebilir malzeme toplama hizmeti aracılığıyla bertaraf edin.
- Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi sağlanır ve zararlı maddelerin* çevreye salınması önlenir. Bertaraf öncesinde cihazın şarjsız durumda olduğundan emin olun.

* Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun şeklinde etiketli ürünler.

16. Teknik Özellikler

Model	H2400
Teknoloji	RT™
Bi-Polar RF (frekans; maksimum çıkış gücü, maksimum çıkış akımı)	1 MHz ±%30; 8W maks
Çalıştırma ve Güvenlik	Cildin aşırı ısınmasını engelleyen sıcaklık sensörü Dokunma sensörü, hareket sensörü ve güvenlik için otomatik kapanma
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: 40° ila +70°C Bağıl Nem: %90 rH maks Atmosfer basıncı: 500 - 1060hPa
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 5° ila 40°C Bağıl Nem: %15 ila %90rH Atmosfer basıncı: 700 - 106hPa
Kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığıyla minimum çalışma sıcaklığına kadar gereken süre	30 dakika
Kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığıyla maksimum çalışma sıcaklığına kadar süre	30 dakika
Elektrik çarpmasına karşı koruma	Sınıf 1 tıbbi ekipman tip BF uygulamalı parça
Adaptör	KSA-10D-050200HE (AB) KSA-100-050200HK (UK)
Adaptör girişi; çıkışı	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0V - 2,0A
Hizmet ömrü	3 yıl

TR

17. Etiketler

İlgili İngilizce bölüme başvurun.

18. Çıkış gücü grafikleri

İlgili İngilizce bölüme başvurun.

19. EMC Teknik sonuçları

İlgili İngilizce bölüme başvurun.

20. Yasal Uyarı

Telif Hakkı 2018 © Home Skinovations Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd tarafından verilen bilgilerin yayılmasına sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovation Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'in açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yönteme çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Home Skinovations Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Bilgiler önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir. Silk'n ve Silk'n logosu Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, İSRAİL adresindeki Home Skinovations Ltd şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Indice

1.	Avvertenze e controindicazioni	214
2.	Segni e simboli	220
3.	Sicurezza di Silk'n Tightra	221
4.	Comandi e impostazioni del dispositivo	222
5.	Conoscere Silk'n Tightra	224
6.	Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Tightra	226
7.	Potenziali effetti indesiderati	227
8.	Piano di trattamento	229
9.	Per iniziare!	229
10.	Pulizia, manutenzione e conservazione	233
11.	Risoluzione dei problemi	234
12.	Consumabili	235
13.	Servizio di assistenza clienti	235
14.	Garanzia	236
15.	Smaltimento	236
16.	Caratteristiche tecniche	237
17.	Etichettatura	238
18.	Curve della corrente in uscita	238
19.	Risultati tecnici EMC	238
20.	Note legali	238

IT

1. Avvertenze e controindicazioni



Una dichiarazione o un evento che indica un pericolo, un problema o un'altra situazione spiacevole, potenziali o imminenti, durante l'uso del dispositivo.



Avvertenze relative ai prodotti elettrici e alla sicurezza

- Assicurarsi che il dispositivo, il cavo USB e l'adattatore siano sempre asciutti.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si fa il bagno o sotto la doccia.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di collegare il dispositivo all'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore prima di toccarlo. Il mancato scollegamento dell'adattatore può provocare scosse elettriche!
- Non estrarre mai l'adattatore dalla presa tramite il cavo. Rimuovere sempre l'adattatore tenendolo in mano.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione. Tenere il dispositivo e tutte le sue parti lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Assicurarsi che l'adattatore sia sempre accessibile, in modo che possa essere estratto facilmente dall'alimentazione elettrica in caso di emergenza.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica dopo la ricarica.
- Non estrarre mai l'adattatore dalla presa tramite il cavo. Rimuovere sempre l'adattatore tenendolo in mano.
- Posizionare il cavo dell'adattatore in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato o non sembra funzionare correttamente. In questi casi, contattare il servizio di assistenza clienti.
- Prima di ciascun utilizzo assicurarsi che non vi siano superfici ruvide, spigoli appuntiti o protrusioni che possano, non intenzionalmente, provocare lesioni.

- IT
- Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.
 - Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio o scorretto.
 - I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini non possono pulire né manutenere il dispositivo.
 - I bambini non devono giocare con l'imballaggio. Perché potrebbero ferirsi con il materiale o ingoiarne piccole parti e soffocare.
 - Al termine del ciclo di vita utile del dispositivo, portare il dispositivo e tutti i suoi componenti presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici. Consultare la sezione 15. Smaltimento.



Controindicazioni

Il dispositivo, incluse tutte le sue parti, non deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: bambini, donne transgender, adulti privi di esperienza o conoscenza sull'utilizzo in

sicurezza del prodotto, o coloro che non comprendono i rischi implicati.

Non utilizzare in caso di:

- gravidanza o allattamento.
- intervento chirurgico nell'area vaginale o pelvica negli ultimi 12 mesi, o prima della completa guarigione.
- impianto/dispositivo elettrico attivo in qualsiasi parte del corpo, pacemaker o defibrillatore interno.
- impianti nell'area di trattamento.
- diverse malattie gravi concomitanti, tra cui disturbi cardiaci, disturbi della sensibilità, epilessia, ipertensione non controllata, patologie del fegato o dei reni.
- storia di cancro della pelle o nell'area genitale, o attuale presenza di qualsiasi altro tipo di cancro, o nei pre-maligni.
- sistema immunitario danneggiato a causa di malattie immunosoppressive come AIDS e HIV o dell'uso di farmaci immunosoppressori.
- disturbi endocrini mal controllati, come diabete, o disfunzione tiroidea e virilizzazione ormonale.

- IT
- disturbo attivo nell'area di trattamento, tra cui piaghe, psoriasi, eczema, rash, lacerazioni aperte, abrasioni o lesioni.
 - precedente trattamento sull'area da trattare con luce, laser, radiofrequenze o altri dispositivi a una distanza inferiore a 2-3 settimane dalle procedure non ablative e 6-12 settimane dal resurfacing con laser frazionale ablativo (in base alla gravità del trattamento), a esclusione delle raccomandazioni speciali.
 - uso di Isotretinoin (Accutane[®]) nei 6 mesi precedenti il trattamento.
 - malattia sessualmente trasmissibile.
 - infezione alle vie urinarie o un'infezione pelvica o del tratto pelvico in corso.
 - trattamenti di radioterapia o chemioterapia negli ultimi 3 mesi.
 - impossibilità di percepire correttamente il calore a causa di una malattia o di altri problemi di salute.
 - mestruazioni.
 - qualsiasi altra condizione che, a parere del medico, renderebbe non sicuro l'utilizzo del dispositivo.

Prima di applicare il dispositivo, consultare il proprio medico in caso di:

- risultati anomali da un PAP test o da un esame pelvico negli ultimi 2 anni.
- storia di malattie provocate dal calore, come Herpes Simplex ricorrente sull'area di trattamento.
- chirurgia vaginale, o presenza di un prolasso vaginale.
- storia di disturbi della pelle, cheloidi, guarigione anomala di ferite, oltre a pelle molto secca e fragile.
- storia di coagulopatie, o uso di anticoagulanti ad eccezione dell'aspirina a basse dosi.
- impianto di mesh.
- impianto di dispositivi anticoncezionali in metallo nell'area di trattamento.
- uso di medicine, erbe, integratori alimentari e vitamine noti per alterare i processi di guarigione nelle ultime due settimane.
- prolacco uterino, cistocele o rettocele.
- Assunzione di farmaci prescritti dal medico per una patologia cutanea negli ultimi 6 mesi.

2. Segni e simboli

	Informazioni importanti sull'uso e sulla manutenzione del dispositivo.
	I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.
IP23	Il dispositivo è protetto dagli spruzzi d'acqua se inclinato fino a un angolo di 60°.
	Grado di protezione dalle scosse elettriche: parte applicata di tipo BF.
	Nelle vicinanze del dispositivo potrebbero verificarsi interferenze.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto.
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Contiene una batteria al litio.

- Il dispositivo non è adatto all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili contenenti aria o con ossigeno o protossido di azoto.

3. Sicurezza di Silk'n Tightra

Con Silk'n la sicurezza viene prima di tutto. Silk'n Tightra dispone dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- **Stabilizzatore di calore:** per prevenire il surriscaldamento, ciascuno dei 16 **elettrodi** (#5, #6) presenta uno stabilizzatore di calore integrato. Quando viene rilevato un innalzamento della temperatura della pelle trattata, lo stabilizzatore smette automaticamente di emettere calore, finché la temperatura cutanea si abbassa a sufficienza perché lo stabilizzatore possa riprendere a scaldare.
- **Sensore tattile:** il sensore tattile assicura che l'energia a radiofrequenza passi attraverso gli **elettrodi** (#5, #6) quando tali **elettrodi** (#5, #6) sono pienamente a contatto con la pelle.
- **Sensore di movimento:** quando si utilizza il dispositivo in modalità esterna, il dispositivo emette energia solo nel momento in cui viene fatto muovere sulla pelle.
- **Spegnimento automatico:** questo dispositivo di sicurezza si attiva in tre situazioni:
 - È stata completata una sessione di trattamento da 20 minuti. Si avverrà 1 vibrazione.
 - Il dispositivo non è stato pienamente a contatto con la pelle per oltre 2 minuti. Si avverrà 1 vibrazione.
 - Il livello della batteria è troppo basso per completare la sessione di trattamento da 20 minuti.

4. Comandi e impostazioni del dispositivo



4.1 Modalità del dispositivo

Silk'n Tightra presenta 2 modalità operative: interna ed esterna.

- **Modalità interna:** questa modalità rinforza i tessuti e i muscoli vaginali per migliorare l'attività sessuale. In aggiunta agli esercizi di Kegel, la modalità interna contribuisce inoltre a rinforzare i muscoli del pavimento pelvico e ad aumentare il tono muscolare. La modalità interna presenta 3 livelli di energia: bassa, normale e alta.
- **Modalità esterna:** questa modalità rinforza i tessuti cutanei esterni della vulva, per migliorarne l'aspetto. La modalità esterna presenta 1 livello di energia.

4.2 Comandi del dispositivo

Comando	Modalità	Azione	Spiegazione
Pulsante di comando (#3) 	Interna	Tenere premuto	Dispositivo attivato (modalità interna, energia bassa). L'indicatore luminoso della modalità di trattamento (#2) lamppeggi in verde; 1 vibrazione
		Premere brevemente	Livello di energia regolare
		Premere ancora brevemente	Livello di energia alto
	Esterna	Premere ancora brevemente	Solo 1 livello di energia
		Tenere premuto	Il dispositivo si spegne; 1 vibrazione

Comando	Modalità	Azione	Spiegazione
	Interni	Verde (lampeggiante lentamente)	Livello di energia basso
		Verde (lampeggiante rapidamente)	Livello di energia regolare
		Verde (fissa)	Livello di energia alto
	Esterna	Bianca (fissa)	Solo 1 livello di energia
	Entrambe le modalità	Verde e bianca (lampeggiano alternate)	Errore di sistema. Il dispositivo si spegnerà automaticamente
		Verde (lampeggiante)	Ricaricare il dispositivo Dispositivo carico
	---	Arancione (fissa)	Livello di carica della batteria basso
		Arancione (lampeggiante)	Batteria totalmente scarica
	Entrambe le modalità	Arancione (fissa)	

4.3 Cambiare modalità e livelli di energia

- **Modalità interna:** questa è l'impostazione predefinita alla prima accensione del dispositivo.
- **Modalità esterna:** per passare alla modalità esterna prima di iniziare un trattamento, premere brevemente il **pulsante di comando** (#3) per 3 volte. Ciò è possibile nel corso del primo minuto dall'accensione.
- **Cambiare modalità durante l'uso:** una volta in uso, occorre spegnere il dispositivo, riaccenderlo, quindi selezionare la modalità desiderata.
- **Cambiare i livelli di energia durante l'uso:** per cambiare i livelli di energia della modalità interna durante un trattamento, premere brevemente il **pulsante di comando** (#3). Ogni volta che si preme il pulsante vengono proposte a ciclo le 3 modalità interne.

4.4 Ricaricare il dispositivo

Caricare sempre il dispositivo prima del primo utilizzo. La prima ricarica richiederà circa 6 ore.

- Inserire il **cavo USB** (#8) nel dispositivo. Inserire l'altra estremità del cavo nell'**adattatore USB** (#9), che andrà collegato all'alimentazione elettrica. Gli **indicatori luminosi di batteria e modalità di trattamento** (#4, #2) si accenderanno e si spegneranno, quindi l'**indicatore luminoso della batteria** (#4) lampeggerà in verde.
- Ricaricare completamente il dispositivo dopo ciascun trattamento da 20 minuti e verificare il livello della batteria prima di iniziare un nuovo trattamento.

5. Conoscere Silk'n Tightra

5.1 Contenuto della confezione

- Dispositivo Silk'n Tightra
- Cavo e adattatore USB*
- Silk'n Intimate Gel
- Manuale per l'utente
- Certificato di garanzia
- Beauty case

* Variabile a seconda del modello acquistato.

5.2 Parti del dispositivo

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile per mezzo di un **cavo USB** standard (#8). Per individuare la posizione di ciascun elemento, fare riferimento all'immagine a pagina (i) all'inizio di questo manuale.

- Porta USB (#1)
- Indicatore luminoso della modalità di trattamento (#2)
- Elettrodi - modalità interna (#5)
- Elettrodi - modalità esterna (#6)

- Pulsante di comando (#3)
- Coperchio di protezione (#7)
- Indicatore luminoso della batteria (#4)
- Cavo USB (#8)
- Adattatore USB (#9)

5.3 Descrizione del dispositivo

Silk'n Tightra è un dispositivo medico cosmetico che sfrutta l'energia a radiofrequenza bipolare che scorre tra gli **elettrodi** (#5, #6). L'energia a radiofrequenza bipolare fa contrarre e rassodare internamente i tessuti, per aumentare la soddisfazione sessuale. Inoltre rimodella l'esterno della vagina per un aspetto migliore e più giovane.

5.4 Uso previsto

Silk'n Tightra è un dispositivo elettrico pensato per migliorare la funzionalità sessuale, oppure in aggiunta agli esercizi di Kegel per rinforzare i muscoli del pavimento pelvico e aumentare il tono muscolare.

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'auto-trattamento e non è adatto a scopi commerciali o terapeutici. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

5.5 Lettura e conservazione del manuale per l'utente

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e sulle regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia.

Prima del primo utilizzo leggere completamente il presente manuale e conservarlo per il futuro utilizzo. Raccomandiamo all'utente di familiarizzare nuovamente con le istruzioni d'uso prima di ogni trattamento.

6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Tightra

Durante un trattamento con Silk'n Tightra è normale avvertire e provare:

- **Una sensazione di calore:** sia durante i trattamenti interni che quelli esterni.
 - **Pelle leggermente arrossata o gonfia:** potrebbe verificarsi attorno alla vagina dopo un trattamento esterno. Queste reazioni non dovrebbero durare più di 24 ore.
 - i** Se si verificano queste reazioni, consigliamo di applicare un gel a base di aloe vera sulla pelle interessata.
 - **Una breve vibrazione:** durante un trattamento, si avverrà una vibrazione a intervalli di pochi minuti. È normale e indica che il dispositivo è attivo.
 - **Aumento temporaneo dell'incontinenza:** quando si usa la modalità interna, alcune utenti potrebbero avere la necessità di urinare più di frequente. Non bisogna preoccuparsi, passerà nel giro di pochi giorni. Gli effetti dell'incontinenza inizieranno a ridursi e si vedrà un miglioramento come conseguenza dei trattamenti.
- IT**
- !** Interrompere immediatamente l'uso in caso di forte arrossamento della parte, o in presenza di vesciche o scottature.
 - !** Interrompere immediatamente l'uso se si avverte dolore, o se la pelle o il dispositivo diventano troppo caldi.

7. Potenziali effetti indesiderati

Se utilizzati secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all'uso di Silk'n Tightra sono rari. Tuttavia, qualsiasi procedura cosmetica, comprese quelle progettati per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Perciò, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze connesse all'utilizzo di sistemi progettati per uso domestico.

Fastidio minore (modalità interna/esterna)	Consiglio: Usare un basso livello di energia e attendere che il fastidio sparisca del tutto prima del successivo trattamento.
Sensazione di calore eccessiva (modalità interna/esterna)	Consiglio: Usare un basso livello di energia e attendere che l'effetto sparisca del tutto prima del successivo trattamento.
Reazione allergica In rari casi potrebbe verificarsi una reazione allergica dopo il trattamento.	Consiglio: Interrompere il trattamento e consultare il medico se la reazione persiste per oltre 24 ore.

<p>Rossores e gonfiore eccessivi (modalità esterna)</p> <p>In rari casi, la pelle attorno alla vagina può diventare molto rossa e gonfia. Il rossores e il gonfiore si placano entro 2-5 giorni.</p>	<p>Consiglio: Trattarla con frequenti applicazioni di una crema a base di aloe vera. Aspettare che l'effetto sparisca del tutto prima del successivo trattamento. Consultare il medico se il rossores non scompare entro 5 giorni.</p>
<p>Vesciche o ustioni (modalità esterna)</p> <p>In casi molto rari, potrebbero comparire vesciche o ustioni sulla pelle attorno alla vagina.</p>	<p>Consiglio: Raffreddare l'area interessata e applicare una crema contro le scottature. Prima del successivo trattamento attendere che l'effetto sparisca del tutto e utilizzare un livello di energia più basso. Consultare il medico se la pelle non torna alla normalità entro una settimana.</p>
<p>Spotting (modalità interna)</p> <p>In rari casi potrebbe verificarsi un lieve spotting immediatamente dopo un trattamento.</p>	<p>Consiglio: Consultare il medico se l'effetto persiste per oltre 24 ore.</p>

IT

- i Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo se uno qualsiasi di questi sintomi è di gravità maggiore.
- i Consultare il medico se i sintomi non scompaiono entro 2-3 giorni.

8. Piano di trattamento

- Ciascun trattamento interno o esterno dura 20 minuti.
- È possibile utilizzare il dispositivo in una o in entrambe le modalità due volte alla settimana, per 4-5 settimane.
- In seguito ridurre gradualmente l'uso a una volta alla settimana, quindi a una volta ogni 2 settimane o meno di frequente, a seconda delle proprie esigenze.



9. Per iniziare!

9.1 Prima del trattamento

- Assicurarsi che il livello della batteria del dispositivo non sia basso (vedere la sezione 4.4 Ricaricare il dispositivo).
- Prima del trattamento svuotare la vescica.
- Verificare che la data di scadenza del gel non sia stata superata.
- Rimuovere il **coperchio di protezione** (#7) posizionato sopra agli **elettrodi** (#5, #6) prima dell'uso.
- Prima dell'uso, pulire gli **elettrodi** (#5, #6) con una salviettina intima, quindi asciugarli con carta assorbente pulita.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcol (inclusi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcol) o acetone per pulire la pelle prima dell'uso.
- Rimuovere piercing o parti metalliche dall'area di trattamento prima dell'uso.

9.2 Trattamento in modalità interna

1. Applicare una piccola quantità del gel fornito col dispositivo a tutti gli **elettrodi** (#5, #6). Non è necessario applicare il gel internamente.
2. Avviare i trattamenti in modalità interna usando l'impostazione a bassa energia. Premere a lungo il **pulsante di comando** (#3) per una volta. Si avverrà una vibrazione, a seguito della quale il dispositivo sarà pronto all'uso.

i Durante il trattamento si avverrà una vibrazione, approssimativamente a intervalli di un minuto.

3. Sdraiarsi e mettersi comode.
4. Inserire gli **elettrodi** (#5, #6) nella vagina in modo da essere comoda. Una volta inserito il dispositivo nella vagina, assicurarsi che abbia un supporto durante i trattamenti:
 - Se le gambe sono allungate sul letto, chiuderle leggermente per tenere il dispositivo in posizione.
 - Se le gambe sono piegate (e i piedi sono appoggiati sul letto) posizionare un cuscino sotto al dispositivo per tenerlo in posizione.
 - È anche possibile tenere il dispositivo con la mano, se ciò contribuisce a tenerlo in posizione.

i Se dopo 5 minuti il calore è piacevole, passare al livello di energia normale premendo brevemente il **pulsante di comando** (#3). Per usare il livello di energia alto, premere brevemente il **pulsante di comando** (#3) un'altra volta.

5. Tenere il dispositivo in posizione per 20 minuti. Consigliamo di rimanere sdraiata e di non muoversi. Tuttavia, è positivo ruotare il dispositivo di tanto in tanto, in modo che l'energia continui a fluire tra gli **elettrodi** (#5, #6). Trascorsi 20 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

- Rimuovere il dispositivo e pulire la pelle esterna attorno alla vagina con un asciugamano pulito e asciutto, o con salviettine specifiche per l'area vaginale, per rimuovere qualsiasi residuo di gel.

i In caso di dolore o fastidio:


- Se si sta usando il livello di energia alto o normale, ridurre il livello di energia premendo il **pulsante di comando** (#3) 1 o 2 volte. Attendere 5 minuti che il calore si riduca.
- Se si sta già usando il livello di energia basso, estrarre il dispositivo e attendere di sentirsi bene prima di usarlo nuovamente.

9.3 Trattamento in modalità esterna

Prima di utilizzare, la pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e priva di talco, antitranspiranti o deodoranti. Assicurarsi inoltre che la pelle non sia rossa o infiammata.

1. Applicare una piccola quantità del gel fornito col dispositivo ai 3 **elettrodi** di colore argento (#5, #6). Non è necessario applicare il gel internamente.
2. Per avviare i trattamenti in modalità esterna, premere a lungo il **pulsante di comando** (#3), quindi premerlo brevemente per 3 volte. L'**indicatore luminoso della modalità di trattamento** (#2) sarà di colore bianco fisso. Il dispositivo ora è pronto all'uso.
3. Sdraiarsi e mettersi comode.

4. Tenere con la mano la base del dispositivo e posizionare i 3 **elettrodi** di colore argento (#5, #6) sulle labbra. La forma triangolare del lato con gli **elettrodi** di colore argento (#5, #6) aiuterà a posizionare correttamente il dispositivo.



- i** Quando gli **elettrodi** (#5, #6) sono pienamente a contatto con la pelle e si muove il dispositivo, sarà possibile avvertire il calore emesso dagli **elettrodi** (#5, #6). Continuare a muovere il dispositivo sulla pelle in modo lento ma deciso. In assenza di movimento, l'energia a radiofrequenza bipolare non verrà emessa.
- i** Durante il trattamento si avverrà una vibrazione, approssimativamente a intervalli di un minuto.
5. Continuare a far scorrere il dispositivo sulle labbra. Trascorsi 20 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- i** Se il dispositivo si muove a fatica sulla pelle, è possibile applicare un'altra piccola quantità di gel sui 3 **elettrodi** di colore argento (#5, #6).
- !** Se si avverte dolore o fastidio, allontanare il dispositivo e attendere di sentirsi bene prima di usarlo nuovamente.

6. Rimuovere il dispositivo e pulirlo (vedere la sezione 10. Pulizia, manutenzione e conservazione).

9.4 Dopo il trattamento

Dopo un trattamento in modalità interna o esterna, consigliamo di:

- evitare l'applicazione di acqua molto calda per i 2 giorni dopo il trattamento.
- contattare il medico in caso di segni di infusione, gonfiore eccessivo, rossore, dolore o altri sintomi anomali.

10. Pulizia, manutenzione e conservazione

- Usare una salviettina intima per rimuovere qualsiasi residuo di gel dal dispositivo, inclusa la superficie di trattamento. In questo modo si evita che il gel si solidifichi o danneggi il dispositivo.
 - Quindi asciugare il dispositivo con un foglio pulito di carta assorbente.
 - Dopo la pulizia si consiglia di conservare il dispositivo nel beauty case. È possibile mettere il **coperchio di protezione** (#7) sugli **elettrodi** (#5, #6), ma non è essenziale.
- i** È possibile utilizzare detergenti che contengano fino al 70% di alcol. Non usare mai acetone o altri liquidi abrasivi, perché danneggerebbero il dispositivo.
- !** Non immergere mai il dispositivo o i suoi componenti in acqua.

11. Risoluzione dei problemi

Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

Problema	Spiegazione / che cosa fare
Il dispositivo non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">Verificare che il dispositivo sia carico. Riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.
Non avverto alcun calore dal dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">Non viene emesso alcun calore se gli elettrodi (#5, #6) non sono pienamente a contatto con la pelle. Si tratta di una funzionalità che garantisce la sicurezza. Assicurarsi che il dispositivo sia saldamente a contatto con la pelle prima di avviare il trattamento.Non viene emesso alcun calore se non è stato applicato il gel, o se il gel applicato in precedenza si è asciugato. Assicurarsi di applicare il gel subito prima del trattamento.
Le luci verde e bianca dell' indicatore luminoso della modalità di trattamento (#2) lampeggiano alternate.	<ul style="list-style-type: none">Errore di sistema. Premere il pulsante di comando (#3) per riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.
Il dispositivo non si carica.	<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi che l'adattatore sia collegato al dispositivo e all'alimentazione elettrica. Scollegare l'adattatore (#9) e ricollegarlo di nuovo per resettare il dispositivo.Verificare che il cavo USB (#8) non sia danneggiato. Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.

Problema	Spiegazione / che cosa fare
Il dispositivo ha smesso di funzionare durante un trattamento.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Il dispositivo si spegne automaticamente durante un trattamento se il livello della batteria è troppo basso per proseguire col trattamento o in caso di errore di sistema. <p>Se si verifica un errore di sistema, contattare il servizio di assistenza clienti.</p>
Il dispositivo ha smesso di funzionare.	<ul style="list-style-type: none"> Premere il pulsante di comando per riavviare il dispositivo. <p>Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.</p>

12. Consumabili

È possibile acquistare altro Silk'n Intimate Gel dal nostro sito web: www.silkn.eu.

13. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo. I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Altri Paesi Europei	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanzia

Fare riferimento all'opuscolo separato sulla garanzia del prodotto per le informazioni complete.

15. Smaltimento

Al compimento del ciclo di vita utile del dispositivo, attenersi alla normativa relativa allo smaltimento di prodotti elettrici vigente nel proprio Paese.

- Smaltire la confezione separando i materiali per tipologia. Smaltire il cartone e la scatola come carta da riciclo e la pellicola mediante il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. In questo modo il dispositivo viene riciclato in maniera professionale, evitando di rilasciare sostanze nocive* nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima di smaltirlo.

* Prodotti che riportano in etichetta Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

16. Caratteristiche tecniche

Modello	H2400
Tecnologia	RT™
Radiofrequenza bipolare (frequenza; massima potenza di uscita, massima corrente di uscita)	1 MHz \pm 30%, 8 W max
Funzionamento e Sicurezza	Sensore di temperatura per prevenire il surriscaldamento cutaneo Sensore tattile, sensore di movimento e spegnimento automatico di sicurezza
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da - 40°C a +70°C Umidità relativa: 90% rH max Pressione atmosferica: 500-1060 hPa
Condizioni operative	Temperatura: da 5°C a 40°C Umidità relativa: da 15% a 90% rH Pressione atmosferica: 700-1060 hPa
Tempo dalla temperatura di stoccaggio minima tra gli usi alla temperatura operativa minima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Tempo dalla temperatura di stoccaggio massima tra gli usi alla temperatura operativa massima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Protezione dalle scosse elettriche	Dispositivo medico di Classe 1 Parte applicata di tipo BF
Adattatore	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Ingresso; uscita adattatore	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0V - 2,0A
Ciclo di vita utile	3 anni

17. Etichettatura

Fare riferimento alla sezione corrispondente in inglese.

18. Curve della corrente in uscita

Fare riferimento alla sezione corrispondente in inglese.

19. Risultati tecnici EMC

Fare riferimento alla sezione corrispondente in inglese.

20. Note legali

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza隐式或 altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd. Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAELE.

Innholdsfortegnelse

1. Advarsler og kontraindikasjoner.....	240
2. Tegn og symboler	246
3. Sikkerhet med Silk'n Tightra.....	247
4. Knapper og innstillinger	248
5. Bli kjent med din Silk'n Tightra.....	250
6. Hva kan du forvente av Silk'n Tightra	252
7. Mulige bivirkninger	252
8. Behandlingsplan	254
9. Komme i gang!	254
10. Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring	258
11. Feilsøking	258
12. Forbruksartikler.....	260
13. Kundeservice.....	260
14. Garanti	260
15. Kassering	261
16. Spesifikasjoner.....	261
17. Merking	262
18. Utgangseffektkurver	262
19. EMC-resultater	262
20. Juridiske merknader.....	263

NO

1. Advarsler og kontraindikasjoner



En erklæring eller hendelse som angir en mulig eller forestående fare, et problem eller annen ubehagelig situasjon når du bruker enheten.



Elektrisitets- og sikkerhetsadvarsler

- Enheten, USB-kabelen og adapteren må holdes tørre til enhver tid.
- Ikke bruk apparatet når du bader eller dusjer.
- Pass alltid på at hendene dine er tørre før du kobler enheten til strømmen.
- Adapteren må ikke brukes hvis den har en ledning eller et støpsel som er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann. Hvis det skjer, må du umiddelbart koble adapteren fra strømmen før du rører den. Hvis du ikke kobler fra adapteren, kan det føre til elektrisk støt!
- Trekk aldri adapteren ut av uttaket ved å holde i kabelen. Fjern den alltid ved å holde i adapteren.

- Ikke bruk apparatet i miljøer der det er risiko for eksplosjon. Hold enheten og alle dens deler vekk fra åpne flammer og varme overflater.
- Sørg for at adapteren er lett tilgjengelig til enhver tid, slik at den kan enkelt kan trekkes ut av stikkontakten i nødstilfeller.
- Enheten må kobles fra strømmen etter lading.
- Trekk aldri adapteren ut av uttaket ved å holde i kabelen. Fjern den alltid ved å holde i adapteren.
- Plasser adapterkabelen slik at den ikke utgjør en snublefare.
- Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten som definert i denne bruksanvisningen, eller hvis apparatet er skadet eller ikke ser ut til å fungere som det skal. I slike tilfeller må du kontakte Silk'n kundeservice.
- Kontroller at det ikke er utilsiktede grove overflater, skarpe kanter eller fremspring som kan forårsake skade før hver bruk.

- Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på apparatet. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.
- Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skade eller ulykker som skyldes feil eller uriktig bruk.
- Barn må ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
- Barn må ikke leke med emballasjen. Emballasjematerialet kan medføre skade og små deler kan føre til kveling hvis de svelges.
- Ved endt levetid må enheten og alle deler bringes til et resirkuleringssted beregnet på elektriske enheter. Se avsnittet 15. Kassering.



Kontraindikasjoner

Denne enheten, inkludert alle enhetens deler, skal ikke brukes av følgende personer: barn, transgender kvinner, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler erfaring med eller kunnskap om hvordan man bruker enheten

på en trygg måte, eller som ikke forstår farene som er forbundet med bruk av enheten.

Må ikke brukes hvis du:

- er gravid eller ammende.
- har fått utført en kirurgisk prosedyre i skjeden eller bekkenområdet de siste 12 månedene eller før fullstendig helbredelse.
- har et aktivt elektrisk implantat/apparat et sted på kroppen, som f.eks. en pacemaker eller en intern defibrillator.
- har implantater i behandlingsområdet.
- har alvorlige samtidige tilstander, som f.eks. hjertesykdommer, sensoriske forstyrrelser, epilepsi, ukontrollert hypertensjon, lever- eller nyresykdom.
- har en historie med hudkreft og kreft i genitalområdet eller nåværende tilstand med en annen type kreft eller forstadie til ondartet føflekkreft.
- har nedsatt immunforsvar på grunn av immuno-suppressive sykdommer, som AIDS og HIV, eller bruker immuno-suppressive legemidler.

NO

- NO
- dårlig kontrollerte endokrine sykdommer, som f.eks. diabetes eller redusert skjoldbruskfunksjon og hormonell virilisering.
 - har en aktiv tilstand i behandlingsområdet, som sår, psoriasis, eksem, utslett, åpne laserasjoner, skrubbsår eller lesjoner.
 - har fått behandling med lys, laser, RF eller andre enheter i behandlingsområdet i løpet av de siste 2-3 ukene for ikke-ablative prosedyrer og 6-12 uker for ablativ fraksjonert laserbehandling (i henhold til behandlingsgrad) før behandling, unntatt spesielle anbefalinger.
 - har brukt isotretinon (Accutane[®]) i løpet av de siste seks månedene før behandling.
 - har en seksuelt overførbar sykdom.
 - har en aktiv urinveisinfeksjon, bekken- eller bekkenhulrominfeksjon.
 - tatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste 3 månedene.
 - kan ikke føle varme skikkelig på grunn av en sykdom eller annet helserelatert anliggende.
 - menstruerer.

- har en annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bruke apparatet.

Rådfør deg med lege før bruk dersom du:

- har fått et unormalt resultat på en celleprøve eller gynekologisk undersøkelse i løpet av de siste 2 årene.
- en historie med sykdommer stimulert av varme, som tilbakevendende Herpes Simplex i behandlingsområdet.
- har vært operert i skjeden eller fått beskjed om at du har skjedeprolaps.
- har en historie med hudsykdommer, keloider, unormal sårheling, samt veldig tørr og skjør hud.
- har en historie med blødende koagulopatier eller bruk av anti-koagulanter, med unntak av lavdose aspirin.
- har et implantert nett.
- har et implantert prevensjonsmiddel i behandlingsområdet.
- har brukt medisiner, urter, kosttilskudd og vitaminer som er kjent for å påvirke helbredelse i løpet av de siste to ukene.

NO

- har en livmorprolaps, cystocele eller rectocele.
- har fått medisin fra legen for en hudlidelse i løpet av de siste 6 månedene.

2. Tegn og symboler

	Viktig informasjon om bruk eller vedlikehold av enheten.
	Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller kravene i EU-direktivene.
IP23	Enheten er beskyttet mot vannsprut når den er vippet opp til en vinkel på 60°.
	Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt: Bruksdel type BF.
	Interferens kan forekomme i nærheten av utstyret.
	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr.
	Bruksanvisningene må alltid følges.
	Innebygget litiumbatteri.

- Denne enheten er ikke egnet for bruk i nærheten av antennbar anestesiblandinger med luft og oksygen eller lystgass.

3. Sikkerhet med Silk'n Tightra

Med Silk'n kommer sikkerhet først. Silk'n Tightra har disse sikkerhetsfunksjonene:

- **Varmestabilisator:** For å hindre overoppheeting har hver av de 16 **elektrodene** (#5, #6) en innebygd varmestabilisator. Når det oppdages en økning i hudtemperaturen, stopper stabilisatoren automatisk å gi fra seg varme, inntil hudtemperaturen har sunket nok til at stabilisatoren fortsetter varmingen.
- **Berøringssensor:** Berøringssensoren sørger for at RF-energi kun passerer gjennom **elektrodene** (#5, #6) når **elektrodene** (#5, #6) har god kontakt med huden.
- **Bevegelsessensor:** Ved ekstern behandling vil enheten kun gi fra seg energi når du beveger enheten over huden.
- **Automatisk utkoppling:** Denne sikkerhetsfunksjonen er aktivert i én av tre situasjoner:
 - Når du har fullført en 20 minutters behandlingsøkt vil du føle 1 vibrasjon.
 - Når enheten ikke har hatt fast kontakt med huden i mer enn 2 minutter vil du føle 1 vibrasjon.
 - Batteriet er for lavt til å fullføre en 20 minutters behandlingsøkt.

NO

4. Knapper og innstillinger

4.1 Behandlingsmåter

Silk'n Tightra har 2 behandlingsmåter – en intern og en ekstern.

- **Intern behandling:** Bruk denne behandlingsmåten for å stramme vevet og musklene i skjeden for økt seksuell aktivitet. Som et tillegg til kegeløvelser bidrar den interne behandlingen til å stramme bekkenbunnens muskler og øke muskelpenningen. Den interne behandlingen har tre energinivåer – lavt, normalt og høyt.
- **Ekstern behandling:** Bruk denne behandlingsmåten for å stramme det eksterne vulvavevet for et forbedret utseende av skjeden. Den eksterne behandlingen har ett energinivå.

4.2 Enhetskontroller

Knapp	Behandlings-måte	Handling	Forklaring
Betjenings-knapp (#3) 	Intern	Langt trykk	Enheten er aktivert (intern behandling, lavt energinivå). Behandlings-indikatoren (#2) blinker grønt og det avgis én vibrasjon
		Kort trykk	Normalt energinivå
	Ekstern	Kort trykk på nytt	Høyt energinivå
		Kort trykk på nytt	Kun ett energinivå
Begge behandlings-måter		Langt trykk	Enheten slås av og det avgis én vibrasjon

Knapp	Behandlings-måte	Handling	Forklaring
 Behandlings-indikator (#2)	Intern	Grønn (sakte blink)	Lavt energinivå
		Grønn (raskt blink)	Normalt energinivå
		Grønn (konstant)	Høyt energinivå
	Ekstern	Hvit (konstant)	Kun ett energinivå
		Begge behandlings-måter	Grønn og hvit (vekslende blink) Systemfeil. Enheten slår seg automatisk av
 Batteri-indikator (#4)	---	Grønn (blinker)	Lading
		Grønn (konstant)	Enheten er ladet
	Begge behandlingsmåter	Oransje (blinker)	Batteriet har lite strøm
		Oransje (konstant)	Batteriet er tomt

4.3 Bytte av behandlingsmåte og energinivå

- **Intern behandling:** Dette er standardinnstillingen når enheten slås på.
- **Ekstern behandling:** For å bytte til ekstern behandling før du starter en behandling, trykker du kort på **kontrollknappen** (#3) 3 ganger. Dette kan gjøres i løpet av det første minuttet etter at enheten er slått på.
- **Bytte av behandling under bruk:** Når du er i gang med å bruke enheten, må du slå den av, starte den på nytt, og deretter velge ønsket behandling.
- **Bytte av energinivå under bruk:** For å endre energinivået under en intern behandling, trykker du kort på **kontrollknappen** (#3). Hver gang du trykker, går enheten gjennom de tre energinivåene for intern behandling.

NO

4.4 Lading

Enheten må alltid lades før den brukes for første gang. Den første ladingen tar rundt 6 timer.

- Sett **USB-kabelen** (#8) i enheten. Sett den andre enden av kabelen i **USB-adapteren** (#9) og koble til strømmen. **Batteri- og behandlingsindikatorene** (#4, #2) vil slå seg av og på, og deretter vil **batteriindikatoren** (#4) blinke grønt.
- Enheten må lades opp helt etter hver behandling på 20 minutter. Kontroller batterinivået før du starter en ny behandling.

5. Bli kjent med din Silk'n Tightra

5.1 Pakkeinnhold

- Silk'n Tightra enhet
- Bruksanvisning
- USB-kabel og adapter*
- Garantikort
- Silk'n Intimate Gel
- Skjønnhetsboks

* Avhenger av alternativet som er kjøpt.

5.2 Enhetens deler

Enheten har et oppladbart batteri som lades via en vanlig **USB-kabel** (#8). Se illustrasjonen på side (i) foran i denne bruksanvisningen for å se hvor de ulike funksjonene er på enheten.

- USB-port (#1)
- Elektroder – intern bruk (#5)
- Behandlings-indikator (#2)
- Elektroder – ekstern bruk (#6)
- Betjeningsknapp (#3)
- Deksel (#7)
- Batteriindikator (#4)
- USB-kabel (#8)
- USB-adapter (#9)

5.3 Enhetsbeskrivelse

Silk'n Tightra er en medisinsk, kosmetisk enhet som bruker bipolar RF-energi som passerer gjennom **elektroder** (#5, #6). Bipolar RF-energi trekker sammen og strammer vevet internt for å øke seksuell tilfredsstillelse. I tillegg bygger den om den ytre delen av skjeden for et bedre og yngre utseende.

5.4 Tiltenkt bruk

Silk'n Tightra er en strømdrevet enhet som er beregnet på å gi bedre seksuell funksjon eller å være et supplement til kegeløvelser, ved å stramme bekkenbunnens muskler for å øke muskelpenningen.

Enheten er kun beregnet på egenbehandling. Den er ikke egnet for kommersiell eller terapeutisk bruk. Må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken.

5.5 Gjennomgåelse og oppbevaring av bruksanvisningen

Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover.

Før enheten brukes for første gang, må du lese gjennom bruksanvisningen i sin helhet og oppbevare den til senere bruk. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene før hver behandling.

NO

6. Hva kan du forvente av Silk'n Tightra

Under en Silk'n Tightra behandlingsøkt er det normalt å oppleve eller føle:

- **En følelse av varme:** Både under interne og eksterne behandlinger.
- **Noe rødhet eller svak hevelse i huden:** Dette kan oppstå rundt skjeden etter en ekstern behandling. Disse reaksjonene skal ikke vedvare utover 24 timer.
- **Hvis du opplever disse reaksjonene, anbefaler vi at du bruker aloe vera gel på den berørte huden.**
- **En kort vibrasjon:** Under en behandling vil du merke en vibrasjon med noen minutters mellomrom. Dette er normalt og indikerer at enheten er aktiv.
- **Midlertidig økning i inkontinens:** Noen brukere kan føle at de må late vannet oftere ved intern behandling. Det er ikke noe å bekymre seg over og vil gå bort i løpet av noen dager. Effekten av inkontinensen vil begynne å avta og du vil se en forbedring som følge av behandlingene.
- ⚠ **Stopp bruken umiddelbart hvis du ser at huden blir rød, får blemmer eller brannsår.**
- ⚠ **Stopp bruken umiddelbart hvis du opplever smerte eller huden eller enheten blir for varm.**

NO

7. Mulige bivirkninger

Når den brukes i henhold til instruksjonene, er det uvanlig med bivirkninger og komplikasjoner tilknyttet bruken av Silk'n Tightra. Men hver kosmetisk prosedyre, inkludert de for hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Det er derfor viktig at du forstår og aksepterer risikoen og komplikasjonene som kan oppstå ved bruk av systemer designet for hjemmebruk.

Litt ubehag (intern/ekstern behandling)	Anbefaling: Bruk et lavere energinivå og vent til du ikke har noe ubehag før du starter neste behandling.
Noen brukere kan føle litt ubehag under bruk. Dette beskrives best som en svakt stikkende følelse på huden rundt skjeden. Den stikkende følelsen kan være under eller etter behandling.	
Sterk varmefornemmelse (intern/ekstern behandling)	Anbefaling: Bruk et lavere energinivå og vent til effekten er borte før du starter neste behandling.
Hvis du har smerter, sterkt ubehag eller en veldig ubehagelig følelse, må du redusere energinivået til du føler deg OK.	
Allergisk reaksjon I sjeldne tilfeller kan du oppleve en allergisk reaksjon etter behandlingen.	Anbefaling: Stopp behandlingen og kontakt lege dersom reaksjonen varer lenger enn 24 timer.
Kraftig rødhet og hevelse (ekstern behandling)	Anbefaling: Behandle området hyppig med aloe vera krem. Vent til effekten er borte før du starter neste behandling. Kontakt lege hvis rødheten ikke går bort i løpet av 5 dager.
Blemmer eller brannskader (ekstern behandling)	Anbefaling: Avkjøl det berørte området og bruk antiforbrenningskrem. Vent til effekten er borte før du starter neste behandling og bruk et lavere energinivå. Kontakt lege hvis huden ikke normaliserer seg i løpet av en uke.

NO

Sporblødning

(intern behandling)

I sjeldne tilfeller kan du oppleve lett sporblødning etter behandlingen.

Anbefaling:

Kontakt lege dersom symptomene varer lengre enn 24 timer.

- i** Stopp bruken med en gang hvis noen av disse bivirkningene er alvorlige.
- i** Kontakt legen din hvis disse bivirkningene ikke forsvinner innen 2 til 3 dager.

8. Behandlingsplan

- Hver interne eller eksterne behandling varer i 20 minutter.
- Du kan bruke enheten til én eller begge behandlingene to ganger i uken i 4-5 uker.
- Deretter skal bruken gradvis reduseres til én gang i uken, én gang hver 2. uke eller sjeldnere for å møte dine spesifikke behov.



9. Komme i gang!

9.1 Før behandling

- Kontroller at enhetens batterinivå ikke er lavt (se avsnitt 4.4 Lading).
- Tøm blæren før behandling.
- Kontroller at gelens utløpsdato ikke er overskredet.
- Fjern **dekselet** (#7) som beskytter **elektrodene** (#5, #6) før bruk.
- Før bruk må **elektrodene** (#5, #6) rengjøres med en intimserviett og tørkes med et rent papirhåndkle.

NO

- Brennbare væsker som alkohol (inkludert parfyme, desinfeksjonsmidler eller andre produkter som inneholder alkohol) eller aceton må aldri brukes til å rense huden før bruk.
- Fjern piercinger eller metalldeler fra behandlingsområdet før bruk.

9.2 Intern behandling

1. Fordel en liten mengde av gelen som følger med enheten på alle **elektrodene** (#5, #6). Det er ikke nødvendig å bruke gel innvortes.
 2. Start den interne behandlingen på det lave energinivået. Trykk litt lengre på **kontrollknappen** (#3) én gang. Du vil merke en vibrasjon. Enheten er nå klar til bruk.
- i** Under behandlingen vil du merke en vibrasjon ca. én gang pr. minutt.
3. Legg deg ned og gjør deg komfortabel.
 4. Før **elektrodene** (#5, #6) så langt inn i skjeden som det er behagelig for deg. Når enheten er inne i skjeden, må du sørge for at den støttes under behandlingen:
 - Hvis bena dine er spredt ut på sengen, må du lukke dem litt for å holde enheten på plass.
 - Hvis du ligger med bena bøyd (og føttene på sengen), må du legge en pute under enheten for å holde den på plass.
 - Du kan også holde enheten hvis du ønsker det og synes det er enklere for å holde enheten på plass.

NO

i Hvis du føler deg komfortabel med varmen etter 5 minutter, kan du endre til normalt energinivå ved å trykke kort på **kontrollknappen** (#3). For å bruke et høyt energinivå, trykker du nok en gang kort på **kontrollknappen** (#3).

5. Sørg for at enheten er på plass i 20 minutter. Vi anbefaler at du ligger stille og ikke beveger deg. Det er imidlertid lurt å rotere enheten fra tid til annen slik at energien fortsetter å strømme gjennom **elektrodene** (#5, #6). Enheten slår seg automatisk av etter 20 minutter.
6. Fjern enheten og tørk den ytre huden rundt skjeden med et rent, tørt håndkle eller en serviett som er spesielt egnet for skjedeområdet for å fjerne eventuell gelrester.

i Ved smerte eller ubehag:


- Hvis du bruker det høye eller normale energinivået, reduserer du nivået ved å trykke én eller to ganger på **kontrollknappen** (#3). Vent i 5 minutter til varmen har avtatt.
- Hvis du allerede bruker det lave energinivået må du fjerne enheten og vente til du føler deg OK før du bruker enheten igjen.

9.3 Ekstern behandling

Før bruk må huden barberes, rengjøres og tørkes, samt være fri for pudder, antiperspiranter eller deodoranter. Pass også på at huden ikke er rød eller betent.

1. Fordel en liten mengde av gelen som følger med enheten på de tre sølvfargede **elektrodene** (#5, #6). Det er ikke nødvendig å bruke gel innvortes.
2. For å starte eksterne behandlinger, må du først starte med et litt lengre trykk på **kontrollknappen** (#3) etterfulgt av tre korte trykk. **Behandlingsindikatoren** (#2) vil lyse konstant hvitt. Enheten er nå klar til bruk.

3. Legg deg ned og gjør deg komfortabel.
4. Hold i enden av enheten og plasser de 3 sølvfargede **elektrodene** (#5, #6) på labia. Den trekantede formen på siden med de sølvfargede **elektrodene** (#5, #6) vil hjelpe deg med å plassere enheten på riktig måte.



- i** Når **elektrodene** (#5, #6) har god kontakt med huden og du beveger på enheten, vil du merke at det avgis varme fra **elektrodene** (#5, #6). Fortsett å bevege enheten sakte og med god kontakt over huden. Den bipolare RF-energien fungerer ikke hvis det ikke er noen bevegelse.
- i** Under behandlingen vil du merke en vibrasjon ca. én gang pr. minutt.
5. Fortsett å bevege enheten over labia. Enheten slår seg automatisk av etter 20 minutter.
- i** Hvis du synes det er vanskelig å bevege enheten over huden, kan du bruke en ytterligere liten mengde gel på de tre sølvfargede **elektrodene** (#5, #6).
- !** Ved smerte eller ubehag må du fjerne enheten og vente til du føler deg OK før du bruker enheten igjen.

NO

- Fjern enheten og rengjør den (se avsnitt 10. Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring).

9.4 Etter behandling

Etter en intern eller ekstern behandling anbefaler vi at du:

- unngår veldig varmt vann i 2 dager etter behandlingen.
- kontakter lege ved tegn på infeksjon, kraftig hevselse, rødhet, smerte eller andre uvanlige symptomer.

10. Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring

- Bruk en intimserviett for å fjerne eventuelle gelrester fra enheten, inkludert behandlingsflaten. Dette hindrer gelen fra å størkne eller skade enheten.
- Tørk deretter av enheten med et rent papirhåndkle.
- Etter rengjøring anbefaler vi at du legger enheten i oppbevaringsboksen. Du kan også legge **dekselet** (#7) over **elektrodene** (#5, #6), men det er ikke viktig.
- i** Du kan bruke rengjøringsmidler med opptil 70 % alkohol, men aldri aceton eller andre slipende væsker fordi de skader enheten.
- !** Aldri legg enheten eller noen av enkeltkomponentene i vann.

11. Feilsøking

Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på apparatet. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

Problem	Forklaring / hva du må gjøre
Apparatet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at enheten er ladet. Start enheten på nytt. <p>Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.</p>
Jeg merker ikke noe varme fra enheten.	<ul style="list-style-type: none"> Det avgis ikke varme fra elektrodene (#5, #6) hvis enheten ikke har god kontakt med huden. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Forsikre deg om at enheten har god kontakt med huden før du begynner behandlingen. Det avgis ikke varme hvis du ikke har påført gel eller hvis tidligere påført gel har størknet. Pass på at du påfører gelen direkte før behandling.
De grønne og hvite lysene til behandlings-indikatoren (#2) blinker vekselvis.	<ul style="list-style-type: none"> Det er en systemfeil. Trykk på kontrollknappen (#3) igjen for å starte enheten. <p>Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.</p>
Apparatet lader ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at adapteren er koblet til enheten og den elektriske strømtilførselen. Koble fra adapteren (#9) og koble den deretter til igjen for å nullstille enheten. Kontroller at USB-kabelen (#8) ikke er skadet. <p>Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.</p>
Enheten sluttet å virke under en behandling.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at enheten er fullt ladet. Enheten slår seg av automatisk under en behandling hvis batteriet er for lavt til å fortsette behandlingen eller ved en systemfeil. <p>Ved systemfeil må du ta kontakt med kundeservice.</p>

NO

Problem	Forklaring / hva du må gjøre
Enheten har sluttet å virke.	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på kontrollknappen for å starte enheten på nytt. <p>Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.</p>

12. Forbruksartikler

Du kan kjøpe mer Silk'n Intimate Gel på nettstedet vårt: www.silkn.eu.

13. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n -kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med enheten.

Vår kontaktinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Se det separate produktgarantiheftet for fullstendig informasjon.

15. Kassering

Hvis apparatet når slutten på tjenestetiden, sørg for å følge landets lover for kassering av elektriske artikler.

- Kildesorter emballasjen når du kaster den. Papp og kartong kastes som avfallspapir og filmen som resirkulerbart materiale.
- Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr. På denne måten resirkuleres enheten på en profesjonell måte og hindrer utslipp av skadelige stoffer* til miljøet. Kontroller at apparatet ikke er ladet før avhending.

* Produkter merket med Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly.

16. Spesifikasjoner

Modell:	H2400
Teknologi	RT™
Bipolar RF (frekvens, maksimal utgangseffekt, maksimal utgangsstrøm)	1 MHz $\pm 30\%$, maks. 8 W
Drift og sikkerhet	Temperatursensor for å hindre overoppheeting av huden Berøringssensor, bevegelsessensor og automatisk sikkerhetsutkoppling
Transport og oppbevaring mellom bruk, samt oppbevaringsbetingelser	Temperatur: - 40° til +70°C Relativ luftfuktighet: Maks. 90%rh Lufttrykk: 500-1060hPa
Driftsforhold	Temperatur: 5-40°C Relativ luftfuktighet: 15-90%rh Lufttrykk: 700-1060hPa

NO

Tid fra minimum oppbevaringstemperatur mellom bruk til minimum brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C	30 minutter
Tid fra maksimal oppbevaringstemperatur mellom bruk til maksimal brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C	30 minutter
Beskyttelse mot elektrisk støt	Medisinsk utstyr klasse1 bruksdel type BF
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Adapterinngang, -utgang	100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, 5,0 V – 2,0 A
Levetid	3 år

17. Merking

Se tilsvarende avsnitt på engelsk.

18. Utgangseffektkurver

Se tilsvarende avsnitt på engelsk.

19. EMC-resultater

Se tilsvarende avsnitt på engelsk.

20. Juridiske merknader

Opphavsrett 2018 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheter reservert.

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd. Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel. Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

NO

Innehållsförteckning

1.	Varningar och kontraindikationer.....	265
2.	Tecken och symboler	271
3.	Säkerhet med Silk'n Tightra	272
4.	Enhetskontroller och inställningar	273
5.	Lär känna din Silk'n Tightra	275
6.	Vad man kan förvänta sig av Silk'n Tightra	276
7.	Eventuella biverkningar	277
8.	Behandlingsplan.....	278
9.	Kom igång!	279
10.	Rengöring, underhåll & förvaring	282
11.	Felsökning	283
12.	Förbrukningsartiklar	284
13.	Kundservice.....	284
14.	Garanti	285
15.	Avfallshantering	285
16.	Specifikationer	285
17.	Märkning	286
18.	Uteffektkurvor	286
19.	EMC tekniska resultat.....	286
20.	Rättsligt meddelande	287

1. Varningar och kontraindikationer



En uppgift eller händelse som indikerar möjlig förestående fara, problem eller annan obehaglig situation vid användning av enheten.



El och säkerhetsvarningar

- Håll alltid enheten, USB-kabeln och adapter torra.
- Använd inte enheten när du badar eller duschar.
- Säkerställ att dina händer är torra innan du ansluter enheten till elförsörjning.
- Använd aldrig adapttern om den har en skadad kabel eller kontakt eller om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten. Sker det ska du omedelbart koppla ur adapttern innan du rör den. Underlåtenhet att koppla ur adapttern kan orsaka elektrisk chock!
- Dra aldrig ut adapttern ur uttaget via kabeln. Ta alltid bort den genom att hålla i adapttern.

- Använd inte enheten i en miljö där det föreligger risk för explosion. Håll enheten och alla delar bort från öppna flammor och heta ytor.
- Se till att adapttern är tillgänglig hela tiden, så den lätt kan tas bort från elförsörjning i ett nödläge.
- Koppla ifrån enheten från elförsörjning efter laddning.
- Dra aldrig ut adapttern ur uttaget via kabeln. Ta alltid bort den genom att hålla i adapttern.
- Placera adaptterns kabel på ett sådant sätt att det inte medför eventuell fallrisk.
- Använd inte om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren enligt definitionen i denna användarhandbok eller om enheten är skadad eller inte verkar fungera som den ska. I sådana fall, kontakta kundservice.
- Säkerställ innan varje användning att det inte finns några oönskade grova ytor, skarpa kanter eller utsprång som kan orsaka skada.

- Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan utsätta dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skada eller skador som orsakats av otillbörlig eller felaktig användning.
- Barn skall inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska ej utföras av barn.
- Tillåt inte barn leka med förpackningen. De kan skada sig på förpackningsmaterialet, eller svälja smådelar och kvävas.
- Om din enhet når slutet av sin livscykel, ta enheten och alla dess delar till en återvinningsplats för elektriska enheter. Se avsnitt 15. Avfallshantering.



Kontraindikationer

Denna enhet inklusive alla dess delar ska inte användas av följande personer: barn, transgender kvinnor, vuxna med begränsad fysisk, sensorisk eller psykologiska förmågor, de som saknar erfarenhet eller kunskap i hur enheten används på ett säkert sätt och de som inte förstår vilka faror som är involverade.

Använd inte om du:

- är gravid eller ammar.
- har haft någon form av kirurgiskt ingrepp i vaginal eller bäckenområdet de senaste 12 månaderna, eller innan fullständig läkning.
- har ett aktivt elektriskt implantat/enhet i någon del av kroppen, en pacemaker eller intern defibrillator.
- har implantat i behandlingsområdet.
- har allvarliga samtidiga tillstånd, som hjärtsjukdomar, sensoriska störningar, epilepsi, okontrollerad hypertoni, lever eller njursjukdomar.
- har en historik av hudcancer och cancer i genitalområde, eller nuvarande tillstånd av någon form av cancer eller pre-maligna leverfläckar.
- har ett nedsatt immunsystem pga immunsuppressiva sjukdomar som AIDS eller HIV, eller använder immuno-suppressiva mediciner.
- har dåligt kontrollerade endokrina störningar, såsom diabetes eller sköldkörteldysfunktion och hormonell virilisering.

- har något aktivt tillstånd i behandlingsområdet, som sår, psoriasis, eksem, utslag, öppna lacerationer, skrubbsår eller sjukliga förändringar.
- har erhållit behandling med ljus, laser, radiovågor, eller andra enheter i det behandlade området inom 2-3 veckor för icke-ablativa förfaranden och 6-12 veckor för ablativ fraktionerad laser resurfacing (enligt behandlingsvårighetsgrad) innan behandling, bortsett från speciella rekommendationer.
- har använt Isotretinoin (Accutane®) inom 6 månader före behandling.
- har en sexuellt överförd sjukdom.
- har en pågående urinvägsinfektion, bäcken eller bäckenbotteninfektion.
- fått strålningsbehandling eller cellgiftsbehandling inom de senaste 3 månaderna.
- inte kan känna varmen ordentligt på grund av en sjukdom eller annat hälsoproblem.
- har pågående mens.
- har eventuella andra problem som, enligt din läkare, skulle göra det osäkert för dig att använda enheten.

Kontakta din läkare innan användning om du:

- har erhållit ett onormalt resultat från ett PAP-utstryksprov eller bäckenundersökning inom senaste 2 åren.
- en historik av sjukdomar som stimuleras av värme, såsom återkommande herpes simplex i behandlingsområdet.
- har haft ett kirurgiskt ingrepp i vagina, eller har påtalats att du har ett vaginalt framfall.
- har en historik av hudsjukdomar, keloider, onormal sårläkning, såväl som väldigt torr och ömtålig hud.
- har en historik av blödande koagulationsrubbningar, eller användning av antikoagulationsmedel förutom låga doser av aspirin.
- har ett implanterat nätt.
- har implanterat preventionsmedel i behandlingsområdet.
- har använt medicinering, örter, kosttillskott, och vitaminer som är kända att ändra läkning inom de senaste två veckorna.
- har en livmoderframfall, cystocele, eller rectocele.

- fått mediciner av din läkare för en hudåkomma inom de senaste 6 månaderna.

2. Tecken och symboler

	Viktig information om hur du använder eller underhåller enheten.
	Produkter Produkter markerade med denna symbol uppfyller kraven för EU-direktiv.
IP23	Enheten är skyddad mot vattenspray när den lutas upp till en vinkel av 60°.
	Grad av skydd mot elektrisk stöt: typ BF berörda delar.
	Störningar kan uppstå i enhetens närhet.
	Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter.
	Följ användarhandboken.
	Litiumbatteri inuti.

- Enheten är inte lämplig för användning i närvaro av brandfarligt anestesimedel med luft eller med syre eller kväveoxid.

SV

3. Säkerhet med Silk'n Tightra

Med Silk'n kommer säkerhet först. Silk'n Tightra inkluderar dessa funktioner:

- **Värmestabilisator:** För att förhindra överhettning har var och en av de 16 **elektroderna** (#5, #6) inbyggd värmestabilisator. När en ökning i hudtemperaturen detekteras kommer stabiliseringen automatiskt att sluta avge värme tills hudtemperaturen sänks tillräckligt för att stabiliseringen ska återuppta uppvärmning.
- **Trycksensor:** Trycksensorn säkerställer att RF-energin endast passerar genom **elektroderna** (#5, #6) när **elektroderna** (#5, #6) har god kontakt med huden.
- **Rörelsesensor:** När du använder enheten i externt läge så kommer enheten endast avge energi när du rör på enheten över huden.
- **Automatisk avstängning:** Denna säkerhetsfunktion aktiveras vid 3 situationer:
 - Du har slutfört en 20-minuters behandlingssession. Du kommer känna 1 vibration.
 - Enheten har inte haft ordentlig kontakt med huden i mer än 2 minuter. Du kommer känna 1 vibration.
 - Batteriet är för lågt för att slutföra din 20-minuters behandlingssession.

4. Enhetskontroller och inställningar

4.1 Enhetslägen

Silk'n Tightra har 2 driftlägen: internt och externt.

- **Internt läge:** Använd detta läge för att strama upp vaginal vävnad och muskler för att förbättra sexuell aktivitet. Som ett tillägg till kegelövningar kan det interna läget också hjälpa strama åt musklerna i bäckenbotten för att öka muskeltonen. Det interna läget har 3 energinivåer; låg, mellan och hög.
- **Externt läge:** Använd detta läge för att strama upp extern hudvävnad på vulva och för förbättrat utseende av vagina. Det externa läget har 1 energinivå.

4.2 Enhetskontroller

Kontroll	Läge	Åtgärd	Förklaring
	Internt	Långt tryck	Enhet aktiverad (internt läge, låg energi). Indikatorlampa för behandlingsläge (#2) blinkar grönt; 1 vibration
		Kort tryck	Normal energi
		Kort tryck igen	Hög energi
		Externt	Kort tryck igen 1 energinivå endast
	Båda lägena	Långt tryck	Enhet stängs; 1 vibration
	Internt	Grön (långsam blink)	Låg energi
		Grön (snabb blink)	Normal energi
		Grön (konstant)	Hög energi
	Externt	Vit (konstant)	1 energinivå endast
	Båda lägena	Grönt och vitt (alternerande blink)	Systemfel. Enheten kommer stängas automatiskt

Kontroll	Läge	Åtgärd	Förklaring
	---	Grön (blinkar) Grön (konstant)	Enhetsladdning Enhets laddad
	Båda lägena	Orange (blinkar) Orange (konstant)	Låg laddning i batteriet Ingen laddning i batteriet

4.3 Ändra lägen och energinivåer

- **Internt läge:** Detta är standardläget när enheten först slås på.
- **Externt läge:** För att ändra till externt läge innan du påbörjar en behandling, tryck kort på **kontrollknappen** (#3) 3 gånger. Du kan göra detta under första minuterna som enheten är på.
- **Ändra lägen under användning:** När du väl använder enheten så måste du stänga av enheten, återstarta den och välja det läge du önskar.
- **Ändra energinivåer under användning:** För att ändra energinivå i internt läge under en behandling, tryck kort på **kontrollknappen** (#3). Varje gång du trycker kort så kommer du gå igenom de 3 interna lägena.

4.4 Enhetsladdning

Ladda alltid enheten innan första användning. Den första laddningen bör ta ungefär 6 timmar.

- Sätt i **USB-kabeln** (#8) i enheten. Sätt i andra änden av kabeln i **USB-adapttern** (#9) och anslut till elförsörjning. **Indikatorlampor för batteri och behandlingsläge** (#4, #2) kommer att tändas och släckas, och sedan kommer **indikatorlampa för batteri** (#4) att blinka grönt.
- Ladda enheten fullt efter varje 20-minuters behandling och kontrollera batterinivån innan du börjar en ny behandling.

5. Lär känna din Silk'n Tightra

5.1 Förpackningsinnehåll

- Silk'n Tightra enhet
- USB-kabel & adapter*
- Silk'n Intimate Gel
- Användarhandbok
- Garantikort
- Skönhetsetui

* Varierar i enlighet med införskaffat alternativ.

5.2 Enhetsdelar

Enheten har ett återladdningsbart batteri som laddas mha en standard **USB-kabel** (#8). Se illustrationen på sida (i) i början av användarhandboken för att se var varje funktion finns.

- USB-port (#1)
- Indikatorlampa för behandlingsläge (#2)
- Kontrollknapp (#3)
- Indikatorlampa för batteri (#4)
- Elektroder - internt läge (#5)
- Elektroder - externt läge (#6)
- Skyddshölje (#7)
- USB-kabel (#8)
- USB-adapter (#9)

5.3 Enhetsbeskrivning

Silk'n Tightra är en medicinsk kosmetisk enhet som använder bipolär RF-energi som flödar mellan **elektroderna** (#5, #6). Den bipolära RF-energin drar ihop och stramar upp vävnaden internt för att öka sexuell tillfredsställning. Den modellerar även den externa delen av vagina för ett bättre, ungdomligare utseende.

5.4 Avsedd användning

Silk'n Tightra är en elektrisk enhet som är avsedd för förbättrad sexuell funktion, eller som ett komplement till kegelövningar vid uppstramning av musklerna i bäckenbotten för att öka muskelton.

Enheten är endast avsedd för egenbehandling och är inte lämplig för kommersiell eller terapeutisk användning. Använd inte något annat syfte än vad som beskrivs i denna användarhandbok.

5.5 Läsa & förvara användarhandboken

Användarhandboken bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar.

Innan första användning, läs först hela den här användarhandboken och spara den för framtida behov. Vi rekommenderar att du återbekantar dig med instruktionerna för varje behandling.

6. Vad man kan förvänta sig av Silk'n Tightra

Under en Silk'n Tightra behandlingssession är det normalt att erfara eller känna av:

- **En värmekänsla:** både under interna och externa behandlingar.
- **Viss rodnad eller svullnad av huden:** Detta kan uppstå omkring vagina efter en extern behandling. Dessa reaktioner bör inte vara mer än 24 timmar.
- Om du upplever dessa reaktioner så rekommenderar vi att du applicerar aloe vera gel på den berörda delen av huden.
- **En kort vibration:** Under behandlingen så kommer du känna en vibration med ett par minuters mellanrum. Detta är normalt och indikerar att enheten är aktiv.
- **Temporärt ökad inkontinens:** Vid användning av internt läge så kan vissa användare uppleva behov av att kasta vatten mer frekvent. Ora dig inte, detta kommer försvinna inom ett par dagar. Inkontinenseffekterna kommer minska och du kommer se en förbättring som ett resultat av behandlingarna.

-  Avsluta omedelbart behandlingen om du ser att huden blir röd eller om du får blåsor på huden eller brännmärken.
-  Sluta använda omedelbart om du har ont, eller om huden eller enheten blir för varm.

7. Eventuella biverkningar

Vid användning enligt instruktionerna, är biverkningar och komplikationer i samband med användningen av Silk'n Tightra ovanliga. Dock innebär alla kosmetiska ingrepp, inklusive de utformade för hemmabruk vissa risker. Därför är det viktigt att du förstår och tar in riskerna och komplikationerna som kan uppstå med en enhet utformad för hemmabruk.

Mindre obehag (Internt/externt läge)	Rekommendation: Använd en lägre energinivå och vänta tills du inte har något obehag innan din nästa behandling.
Överdriven värmekänsla (Internt /externt läge)	Rekommendation: Använd en lägre energinivå och vänta tills reaktionen har försvunnit innan din nästa behandling.
Allergisk reaktion I sällsynta fall så kan du uppleva en allergisk reaktion efter behandlingen.	Rekommendation: Sluta behandlingen och konsultera din läkare om reaktionen kvarstår i mer än 24 timmar.

<p>Överdriven rodnad och svullnad (Externt läge)</p> <p>I sällsynta fall kan huden omkring vagina bli väldigt röd och svullen. Rodnaden och svullnaden bör gå ner inom 2 till 5 dagar.</p>	<p>Rekommendation: Behandla med frekventa appliceringar av aloe vera kräm. Vänta tills reaktionen har försvunnit innan din nästa behandling. Konsultera din läkare om rodnad inte försvinner inom 5 dagar.</p>
<p>Blåsor eller brännmärken (Externt läge)</p> <p>I väldigt sällsynta fall kan du uppleva några blåsor eller brännmärken på huden runt vagina.</p>	<p>Rekommendation: Kyl ner den påverkade ytan och smörj in med brännskadekräm. Vänta tills reaktionen har försvunnit innan din nästa behandling och använd en lägre energinivå. Konsultera din läkare om huden inte återgår till det normala inom en vecka.</p>
<p>Fläckar (internt läge)</p> <p>I väldigt sällsynta fall kan du uppleva vissa fläckar direkt efter behandling.</p>	<p>Rekommendation: Konsultera din läkare om reaktionen varar i mer än 24 timmar.</p>

- i** Sluta omedelbart användning om någon av dessa effekter är allvarligare.
- i** Sök upp din läkare om reaktionerna inte försvinner inom 2 till 3 dagar.

8. Behandlingsplan

- Varje intern eller extern behandling varar i 20 minuter.
- Du kan använda enheten i ett eller båda lägena två gånger i veckan, i 4-5 veckor.



- Minska efter det gradvis till en gång i veckan, sen varannan vecka eller mer sällan för att möta dina specifika behov.

9. Kom igång!

9.1 Innan behandling

- Säkerställ att batteriet inte är dåligt laddat (se avsnitt 4.4 Enhetsladdning).
- Töm blåsan innan behandling.
- Kontrollera att förfallodatum för gel ej passerat.
- Ta bort **skyddshöljet** (#7) som täcker **elektroderna** (#5, #6) före användning.
- Innan användning, rengör **elektroderna** (#5, #6) med en intimservett och torka med en ren pappershandduk.
- Använd aldrig lättantändliga vätskor såsom alkohol (inkluderar parfymer, desinfektionsmedel eller andra applikationer innehållande alkohol) eller aceton för att rengöra innan användning.
- Ta bort all piercing eller metall från behandlingsområdet innan användning.

9.2 Behandling internt läge

1. Applicera en liten mängd av medföljande gel på alla **elektroder** (#5, #6). Det finns ingen anledning att applicera gel internt.
 2. Starta behandling på internt läge med låg energi. Tryck länge på **kontrollknappen** (#3) en gång. Du kommer känna en vibration och enheten är nu klar för användning.
- i** Under behandlingen kommer du att känna en vibration ungefär en gång i minuten.

3. Ligg ner och gör det bekvämt för dig.
4. För in **elektroderna** (#5, #6) i vagina så långt som känns behagligt för dig. När enheten är inuti vagina måste du se till att enheten får stöd under behandlingar:
 - Om dina ben är särade på sängen, stäng benen något för att hålla enheten på plats.
 - Om du ligger med dina ben böjda (och fötter på sängen), placera en kudde under enheten för att hålla den på plats.
 - Du kan också hålla enheten om du tycker att det hjälper för att hålla enheten på plats.

i Om du känner dig bekväm med värmen efter 5 minuter, öka till normal energinivå genom att trycka kort på **kontrollknappen** (#3). För att använda hög energinivå, tryck kort på **kontrollknappen** (#3) en gång till.

5. Håll enheten på plats i 20 minuter. Vi rekommenderar att du ligger stilla och inte rör på dig. Det är bra att rotera enheten då och då så att energin fortsätter flöda mellan **elektroderna** (#5, #6). Efter 20 minuter kommer enheten att stängas automatiskt.
6. Ta bort enheten och rengör huden runt vagina med en ren torr handduk, eller intimservetter avsedda för vaginaområdet, för att ta bort återstående gel.


i I fall av smärta eller obehag:

- Om du använder höga eller normala energinivåer, minska energin genom att trycka på **kontrollknappen** (#3) 1 eller 2 gånger. Vänta 5 minuter för att minska värmen.
- Om du redan använder den låga energinivån, ta bort enheten och vänta tills du känner dig ok innan du fortsätter använda enheten igen.

9.3 Behandling externt läge

Innan användning, ska huden vara rakad, ren, torr och fri från eventuella puder, antiperspiranter eller deodoranter. Var också säker på att huden inte är röd eller inflammerad.

1. Applicera en liten mängd av medföljande gel på de 3 silverfärgade **elektroderna** (#5, #6). Det finns ingen anledning att applicera gel internt.
2. För att börja behandlingar i externt läge, tryck länge på **kontrollknappen** (#3) och tryck sedan kort 3 gånger. **Indikatorlampa för behandlingsläge** (#2) kommer lysa konstant vitt. Enheten är nu redo för användning.
3. Ligg ner och gör det bekvämt för dig.
4. Håll basen på enheten och placera de 3 silverfärgade **elektroderna** (#5, #6) på blygdläppen. Den triangelformade sidan med de silverfärgade **elektroderna** (#5, #6) hjälper dig att positionera enheten riktigt.



i När **elektroderna** (#5, #6) har god kontakt med huden och du rör på enheten, så kommer du känna värme avges från **elektroderna** (#5, #6). Fortsätt röra enheten långsamt men stadigt över huden. Om det inte finns någon rörelse så kommer bipolär RF-energi inte fungera.

SV

- i** Under behandlingen kommer du att känna en vibration ungefär en gång i minuten.
- 5. Fortsätt glida enheten över blygdläppar. Efter 20 minuter kommer enheten att stängas automatiskt.
- i** Om du tycker det är svårt att röra enheten över huden så kan du applicera ytterligare lite gel på de 3 silverfärgade **elektroderna** (#5, #6).
- !** Om du känner smärta eller obehag, ta bort enheten och vänta tills du mår ok innan du använder enheten igen.
- 6. Ta bort enheten och rengör den (se avsnitt 10. Rengöring, underhåll & förvaring).

9.4 Efter behandlingen

Efter behandlingar med antingen internt eller externt läge så rekommenderar vi att du:

- undviker varmt vatten i 2 dagar efter behandlingen.
- kontakta din läkare om det finns någon indikation på infektion, onormal svullnad, rodnad, smärta eller något annat ovanligt symptom.

10. Rengöring, underhåll & förvaring

-
- Använd en intimservett för att ta bort överskott av gel från enheten inklusive behandlingsytan. Detta hindrar gel från att stelna eller skada enheten.
 - Torka därefter enheten med en ren pappershandduk.
 - Efter rengöring rekommenderar vi att du förvarar enheten i skönhetsetuiet. Du kan sätta **skyddshöljet** (#7) över **elektroderna** (#5, #6), men det är inte absolut nödvändigt.

i Du kan använda rengöringsvätskor med upp till 70% alkohol men använd aldrig aceton eller andra polerande vätskor då de kommer skada din enhet.

! Sänk aldrig ner enheten eller några av dess delar i vatten.

11. Felsökning

Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan utsätta dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

Problem	Förklaring / vad gör man
Min enhet startar inte.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att enheten är laddad.Återstarta enheten. <p>Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.</p>
Om du inte känner någon värme från enheten.	<ul style="list-style-type: none">Ingen värme avges om elektroderna (#5, #6) inte har god kontakt med din hud. Detta är en säkerhetsfunktion. Säkerställ att enheten pressas tätt mot huden innan behandling påbörjas.Ingen värme avges om du inte har applicerat gel, eller tidigare gel har torkat upp. Se till att applicera gel omedelbart innan behandling.
De gröna och vita lamporna av indikatorlampa för behandlingsläge (#2) blinkar alternnerande.	<ul style="list-style-type: none">Det finns ett systemfel. Tryck på kontrollknappen (#3) igen för att starta om enheten. <p>Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.</p>
Enheten laddar inte.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att adaptorn är ansluten till enheten och elförsörjning. Koppla ur adaptorn (#9) och anslut den igen för att återställa enheten.Kontrollera att USB-kabeln (#8) inte är skadad. <p>Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.</p>

Problem	Förklaring / vad gör man
Enheten har slutat fungera under en behandling.	<ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att enheten är fulladdad. Enheten stängs av automatiskt under en behandling om batteriet är för lågt att fortsätta behandlingen, eller om det uppstår ett systemfel. <p>Om det uppstår ett systemfel, kontakta kundservice.</p>
Enheten har slutat fungera.	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på kontrollknappen för att återstarta enheten. <p>Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.</p>

12. Förbrukningsartiklar

Du kan köpa mer Silk'n Intimate Gel på vår webbplats: www.silkn.eu.

13. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna användarhandbok finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n kundservice för att rapportera oväntade driftfel eller händelser, eller eventuella andra problem med din enhet. Våra kontaktuppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	E-post
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Nederlanderna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Läs det separata produktgarantihäftet för mer information.

15. Avfallshantering

Om din enhet har gjort sitt, se till att du följer ditt lands lagar för avfallshantering av elektronisk utrustning.

- Kassera förpackningen separerad i material som enstaka material. Kassera kartong som avfallspapper och film via återvinningsbar materialuppsamlingstjänst.
- Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter. Detta garanterar att enheten återvinns professionellt och förhindrar utsläpp av skadliga ämnen* i miljön. Kontrollera att enheten är i oladdat skick innan du kasserar den.

* Produkter märkta med Cd = kadmium, Hg = kvicksilver,
Pb = bly.

16. Specifikationer

Modell	H2400
Teknologi	RT™
Bipolär RF (frekvens; maximal uteffekt, maximal utgångsström)	1 MHz $\pm 30\%$; 8W max
Drift & säkerhet	Temperatursensor för att förhindra överhettning av hud Trycksensor, rörelsesensor & automatisk avstängning för säkerhet

Transport & förvaring mellan användning och lagringsförhållanden	Temperatur: - 40° to +70°C Relativ luftfuktighet: 90%RH max Atmosfärstryck: 500 - 1060hPa
Driftsförhållanden	Temperatur: 5° till 40°C Relativ luftfuktighet: 15% till 90%RH Atmosfärstryck: 700 - 1060hPa
Tid från minsta förvaringstemperatur mellan användning till användningstemperatur då omgivande temperatur är 20°C	30 minuter
Tid från högsta förvaringstemperatur mellan användning till användningstemperatur då omgivande temperatur är 20°C	30 minuter
Skydd mot elchock	Klass 1 medicinsk utrustning typ BF berörda delar
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Adapter ineffekt; uteffekt	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0V - 2,0A
Livslängd	3 år

17. Märkning

Se motsvarande avsnitt på Engelska.

18. Uteffektkurvor

Se motsvarande avsnitt på Engelska.

SV

19. EMC tekniska resultat

Se motsvarande avsnitt på Engelska.

20. Rättsligt meddelande

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

Home Skinovations Ltd innehåller rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Home Skinovations Ltd skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd något ansvar för användandet av produkten. Inga licenser beviljas oberoende av vad de innehåller eller av vilka patenter eller patenträttigheter som innehålls av Home Skinovations Ltd. Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Datot kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Home Skinovations Ltd innehåller patenter och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, copyrights och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, copyrights eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silk'n och Silk'n logotyp är registrerade varumärken för Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Indholdsfortegnelse

1.	Advarsler og bivirkninger	289
2.	Tegn og symboler	294
3.	Sikkerhed med Silk'n Tightra	295
4.	Kontrol af og indstillinger i enheden	296
5.	Lær din Silk'n Tightra at kende	298
6.	Hvad du kan forvente med Silk'n Tightra	300
7.	Mulige bivirkninger	301
8.	Behandlingsplan	302
9.	Kom godt i gang!	303
10.	Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring	306
11.	Problemløsning	307
12.	Forbrugsstoffer	308
13.	Kundeservice	308
14.	Garanti	309
15.	Bortskaffelse	309
16.	Specifikationer	310
17.	Mærkning	311
18.	Udgangseffektgraf	311
19.	EMC og teknisk resultat	311
20.	Juridisk information	311

1. Advarsler og bivirkninger



Et udsagn eller en hændelse med tegn på mulig eller nærtstående fare, problem eller ubehagelig situation ved brug af enheden.



Elektriske og sikkerhedsmæssige advarsler

- Opbevar altid enheden, USB-kablet og adapteren på et tørt sted.
- Brug ikke enheden i badet eller bruseren.
- Sørg for hænderne er tørre, før du tilslutter enheden til elnettet.
- Brug ikke adapteren med beskadiget ledning eller stik, hvis den ikke virker korrekt eller den er i vand. Sker det, skal adapteren straks afbrydes, før du rører den. Hvis adapteren ikke afbrydes, er der risiko for elektrisk stød!
- Træk ikke adapteren ud af stikket ved at holde i ledningen. Tag den ud ved at holde i adapteren.
- Betjen ikke enheden et sted med eksplosionsfare. Opbevar enheden og alle dele på afstand af åben ild og varme overflade.

DA

- Veksel-/jævnstrømsadapteren skal altid være tilgængelig, så den let kan tages ud af stikket i et nødstilfælde.
- Afbryd enheden fra elforsyningen efter opladning.
- Træk ikke adapteren ud af stikket ved at holde i ledningen. Tag den ud ved at holde i adapteren.
- Sæt adapterledningen i så der ikke er nogen snublefare.
- Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten jf. brugermanualen, eller hvis enheden er beskadiget eller den ikke virker korrekt. I disse tilfælde skal du kontakte kundeservice.
- Sørg for der ikke er utilsigtede ru overflader, skarpe kanter eller noget der stikker ud, som kan forårsage skade ved brugen.
- Forsøg ikke at ændre, åbne eller reparere din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige elektriske komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre forsikringen ugyldig.
- Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skade eller personskade som følge af upassende eller forkert brug.

- Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af et barn.
- Børn må ikke lege med emballagen. De kan komme til skade med emballage eller komme til at sluge dele og få noget galt i halsen.
- Når enhedens levetid er nået, skal du tage enheden og alle dele og aflevere på et genbrugssted beregnet for elektriske enheder. Læs afsnit 15. Bortskaffelse.



Kontraindikationer

Enheden samt alle dele må ikke bruges, transkønnede kvinder, voksne med fysiske, følelsesmæssige eller psykologiske handicap, manglende erfaring eller viden om brug af enheden på en sikker måde eller som ikke kender risikoen derved.

Må ikke anvendes, hvis du:

- er gravid eller ammende.
- har fået foretaget kirurgisk indgreb i vagina eller bækkenbund i løbet af de sidste 12 måneder eller før afsluttet heling.

DA

- har aktiv elektrisk implantat/enhed et sted i kroppen, pacemaker eller indopereret defibrillator.
- har implantater i behandlingsområdet.
- har alvorlig løbende lidelse såsom hjertelidelser, følelsesmæssige lidelse, epilepsi, ukontrolleret hypertension, lever- eller nyrelidelse.
- har tidligere tilfælde af hudkræft og kræft i genitaler eller aktuel lidelse med anden type kræft eller præmaligne vorteknopper.
- har forringet immunsystem på grund af immunosuppressiv lidelse såsom AIDS og HIV eller tager immunosuppressiv medicin.
- har forringet endokrinfunktion såsom diabetes eller thyroidlidelse og hormonal virilisering.
- har en aktiv lidelse i behandlingsområdet såsom bylder, psoriasis, eksem, udslæt, åbent sår, afskrabning eller læsion.
- er blevet behandlet med lys, laser, radiofrekvens eller andre enheder i behandlingsområdet indenfor 2-3 uger med ikke-ablativ behandling og 6-12 ugers ablativ fraktionel laseroverfladebehandling (afhængigt af behandlingens

alvor) inden behandling undtagen ved særlig anbefaling.

- har taget Isotretinoin (Accutane®) inden 6 måneder før behandlingen.
- har en seksuel overført sygdom.
- har aktuel urinrørsinfektion eller bækkenbundsinfektion.
- modtaget strålebehandling eller kemi-terapi indenfor de sidste 3 måneder.
- kan ikke føle varme på grund af sygdom eller lidelse.
- er menstruerende.
- har andre sygdomme, som efter din læges mening udgør en risiko for dig ved brug af enheden.

Tal med din læge hvis du:

- har fået unormalt resultat fra PAP-udstrygning eller bækkenbundsundersøgelse inden for 2 år.
- tidligere sygdom stimuleret af varme, såsom tilbagefald af herpes simplex i behandlingsområdet.
- har fået foretaget vaginalt indgreb eller du har fået at vide, at du har en vaginal prolapse.

DA

- har tidligere tilfælde af hudlidelse, keloider, unormal sårheling og tør og skrøbelig hud.
- har tidligere tilfælde af blødningskoagulopati eller bruger antikoagulanter undtagen lav dosis af aspirin.
- har vævimplantering.
- har implantat i form af præventionsmiddel i behandlingsområdet.
- har taget medicin, urter, kosttilskud og vitaminer, som vides at påvirke heling i løbet af de sidste to uger.
- har uterinprolaps, cystocele eller rectocele.
- har modtaget lægemidler fra din læge for en hudsygdom i løbet af de sidste 6 måneder.

2. Tegn og symboler

	Vigtig information om brug eller vedligeholdelse af enheden.
	Produkter mærket med dette symbol opfylder gældende krav i EU-direktiver.
IP23	Enheden er beskyttet mod vandsprøjt, når den holdes i en 60° vinkel.

	Graden af beskyttelse mod elektrisk stød: type BF, anvendt del.
	Der kan opstå interferens i nærheden af udstyret.
	Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk enhed (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr.
	Følg betjeningsvejledningen.
	Litiumbatteri indeni.

-  Enheden er ikke egnet til brug i nærheden af brandbar anæstetisk blanding med luft eller ilt eller lattergas.

3. Sikkerhed med Silk'n Tightra

Silk'n prioriterer sikkerhed højt. Silk'n Tightra har følgende funktioner:

- **Varmestabilisering:** For at forhindre overophedning har hver af de 16 **elektroder** (#5, #6) indbygget varmestabilisator. Når der registreres en stigning i hudtemperaturen, vil stabilisatoren automatisk stoppe med at udsende varme, til hudtemperaturen falder nok og til at stabilisatoren kan fortsætte med at varme.
- **Berøringssensor:** Berøringssensoren sørger, for at den infrarøde energi kun føres gennem **elektroderne** (#5, #6), hvis **elektroderne** (#5, #6) har god hudkontakt.

DA

- **Bevægelsessensor:** Når du bruger enhedens ydre funktion, vil den kun udsende energi, når du bevæger den over huden.
- **Automatisk slukning:** Sikkerhedsfunktionen aktiveres i en af tre situationer:
 - Du har gennemført 20 minutters behandling. Du føler 1 vibration.
 - Enheden har ikke haft god kontakt med huden i over 2 minutter. Du føler 1 vibration.
 - Batteriet er for svagt til din 20 minutters behandling.

4. Kontrol af og indstillinger i enheden

4.1 Enhedsfunktioner

Silk'n Tightra har 2 betjeningsfunktioner: indre og ydre.

- **Ydre funktion:** Brug funktionen til at stramme vaginal væv og muskler og styrke den seksuelle aktivitet. Udover Kegels øvelse kan den indre funktion også lave muskelstramning i bækkenbund og styrke musklerne. Den indre funktion har 3 energiniveauer, lav, almindelig og høj.
- **Ydre funktion:** Brug funktionen til at stramme ydre vulvahudvæv med henblik på en pænere vagina. Den ydre funktion har 1 energiniveau.

4.2 Kontrolfunktioner

Kontrol	Funktion	Handling	Forklaring
 	Indre Ydre Begge funktioner	Et langt tryk	Enhed aktiveret (indre funktion, lav energi). Enhedens indikatorlys for behandlings-funktion (#2) blinker grønt; 1 vibration
		Kortvarigt tryk	Almindelig energi
		Et til kort tryk	Høj energi
		Et til kort tryk	Kun 1 energiniveau
		Et langt tryk	Enheden lukker; 1 vibration
	Indre Ydre Begge funktioner	Grøn (blinker langsomt)	Lav energi
		Grøn (blinker hurtigt)	Almindelig energi
		Grøn (konstant)	Høj energi
		Hvid (konstant)	Kun 1 energiniveau
		Grøn og hvid (blinker skiftevis)	Systemfejl. Enheden lukker automatisk
	---	Grøn (blinker)	Enhedsopladning
		Grøn (konstant)	Enhed opladet
		Orange (blinker)	Lav opladning af batteri
		Orange (konstant)	Ingen opladning af batteri

4.3 Skifte funktion og energiniveau

- **Indre funktion:** Det er standardindstillingen, når enheden tændes første gang.
- **Ydre funktion:** Du kan skifte til ydre funktion, før du starter på en behandling, ved at trykke kortvarigt på **kontrolknappen** (#3) 3 gange. Du kan gøre det i løbet af det første minut, mens enheden er tændt.

DA

- **Skifte funktion under brug:** Når du bruger enheden, skal du lukke enheden, genstarte den og derefter vælge den ønskede funktion.
- **Skifte energiniveau under brug:** Du kan ændre den indre funktions energiniveau under behandlingen med et kort tryk på **kontrolknappen** (#3). For hvert kort tryk løber du gennem de 3 indre funktioner.

4.4 Enhedsopladning

Du skal altid oplade enheden før første gang, at den bruges. Den første opladning skal være cirka 6 timer.

- Sæt **USB-kablet** (#8) i enheden. Sæt den anden ende af kablet i **USB-adapteren** (#9) og tilslut til strømforsyningen. **Batteri- og behandlingsfunktionens indikatorlys** (#4, #2) tændes og slukkes og **batteriets indikatorlys** (#4) blinker grønt.
- Genoplad enheden fuldt ud efter hver 20 minutters behandling og kontroller batteriniveauet, før du starter en ny behandling.

5. Lær din Silk'n Tightra at kende

5.1 Pakkens indhold

- Silk'n Tightra enhed
- USB-kabel og adapter*
- Silk'n Intimate Gel
- Brugermanual
- Garantikort
- Beauty-etui

* Afhænger af hvad du har købt.

5.2 Enhedens dele

Enheden har et genopladeligt batteri, som oplades med almindeligt **USB-kabel** (#8). Se tegningen på side (i) forrest i brugermanualen for placering af hver funktion.

- USB-port (#1)
- Behandlingsfunktions indikatorlys (#2)
- Kontrolknap (#3)
- Batteriets indikatorlys (#4)
- Elektroder - indre funktion (#5)
- Elektroder - ydre funktion (#6)
- Beskyttelsescover (#7)
- USB-kabel (#8)
- USB-adapter (#9)

5.3 Beskrivelse af enhed

Silk'n Tightra er medicinsk kosmetisk udstyr, som bruger bi-polar radiofrekvensenergi, som løber mellem **elektroderne** (#5, #6). Den bi-polare radiofrekvensenergi strammer og spænder det indre væv og øger den seksuelle tilfredsstillelse. Det kan også omforme de ydre dele af vagina og give et yngre udseende.

5.4 Beregnet anvendelse

Silk'n Tightra er en elektrisk styret enhed beregnet til at forbedre den seksuelle funktionsevne eller som supplement til Kegels øvelse med bækkenbundsøvelser og styrket muskulatur.

Enheden er beregnet til, at du behandler dig selv og ikke egnet til kommersiel brug eller terapeutisk behandling. Den må ikke bruges til noget andet formål end det, som beskrives i vejledningen.

5.5 Læs og opbevar brugermanual

Brugermanualen er baseret på gældende standarder og regler i EU. I udlandet skal du følge de landespecifikke retningslinjer og love.

Før første anvendelse skal du læse hele brugermanual og gemme den til senere brug. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen inden hver behandling.

6. Hvad du kan forvente med Silk'n Tightra

I løbet af en Silk'n Tightra behandling er det normalt at føle og opleve følgende:

- **Varmefølelse:** ved indre og ydre behandling.
- **En vis rødmen eller mindre hævelse af huden:** Det kan opstå omkring vagina efter ydre behandling. Reaktionerne bør forsvinde efter 24 timer.
- Hvis du oplever disse reaktioner, anbefaler vi, at du kommer aloe vera på huden.
- **Kort vibration:** Under behandlingen vil du føle en kort vibration med få minutters mellemrum. Det er normalt og betyder, at enheden er aktiv.
- **Forbigående forhøjet inkontinens:** Når du bruger den indre funktion, kan man som bruger opleve behov for oftere vandafladning. Det går over af sig selv efter et par dage. Effekten af inkontinens vil aftage og du vil opleve forbedringer som følge af behandlingerne.
- ⚠ Stop øjeblikkeligt brugen hvis du oplever rødmen eller hvis der opstår vabler eller sår på din hud.
- ⚠ Ophør straks med brugen, hvis du føler smerter eller hvis huden eller enheden bliver for varm.

7. Mulige bivirkninger

Ved brug ifølge vejledningen er det usædvanligt at opleve bivirkninger og komplikationer med brugen af Silk'n Tightra. Men enhver kosmetisk procedure, herunder dem, der er beregnet til brug i hjemmet, indebærer en vis grad af risiko. Derfor er det vigtigt, at du forstår og accepterer de risici og komplikationer, der kan opstå med systemer beregnet til brug i hjemmet.

Mindreubehag (indre/ydre funktion)	Anbefaling: Brug et lavere energiniveau og vent på, at ubehaget er væk, før du laver en ny behandling.
Nogle brugere kan opleve mildt ubehag under brugen. Det beskrives bedst som en mild stikkende følelse i huden omkring vagina. Denne stikkende fornemmelse kan forekomme under og efter behandlingen.	
For kraftig varmeoplevelse (indre / ydre funktion)	Anbefaling: Brug et lavere energiniveau og vent på, at effekten er væk, før du laver en ny behandling.
Hvis du oplever smerte, alvorligt ubehag eller en meget ubehagelig følelse, så reducer energiniveaet til du føler dig OK.	
Allergisk reaktion I sjældne tilfælde kan du opleve en allergisk reaktion efter behandlingen.	Anbefaling: Stop behandlingen og kontakt din læge, hvis reaktionen fortsætter i mere end 24 timer.
For kraftig rødmen og hævelse (ydre funktion)	Anbefaling: Behandles med jævnlig påføring af aloe vera-creme. Vent til effekten er væk, før du laver en ny behandling. Kontakt din læge, hvis rødmen ikke forsvinder inden 5 dage.
I sjældne tilfælde kan huden omkring vagina blive meget rød og hævet. Rødmen og hævelse forsvinder inden for 2-5 dage.	

Blister eller skoldning (ydre funktion)	Anbefaling: Afkøl det påvirkede område og påfør creme til efter solbadning. Vent til effekten er væk, før du laver en ny behandling og brug et lavere energiniveau. Kontakt din læge, hvis huden ikke bliver normal igen inden en uge.
Prikker (indre funktion)	Anbefaling: Kontakt din læge, hvis effekten ikke forsvinder inden 24 timer.

I sjældne tilfælde kan du opleve små prikker efter behandlingen.

- i** Stop straks med at bruge udstyret i tilfælde af en mere alvorlig bivirkning.
- i** Kontakt lægen, hvis bivirkningen ikke forsvinder i løbet af 2 - 3 dage.

8. Behandlingsplan

- Hver indre eller ydre behandling varer 20 minutter.
- Du kan bruge enheden i den ene eller anden funktion to gange om ugen, i 4-5 uger.
- Derefter skal du gradvist reducere til en gang om ugen, derefter hver anden uge eller mindre regelmæssigt for at opfynde dit specifikke behov.



9. Kom godt i gang!

9.1 Før behandlingen

- Sørg for at enhedens batteri ikke er for lavt (se afsnit 4.4 Enhedsopladning).
- Tøm blæren før behandling.
- Kontroller at udløbsdatoen for din gel ikke er overskredet.
- Tag **beskyttelsesetuiet** (#7), som sidder på **elektroderne** (#5, #6), af før brug.
- Inden brug skal du rengøre **elektroderne** (#5, #6) med vaginal serviet og tørre af med rent køkkenrullepapir.
- Brug aldrig antændelig væske såsom alkohol (herunder parfume, desinfektionsmiddel eller andet stof indeholdende alkohol) eller acetone til at rengøre huden før brug.
- Fjern piercing eller metal fra behandlingsområdet før brug.

9.2 Indre behandlingsfunktion

1. Påfør lidt af det gel, som følger med enheden, på alle **elektroderne** (#5, #6). Du behøver ikke komme gel på ved indre behandling.
 2. Start den indre behandling med lav energi. Lav et langt tryk på **kontrollknappen** (#3) en gang. Du føler en vibration og enheden er klar til brug.
- i** Under behandlingen vil du føle en kort vibration med cirka et minuts mellemrum.
3. Du skal ligge behageligt ned.

DA

4. Sæt **elektroderne** (#5, #6) i vagina så vidt det er behageligt for dig. Når enheden er inde i vagina, skal du sørge for den holdes under behandlingen:

- Har du benene strakt ud på sengen, så saml dem lidt og hold enheden på plads.
- Ligger du med bøjede ben (og fødderne på sengen), så læg en pude under enheden for at holde den på plads.
- Du kan også selv holde enheden, hvis du synes at det holder den på plads.

i Hvis du efter 5 minutter føler ubehag på grund af varmen, så skift til det almindelige energiniveau med et kort tryk på **kontrolknappen** (#3). Brug højt energiniveau ved at trykke kort på **kontrolknappen** (#3) en gang til.

5. Hold enheden på plads i 20 minutter. Vi anbefaler, at du ligger stille og ikke bevæger dig. Men det er godt at dreje enheden ind i mellem, så energien kan løbe på tværs af **elektroderne** (#5, #6). Efter 20 minutter slukker enheden automatisk.

6. Fjern enheden og tør huden omkring vagina af med et rent håndklæde eller servietter egnet til vaginalområdet for at fjerne gelrester.


i I tilfælde af smerte eller ubehag:

- Hvis du bruger højt eller regelmæssigt energiniveau, skal du reducere energien ved at trykke på **kontrolknappen** (#3) 1 eller 2 gange. Vent 5 minutter på at varmen aftager.
- Hvis du allerede bruger det lave energiniveau, så fjern enheden og vent på at du føler dig OK, før du bruger enheden igen.

9.3 Ydre behandlingsfunktion

Hudområdet der skal behandles bør være barberet, rent, tørt og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant. Sørg for huden ikke er rød eller betændt.

1. Påfør lidt af det gel, som følger med enheden, på de 3 sølvfarvede **elektroder** (#5, #6). Du behøver ikke komme gel på ved indre behandling.
2. Du kan starte den ydre behandling med et langt tryk på **kontrolknappen** (#3) og derefter et kort tryk 3 gange. **Behandlingsfunktionens indikatorlys** (#2) lyser konstant hvidt. Enheden er nu klar til brug.
3. Du skal ligge behageligt ned.
4. Hold i bunden af enheden og sæt de 3 sølvfarvede **elektroder** (#5, #6) på skamlæberne. Den trekantede form af siden på de sølvfarvede **elektroder** (#5, #6) kan hjælpe dig med at placere enheden korrekt.



- i** Når **elektroderne** (#5, #6) er i tæt kontakt med huden og du bevæger enheden, så føler du varme udsendt fra **elektroderne** (#5, #6). Fortsæt med at bevæge enheden langsomt men fast over huden. Er der ingen bevægelse, virker den bi-polare radiofrekvensenergi ikke.

DA

- i** Under behandlingen vil du føle en kort vibration med cirka et minuts mellemrum.
- 5. Fortsæt med at glide enheden over skamlæberne. Efter 20 minutter slukker enheden automatisk.
- i** Hvis det er svært for dig at bevæge enheden over huden, kan du komme lidt gel på de 3 sølvfarvede **elektroder** (#5, #6).
- !** Hvis du føler smerte eller ubehag, så fjern enheden og vent på at du føler dig OK, før du bruger enheden igen.
- 6. Fjern enheden og rengør den (se afsnit 10. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring).

9.4 Efter behandling

Efter indre eller ydre behandling anbefaler vi, at du:

- undgår meget varmt vand i 2 dage efter behandlingen.
- kontakter din læge, hvis der er tegn på infektion, kraftig hævning, rødmen, smerte eller andet usædvanligt symptom.

10. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

- Brug vaginal serviet til at fjerne gelrester fra enheden samt behandlingsoverfladen. Dermed undgår du, at gel størkner eller beskadiger enheden.
- Tør enheden af med rent køkkenrulle.
- Efter rengøring anbefaler vi, at du opbevarer enheden i sin æske. Du kan vælge at komme **beskyttelsesetui** (#7) over **elektroderne** (#5, #6), men det er ikke påkrævet.

i Du kan bruge rengøringsvæske med op til 70% alkohol men brug ikke acetone eller væske med ridsevirkning, idet det kan beskadige enheden.

! Nedsænk ikke enheden eller delene i vand.

11. Problemløsning

Forsøg ikke at ændre, åbne eller reparere din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige elektriske komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre forsikringen ugyldig.

Problem	Forklaring / hvad du skal gøre
Min enhed vil ikke starte.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at enheden er opladet. Genstart enheden. <p>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.</p>
Jeg føler ingen varme fra enheden.	<ul style="list-style-type: none">Der udsendes ikke varme, hvis elektroderne (#5, #6) ikke har god kontakt med huden. Det er en sikkerhedsfunktion. Sørg for enheden er i tæt berøring med huden, før du starter behandlingen.Der udsendes ingen varme, hvis du ikke har påført gel eller tidligere påført gel er tørret ind. Du skal påføre gel umiddelbart før behandlingen.
De grønne og hvide lys i behandlings-funktionens indikatorlys (#2) blinker skiftevis.	<ul style="list-style-type: none">En systemfejl. Tryk på kontrolknappen (#3) for at genstarte enheden. <p>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.</p>

DA

Problem	Forklaring / hvad du skal gøre
Enheden vil ikke oplade.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for adapteren er korrekt tilsluttet til enheden og til stikkontakten. Tag adapteren (#9) ud af kontakten og tilslut den igen for at nulstille enheden. Kontroller at USB-kablet (#8) ikke er beskadiget. <p>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.</p>
Enheden virker ikke længere under en behandling.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at enheden er fuldt opladet. Enheden slukker automatisk i løbet af en behandling, hvis batteriet er for lavt til at fortsætte behandlingen eller der er en systemfejl. <p>Er der en systemfejl, så kontakt kundeservice.</p>
Enheden virker ikke længere.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på kontrolknappen for at genstarte enheden. <p>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.</p>

12. Forbrugsstoffer

Du kan købe mere Silk'n Intimate Gel på vores webstedet: www.silkn.eu.

13. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne brugermanual er også tilgængelig som PDF download fra vores website. Kontakt Silk'n-kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden. Vores kontaktoplysninger:

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu

Land	Servicenummer	E-mail
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Se produktgarantien for alle oplysninger.

15. Bortskaffelse

Hvis du ønsker at bortskaffe dit brugte enhed, skal du sørge for at følge de nationale love vedrørende bortskaffelse af elektriske apparater.

- Bortskaf emballagen adskilt i to typer materialer. Bortskaf pap og karton som affaldspapir og film via genbrugspladsen.
- Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe en elektrisk enhed (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. Dermed sikres det, at enheden genbruges korrekt og skadelige stoffer* ikke udledes i miljøet. Sørg for at enheden ikke er opladet før bortskaffelse.

* Produkter mærket Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

DA

16. Specifikationer

Model	H2400
Teknologi	RT™
Bi-polar radiofrekvensenergi (frekvens; maksimal udgangseffekt, maksimal udgangsspænding)	1 MHz $\pm 30\%$; 8W max
Drift og sikkerhed	Temperatursensor for at forhindre overophedning af huden Touch-sensor, bevægelses-sensor & automatisk slukning af sikkerhedshensyn
Transport & opbevaring mellem brug og opbevaringsbetingelser	Temperatur: - 40° til +70°C Relativ fugtighed: 90%rH maks. Atmosfærisk tryk: 500 - 1060hPa
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 5° til 40°C Relativ fugtighed: 15% til 90%rH Atmosfærisk tryk: 700 - 1060hPa
Tid fra mindste lagringstemperatur mellem brug til mindste driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Tid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brug til maksimal driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Beskyttelse mod elektrisk chok	Medicinsk udstyr i klasse 1 BF anvendt del
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (UK)
Adapterindgang; udgang	100-240V; 50/60Hz; 0,3A; 5,0V - 2,0A
Brugslevetid	3 år

17. Mærkning

Se det tilhørende afsnit på engelsk.

18. Udgangseffektgraf

Se det tilhørende afsnit på engelsk.

19. EMC og teknisk resultat

Se det tilhørende afsnit på engelsk.


20. Juridisk information

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

HomeSkinovationsLtdforbeholdersigrettatforetageændringerafderesprodukter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd. Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden varsel. Home Skinovations Ltd har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel. Silk'n og Silk'n-logo er registrerede varemærker tilhørende Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

DA

DA



PB14430A

 HomeSkinovations™

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Invention Works B.V.

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands